

# ヒューフレディから新登場! HARMONY™

ハナモニー エルゴノミック スケーラー

Designed with TrueFit™ Technology

トゥルーフィット (TrueFit<sup>™</sup>) テクノロジーを採用し、人間工学に基づいて開発設計されたハーモニー (Harmony<sup>™</sup>) エルゴノミック スケーラーシリーズが新しく誕生!

従来品に比べ軽い把持力でインスツルメント操作が可能な為、反復動作による 手の疲労や手根管症候群などのリスクを低減することができます。

ハーモニー (Harmony™) エルゴノミック スケーラーは エバーエッジ (EverEdge™) 2.0 のシャープなカッディングエッジが 付与されており、歯石を効率よく除去することが 可能でブレードのシャープさも長持ちします。

> 人間工学に基づいて 開発されたハンドルと エバーエッジ2.0の 切れ味が融合!

# HARMONY N-モニーエルゴノミックスケーラー

Designed with TrueFit<sup>™</sup> Technology

## 歯牙に加わる圧力を**40.9%**低減※

ハーモニー エルゴノミックスケーラー及びキュレットは、 スケーリング時に歯牙に加わる圧力を小さくできるため、 患者様の快適さを高め、術者の疲労も軽減することができます。 ※ヒューフレディ社製角柄ハンドル(#2)との比較での平均

::HuFriedv

表1:スケーリング時に歯牙に加わった圧力の平均値

ハンドルの種類	ピーク圧時点の 平均値 (N)	ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドル との差 (増分)	
ハーモニー(#XE2)	1.20	_	
角 柄(#2)	2.03	40.9%	

# 

### シャープさがさらに長持ち! コーティングなしの高性能!!

刃物の調査機関CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) の試験\*\*<sup>1</sup>結果において、 **エバーエッジ (EverEdge<sup>TM</sup>) 2.0**のカッティングエッジが試験用のシリコンストリップに加えた圧力は、 開封時に約6ニュートン (約600g)、500回のストローク後も約7ニュートン (約700g) という結果でした。 エバーエッジ (EverEdge<sup>TM</sup>) 2.0のカッティングエッジが付与されたハーモニー (Harmony<sup>TM</sup>) エルゴノミックスケーラーはシャープさが持続するため、軽い力で効率よくスケーリング操作ができ、術者は疲れにくく、 患者様の負担も軽減されます。

※1:測定用に調整されたシリコンストリップにプレードを反復して押し当て、ストリップを突き抜いた際の圧力を測定(加えられた圧力が低いほどプレードが鋭利なことを示し、ストロークによってプレードの鋭利さが低減すると、より多くの圧力を加える必要があるためニュートンの数値は増加する)

## トゥルーフィット (TrueFit<sup>™</sup>) テクノロジーとは

歯科用インスツルメントの主要な人間工学的特性を測定する目的に合わせ開発された 高感度センサーシステム。術者や対象とするインスツルメントの違いによって影響を 受ける事なく毎秒40回のデータの読取が可能。

トゥルーフィット(TrueFit<sup>™</sup>) テクノロジーを用いた試験では、スケーリング時のインスツルメントの把持力や歯牙に加わる圧力のデータを合計**287万8,320**におよび収集。データの完全性及び偏りのない確実な統計解析が行われるよう第三者機関においてデータを解析。



シリコングリップが従来品と比較して30%長くなり、より確実且つ鋭敏に把持が可能になりました。グリップ部分の幾何学模様はあらゆる方向から

把持してもしっかりと操作できるように設計されています。

※従来のIMS シグネチャーグリップはサイズが異なるためご使用いただけません。

しやすいように
しされたハンドル

280万を超える データを収集

(世界各国のDHの方々が 参加した試験結果の合計)



ハーモニー エルゴノミック スケーラーのハンドルはエバーエッジハンドル(#9E2)と同様『**バランスの良い**』 **重量感**で、砂時計の形状をしたハンドルは術者の手によりフィットするよう設計されています。



### 頼感のあるメタルハンドル

耐久性が高く洗浄が容易なメタルハンドルを採用しています。 滑りにくい2重らせんデザインのハンドルは、手指感覚を向上、疲労を軽減します。

# . 把持力が57.3%低減※

軽い力でインスツルメントを把持できるため、反復動作による手の疲労や 手根管症候群などのリスクを軽減することができます。

表2:スケーリング時の親指・人差し指・中指の総把持力の平均値

(歯牙に加わった圧力が最大値時)

ハンドルの種類	親指、人さし指、中指の 総把持力の平均値(kPa)	ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドル との差 (増分)	
ハーモニー(#XE2)	29.75	_	
角 柄(#2)	69.69	57.3%	

ハーモニー (#XE2)


### - モニー エルゴノミック スケーラー バリエーション (2021年10月21日現在)

### グレーシーキュレット (オリジナル・アフターファイブ・ミニファイブ・マイクロミニファイブ) ※下記画像はオリジナルスタンダードのものです。



前歯部









臼歯部の

頬舌側面

9/10 臼歯部の頬舌側面 根分岐部



11/12 臼歯部の 近心面



13/14 臼歯部の 遠心面



15/16 (FIT11/12) 臼歯部の近心面 臼歯部の遠心面



17/18 (FIT13/14)



15/16 (FIT11/12) 17/18(FIT13/14)は シャンクの角度を大きく しているため、対合歯に 干渉される事なく、 より良くフィットします。

#### シックルスケーラー



ネビィ1













衛生士用 H6/H7









ユニバーサルキュレット



17/18







SG13/14RXE2

SG15/16RXE2

SG17/18RXE2

3/4



5/6





17/18





**204S** 



SAS13/14RXE2

SAS15/16RXE2



13/14



SMS13/14XE2

作業部の形状硬さ		オリジナル		アフターファイブ		ミニファイブ		マイクロミニファイブ
		現在世界のグレーシーキュレットの基準と なっている、グレーシー博士が考案した 当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。		5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。 オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、 ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易 で組織への負担を軽減。		5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。プレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、プレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。		シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと 同等だが、幅がオリジナルと比較し30%細い
		スタンダード	リジッド	スタンダード	リジッド	スタンダード	リジッド	リジッド
		<b>ソーレノー</b>						
	1/2	SG1/2XE2	SG1/2RXE2	SRPG1/2XE2	SRP1/2RXE2	SAS1/2XE2	SAS1/2RXE2	SMS1/2XE2
	3/4	SG3/4XE2	SG3/4RXE2	SRPG3/4XE2	SRP3/4RXE2	SAS3/4XE2	SAS3/4RXE2	_
	5/6	SG5/6XE2	SG5/6RXE2	SRPG5/6XE2	SRP5/6RXE2	SAS5/6XE2	SAS5/6RXE2	_
er .	7/8	SG7/8XE2	SG7/8RXE2	SRPG7/8XE2	SRP7/8RXE2	SAS7/8XE2	SAS7/8RXE2	SMS7/8XE2
グレーシー キュレット	9/10	SG9/10XE2	SG9/10RXE2	_	_	_	_	_
サユレジト	11/12	SG11/12XE2	SG11/12RXE2	SRPG11/12XE2	SRP11/12RXE2	SAS11/12XE2	SAS11/12RXE2	SMS11/12XE2

SRP13/14RXF2

SRP15/16RXE2

SRPG13/14XE2

SRPG15/16XE2

商品名			パートコード
シックル スケーラー	ネビィ	1前歯用	SCNEVI1XE2
		2臼歯用	SCNEVI2XE2
		3臼歯用	SCNEVI3XE2
		4臼歯用	SCNEVI4XE2
	衛生士用	H5/33	SH5/33XE2
		H6/H7	SH6/7XE2
	臼歯用	204S	S204SXE2
		204SD	S204SDXE2
	前歯用	モース 0/00	SM0/00XE2

	商品名		
	マッコール	17/18	SM17/18XE2
	ランガー	1/2	SL1/2XE2
ユニバーサル キュレット		3/4	SL3/4XE2
		5/6	SL5/6XE2
		17/18	SL17/18XE2
	コロンビア 大学型	2R/2L	SC2R/2LXE2
		4R/4L	SC4R/4LXE2
		13/14	SC13/14XE2

SAS13/14XE2

SAS15/16XF2

SAS17/18XE2

#### 【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

13/14

15/16 (FIT 11/12)

17/18 (FIT 13/14)

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

SG13/14XE2

SG15/16XE2

SG17/18XE2

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

### [製造元] Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

