



## 診 査 DIAGNOSTIC

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| エクスプローラー (探針) Explorers | B2  |
| プローブ Probes             | B8  |
| エクスプロ Expos             | B15 |
| ピンセット Dressing Pliers   | B16 |
| ミラー Mirrors             | B18 |





# デュラスポンド (DURASPOND™) エクスプローラー

| 工夫を重ねた正確さ



このエクスプローラーの写真では、「デュラスポンド」の優れた能力を示すため、屈曲させ巻きつけられています。

## -FACT- エクスプローラーとは

エクスプローラーは、齶蝕や歯石の探知、歯周ポケット内や根分岐部、修復部の診査に使用する、インストゥルメントセットに不可欠なものです。

## -CHALLENGE- ヒューフレディ社の挑戦


定期診査にあたり患者さんの状態を正確に診断してカルテに記載するためには、信頼できる精度と弾力性を持ったエクスプローラーを使用し適切な結果を得る必要があります。

## -SOLUTION- ヒューフレディ社からの提案

ヒューフレディ社のエクスプローラーは、『デュラスポンド』と呼ばれる特殊配合のスチール合金を使用しハンドメイドで製作しています。このスチール合金は、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感を発揮し、高精度の診断を実現します。複数のハンドルオプションと組み合わせることで、30以上のスタイルで使用でき、すべての歯科医師や歯科衛生士により患者さんたちへお使いいただけます。

# キューリックス (QULIX™) カラーコードプローブ

キューリックス (QULIX™) プローブは黒いマーキングで色別されています。マーキングは正確で、平滑な仕上げが施されているため、欠けたり、剥がれたり、色褪せることはありません。





両 頭

#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#31 細 丸



片 頭

#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#30 細 丸



手根管症候群の予防

手指にかかるストレス軽減の方法の一つとして、異なるサイズのハンドルを使い分けることが、神経外科専門医により推奨されています。太めのハンドル(#6,#7)は、軽い力で把持することができます。色々なハンドルサイズを組み合わせ、軽く把持することで、手根管症候群の予防になります。\*

\*出典:  
L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック:  
歯科衛生士のための手根管症候群予防法。歯科衛生学会誌、1992年2月

カタログの見方

|           |                   |            |             |
|-----------|-------------------|------------|-------------|
| インスツルメント名 | ★ アフターファイブ 11/12  | インスツルメント名  |             |
|           | 11/12 After Five® | インスツルメント英名 |             |
|           | #7 (サテンスチールカラー)   | EXD11/12A7 | 3,000円      |
|           | #6 (サテンスチール)      | EXD11/12A6 | 2,900円      |
| おすすめ品     | ハンドル番号            | ハンドルの名称    | 掲載商品のパートコード |
|           |                   |            | 標準価格        |

※ハンドル番号が太字のものの写真が掲載されています。  
上記の場合は6番ハンドル







## エクスプローラー (探針)

### EXPLORERS

齲蝕や歯石の探知、ポケット内や根分岐部、修復部の診査に使用します。

 おすすめ品




TU17は、17エクスプローラーに比べて、バランスが取れたデザインのエクスプローラーです。

## 片 頭



3  
#6 (サテンスチール) **EXS36** 2,100円



3A  
#7 (サテンスチールカラー) **EXS3A7** 2,200円  
 #6 (サテンスチール) **EXS3A6** 2,100円  
#30 (細 丸) **EXS3A** 2,100円




ポピュラータイプ 23  
23 Popular Type  
#30 (細 丸) **SPEXS23** 2,600円



ポピュラータイプ 25  
25 Popular Type  
 #30 (細 丸) **SPEXS25** 2,600円







ウィルキンス/  
タフツ大学型  
TU17  
TU17 Wilkins/Tufts  
#6 (サテンスチール)  
**EXTU176**  
2,100円



6  
#6 (サテンスチール)  
**EXS66**  
2,100円



6A  
#6 (サテンスチール)  
**EXS6A6**  
2,100円



8  
#6 (サテンスチール)  
**EXS86**  
2,100円



9  
#6 (サテンスチール)  
**EXS96**  
2,100円




17  
#6 (サテンスチール)  
**EXS176**  
2,100円



シェファード  
フック 23  
23 Shepherd's Hook  
#6 (サテンスチール)  
**EXS236**  
2,100円




54  
#6 (サテンスチール)  
**EXS546**  
2,100円





# エクスプローラー (探針) EXPLORERS

 おすすめ品



11/12 ODUエクスプローラーの作業部を正しくあてるには、第一シャンクが歯面と平行になるようにしながら、作業部を隣接歯間に挿入します。

## 両 頭




### 11/12 ODU

11/12 Old Dominion University

特に臼歯部隣接面の深いポケット内の歯石探知に適しています。

1本で全歯列に適用できるデザインです。

|   |              |                  |               |
|---|--------------|------------------|---------------|
| #7  | (サテンスチールカラー) | <b>EXD11/127</b> | <b>3,000円</b> |
|  | #6 (サテンスチール) | <b>EXD11/126</b> | <b>2,900円</b> |
| #31   | (細 丸)        | <b>EXD11/12</b>  | <b>2,700円</b> |




### アフターファイブ 11/12

11/12AF After Five®

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いため、


より深いポケットの探知に適しています。



|   |              |                   |               |
|---|--------------|-------------------|---------------|
| #7  | (サテンスチールカラー) | <b>EXD11/12A7</b> | <b>3,000円</b> |
|  | #6 (サテンスチール) | <b>EXD11/12A6</b> | <b>2,900円</b> |
| #31   | (細 丸)        | <b>EXD11/12AF</b> | <b>2,700円</b> |



### 5\*

歯肉線下の歯石探知用#17と齶蝕診査用#23の組み合わせ。

|   |                 |              |               |
|---|-----------------|--------------|---------------|
|  | #7 (サテンスチールカラー) | <b>EXD57</b> | <b>3,000円</b> |
| #6  | (サテンスチール)       | <b>EXD56</b> | <b>2,900円</b> |
| #31   | (細 丸)           | <b>EXD5</b>  | <b>2,700円</b> |



※2、3CH、5はXTSコーティングが施されたものもご用意しています。  
(B7ページ)




### ウィルキンス/タフツ大学型 TU17/23


TU17/23 Wilkins/Tufts\*

歯肉縁下の歯石探知用#TU17と齶蝕診査用#23の組み合わせです。  
#TU17は、使いやすくバランスの取れた作業部が特徴です。


- #7 (サテンスチールカラー) **EXTU17/237** 3,000円
- #6 (サテンスチール) **EXTU17/236** 2,900円



- 1
- #6 (サテンスチール) **EXD16** 2,900円




- 2\*
- #6 (サテンスチール) **EXD26** 2,900円




### ピッグテール 2A 2A Pigtail


- #6 (サテンスチール) **EXD2A6** 2,900円




- 2H
- #6 (サテンスチール) **EXD2H6** 2,900円




- 3
- #6 (サテンスチール) **EXD36** 2,900円



- 2R/2L
- #6 (サテンスチール) **EXD2R/2L6** 2,900円




- 3ES
- #6 (サテンスチール) **EXD3ES6** 2,900円




- カウホーン 3CH\*  
3CH Cowhorn\*
- #7 (サテンスチールカラー) **EXD3CH7** 3,000円
- #6 (サテンスチール) **EXD3CH6** 2,900円







 おすすめ品

両 頭



ポピュラータイプ 5  
5 Popular Type

#31 (細 丸)      **SPEXD5**      3,600円



ポピュラータイプ 8  
8 Popular Type

#31 (細 丸)      **SPEXD8**      3,600円



6/3

#6 (サテンスチール)      **EXD66**      2,900円



23/6

#6 (サテンスチール)      **EX23/66**      2,900円



EN1

隣接歯間部により届きやすいデザイン。

#6 (サテンスチール)      **EXDEN16**      2,900円



3A/TU17

隣接歯間部により届きやすいデザイン。

#6 (サテンスチール)      **EX3A/TU176**      2,900円

## エキスポローラー XTS 両頭

エキスポローラー XTS®/エキspro XTS® は、  
汚れが付きにくい窒化アルミニウムチタン(AITiN)コーティングが特徴です。



2  
#6 (サテンスチール) **EXD2XTS** 3,100円



カウホーン 3CH  
3CH Cowhorn  
#6 (サテンスチール) **EXD3CHXTS** 3,100円



5  
★ #6 (サテンスチール) **EXD5XTS** 3,100円



ウィルキンス/タフツ大学型 TU17/23  
TU17/23 Wilkins/Tufts  
#6 (サテンスチール) **EXTU1723XT** 3,100円



23/CP12  
#6 (サテンスチール) **XP23/12XTS** 4,700円

3-6-9-12

サテンスチールXTSエキスポローラーは、コンポジットレジン充填時の歯牙解剖の特徴を反映した修復に適用です。歯とインスツルメントの先端部を見分けやすくするため、黒い色のコーティングが施されています。



# カラービュー プローブ

COLORVUE® PROBES



カラービュー (COLORVUE®) のマークは鮮やかなので、歯肉と露出した根面との判別が容易でポケット長や歯肉退縮の数値的読み取りが簡単です。



カラービューはインプラント周囲粘膜の診査・評価に役立ちます。\*\*

おすすめ品

## カラービュープローブ

カラービュー (COLORVUE®) は、口腔内で識別が容易なように、鮮やかな黄色いチップに黒いマークがついています。先端部は、柔軟性がありラウンド型なので、歯肉にやさしい操作ができます。インプラントにも安全で、ネジ式なのでカラーコードが摩耗した場合のチップ交換も簡単です。



3-6-8-11

11

**PCV11PT** 交換チップ (12入) 12,600円  
**PCV11KIT6** スキット (ハンドル1本 チップ7入) 8,500円



3-6-9-12

12

**PCV12PT** 交換チップ (12入) 12,600円  
**PCV12KIT6** スキット (ハンドル1本 チップ7入) 8,500円



1-2-3-5-7-8-9-10

ウィリアムズ  
Williams

**PCVWPT** 交換チップ (12入) 12,600円  
**PCVWKIT6** スキット (ハンドル1本 チップ7入) 8,500円



1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

UNC

**PCVUNC12PT** 交換チップ (12入) 12,600円  
**PCVNCKIT6** スキット (ハンドル1本 チップ7入) 8,500円




カラービュー用ハンドル  
Colorvue Satin Steel® Handle

**PH6** 2,100円

※カラービューチップは別売です。

※※©Montage Media 2005. 出典:M・レスマン:インプラントのメンテナンスに関するホワイトペーパー。Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. 2010年9月





## カラービュープローブ ペリオスクリーン

ヒューフレディ社製カラービュープローブ『ペリオスクリーン(PerioScreen®)』によって、  
 細かなプロービングを行う前に、歯周ポケットの深さを手早く簡単に診査することが可能です。  
 ユニバーサルな緑と赤のカラーコードは歯周疾患の進行度を表しています。



3-5-7-10

10  
#10 Markings

|                  |                     |         |
|------------------|---------------------|---------|
| <b>PPS10PT</b>   | 交換チップ (12入)         | 12,600円 |
| <b>PPS10KIT6</b> | Sキット (ハンドル1本 チップ7入) | 8,500円  |



3-6-9-12

12  
#12 Markings

|                  |                     |         |
|------------------|---------------------|---------|
| <b>PPS12PT</b>   | 交換チップ (12入)         | 12,600円 |
| <b>PPS12KIT6</b> | Sキット (ハンドル1本 チップ7入) | 8,500円  |

## エクスプロ カラービュー

カラービュープローブのチップを装着することができるエクスプローラーです。



17\*  
17 Expro and Handle\*

**XP17/PH6** 3,900円



23\*  
23 Expro and Handle\*

**XP23/PH6** 3,900円


カラービュープローブ『ペリオスクリーン』は、高度な人間工学に基づいたデザインと再利用・再生可能な金属製ハンドルを採用しました。プラスチック製の作業部のみ交換式なので、環境に優しい製品です。

※カラービュープローブ ペリオスクリーン用のチップは別売です。



## カラービュー プローブ COLORVUE® PROBES

★ おすすめ品



カラービュープローブ「バイオタイプ」は、歯肉のバイオタイプを判定する際に、簡単且つ患者さんにとって快適に使用できます。



### カラービュープローブ バイオタイプ

簡単且つ患者さんにとって快適に使用でき、歯肉のバイオタイプを判定できます。  
交換型チップはそれぞれ、最大30回まで滅菌可能です。  
人間工学に基づいたデザインの#6サテンスチールハンドルに装着可能です。  
樹脂製の交換型チップは、インプラント患者さんを含め、あらゆる患者さんに適用です。  
チップのひとつひとつに番号が付いているので、色分けするのに便利です。



#### バイオタイプ スターターキット Bio Type Probe Starter Kit

**PBTPKIT12** (ハンドル3本 チップ12入) **14,000円**

※交換チップ (ブルー×4本、グリーン×4本、ホワイト×4本)、ハンドル×3本



#### バイオタイプ ブルー Bio Type Probe Blue

**PBTPB**  
交換チップ(12入)  
**12,000円**




#### バイオタイプ グリーン Bio Type Probe Green


**PBTPG**  
交換チップ(12入)  
**12,000円**



#### バイオタイプ ホワイト Bio Type Probe White

**PBTPW**  
交換チップ(12入)  
**12,000円**





## カラーコードプローブ

カラーコードプローブは、キューリックス (QULIX™) と呼ばれる黒色の正確なマークで色別されています。この色別部分は、通常の使用でははがれたり薄くなったりすることはありません。

2-4-6-8-10-12



CP2

|     |           |              |        |
|-----|-----------|--------------|--------|
| #6  | (サテンスチール) | <b>PCP26</b> | 3,600円 |
| #30 | (細丸)      | <b>PCP2</b>  | 3,500円 |

3-6-8-11



CP8

|     |           |              |        |
|-----|-----------|--------------|--------|
| #6  | (サテンスチール) | <b>PCP86</b> | 3,600円 |
| #30 | (細丸)      | <b>PCP8</b>  | 3,500円 |

1-2-3-5-7-8-9-10




CP10

|     |           |               |        |
|-----|-----------|---------------|--------|
| #6  | (サテンスチール) | <b>PCP106</b> | 3,600円 |
| #30 | (細丸)      | <b>PCP10</b>  | 3,500円 |

3-6-8-11




CP11

|  |              |               |        |
|--|--------------|---------------|--------|
| #7   | (サテンスチールカラー) | <b>PCP117</b> | 3,800円 |
|  #6 | (サテンスチール)    | <b>PCP116</b> | 3,600円 |
| #30  | (細丸)         | <b>PCP11</b>  | 3,500円 |

3-6-9-12



CP12

|  |              |               |        |
|--|--------------|---------------|--------|
| #7   | (サテンスチールカラー) | <b>PCP127</b> | 3,800円 |
|  #6 | (サテンスチール)    | <b>PCP126</b> | 3,600円 |
| #30  | (細丸)         | <b>PCP12</b>  | 3,500円 |



カラーコードプローブ

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12



**CPUNC12**

CP12 University of North Carolina


|     |              |                  |        |
|-----|--------------|------------------|--------|
| #7  | (サテンスチールカラー) | <b>PCPUNC127</b> | 3,800円 |
| #6  | (サテンスチール)    | <b>PCPUNC126</b> | 3,600円 |
| #30 | (細 丸)        | <b>PCPUNC12</b>  | 3,500円 |

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15



**CPUNC15**

CP15 University of North Carolina

|  |              |                  |        |
|--|--------------|------------------|--------|
| #7   | (サテンスチールカラー) | <b>PCPUNC157</b> | 3,800円 |
|  #6 | (サテンスチール)    | <b>PCPUNC156</b> | 3,600円 |
| #30  | (細 丸)        | <b>PCPUNC15</b>  | 3,500円 |

1-2-3-5-7-8-9-10



**シンウィリアムズ OW**

PQ-OW\* Thin Williams


|    |           |              |        |
|----|-----------|--------------|--------|
| #6 | (サテンスチール) | <b>PQOW6</b> | 3,500円 |
|----|-----------|--------------|--------|


3.5-5.5-8.5-11.5



**CP11.5B**



CP-11.5B\* Screening Probe

|  |              |                  |        |
|--|--------------|------------------|--------|
| #7   | (サテンスチールカラー) | <b>PCP11.5B7</b> | 3,800円 |
|  #6 | (サテンスチール)    | <b>PCP11.5B6</b> | 3,600円 |
| #30  | (細 丸)        | <b>PCP11.5B</b>  | 3,500円 |



CP11.5はWHOタイプのプローブです。WHOとはWorld Health Organizationの略でCPITN(Community Periodontal Index of Treatment Needs)システムに基づいてデザインされており、先端に直径0.5mmのボールがついています。チェアサイドにおいて短時間で歯周疾患の兆候となるポケット深度を計測することができます。





ノバテックプローブ

従来のプローブ

## ノバテックプローブ

ネイバーズは根分岐部(ファークーション)の診査に使用します。



#30 (細丸)      **PCPNT11**      4,300円



#6 (サテンステール)      **PCPNT26**      4,400円  
#30 (細丸)      **PCPNT2**      4,300円



#6 (サテンステール)      **PCPNT126**      4,400円



★ #6 (サテンステール)      **PCPNT156**      4,400円

## 両頭



#6 (サテンステール)      **P15/11.5B6**      6,000円

※ヒューフレディ社のWHOタイププローブは、PSRおよびCPITN  
歯周スクリーニングプログラムと組み合わせて使用します。



 おすすめ品

第一大臼歯根分岐部に挿入された  
カラーコードプローブ ネイバース Q2N



## 両頭 根分岐部用

ネイバースは根分岐部(ファーケーション)の診査に使用します。



ネイバース 1N  
1N Nabers

#6 (サテンスチール) **P1N6** 4,200円



ネイバース 2N  
2N Nabers


#6 (サテンスチール) **P2N6** 4,200円

12-9-6-3

3-6-9-12



ネイバース Q2N  
Q-2N Nabers Color-coded

#7 (サテンスチールカラー) **PQ2N7** 6,100円  
 #6 (サテンスチール) **PQ2N6** 5,900円  
 #31 (細丸) **PQ2N** 5,800円

## 片頭

1-2-3-5-7-8-9-10



ウィリアムズ  
Williams


#6 (サテンスチール) **PW6** 3,400円  
 #30 (細丸) **PW** 3,500円





## エキスプロ EXPROS

一方の作業部がエキスペローラー、もう一方がプローブの両頭  
インストゥルメントです。診査および測定の両方に使えます。

 おすすめ品

11-8-6-3



23/CP11  
23/CP-11

#6 (サテンスチール) **XP23/116** 4,500円

12-9-6-3



23/CP12  
23/CP-12

#6 (サテンスチール) **XP23/126** 4,500円

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



UNC 23/UNC15  
23/UNC15 University of North Carolina

#6 (サテンスチール) **XP23/UNC6** 4,500円

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



TU17/UNC15\*  
TU17/UNC15\*

#6 (サテンスチール) **XPTU17/156** 4,500円

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



3A/UNC15  
3A/UNC15


 #6 (サテンスチール) **XP3A/NC156** 4,500円


\*ウィルキンス/タフツ大学型と、  
UNC(ノースカロライナ大学)のコンビネーション



## ピンセット DRESSING PLIERS

口腔内外での材料の把持や持ち運びのためのものです。  
ピンセットはすべて、熱処理を施した重厚なステンレス鋼を  
使用しており、先端部の曲がりやズレが生じにくい構造です。

 おすすめ品



18L  
18L Locking

**DP18L**  
7,800円

ロック付



1  
1 Perry  
**DP1**  
4,500円




2  
2 College  
**DP2**  
4,500円




3  
**DP3**  
4,500円



17  
**DP17**  
4,500円






18  
DP18  
4,500円



コーク型 18JSII  
18JSII  
★ DP18JS-II  
3,600円



19  
DP19  
4,500円



汎用  
Utility Pick-Up  
Dressing Pliers  
★ DPU17  
3,000円



317 ギザ無  
317 Smooth Beak  
DP317  
3,800円



318 フォイル・  
メリアム  
318 Foil/Meriam  
Serrated Beaks  
DP318  
3,800円

使用済みのガーゼ、ラバーダム製品、バーなどを持ち運びする際、ピンセット DPU17を使用することで、チェアサイドや再処理エリアでの二次汚染の危険を低減します。DP317ピンセットは先端部にギザがないのが特徴で、粒状の抗菌剤の挿入に適用です。



## ミラートップ HIGH DEFINITION MIRRORS

ヒューフレディ社のHDミラーのコーティングは、独自仕様の、優れた輝きと色によって、あらゆる歯科処置で視認性が向上します。また、HDミラーには傷がつきにくいので、効率の良い治療に適用です。



 おすすめ品



HD 両面 4  
#4 Double-Sided  
直径22mm

 **MIR4DSDH**  
1入  
1,500円

**MIR4DSDH6**  
6入  
8,100円

HD 両面 5  
#5 Double-Sided  
直径24mm


 **MIR5DSDH**  
1入  
1,500円

**MIR5DSDH6**  
6入  
8,100円

### ヒューフレディ社製 HDミラーの特徴

- 113%の反射率によって、比類のない画像の明瞭性を実現\*\*
- ロジウムコーティングのミラーより明るさが38.5%向上\*\*
- 他の表面ミラーより、明るさが50%向上\*\*
- 傷が付きにくく、長く使用できる
- 人間工学に基づいたデザインの太いハンドルを選択可能

### HDコーティングと ロジウムコーティングの比較



※社内資料





HDコーティング




HD 片面 3  
#3 Single-Sided  
直径20mm  
**MIR3HD**  
1入  
1,400円



HD 片面 4  
#4 Single-Sided  
直径22mm  
**MIR4HD**  
1入  
1,400円



HD 片面 5  
#5 Single-Sided  
直径24mm  
**MIR5HD**  
1入  
1,400円



ロジウムコーティング



片面 4  
#4 Single-Sided  
直径22mm  
**MIR4/3**  
3入  
2,800円

**MIR4/12**  
12入  
10,300円



片面 5  
#5 Single-Sided  
直径24mm  
**MIR5/3**  
3入  
2,800円

**MIR5/12**  
12入  
10,300円



両面 4  
#4 Double-Sided  
直径22mm  
**MIR4DS/3**  
3入  
3,700円

**MIR4DS/6**  
6入  
6,600円



両面 5  
#5 Double-Sided  
直径24mm  
**MIR5DS/3**  
3入  
3,700円

**MIR5DS/6**  
6入  
6,600円

両面ミラーは、流線型で人間工学に基づいたデザインなので、患者さんは快適に治療を受けられます。隙間がない構造は効率的な清掃を可能にしました。



ミラーハンドル



コーンソケット ハンドル #24  
#24 Cone Socket Mirror Handle

**MH24** 2,200円



コーンソケット ハンドル #1  
#1 Cone Socket Mirror Handle

**MH1** 2,200円



コーンソケット ハンドル #6  
#6 Cone Socket Mirror Handle

★ **MH6** 2,500円



コーンソケット ハンドル #7  
#7 Cone Socket Mirror Handle

**MH7** 2,500円

