



# HD MIRRORS

## HDミラー



### 事 実 -FACT-

歯科治療における診断の99%は目視によると言われており\*、臨床家が正確な診断を行うために使用するミラーには、あらゆる処置に対する高レベルの明瞭性と可視性が要求されます。

### 挑 戦 -CHALLENGE-

標準的なロジウムコーティングミラーでも適度の明瞭性と可視性を発揮しますが、より高いクオリティと成果を追求する臨床家のためのミラーが開発されました。

### 解決法 -SOLUTION-

ヒューフレディ社製のHDミラー (**H**igh **D**efinition 高鮮明度ミラー) の特長は、明度と色調を格段に向上させたコーティングで、あらゆる歯科処置での可視性を深化させます。また、耐擦過性の高いHDミラーは、患者さんへの快適な処置のための選択肢です。

### ヒューフレディ社製 HDミラーの特徴

- 113%の反射率によって、比類のない画像の明瞭性を実現\*\*
- ロジウムコーティングのミラーより明るさが**38.5%**向上\*\*
- 他の表面ミラーより、明るさが**50%**向上\*\*
- 傷が付きにくく、長く使用できる
- 人間工学に基づいたデザインの太いハンドルを選択可能

### HDコーティングとロジウムコーティングの比較



裏面のHDミラーおよびハンドルオプションの製品群をご参照ください。

How the best perform

**Hu-Friedy**

# HDミラー コーンソケットミラーハンドル

## HDコーティング 片面



HD 片面 3  
#3 Single-Sided  
直径20mm  
**MIR3HD**  
1入  
1,400円



HD 片面 4  
#4 Single-Sided  
直径22mm  
**MIR4HD**  
1入  
1,400円



HD 片面 5  
#5 Single-Sided  
直径24mm  
**MIR5HD**  
1入  
1,400円

## HDコーティング 両面



HD 両面 4  
#4 Double-Sided  
直径22mm  
**MIR4DSHD**  
1入  
1,500円



**MIR4DSHD6**  
6入  
8,100円

HD 両面 5  
#5 Double-Sided  
直径24mm  
**MIR5DSHD**  
1入  
1,500円

**MIR5DSHD6**  
6入  
8,100円

## コーンソケットミラーハンドル



#24  
**MH24** 2,200円



#1  
**MH1** 2,200円



#6  
**MH6** 2,500円



#7  
**MH7** 2,500円

### 【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:ミラー(一般的名称:歯鏡) 医療機器届出番号:1383X10195G22101

●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月1日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy

©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-423J/1019