



HU-FRIEDY MIRRORS

ヒューフレディ ミラー&ミラーハンドル

ヒューフレディ社のミラートップは**ダイレクトミラー**（鏡面反射）のため、2重3重に反射することなく、鮮明で歪みのない鏡像を映します。

ロジウムコーティング加工を施しているので傷がつきにくく耐久性に優れています。

診査や**スケーリング**を含む全ての歯科臨床現場においてご使用いただけるミラーです。局所に集中して診査できるφ22mmタイプと、より広角に映せるφ24mmタイプをご用意しています。

【片面】



ミラー トップ 片面 4…3入 (φ22mm)

MIR4/3
¥2,800

ミラー トップ 片面 5…3入 (φ24mm)

MIR5/3
¥2,800

【両面】



ミラー トップ 両面 4…3入 (φ22mm)

MIR4DS/3
¥3,700

ミラー トップ 両面 5…3入 (φ24mm)

MIR5DS/3
¥3,700



両面タイプは**チークリトラクター**として使用しながら、反対の面で口腔内を照らすことが可能です。
(30°のオフセット)

【ハンドルオプション】

MH1
¥2,200



MH24
¥2,200



MH6
¥2,500



MH7
¥2,500



※ミラートップ及びミラーハンドルはヒューフレディオリジナルデザインにつき他社製品との互換性はありません。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステップ秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:ミラー(一般的名称:歯鏡) 医療機器届出番号:3183X10195G22101

●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2016年10月1日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-002/J/1016

How the best perform

Hu-Friedy