

MICROSURGICAL SCISSORS

マイクロサージカルシザーズ

マイクロサージカルシザーズとは？


顕微鏡下の手術で、目視下ではなかなかアプローチできないような微細な部分に対して、拡大した画像と特別な器具を使い処置を行う、マイクロサージェリー時に使用。

微細な血管や神経などの縫合には、局部を立体顕微鏡で撮影しながら進めることができます。

前歯領域における審美性の追求など、非常にデリケートな対応が求められる場面では、できる限り粘膜や骨などの組織にダメージを与えない低侵襲処置(Minimally Invasive Procedure)であることが前提となり、必要最小限の粘膜調整に使用されるのがシザーズ(歯肉はさみ)です。

ヒューフレディ社製品の特長

ヒューフレディ社のマイクロサージカルシザーズは、極細の糸や組織を的確にカットする操作性と、使用後の洗浄・滅菌を繰り返すための耐久性の両面を備えています。



はさみ 歯肉用 カストロビージョ 31


〈全長10cm〉

非常に**小型化**されており、糸のカットのみならず**歯間乳頭部の整形**にも適用。

先端：曲

S31

¥45,000



はさみ 歯肉用 マイクロ カストロビージョ 曲 チタン

〈全長18cm〉

チタン製で**非常に軽量**なため、術者の負担を軽減します。全体を濃いブルーでカラーリングしており、**反射しにくいため顕微鏡下での処置に適用**です。

先端：曲

STMBH

¥135,000



ヨーロッパ
ハンドル
デザイン*

*

【ヨーロッパハンドルデザイン】

従来のハンドルと比較して、感染管理の観点から表面の凹凸を減らしたデザイン

【スムーズハンドルデザイン】

ヨーロッパハンドルと比較して、更に凸凹が少ないデザイン

How the best perform

Hu-Friedy

はさみ 歯肉用
マイクロ カストロビージョ 曲 PV

〈全長18cm〉
丸みのあるハンドルデザインのため、
術者の**掌中内での回転が容易**です。
先端：曲

SPV
¥55,000

ヨーロッパ
ハンドル
デザイン*



かみそりの刃のような鋭い
仕上げで、もう一方の刃は
すべりを防止するための
細かなギザ付仕上げ

はさみ ブラックライン スーパーカット
マイクロ カストロビージョ 曲 PV

〈全長16.5cm〉
丸みのあるハンドルデザインのため、術者の
掌中内での回転が容易です。高性能なマット
仕上げの黒色コーティング加工が特徴。
鋭利さと耐久性を強化すると共に、
より強いライトの下でも**乱反射を抑制し、**
術中により**良い視野を確保**します。
先端：曲

SPVX
¥60,000

容易に「スーパー
カット」モデルと
認識できる金色の
スクリュー

ヨーロッパ
ハンドル
デザイン*



ライトの乱反射を抑制し、
コントラストを明示する
特徴的な黒色仕上げ

はさみ 歯肉用
マイクロ カストロビージョ スイスペリオ

〈全長18cm〉
軟組織の細かい切除や、術野マージンや
移植用粘膜のトリミングに使用する、
ややカーブした鋭利な作業端をもつ
微細組織用はさみです。
先端：曲

SPSPV
¥55,000

スムーズ
ハンドル
デザイン*



はさみ 歯肉用
マイクロ カストロビージョ スイスペリオ 45°

〈全長18cm〉
作業端に傾きをもたせることで、**大臼歯部**
における遠心部の難しい部分にも容易に
アクセス可能なデザインです。
先端：直

SPSPV45
¥60,000

スムーズ
ハンドル
デザイン*



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名はさみ 歯肉用(一般名称:歯科用歯肉はさみ)医療機器届出番号:1383X10195G19101
●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、
または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy
©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-014/J/1019

Hu-Friedy