




インスツルメント収納カセット IMSシステム INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM

IMS(Instrument Management System)は、安全性と効率性の追求を具体化する製品群です。カセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。


チェアサイド



对患者さんへの良好な イメージ作りおよびアピール

- ・ 処置内容ごとに器材を適切に取り扱う
→ 必要な器材を探すための時間短縮・患者さんとの時間を充実
- ・ 歯周病やインプラントなど、専用の器材を効率よく取り扱う
→ 専門性をアピール


洗浄



作業手順と整理

- ・ 器材はセット組みされた状態で、洗浄・すすぎおよび乾燥のプロセスを行う
→ 器材の損傷および喪失を防止
- ・ 作業手順の削減
→ 鋭利な器材による針刺し事故の危険性低減

滅菌



包装と滅菌器への挿入

- ・ 器材を一つのカセットにまとめて収納
→ 滅菌バッグなどの消耗品のコストを削減
- ・ 器材処理に関わる手間を省く
→ より安全な作業の実現・ケガの危険性を削減

保管



効率性と完結性

- ・ 滅菌終了後、簡便に収納・保管
→ 滅菌直後の使用も可能
- ・ 処置内容ごとに器材を一括して組立て
→ 治療前の準備や取扱いが容易

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-057J/0816

How the best perform

Hu-Friedy