


BONE FILES

ボーンファイル



ボーンファイルとは?

骨や歯牙の表面を滑らかにしたり厚さを均一化するためのインストルメントです。

使用方法

ボーンファイルにはいくつかのスタイルがあり、骨整形の最終仕上げに骨面を平滑化し、将来的に総義歯・部分床義歯を装着する際に使用します。

ヒューフレディ製のボーンキュレットはイムニティスチールで作られています。作業部の刃は鋭く長持ちするように、また度重なる滅菌サイクルにも耐えられるようにデザインされています。

ヒューフレディ社製ミラーコルバーンボーンファイルの作業面は基盤の目のようなクロスカットにデザインされており、全方向に切削力を加える事が可能です。

ボーンファイル ミラーコルバーン 1X



〈先端横幅:約8mm/5mm〉
類舌のおよび近遠心的方向に適用です。

BF1X6 (サテンスチール)
¥9,500

BF1X (角柄)
¥9,500

ボーンファイル ミラーコルバーン 2X



〈先端横幅:両端共に約6mm〉
直は前歯部に曲は臼歯部に適用、より広い範囲の骨整形に使用できます。

BF2X6 (サテンスチール)
¥9,500

BF2X (角柄)
¥9,500

ボーンファイル ミラーコルバーン 3X



〈先端横幅:長方形=約6mm/卵円形=約5mm〉
長方形は広い範囲に、卵円形は短いストロークで微細な仕上げに適用です。

BF3X6 (サテンスチール)
¥9,500

BF3X (角柄)
¥9,500

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:ボーンファイル(一般名称:やすり) 医療機器届出番号:1383X10195G24102 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2016年10月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-077/J/1016

How the best perform

