



HU-FRIEDY GRACEY CURETTE 15/16 グレイシーキュレット 15/16 ("FIT"11/12) の特徴

フィット

FITシリーズとは…

水平位診療に合わせて設計されたグレイシーキュレット11/12の改良型です。

—15/16 (FIT11/12) は、従来のグレイシーキュレット11/12を使用する臼歯部近心面でより優れた操作性を発揮します。

近心隅角部に特に良くフィット

15/16 (FIT11/12) は臼歯部近心の処置において第一シャンクと歯面の平行性を保ちやすくフィット感が向上しました。

手指の疲労・負担の軽減

正しいポジショニングで操作できることで、手指の疲労を軽減、操作性を向上します。

様々なオプション

シャンク・ブレードの形状はオリジナル、アフターファイブ、ミニファイブがありシャンクの硬さはスタンダードとリジッドがあります。



11/12

11/12では、近心面に平行になるように第一シャンクを固定することが困難な場合があります。



15/16 (FIT11/12)

シャンクの角度を大きく取ったことにより、臼歯部でのポジショニングがしやすくなり、スケーリング時の固定点も近くに取れます。

シャンク・ブレードの形状／硬さ | ハンドルの種類



オリジナル

スタンダード……
#2, #6, #7,
#C8E2, #9E2

リジッド……
#2, #6, #7,
#C8E2, #9E2



アフターファイブ

スタンダード……
#2, #6, #7,
#C8E2, #9E2

リジッド……
#2, #6, #7,
#C8E2, #9E2



ミニファイブ

スタンダード……
#2, #6, #7,
#C8E2, #9E2

リジッド……
#2, #6, #7,
#C8E2, #9E2

グレイシーキュレット
オリジナル スタンダード
15/16 (FIT11/12)

SG15/169E2

¥5,800

How the best perform

Hu-Friedy



HU-FRIEDY GRACEY CURETTE 17/18 グレイシーキュレット17/18 ("FIT"13/14)の特徴

フィット

FITシリーズとは…

水平位診療に合わせて設計されたグレイシーキュレット13/14の改良型です。

——17/18 (FIT13/14)は、従来のグレイシーキュレット13/14を使用する臼歯部遠心面へ容易に到達します。

到達しづらい臼歯部遠心面への適合性向上

17/18 (FIT13/14)は従来の13/14に比べ第一シャンクが長く、深いポケットや根面にも到達しやすくなりました。

より強いシャンクの屈曲

シャンクの角度を強くしているため、歯冠に干渉されることなく第一シャンクを歯軸に平行にすることができます。

手指の疲労・負担の軽減

正しいポジショニングで操作できることで、手指の疲労を軽減、操作性を向上します。



13/14

臼歯部の遠心面への到達が、患者様の開口度によって制限されてしまいます。



17/18 (FIT13/14)

複屈曲になっており、ハンドルを水平に近い角度で持つことができ、開口位の少ない患者様でも、到達しにくい場所に届きやすくなります。

シャンク・の硬さ ハンドルの種類

スタンダード……

#2, #6, #7,
#C8E2, #9E2

リジッド……

#2, #6, #7, #C8E2,
#9E2

オリジナル



※17/18の第一シャンクは、通常の13/14より長くなっているため、アフターファイブの17/18はご用意しておりません。

グレイシーキュレット
オリジナル スタンダード
17/18 (FIT13/14)

SG17/189E2

¥5,800

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:グレイシーキュレット(一般的名称:歯周用キュレット) 医療機器届出番号:1383X1019560101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2018年10月1日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です:HU-FRIEDY

©2018 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-086/J1018

Hu-Friedy