



LET'S TRY HU-FRIEDY INSTRUMENTS

正確な探知にチャレンジしてみよう!

その1

両面ミラー



☆ひとことメモ☆

頬粘膜を排除しながら7番の遠心が見れて
しまう優れたミラーです。

ダイレクトミラーなので2重・3重に反射す
ることなく、鮮明で歪みの鏡像を映します。

Let's TRY!!! ①

ミラーの表面に垂直にプローブ
を当ててみてください。ミラーに
明るくぴったりと隙間なく映るの
が確認していただけます。



3入
MIR4DS/3
¥3,700

MH7
¥2,500

その2

エキスプローラー

ベーシック



3A

EXS3A6
¥2,100

グレイシ11/12
と同形状の
シャンク形態



11/12 ODU

EXD11/127
¥3,000

☆ひとことメモ☆

強くて繊細な探針で小さな歯石の取り残しも探知!目が届か
ない歯肉縁下もこれがあればすっきり歯石除去できます。



DURASPOND™

ヒューフレディ社のエキスプローラーは
『デュラスポンド』と言う特殊な合金
で作られているので、診査のために
必要な柔軟性や弾力性に富んでい
ます。(なので、こんなに細いのに、ハ
ート形に曲げても折れないのです♪)

Let's TRY!!! ②

色々な種類の表面をなぞって指先に
伝わってくる触感を感じてみましょう。

How the best perform

正確な探知にチャレンジしてみよう!

その3

プローブ

☆ひとことメモ☆

ヒューフレディ社のプローブは**キューリックス(QULIX™)**と呼ばれる**耐久性に優れた黒色のマーキング**が施されているので、通常の使用で剥がれてしまったり薄くなったりすることはありません。



PCP117
¥3,800



通常のプローブ



ノバテックプローブ

☆ひとことメモ☆

90°の屈曲が臼歯部の診査の際に**開口度が小さい患者さんに特に使いやすい**です。



PCPNT26
¥4,400

Let's TRY!!! ③

様々な形状のプローブを試して、違いを感じ取ってみてください!

カラービュー



☆ひとことメモ☆

先端部は弾力のあるウルテン樹脂製なので、**インプラントや補綴物を傷つけにくくなっています。**

【セット内容】
・ハンドル×1本入 ・チップ×7入(3-6-9-12)



PCV12KIT6
¥8,500

ネイバース



☆ひとことメモ☆

目盛りがついているのでCEJからの距離を記録しておくことで、**より正確に細かく診査**できます!

Let's TRY!!! ④

同じ形状のファイルスケラー「ダイヤモンドテック・ネイバース」と併用してみてください!



PQ2N7
¥6,100

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステップ秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名: エクスプローラー (一般的名称: 歯科用探針) 医療機器届出番号: 1383X10195G05101、販売名: カラーコードプローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 1383X10195G07101、販売名: カラービュープローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 1383X10195G07103、販売名: ノバテックプローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 1383X10195G07104 ●医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2018年2月9日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標、または登録商標です: Hu-Friedy, Duraspond, Qulix. ©2018 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-090J/0218

Hu-Friedy