

INTRODUCING IMPLACARE® II インプラケアⅡ



事 実 -FACT-

リサーチによると、インプラントの表面性状の変更に伴い、インプ ラント周囲粘膜炎およびインプラント周囲炎の発症との関係が 明らかになっています。1

挑 戦 - CHALLENGE-

臨床に於いては、アバットメントの表面を最小限のダメージで 効果的にクリーニングしなければなりません。なぜならばダメ ージの生じた表面にはプラークが付着しやすくなり、インプラント 周囲粘膜炎やインプラント周囲炎の原因となり得るからです。

解決法 -SOLUTION-

インプラントメインテナンスにおけるヒューフレディ社の新製品 『インプラケアⅡ』は、より薄い作業部と新しいデザイン。更に 操作しやすく、アバットメント表面を傷つけるリスクに配慮しつつ 効率的にプラークや歯石を除去できます。

インプラケアIIの特徴

- ・ プラスチール製: インプラントアバットメント表面へのダメージ発生を配慮した 添加剤の入っていないレジン製です。2
- 20%スリムになったチップデザイン:インプラントアバットメント表面へのアクセスが よりスムーズになり、更に効率の良いメインテナンスと処置が出来ます。
- ・ ランガータイプの登場: コロンビア4R/4L、204S、H6/H7に加え、グレーシーキュレッ ト11/12と同じシャンクデザインのユニバーサルキュレット[ランガー1/2]が登場。患 者さん一人一人の状態に合わせたインスツルメント選択が可能です。



25

Titanium abutment images are from the International Journal of Oral & Maxillofacial Implants study. Hallmon WW. Waldrop TC. Meffert RM. Wade BW. INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS 1996;11:96-100.





操作性に優れた太ハンドルと 4種のチップデザイン

ユニバーサルキュレット

ブレード相当部の先端が丸みを帯びているのでインプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。



グレーシーキュレット11/12と ユニバーサルキュレットを合体 させたアングルです。

インプラケア!! キット

ランガー 1/2

(ハンドル1本 & チップ12組)

IMPLLG1/26 ¥11,200



インプラケア!! キット

コロンビア大学型4R/4L

(ハンドル1本 & チップ12組)

IMPL4R/4L6 ¥11,200

シックルスケーラー

ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。



シャンクのアングルにより、 前歯および小臼歯部に 対応できます。

インプラケアⅡ キット

衛生士用 H6/H7

(ハンドル1本 & チップ12組)

IMPLH6/76 ¥11,200



臼歯部の歯冠修復部 隣接面に適用

インプラケア!! キット

臼歯用204S

(ハンドル1本 & チップ12組)

IMPL204S6

¥11,200

アソートキットもご用意しております。

(ハンドル1本 & チップ12組*) **チップ:コロンビア大学型4R/4L×4組、 衛生士用 H6/H7×4組、臼歯用204S×4組

IMPLSORT6

¥11,200

交換用チップ(12組)

※ハンドル無

インプラケアⅡ チップ

ランガー 1/2 (チップ12組)

IMPLLG1/2

¥ 9.600

インプラケアⅡ チップ

コロンビア大学型 4R/4L

(チップ12組)

IMPL4R/4L

¥ 9.600

インプラケアⅡ チップ

衛生士用 H6/H7

(チップ12組)

IMPLH6/7

¥ 9.600

インプラケアⅡ チップ

臼歯用204S

(チップ12組)

IMPL204S ¥ 9.600

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都干代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名・インプラケアII (一般的名称・歯科用スケーラ) 医療機器届出番号・1383XI095602103 ●医療機器の分類:一般医療機器 (クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税停止含まれておりません。標準価格は、2017年に月21日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため 予告なく変更することがありますので、予めて了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業節の幅および怪、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。 [商機1ついて]以下はヒューフレディ社の米国特許商権局に登録された商機です:Huffriedy、Implacare ©2017 Hu-Friedy、Japan LLC、All rights reserved、Hr-1094/1/217

