


SCALPEL HANDLES

スカルペルハンドル



スカルペルハンドルとは？

多くの外科処置においては、骨へアプローチする際に、軟組織を切除したり排除することが必要です。

その際には、はさみやナイフが使用され、そして最も汎用されるのはスカルペル(メス)です。スカルペルはハンドルとブレードという二つの部分からできています。

ヒューフレディ社製スカルペルハンドルの特徴

ヒューフレディ社のスカルペルハンドルは高品質のステンレス製で、繰り返しての高温滅菌にも対応しています。ブレードは他社製のブレードが使用可能です。デザインはブレードの形態・サイズおよび長さにより、それぞれの特徴を活かせるようになっています。




スカルペルハンドル 3



平坦なバードパーカースタイル、一般的に広まっているデザインであり、多くの歯科大学や歯科医師の先生方が使用。ハンドルには計測用の定規がついており、**口腔内での計測や組織採取**に際し便利。

10-130-03

¥3,600




How the best perform

Hu-Friedy

スカルペルハンドル

スカルペルハンドル 5



丸い形・表面の感じや太さにより操作性が高く、**より確実に把持**。
アプローチしにくいような部位へも、的確に操作可能。

10-130-05
¥9,200

スカルペルハンドル 5A



アプローチしにくい部位へもブレード装着部に角度をつけることで到達が容易。

10-130-05A
¥9,200

スカルペルハンドル ヨーロッパスタイル5E



シンプルなグリップは、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易。

10-130-05E
¥9,200

スカルペルハンドル ミニブレード用



シンプルなグリップは、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易。
ブレード締め機能付き。

SHDPV
¥25,500

※ブレードは市販の替刃をご使用ください、ヒューフレディではお取り扱いしていません。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:スカルペルハンドル(一般的名称:ナイフハンドル) 医療機器届出番号:1383X10195632101

●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2016年8月1日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-138J/0816

Hu-Friedy