



CRYER-MINI ELEVATORS

エレベーター ミニクライヤー



臨床的現実 -FACT-

抜歯の際に不適切なインスツルメントを選択すると、チッピングなど想定外の結果や患者さんの不快感を生み出す原因になります。

対応策 -CHALLENGE-

歯牙や破折した歯根を頬側歯槽骨への損傷なく抜去するためには、その目的に合わせたインスツルメント選択をする必要があります。

具体的解決法 -SOLUTION-

コンパクトな形状*のミニクライヤー エレベーターは第三大臼歯や歯根を抜去する際のアクセスを改善し、耐久性・耐腐食性を有するイムニティスチール (Immunity Steel®) 製なので、より適切な力をかけることが可能です。

*従来品に比べ幅が30%スリムになったことで術野へのアプローチが容易になりました。



従来のスモール
クライヤー (E45) ミニクライヤー
(E22)



エレベーター
ミニクライヤー 21

E21
¥8,000



エレベーター
ミニクライヤー 22

E22
¥8,000

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:エレベーター(一般的名称:歯科用エレベーター) 医療機器届出番号:1383X10195603101
●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2016年11月現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-143J/1116

How the best perform

Hu-Friedy