



HU-FRIEDY'S VISITING CARE INSTRUMENTS

訪問診療用 口腔ケア基本セット (訪問診療に適した、軽さや利便性を考慮し選択された製品群)

持ち運び器材をより簡素化!

探知とプロービングを1本で行える『エキスプロ』

プローブは照度の低い照明下でも目盛りのコントラストが明確なので、的確に計測可能

XP3A/NC156
4,500円



細い先端はズレにくく狭い隙間にも入り込みやすいピンセット
『コーク型18JSII』

DP18JS-II 3,600円



持ち運びに便利な軽量ハンドルと口腔内を明るく映す『HDミラー』

歪みがない鏡面反射、縁部分に無駄なマーキングがなく反射面が広い

MIR5HD 1,400円
MH1 2,200円



患者さんが座っている状態でも前歯・臼歯問わず歯面に添わせやすいシッルスケーラー『ネビィ3』

SCNEVI39E2
5,800円



石灰化しかけている厚みのあるプラークでも容易に除去可能なスプーン型ブレード付のシッルスケーラー『ネビィ1』

SCNEVI19E2
5,800円

口腔ケアに必要なガーゼ等を一緒に滅菌し、訪問先への持ち運びが容易なステンレス製カセット!

IMSカセット シグネチャーシリーズ
5本用 イグザム

IM6050 11,600円



マウスギャグはしっかりとホールドし、アーチが患者さんの顔にフィットするので安定して使用可能(ラatchet付)

MGA 34,700円



口腔ケアをより効率よく...

シャープさがさらに長持ち
EVEREDGE® 2.0

エバーエッジ

エバーエッジ2.0テクノロジーが付与されたスケーラーは、新たに開発された熱処理工程を用いて製造されているため、丈夫でシャープなエッジを長期間にわたって維持します。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:ミラー(一般的名称:歯鏡)医療機器届出番号:1383X10195622101 販売名:ピンセット(一般的名称:ピンセット)医療機器届出番号:1383X10195634102
販売名:エキスプロ(一般的名称:歯科用探針)医療機器届出番号:1383X10195605102 販売名:スケーラー(一般的名称:歯科用スケーラー)医療機器届出番号:1383X10195630103
販売名:マウスギャグ(一般的名称:歯科用開口器)医療機器届出番号:1383X10195630103 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2018年10月21日現在のもので、仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
©2018 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-239/10118



How the best perform