



IMS[®] SIGNATURE SERIES[™] TUBS

IMS シグネチャー タブ

処置内容別のタブとIMS (Instrument Management System) カセットを併用することにより、インストルメントや消耗品を管理し、効率的で体系化されたシステムを構築できます。

IMSシリーズのカセットと処置内容別タブを使用することで器材処理にかかる時間が短縮され、患者とのコミュニケーションなどに、より長い時間を費やすことが可能になります。



シグネチャータブの特徴

処置内容毎の消耗品と器材を収納し保管

- 器材管理の効率が向上します。
- さまざま処置毎のトレイ準備が不要です。
- タブ内の仕切りやツールを組替えることでカスタマイズできます。

タブの本体色はヒューフレディ社製IMSカセットのレールの色に合致

- タブとIMSカセットをカラーコード化することで整理整頓と作業の流れ効率が向上します。
- 消耗品の識別が迅速にできます。
- 審美性が得られます。

ロッキングカバー

- 搬送中や保管中に空中浮遊物から内容物を保護します。

抗菌加工

- 染み、臭い、および製品劣化の原因となる微生物の繁殖を抑制します。
- EPA (アメリカ合衆国環境保護庁) 登録済。

中央滅菌室または処置室での保管可能

- 処置前にタブを処置室に搬送することができ、各処置室での材料の在庫管理が不要になります。



シグネチャー タブ コンプリートセット

外形寸法: 324mm x 284mm x 102mm

構成: シグネチャー タブ、ライナーシート[†]、仕切 (8入)、フタ付ケース S[†]、フタ付ケース M[†]、スライドトレイ仕切り[†]、カバー ロック付[†]

8,000円

レッド	■	IMS-1400
イエロー	■	IMS-1405
ブルー	■	IMS-1408

[†] 透明部分及びタブライナーには抗菌加工が施されていません。

How the best perform

Hu-Friedy

IMS シグネチャー タブ アクセサリー

抗菌加工

※タブやタブセットのパーツは、製造工程で抗菌加工されています。
この加工により、微生物の影響や増殖・拡散に関わる重要な細胞機能を阻害します。抗菌作用は、微生物が製品の表面に接触すると直ちに作用を開始し、シミや臭い、製品の腐蝕を惹起する微生物の成長を抑制します。この作用は製品の耐用期間を通して続きます。



シグネチャータブ

2,500円

外形寸法:311mm x 276mm x 69mm

- レッド ■ **IMS-1410**
イエロー ■ **IMS-1415**
ブルー ■ **IMS-1418**



インサートトレイ

1,900円

外形寸法:248mm x 273mm x 26mm

タブ内を整理しやすいように10区画に仕切られたインサートトレイ。タブのフチにトレイが乗る構造で、下部にも保管スペースを確保。



スライドトレイ 仕切無[†]

IMS-1422

1,200円

外形寸法:248mm x 132mm x 35mm

下段にスペースを確保できるスライド式トレイ。



フタ付ケース L[†]

IMS-1426

1,700円

外形寸法:212mm x 57mm x 29mm

- ・ 5個の収納スペース
- ・ 必要に応じて取外し可能な仕切り付
- ・ 細かい材料などをスッキリと小分け可能

フタ付ケースに・ブラシ・ラバーダムクランプ、綿球、シリンジチップ、予防用研磨ペースト、予防用ハンドピース、歯科用研磨剤、インプラント器材などを収納できます。




クリップオンホルダー カプセル

IMS-1429

1,700円

外形寸法:203mm x 64mm x 19mm

- ・ 処置中にコンポジットレジン充填剤を容易に取り出せます
- ・ タブのどちら側にも装着可能な操作性の高い構造
- ・ 最大で8個のアプリケーターチップと4本のシリンジチューブ等を収納可能



クリップオンホルダー シリンジ

IMS-1430

1,700円

外形寸法:203mm x 67mm x 19mm

- ・ 処置中にコンポジットレジン充填剤を容易に取り出せます
- ・ タブのいずれの側にも装着可能な操作性の高い構造
- ・ 最大15本のシリンジチューブと3個のアプリケーターチップを収納可能



シリンジスタンド 20本用

IMS-1431

3,500円

外形寸法:229mm x 121mm x 64mm

- ・ シリンジを取り出しやすいスタンド型
- ・ たたんでタブ内部に収納可能
- ・ 最大20本のシリンジチューブを収納可能



ラック 3段

IMS-1433

12,400円

外形寸法:

最小191mm~最大394mm x 267mm x 330mm

- ・ 大多数の標準的な収納キャビネットに適合
- ・ フタをしたタブは3個、カセットは6個まで収納可能
- ・ 脚部に滑り止め付
- ・ 強固なメタル構造
- ・ ネジ、工具、ナット/ボルト不要



ラック 4段

IMS-1434

12,400円

外形寸法:

最小191mm~最大394mm x 267mm x 476mm

- ・ フタをしたタブは4個、カセットは8個まで収納可能
- ・ 強固なメタル構造
- ・ 脚部に滑り止め付



シリンジスタンド 10本追加用

IMS-1432

1,700円

外形寸法:216mm x 60mm x 19mm

- ・ 20本用シリンジスタンドへの追加用
- ・ シリンジ収納スペースを更に確保
- ・ 最大10本のシリンジチューブを収納可能

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年10月21日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値となります。ヒューフレディ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標に登録された商標です：Hu-Friedy, IMS, Signature Series
©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-246/J/1017

