



PATTISON GRACEY LITE

パティソン ライトキュレット

～アンナ・マツイシ・パティソン先生考案のメンテナンス用キュレット～




狭いポケットや深いポケットがある場合でも容易にアクセスできるように設計されたグレイシーキュレットのセットが欲しいと感じたことはありませんか？

スケーリングによる初期治療後か、歯周外科後を問わず、治療に伴って歯肉が引き締まり退縮がおこったり、歯周ポケットが残存したりする場合があります。また、歯肉の状態が比較的良好な患者にも狭いポケットが存在します。いずれのケースでも、狭い歯肉縁下へのアクセスには、従来よりも小さくて薄いブレードのキュレットが必要となります。以上の課題を念頭に、アンナ・マツイシ・パティソン先生が新しい歯周治療用グレイシーキュレットを考案しました。

“ この新しいキュレットは、メンテナンス時のスケーリングを細部に渡り行う際、従来のインスツルメントより、はるかに低侵襲で使いやすい形状に考案されています。 ”

—ANNA MATSUISHI PATTISON, RDH, MS



How the best perform

Hu-Friedy

パティソン ライトキュレット

『初期治療や歯周外科後の歯周病患者など、引き締まった歯肉を有する患者向けに改良されたグレイシーキュレットのセットがあれば…』と願い続けて40年、そのセットが考案されました。

この新しいキュレットは **短く・薄く・小さく、そして60°に傾いたリジッドタイプのブレードを持ち、狭いポケットへも容易にアクセスし挿入しやすい**ように設計されています。いずれも、**エバーエッジ2.0**が付与された繊細でシャープなブレードを持ち、様々な状態の歯肉溝やポケットでも底部まで容易にアプローチでき、バイオフィルムや新たに沈着した歯石を除去することができます。

パティソン ライトキュレット 両頭 1/2 #9E2(エバーエッジ2.0) **SG1/29APE2**

パティソン ライトキュレット 両頭 7/8 #9E2(エバーエッジ2.0) **SG7/89APE2**

パティソン ライトキュレット 両頭 11/12 #9E2(エバーエッジ2.0) **SG11/129APE2**

パティソン ライトキュレット 両頭 13/14 #9E2(エバーエッジ2.0) **SG13/149APE2**

標準価格: ¥5,800



アンナ・マツイシ・パティソン先生 (Anna Matsuishi Pattison, RDH, MS)

南カリフォルニア大学 (USC) で歯科衛生学の学士号を、コロンビア大学で歯科衛生学の修士号を取得。40年以上にわたりUSCに准教授として所属し歯科衛生学部長を務め、現在は最新のペリオドンタルインスツルメンテーション分野で国際的に認められたスピーカーです。

『Periodontal Instrumentation』の共著者であり、GlickmanおよびCarranzaによる『Clinical Periodontology』の最新の第7版にも著者として加わっています。『Dimensions of Dental Hygiene』の編集長を務めた後、現在はPattison Instituteの共同ディレクターとしてインスツルメンテーションビデオの提供や講演およびハンズオンコースの開催に携わっています。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名: グレイシーキュレット (一般的名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 1383X1019560101

●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月1日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: HU-FRIEDY

©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-611J/1019

Hu-Friedy