


BLACK LINE SCISSORS

ブラックライン はさみ



ブラックラインとは

高性能なブラックコーティング加工が特徴の外科製品シリーズです。その性能により強いライトの下でも乱反射を抑制し、術中により良い視野を確保します。また、鋭利さと耐久性を向上すると共に、歯内のトンネリング法やマイクロサージェリー時におけるスムーズな操作を生み出します。歯周外科及び口腔外科処置の効率性を向上することで、より良好な臨床的結果をもたらします。従来のラインナップに加え、切れ味が長続きする『スーパーカット』モデルのはさみ7種をブラックラインシリーズに追加しました。

ブラックライン はさみシリーズの特徴

- 歯周組織への損傷を抑える滑らかな切り口が特徴の『スーパーカット』デザイン
- カuttingブレードはかみそりの刃のような鋭い仕上げ
- もう一方の刃はすべりを防止するための細かなギザ付仕上げ
- 高性能な黒色コーティングで切れ味の劣化を抑制
- 高性能な黒色コーティングは、接触する粘膜の滑りがよく、粘膜下においても**明確な視野を確保**
- マット仕上げの黒色コーティングが**ライトの乱反射を抑制**
- 容易に**スーパーカットモデルと認識**できる金色のスクリュー

容易に『スーパーカット』
モデルと認識できる金色の
スクリュー



『スーパーカット』はさみシリーズの
カuttingブレードはかみそりの
刃のような鋭い仕上げで、もう一方の
刃はすべりを防止するための
細かなギザ付仕上げ

ライトの乱反射を抑制し、
コントラストを明示する
特徴的な黒色仕上げ

How the best perform

Hu-Friedy

ブラックライン はさみ

ブラックライン
スーパーカット
ラグランジュ 曲 14 
LaGrange
Double-Curved, Super-Cut

S14SCX
25,000円
11.5cm



ブラックライン
スーパーカット
ゴールドマンフォックス
曲 16 
Goldman-Fox,
Curved, Super-Cut

S16SCX
25,000円
13.5cm



ブラックライン
スーパーカット
アイリス 直 17
Iris, Straight/Delicate,
Super-Cut

S17SCX
25,000円
11.5cm



ブラックライン
スーパーカット
アイリス 曲 18 
Iris, Curved/Delicate,
Super-Cut

S18SCX
25,000円
11.5cm



ブラックライン
スーパーカット
メツェンバウム
Metzenbaum,
Curved, Super-Cut

S19SCX
25,000円
14.25cm



ブラックライン
スーパーカット
ゴールドマンフォックス
直
Goldman-Fox,
Straight, Super-Cut

S20SCX
25,000円
13.5cm




ブラックライン
スーパーカット マイクロ
カストロビージョ 曲 PV
Castro Microsurgical, Super-Cut

SPVX
60,000円
16.5cm



カストロビージョ
タイプ



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名はさみ 歯内用(一般的名称:歯科用歯肉はさみ)医療機器届出番号:1383X10195G19101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年4月30日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、
または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy
©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-M9090J/0417

Hu-Friedy