



# SLIM FLUSH CUT & HOLD DISTAL END CUTTER, O-RING DESIGN

スリムディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド<sup>オー</sup>リングデザイン (678-114)

**NEW!**

作業部にシリコンリングが付与されたディスタルエンドカッターです。ワイヤーをフラッシュカットし、青色のシリコンリングが切断されたワイヤーをしっかり把持するホールドタイプです。作業部がスリムにデザインされているため、口腔内でより良い視野を確保。バックルチューブが脱落してしまうリスクが軽減されます。

【切断許容径】.021" x .025" (.53mm x .64mm)



バックルチューブ内に挿入されたアーチワイヤーを、バックルチューブのエンド面でフラッシュカットできます。



スリムにデザインされたヘッドのためより良い視野を確保できます。

## 特 徴

### イムニティスチール製 (Immunity Steel®)

ヒューフレディ社が独自の製法で開発した『イムニティスチール』は、クロムとカーボンを主成分とする合金の鍛造仕上げの為、耐久性が高い

### スリムなデザイン

カットポイントが見やすく、より優れた操作性を発揮

### 青色のシリコンリング

鮮やかな青色の医療用シリコン製リングクッションが切断されたワイヤーをしっかり把持



678-114	スリムディスタルエンドカッター フラッシュカット&ホールド Oリングデザイン	28,100円
678-114R50	交換用シリコンインサート 678-114用 (50個入)	2,500円
678-114R150	交換用シリコンインサート 678-114用 (150個入)	4,800円

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名: プライヤー (鍍金材付) (一般的名称: 歯科矯正用プライヤー) 医療機器届出番号: 1383X10195G12102  
●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2018年10月22日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。  
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy  
©2018 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HFL-085J/1018

How the best perform

**Hu-Friedy**