



# IMS<sup>®</sup> INFINITY SERIES<sup>™</sup> CASSETTES

## IMSカセット インフィニティシリーズ

ヒューフレディ社のIMSカセット インフィニティシリーズは、機能性とデザイン性を有しています。新たに開発されたホールパターンとレールのデザインは、器材処理時において、カセット本体と器材との接触を大いに削減し、洗浄・滅菌工程中の適切な状況を創り出します。洗練されたデザインのインフィニティシリーズカセットは、日々の臨床により高い専門性をもたらし、より良い患者ケアが導かれます。



### インフィニティ シリーズの特徴

#### ポジティブロック機構

人間工学に基づいたロック部分は安全で使い易く、片手で開けることができ、カセットがロックされていることを視覚的に確認できます。

#### 特徴的な新しいホールパターン

洗浄・滅菌時の水や蒸気の浸透を確実に、外との交通を30%増やすことにより、ウォッシャーデイスインフェクターにも対応しています。

#### 新しいシリコンレールシステム

洗浄中に器材を保護しつつ、従来品と比較し洗浄対象物との接触を約60%まで大幅に削減して空隙を増やすことで、カセット内部への水流を増やし、洗浄効果を高めます。

#### 高品質な電解研磨されたステンレス鋼

歯科に特化しており、耐腐食性にも優れています。

#### 滑らかで丸みを帯びたコーナーと切り込みのある切縁

内部からの排水を容易にし、乾燥時間を短縮します。

#### 新しい、面取り加工が施されたエッジ部分

より人間工学的に持ちやすく安全に設計されています。



How the best perform

**Hu-Friedy**

# IMSカセット インフィニティシリーズ バリエーション

インフィニティシリーズのカセットは、16種類の形状と11色のシリコンレールのカラーオプションからご選択いただけます。**レッド・ブルー以外のシリコンレール色のカセットは取寄せ品になります。**  
ご注文の際は、カセットのパートコードの最終桁を右記のお好みの色番号に変更してください。  
例) 5本用イグザムカセットのパープル色→ IMN6054


- 色番号
- 0 レッド (国内在庫品)
  - 1 グレー
  - 2 ホワイ
  - 3 オレンジ
  - 4 パープル
  - 5 イエロー
  - 6 ラベンダー
  - 7 ブラック
  - 8 ブルー (国内在庫品)
  - 9 グリーン
  - 11 オーシャンブルー



レール色:イエロー (IMN6055)

## 5本用 イグザム

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm  
5本のインストゥルメントが収納可能  
13,500円  
レッド ■ IMN6050 / ブルー ■ IMN6058



レール色:ブラック (IMN30HU7)

## US/HP用 S


外形寸法:38mm x 203mm x 32mm  
ハンドピース1本または  
超音波インサート2本が収納可能  
12,000円  
ブルー ■ IMN30HU8



レール色:ホワイト (IMN60H2)

## US/HP用 L

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm  
ハンドピース2~3本または  
超音波インサート5本が収納可能  
13,500円  
ブルー ■ IMN60H8



レール色:ブラック (IMN9087)

## 8本用 ダブルデッカー


外形寸法:76mm x 203mm x 38mm  
8本のインストゥルメントが収納可能  
22,500円  
レッド ■ IMN9080 / ブルー ■ IMN9088



レール色:ブラック (IMN5087)

## 8本用


外形寸法:140mm x 203mm x 32mm  
8本のインストゥルメントと付属品が収納可能  
18,000円  
レッド ■ IMN5080 / ブルー ■ IMN5088



レール色:ラベンダー (IMN5106)

## 10本用


外形寸法:140mm x 203mm x 32mm  
10本のインストゥルメントが収納可能  
18,000円  
レッド ■ IMN5100 / ブルー ■ IMN5108



レール色:オーシャンブルー (IMN8121)

## 12本用 シグナスタット

外形寸法:165mm x 267mm x 32mm  
12本のインストゥルメントと付属品が収納可能  
21,000円  
レッド ■ IMN8120 / ブルー ■ IMN8128



レール色:ブルー (IMN9148)

## 14本用 ダブルデッカー

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm  
14本のインストゥルメントが収納可能  
23,000円  
レッド ■ IMN9140 / ブルー ■ IMN9148



レール色:イエロー (IMN4165)

16本用 16本のインストゥルメントと付属品が収納可能  
外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
22,500円  
レッド ■ IMN4160 / ブルー ■ IMN4168



レール色:パープル (IMN4204)

## 20本用


外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
20本のインストゥルメントが収納可能  
22,500円  
レッド ■ IMN4200 / ブルー ■ IMN4208



レール色:パープル (IMN9054)

## オーラルサージェリー

外形寸法:203mm x 368mm x 32mm  
インストゥルメント12本、エレベーター4本、  
ピンジインストゥルメント3本、付属品が収納可能  
36,000円  
ブルー ■ IMN908



レール色:オーシャンブルー (IMN9201)

## 20本用 ダブルデッカー

外形寸法:152mm x 246mm x 38mm  
20本のインストゥルメントと付属品が収納可能  
28,000円  
ブルー ■ IMN9208


12本用 12本のインストゥルメントと付属品が収納可能  
外形寸法:203mm x 280mm x 32mm  
22,500円  
レッド ■ IMN4120 / ブルー ■ IMN4128



レール色:パープル (IMNORTH54)

## オーソ S 薄型

外形寸法:178mm x 203mm x 19mm  
プライヤー4本とハンドインストゥルメント3本が収納可能  
21,000円  
ブルー ■ IMNORTH58



レール色:パープル (IMNORTHL4)

## オーソ L 薄型

外形寸法:203mm x 280mm x 19mm  
プライヤー7本とハンドインストゥルメント4本が収納可能  
26,000円  
ブルー ■ IMNORTHL8



レール色:パープル (IMN9144-O)

## オーソ S ダブルデッカー

外形寸法:114mm x 203mm x 38mm  
プライヤー4本とハンドインストゥルメント2本が収納可能  
24,000円  
ブルー ■ IMN9148-O

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月21日現在のものです。  
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。  
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy, IMS, Infinity Series  
©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. IMS-101J/1119

## WHY IMS?

ヒューフレディ社のIMS (Instrument management System) は、洗浄からチェアサイドでの使用に至るまで、安全で効率的にインストゥルメントを管理していただくためのものです。手順を標準化することで、次のような優位点を有しています。

- ・手作業による器材処理手順と比較し、各手順において5~10分の時間短縮
- ・針刺事故からの安全性確保
- ・器材のダメージを防ぎ、使用可能期間を延長
- ・時間外労働の低減
- ・1日あたり1~2名分多くの患者受け入れ

**Hu-Friedy**