



CROWN REMOVERS

クラウンリムーバー



オススメの使用方法



バーでスリットを入れる

【画像提供】大谷 恭史先生 (大阪府開業)



クリステンセンでスリットを広げセメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がったら仮歯用鉗子 (CRGR) で持ち上げる。



★『直』と『90°』の2種類のクリステンセンを類吉的に逆回転でトルクを加えセメントを壊すと、コアが破折し難い。

	パートコード	商品名	標準価格	数量
①	CRCH1	クラウンリムーバー クリステンセン 直	9,800円	
②	CRCH2	クラウンリムーバー クリステンセン 90°	9,800円	
③	CRGR	クラウンリムーバー 仮歯用	21,000円	

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:クラウンリムーバー(一般的名称:歯科用起子及び剥離子)医療機器届出番号:1383X10195G13102 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月21日現在のものです。仕様および外觀は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy ©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. M7540/J1019

How the best perform

Hu-Friedy