



TITANIUM IMPLANT SCALERS

インプラントスケーラー チタン

より良いインプラント治療につながる、チタン製インプラントスケーラーが遂にヒューフレディ社から発売！インプラントやアバットメントと同じ金属を使用した新しいスケーラーは、インプラントのメンテナンス・デブリッドメント・バイオフィルム除去用に特化した設計・加工が施され、デザインにより歯肉縁上及び歯肉縁下のいずれにも使用できます。

- **視認性の向上**：通常のスケーラーとの違いを一目で識別できるティール色陽極酸化チタンを採用
- **シャープな切れ味を実現**：陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に仕上げたカッティングエッジ
- **シャープニング可能**：シャープニングを行うことで、シャープさを復元することが可能（チタンスケーラーにのみ使用するストーンをご準備いただくことを推奨）
- **機能を強化**：歯石やバイオフィルムの除去などインプラントのメンテナンスが可能
- **人間工学的な使いやすさに配慮**：太めでウォーターウェーブ柄のため、しっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用

シクル
スケーラー



204SD
IMP204SDT

ユニバーサル
キュレット



ランガー1/2
IMPLG1/2T

グレイシーキュレット



ミニファイブ
1/2
IMP1/2T



ミニファイブ
11/12
IMP11/12T



ミニファイブ
13/14
IMP13/14T



標準価格：
9,200円（税別）

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00（土・日・祝祭日を除く）

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名：インプラントスケーラー（一般的名称：歯科用スケーラ）医療機器届出番号：1383X101950206
●医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2019年10月1日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です：Hu-Friedy
©2019 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. N2670/J1019

How the best perform

