

# エキスカベーター ポピュラータイプ

Popular Type Excavators

基本セットに  
おすすめ!

## 軟化象牙質を効率よく除去できる形状

ヒューフレディ社 **独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金**を使用した作業部を有し、繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で硬さとしなやかさを持ちあわせています。

先端幅:1.8mm



エキスカベーター ポピュラータイプ 1

#2 (角柄) **SPEXC1** 3,900円

8面の角形で指を固定しやすく、  
適度な重量感のある角柄ハンドル

先端幅:1.2mm



エキスカベーター ポピュラータイプ 2

#2 (角柄) **SPEXC2** 3,900円

先端幅:1.2mm



エキスカベーター ポピュラータイプ 3

#2 (角柄) **SPEXC3** 3,900円

先端幅:1.7mm



エキスカベーター ポピュラータイプ 4

#2 (角柄) **SPEXC4** 3,900円

先端幅:1.5mm



エキスカベーター ポピュラータイプ 5

#2 (角柄) **SPEXC5** 3,900円

先端幅:1.4mm



エキスカベーター ポピュラータイプ 6

#2 (角柄) **SPEXC6** 3,900円

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格は2021年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。販売名:エキスカベーター(一般的名称:歯科用エキスカベーター)医療機器届出番号:13B3X10195G04101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)  
©2021 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-389J/1021

 **HuFriedyGroup**  
The Best In Practice