

# LUXATING HYBRIDS

ルクセーティング ハイブリッド



Instrumentation and  
Procedural Products



曲 BL  
EPTSMCX

直 スPEED #6  
EPTSSP

太くて軽いハンドルは  
把持しやすく、繊細な手技を  
コントロールできます。

## 特 徴

- 薄い先端作業部により、歯根先端及び隣接歯間部へのアクセスが容易になりました。
- 先端の形状には7種のバリエーションがあり、口腔内で適用部位が明確化します。
- 鋭く磨き上げられたカッティングエッジは歯周靭帯を容易に切断できます。
- 高品質の外科処置器材用ステンレススチールを使用し手作業で仕上げられており、器具の寿命が長く、耐腐食性にも優れています。



残根や破折した  
歯牙の抜去におすすめ!

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

HuFriedyGroup  
The Best In Practice

# LUXATING HYBRIDS

ルクセーティングハイブリッド



Instrumentation and  
Procedural Products



曲 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMCX 13,000円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSMC 12,000円



遠心用 S 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMDX 13,000円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSMD 12,000円



近心用 S 2.3mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMX 13,000円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSM 12,000円



BL (ブラックライン)

#6 (サテンスチール)

↑ 残根の除去には曲、遠心用S、近心用Sがあれば全額対応可能です。

キット

BL (ブラックライン) EPTKITX 105,000円  
#6 (サテンスチール) EPTKIT 98,000円



直 スペード 4.0mm直  
BL (ブラックライン)  
EPTSSPX 13,000円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSSP 12,000円



直 2.5mm  
BL (ブラックライン)  
EPTSMSX 13,000円  
#6 (サテンスチール)  
EPTSMS 12,000円



遠心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
EPTLGDX 13,000円  
#6 (サテンスチール)  
EPTLGD 12,000円



近心用 L 4.0mm  
BL (ブラックライン)  
EPTLGMX 13,000円  
#6 (サテンスチール)  
EPTLGM 12,000円

単品で4本以上ご購入をご検討の際は、  
キットがお得です!

ブラックラインキット(EPTKITX):  
左記7本(BLブラックライン)、IMSカセット  
インフィニティ(単品定価18,000円)を含む  
※ブラックラインキットには製品の特性上ストーンは  
含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):  
左記7本(#6サテンスチール)、  
IMSカセット(単品定価15,400円)、  
セラミックストーン円筒型(単品定価4,900円)  
を含む



ルクセーティングハイブリッドは歯周靭帯を切断するための  
薄くて鋭いブレードが付与されています。  
ブレードのエッジを保つため、定期的なメンテナンスを行ってください。  
※製品の特性上、ブラックラインのシャープニングは推奨されていません。

【シャープニング方法】

インスツルメントを机の縁など動かない場所に固定させます。  
キットに付属されているセラミックストーンのような円筒型の砥石を、  
ルクセーティングハイブリッドの作業部に沿わせ、ハンドルの方向へストーンを動かして  
シャープニングを行います。

	商品コード	商品名	ハンドル番号	標準価格(税別)	数量	
注 文 書	EPTSMCX	曲 (先端幅:2.5mm)	BL	13,000円		
	EPTSMC		#6	12,000円		
	EPTSMDX	遠心用 S (先端幅:2.3mm)	BL	13,000円		
	EPTSMD		#6	12,000円		
	EPTSMX	近心用 S (先端幅:2.3mm)	BL	13,000円		
	EPTSM		#6	12,000円		
	EPTSSPX	直 スペード (先端幅:4.0mm)	BL	13,000円		
	EPTSSP		#6	12,000円		
	EPTSMSX	直 (先端幅:2.5mm)	BL	13,000円		
	EPTSMS		#6	12,000円		
	EPTLGDX	遠心用 L (先端幅:4.0mm)	BL	13,000円		
	EPTLGD		#6	12,000円		
	EPTLGMX	近心用 L (先端幅:4.0mm)	BL	13,000円		
	EPTLGM		#6	12,000円		
	EPTKITX		キット	BL	105,000円	
	EPTKIT		キット	#6	98,000円	

【歯科商店名】

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2022年11月21日現在のものです。  
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の  
記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。HuFriedy社製品は職人の手によって最終仕  
上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はHuFriedy社またはその関連会社の商  
標です: Hu-FRIEDY 販売名:ルクセーティングハイブリッド(一般的な名称:歯科用エレベータ) 医療機器届出番号:  
13B3X10195G03104 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) ©2022 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved.  
HFJ-141J/2211

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice