




歯内療法 Endodontic




ラバーダムクランプ	E02
ラバーダム関連製品	E07
エンド用探針	E10
エキスカベーター エンド用	E11
ルートキャナルスプレダー	E12
ルートキャナルプラグー	E14
マイクロサージェリー用ミラー	E17
マイクロサージェリー用プラグー	E19
マイクロサージェリー用コンデンサー／プラグー アボラス	E20
アピカルインストルメント	E21
エンドドンティック用アクセサリー	E22

Rubber Dam Clamps

ラバーダムクランプ

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製のラバーダムクランプです。50種全てにおいて、従来品のサテンスチール製のマット仕上げタイプと、光を吸収・反射を抑制・明るい治療部位による目の疲れを和らげることができるブラックラインタイプの2種からご選択いただけます。

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用



●

00

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM00X	2,600円	ブラックライン	
RDCM00	2,400円	サテンスチール	

小型の犬歯および第一小臼歯用のフラットタイプ

小児対応可

6




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM6X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM6	2,400円	サテンスチール	

汎用タイプ

9

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM9X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM9	2,400円	サテンスチール	

弾性の少ないタイプ



9S

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM9SX	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM9S	2,400円	サテンスチール	

ギザ付

212

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM212X	2,600円	ブラックライン	
RDCM212	2,400円	サテンスチール	

汎用タイプ

212SA

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM212SAX	2,600円	ブラックライン	
RDCM212SA	2,400円	サテンスチール	

汎用タイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックラインのものになります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収し、反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。



サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。



● おすすめ品

🕒 取寄品


取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ラバーダムクランプ



Endodontic


■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用



0	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCMOX	2,600円	ブラックライン	
	RDCMO	2,400円	サテンスチール	

長い小臼歯用のフラットタイプ


小児対応可



1	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM1X	2,600円	ブラックライン	🕒
	RDCM1	2,400円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ

小児対応可



1A	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM1AX	2,600円	ブラックライン	🕒
	RDCM1A	2,400円	サテンスチール	

犬歯および小臼歯用で湾曲の大きなタイプ


小児対応可



2	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM2X	2,600円	ブラックライン	🕒
	RDCM2	2,400円	サテンスチール	


フラットタイプ

小児対応可




2A	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM2AX	2,600円	ブラックライン	
	RDCM2A	2,400円	サテンスチール	

大型の小臼歯用のフラットタイプ




2AS	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM2ASX	2,600円	ブラックライン	🕒
	RDCM2AS	2,400円	サテンスチール	

大型の小臼歯用でギザ付のフラットタイプ




W2	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCMW2X	2,600円	ブラックライン	🕒
	RDCMW2	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ



27N	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM27NX	2,600円	ブラックライン	
	RDCM27N	2,400円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ



29	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM29X	2,600円	ブラックライン	🕒
	RDCM29	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ



32	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM32X	2,600円	ブラックライン	
	RDCM32	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ



209	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM209X	2,600円	ブラックライン	🕒
	RDCM209	2,400円	サテンスチール	🕒

弾性の少ない小型フラットタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックラインのものになります。

仕様の種類




BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収し、反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。



サテンスチール


耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。



標準価格は全て税抜価格です。

E03

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM8AX	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM8A	2,400円	サテンスチール	

湾曲の大きなタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM8ADX	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM8AD	2,400円	サテンスチール	

遠心部での治療を妨げないようにボウを伸ばしたタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW8AX	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCMW8A	2,400円	サテンスチール	

湾曲の大きなタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM10X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM10	2,400円	サテンスチール	

小型の大白歯のフラットタイプ11とペア




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM11X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM11	2,400円	サテンスチール	

小型の大白歯のフラットタイプ10とペア




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM14X	2,600円	ブラックライン	
RDCM14	2,400円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用
● 小児対応可




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM14AX	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM14A	2,400円	サテンスチール	

● 14の大型タイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW14AX	2,600円	ブラックライン	
RDCMW14A	2,400円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM18X	2,600円	ブラックライン	
RDCM18	2,400円	サテンスチール	

弾性の少ないフラットタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM24X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM24	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ25とペア




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM25X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM25	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ24とペア




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM27X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM27	2,400円	サテンスチール	

大型の大白歯用のフラットタイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM56X	2,600円	ブラックライン	
RDCM56	2,400円	サテンスチール	

● 大型の大白歯用



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM56SX	2,600円	ブラックライン	
RDCM56S	2,400円	サテンスチール	

部分萌出や形態異常の大白歯用湾曲の小さなギザ付タイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックラインのものになります。

● おすすめ品

🕒 取寄品


取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ラバーダムクランプ




Endodontic

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用(上顎)




4	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM4X	2,600 円	ブラックライン	🕒
	RDCM4	2,400 円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




W4	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCMW4X	2,600 円	ブラックライン	🕒
	RDCMW4	2,400 円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ



5	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM5X	2,600 円	ブラックライン	🕒
	RDCM5	2,400 円	サテンスチール	

大型の大白歯用湾曲の小さなタイプ



8	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM8X	2,600 円	ブラックライン	🕒
	RDCM8	2,400 円	サテンスチール	

大型の大白歯用湾曲の大きなタイプ




26N	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM26NX	2,600 円	ブラックライン	
	RDCM26N	2,400 円	サテンスチール	

フラットタイプ



201	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM201X	2,600 円	ブラックライン	
	RDCM201	2,400 円	サテンスチール	

湾曲の小さなタイプ



205	パートコード	標準価格	仕様	取寄品
	RDCM205X	2,600 円	ブラックライン	🕒
	RDCM205	2,400 円	サテンスチール	

大型の大白歯用で湾曲の小さなタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックラインのものになります。

仕様の種類



BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収し、反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。




サテンスチール

耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。

標準価格は全て税抜価格です。


E05

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ 大白歯用(下顎)




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM3X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM3	2,400円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW3X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCMW3	2,400円	サテンスチール	

小型の大白歯用のフラットタイプ




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM7X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM7	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM7AX	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM7A	2,400円	サテンスチール	

大型の大白歯用




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCMW7X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCMW7	2,400円	サテンスチール	🕒

フラットタイプ


パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM12AX	2,600円	ブラックライン	
RDCM12A	2,400円	サテンスチール	

ギザ付 13Aとペア



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM13AX	2,600円	ブラックライン	
RDCM13A	2,400円	サテンスチール	

ギザ付 12Aとペア




パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM26X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM26	2,400円	サテンスチール	

小型の大白歯用

● 小児対応可

パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM28X	2,600円	ブラックライン	🕒
RDCM28	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ



パートコード	標準価格	仕様	取寄品
RDCM33X	2,600円	ブラックライン	
RDCM33	2,400円	サテンスチール	

フラットタイプ

このページに掲載されている製品画像は全てブラックラインのものになります。

仕様の種類




BL ブラックライン

サテンスチール製のラバーダムクランプにブラックラインコーティングを施し、光を吸収し、反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげます。



S サテンスチール


耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製でマット仕上げ。



Rubber Dam Clamp Accessories & Kits

ラバーダム関連製品

■ ラバーダムクランプオーガナイズングボード




ラバーダムクランプオーガナイズングボード

パートコード	標準価格	取寄品
RDCOB	8,600 円	🕒

寸法:117mm x 61mm x 10mm

クランプを確実に保持する8個のベグを用いてクランプを保管・滅菌・整理します。(クランプは含まれていません)


■ ラバーダムテンプレート



● ユニバーサル

パートコード	標準価格	取寄品
RDTUNIV	1,400 円	

上記イメージは成人用のテンプレートです。
小児用テンプレートも含まれています。



FDI

パートコード	標準価格	取寄品
RDTFDI	1,400 円	

上記イメージは成人用のテンプレートです。
小児用テンプレートも含まれています。

■ クランプフォーセップ

■ ラバーダムパンチ



● 4

パートコード	標準価格	取寄品
RDF4	24,000 円	
17.5cm		

クランプフォーセップ		
パートコード	標準価格	取寄品
RDF	18,000 円	
17cm		




ラバーダムパンチ		
パートコード	標準価格	取寄品
RDP	40,000 円	🕒
16cm		

●

アインスワース		
パートコード	標準価格	取寄品
RDPA	38,000 円	
17.5cm		

■ ラバーダムフレーム



● 小人用

パートコード	標準価格	取寄品
RDCF5	4,800 円	



大人用

パートコード	標準価格	取寄品
RDAF6	4,800 円	

※一般成人の方であれば、小人用がおすすめです。

■ ラバーダムキット


前歯用、小臼歯用、臼歯用のラバーダムクランプを取り揃えたラインナップ

● ラバーダムキット

パートコード	標準価格	取寄品
RDKIT	72,000 円	

ラバーダム処置に必要な基本アイテムをまとめた便利なキット
(アイテムを個別に使用することもできます)

クランプフォーセップ	RDF
ラバーダムパンチ	RDP
ラバーダムフレーム 大人用	RDAF6
ラバーダムテンプレート ユニバーサル	RDTUNIV
ラバーダムテンプレート FDI	RDTFDI
ラバーダムクランプ オーガナライジングボード	RDCOB
ラバーダムクランプ 0	RDCM0
ラバーダムクランプ 1	RDCM1
ラバーダムクランプ 2	RDCM2
ラバーダムクランプ 7	RDCM7
ラバーダムクランプ 8	RDCM8
ラバーダムクランプ 8A	RDCM8A
ラバーダムクランプ 14A	RDCM14A
ラバーダムクランプ 212	RDCM212



● ラバーダムクランプ セット 7

パートコード	標準価格	取寄品
RDCSET7	15,000 円	

ラバーダムクランプ 00	RDCM00
ラバーダムクランプ 2	RDCM2
ラバーダムクランプ 7	RDCM7
ラバーダムクランプ 8	RDCM8
ラバーダムクランプ 8A	RDCM8A
ラバーダムクランプ 9	RDCM9
ラバーダムクランプ 14A	RDCM14A



■ エンドドンティック用ブラックライン

エンドドンティック用ブラックラインインスツルメントは、
表面のスムーズさが向上し、強いライトの下での光の反射を抑え、
鋭いエッジを長期間保持できることにより、歯内療法処置に
より良い臨床結果と効率性をもたらすよう設計されています。



● インスツルメント先端部

- 窒化チタンアルミニウム (AlTiN) コーティングは、
垂直または横方向の加圧充填の際に、
インスツルメント表面のすべりを良くします。
- 黒色マット仕上げによって、光の反射を抑制し、
コントラストが一層強調されます。

● ハンドル部

- 独特の滑らかで太い軽量ハンドルは、
疲労を和らげるとともに操作性を高めます。

Endodontic Explorers

エンド用探針

マイクロサージェリー用エキスプローラーは、治療部位の探知や評価の際に必要な柔軟性・強度・触覚感度・弾力性を兼ね備えた合金で作られています。

■ エキスプローラー エンド用



掲載画像 EXDG16X

● DG16				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16X	5,000 円	BL	ブラックライン	
EXDG166	4,000 円	#6	サテンスチール	
EXDG16	4,000 円	#31	細丸	




掲載画像 EXDG16/17X

DG16/17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16/17X	5,000 円	BL	ブラックライン	
EXDG16/17	4,000 円	#31	細丸	



掲載画像 EXDG16/23X

DG16/23				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXDG16/23X	5,000 円	BL	ブラックライン	🕒
EXDG16/23	4,000 円	#31	細丸	🕒



ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミューティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#31 細丸

作業部は耐腐食性に優れた「イミューティスチール」製。従来からの細ハンドル。

Endodontic Excavators

エキスカベーター エンド用

エンド用エキスカベーターは、より長いシャンクが特徴です。

髄室へのアクセスに使用すると、象牙質を容易に効率よく除去できます。その結果、より良い臨床結果と効率性が向上します。

■ エキスカベーター エンド用




● 31L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC31LX	5,800 円	BL	ブラックライン	
EXC31L6	5,000 円	#6	サテンスチール	
EXC31L	5,000 円	#41	丸柄	☑



31W

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC31WX	5,800 円	BL	ブラックライン	☑
EXC31W	5,000 円	#41	丸柄	☑




32L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC32LX	5,800 円	BL	ブラックライン	
EXC32L6	5,000 円	#6	サテンスチール	☑
EXC32L	5,000 円	#41	丸柄	☑



33L

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXC33LX	5,800 円	BL	ブラックライン	☑
EXC33L6	5,000 円	#6	サテンスチール	☑
EXC33L	5,000 円	#41	丸柄	☑



ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



Spreders

ルートキャナルスプレダー

垂直方向の加圧根管充填時に使用します。

■ ルートキャナルスプレダー

掲載画像 RCSD11TSX



D11TS

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TSX	4,800 円	BL	ブラックライン	
RCSD11TS	4,000 円	#30	細丸	

・先端径0.20mm

掲載画像 RCSD11TX



D11T

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11TX	4,800 円	BL	ブラックライン	
RCSD11T	4,000 円	#30	細丸	

・先端径0.23mm

22mm



D11S

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11S	4,000 円	#30	細丸	

・先端径0.35mm

23mm

掲載画像 RCSD11X



D11

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSD11X	4,800 円	BL	ブラックライン	
RCSD11	4,000 円	#30	細丸	

・先端径0.40mm

23mm

掲載画像 RCSP1X



GP1

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSP1X	4,800 円	BL	ブラックライン	
RCSP1	4,000 円	#30	細丸	

・先端径0.25mm

20mm

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イムニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イムニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

ルートキャナルスプレダー



Endodontic

掲載画像 RCSMA57



加熱式 MA57

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSMA57X	4,800 円	BL	ブラックライン	🕒
RCSMA57	4,000 円	#30	細丸	🕒

27mm



加熱式 GP2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCSGP2	4,000 円	#30	細丸	

25mm

■ ルートキャナルスプレダー NT

作業部が、ニッケルチタン (NiTi) 製のため、柔軟性と形状記憶性に富んでいます。



● D11TS

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCS D11TSNT	5,000 円	#7	サテンスチールカラー	



● D11T

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCS D11TNT	5,000 円	#7	サテンスチールカラー	

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径 (mm) を表します。

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#7 サテンスチールカラー

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。



#30 細丸

作業部は耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

E13



Pluggers

ルートキャナルプラーガー

水平方向の加圧に使用します。

■ ルートキャナルプラーガー



1/3

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP1/3X	5,800円	BL	ブラックライン	
RCP1/3	4,800円	#41	丸柄	

21mm



5/7

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP5/7X	5,800円	BL	ブラックライン	
RCP5/7	4,800円	#41	丸柄	

21mm



9/11

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCP9/11X	5,800円	BL	ブラックライン	
RCP9/11	4,800円	#41	丸柄	

21mm



グリック 1

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
RCPGL1X	5,800円	BL	ブラックライン	
RCPGL16	4,800円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類



BL ブラックライン

作業部の術野がより見やすくなるようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。
太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミューニティスチール」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミューニティスチール」製。
従来からの細ハンドル。

■ ルートキャナルプラグー 前歯用

前歯用コンデンサーは、臼歯用コンデンサーよりも7mm長くなっています。

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



ハンドルの種類



#40 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。

■ ルートキャナルプラー 臼歯用

※作業部の横に記載された先端径は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



● 先端径0.40mm

臼歯用 8		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP8	4,800円	
22mm		



● 先端径0.55mm

臼歯用 9		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP9	4,800円	🕒
22mm		



● 先端径0.75mm

臼歯用 10		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP10	4,800円	🕒
22mm		



● 先端径1.05mm

臼歯用 11		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP11	4,800円	🕒
22mm		



● 先端径1.30mm

臼歯用 12		
パートコード	標準価格	取寄品
RCP12	4,800円	🕒
22mm		

ハンドルの種類



#40 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、
お届けまでに時間を要します。
予めご了承ください。



Microsurgical Mirrors

マイクロサージェリー用ミラー

ヒューフレディグループ製のマイクロサージェリー用ミラーは豊富なラインナップからご選択いただけます。
円形・長方形、片頭・両頭など、ステンレス鋼を磨き上げて製造された各種サイズの
マイクロサージェリー用ミラーをご用意しています。

適切なミラートップとお好きなハンドルをお選びいただくことも可能です。

表面にロジウムコーティング加工されたミラーは、鮮明で傷や歪みのない視野を提供します。

■ ミラー マイクロサージェリー用




先端幅2 x 7mm

1

パートコード	標準価格	取寄品
MM1	15,000 円	🕒

MM1のハンドルには1〜3本のラインがついていきますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端幅3 x 9mm

2

パートコード	標準価格	取寄品
MM2	15,000 円	🕒

MM2のハンドルには1〜3本のラインがついていきますので、容易に規格番号を識別することができます。



先端幅4 x 12mm

3

パートコード	標準価格	取寄品
MM3	15,000 円	🕒

MM3のハンドルには1〜3本のラインがついていきますので、容易に規格番号を識別することができます。



● 先端径2.5mm

S

パートコード	標準価格	取寄品
MMRS	15,000 円	🕒



● 先端径4.5mm

L

パートコード	標準価格	取寄品
MMR	15,000 円	🕒

■ ミラートップ マイクロサージェリー用



ベルパート1		
パートコード	標準価格	取寄品
MMVEL1	15,800 円	



ベルパート2		
パートコード	標準価格	取寄品
MMVEL2	15,800 円	

■ ミラートップ マイクロサージェリー用

ロジウムコーティングが施されたミラートップです。別売のスカルペルハンドル ミニブレード用に装着して使用します。



ミラートップ4		
パートコード	標準価格	取寄品
MM4	14,000 円	



ミラートップ5		
パートコード	標準価格	取寄品
MM5	14,000 円	



ミラートップ7		
パートコード	標準価格	取寄品
MM7	14,000 円	



ミラートップ8		
パートコード	標準価格	取寄品
MM8	14,000 円	

別売のスカルペルハンドル ミニブレード用



スカルペルハンドル ミニブレード用		
パートコード	標準価格	取寄品
SHDPV	26000円	



スカルペルハンドル ミニブレード用7		
パートコード	標準価格	取寄品
10-130-70	6600円	



取寄品

取寄品欄に☺マークがある製品は、
お届けまでに時間を要します。
予めご了承ください。

マイクロサージェリー用プラグー



Endodontic

Microsurgical Pluggers

マイクロサージェリー用プラグー

■ ルートキャナル プラグー

プラグーには、さまざまなラインナップがあり、操作性が高く、汎用性もあります。



レトロフィリング 1

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGRF1	4,800 円	#41	丸柄	☺



レトロフィリング 2

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGRF2	4,800 円	#41	丸柄	☺



カヤット

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGBK6	4,800 円	#6	サテンスチール	☺

根管深部の充填用



ベルパート

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PLGVEL56	5,800 円	#6	サテンスチール	☺

根管深部の充填用

ハンドルの種類



#6 サテンスチール

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
軽い力で把持することができるためのハンドル。



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
従来からの細ハンドル。

標準価格は全て税抜価格です。

E19



Microsurgical About-Rass Condensers/ Pluggers

マイクロサージェリー用コンデンサー／ プラグー アボラス

アボラス教授と共に考案されたもので、逆根管充填に使用します。

作業部の一方は円形、もう一方は楕円形の組み合わせです。

円形の作業部はポットホルの標本の作成に、楕円形チップはイスムスのデザインの作成に使います。

■ アピカルプラグー アボラス 直



アボラス 直 1

パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC1	6,800 円	⌚



アボラス 直 1.5

パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC1.5	6,800 円	⌚



アボラス 直 2

パートコード	標準価格	取寄品
MAR-SAC2	6,800 円	⌚

ハンドルの種類



#41 丸柄

作業部は腐食性に優れた「イミニティスチール」製。
従来からの細ハンドル。



取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、
お届けまでに時間を要します。
予めご了承ください。

アピカルインスツルメント



Endodontic

Microsurgical Condensers/ Burnishers

アピカルインスツルメント

■ アピカルインスツルメント

一方はコンデンサー、もう一方はボールバーニッシャーの組み合わせです。



標準価格は全て税抜価格です。



Endodontic Accessories

エンドドンティック用アクセサリ

■ エンド用ロック式ピンセット



ポイント類を保持しやすいように縦・横に溝がついたロック式のピンセットです。



● ロック式 ピンセット		
パートコード	標準価格	取寄品
EPL1	12,000 円	
16.5cm		



■ リムーバルフォーセップ



ステイグリッツ 45°		
パートコード	標準価格	取寄品
RF45	28,000 円	🕒

The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2023年3月21日現在のものです。
販仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY ©2023 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2303_Restorative
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.

【販売名／一般的名称／医療機器届出番号】

■ラバーダムクランプ／歯科用ラバーダムクランプ／13B3X10195G18101 ■クランプフォーセップ／歯科用ラバーダムクランプ鉗子／13B3X10195G49101 ■ラバーダムパンチ／歯科用ラバーダムパンチ／13B3X10195G50101 ■ラバーダムフレーム／歯科用ラバーダムフレーム／13B3X10195G51101 ■ラバーダムキット／歯科用ラバーダム防湿キット／13B3X10195G52101 ■エクスプローラー／歯科用探針／13B3X10195G05101 ■エキスカベーター／歯科用エキスカベータ／13B3X10195G04101 ■ルートキャナルスプレダ－／歯科用根管スプレッダ／13B3X10195G25101 ■ルートキャナルブラガー／歯科用根管ブラガ／13B3X10195G17102 ■ミラー／歯鏡／13B3X10195G22101 ■ミラートップ／歯鏡／13B3X10195G22102 ■ルートキャナルブラガー／歯科用根管ブラガ／13B3X10195G17102 ■アピカルブラガー／歯科用根管ブラガ／13B3X10195G17101 ■アピカルインストルメント／歯科用充填器／13B3X10195G10101 ■エンド用／ピンセット／13B3X10195G34101 ■リムーバブルフォーセップ／ピンセット／13B3X10195G34103
●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice