




ヒューフレディ
ブラックライン
エンドドンティック コレクション

BLACK LINE ENDODONTIC COLLECTION


ヒューフレディグループ製

ブラックライン

エンドドンティックコレクション

ヒューフレディグループでは、様々な歯内療法用インスツルメントおよびアクセサリーのラインアップを揃え、歯科医師のあらゆる臨床的ニーズに対応できる幅広い用途のオプションをご用意しています。

独特なデザイン・品質・信頼度の高いインスツルメント、そして行き届いたサービスをお求めの先生方に、ヒューフレディグループ製の歯内療法用インスツルメントをご提案します。



The Challenge — 挑 戦 —

処置に繊細さを要する歯内療法用インスツルメントには、通常の根管治療から複雑なマイクロサージェリーまでの幅広い歯内療法の処置に対応できる独特な反発力・完成度・耐久性が求められます。

The Solution — 提 案 —

ヒューフレディグループ製のインスツルメントは、より良いパフォーマンス・製品寿命・信頼性を得るために、良質の素材から1つずつ精細かつ丁寧に手作りしています。特徴的なデザインに独自の素材と熟練の職人技が加わることで、独特のバランスと操作性を兼ね備えたインスツルメントが生まれました。術者のスキルが、手からそのままインスツルメントに伝わっていきます。


The Result — 成 果 —

ヒューフレディグループ製ブラックラインインスツルメントの特性により、治療に集中することで、より良い臨床結果へと導きます。



エンドドンティック用ブラックライン BLACK LINE FOR ENDO

エンドドンティック用ブラックラインインスツルメントは、表面のスムーズさが向上し、強いライトの下での光の反射を抑え、鋭いエッジを長期間保持できることにより、歯内療法処置により良い臨床結果と効率性をもたらすよう設計されています。



インスツルメント先端部

- 窒化チタンアルミニウム (AlTiN) コーティングは、垂直または横方向の加圧充填の際に、インスツルメント表面のすべりを良くします。
- 黒色マット仕上げによって、光の反射を抑制し、コントラストが一層強調されます。



ハンドル部

- 独特の滑らかで太い軽量ハンドルは、疲労を和らげるとともに操作性を高めます。

EXPLORERS エクスプローラー (探針)

ヒューフレディグループ製エンドドンティック用エクスプローラーは、治療部位の探知や評価の際に必要な柔軟性・強度・触覚感度・弾力性を兼ね備えた特殊合金で作られています。



エクスプローラー
エンド用 両頭
DG16 BL ★
EXDG16X
5,000 円




エクスプローラー
エンド用 両頭
DG16/17 BL
EXDG16/17X
5,000 円



エクスプローラー
エンド用 両頭
DG16/23 BL
EXDG16/23X
5,000 円

ヒューフレディグループ製のエンドドンティック用エキスカベーターは、より長いシャンクが特徴です。
 髓室へのアクセスに使用すると、象牙質を容易に効率よく除去できます。その結果、より良い臨床結果と
 効率性の向上が得られます。



1mm



エキスカベーター
エンド用 両頭
31L BL ★
EXC31LX
5,800 円

1.3mm



エキスカベーター
エンド用 両頭
31W BL
EXC31WX
5,800 円

1.5mm



エキスカベーター
エンド用 両頭
32L BL
EXC32LX
5,800 円

2mm



エキスカベーター
エンド用 両頭
33L BL
EXC33LX
5,800 円

SPREADERS ルートキャナルスプレダー

アクセスの難しい根管に対しても、水平方向に加圧充填する際に適用です。



ルートキャナル
スプレダー 片頭
MA57 BL
RCSMA57X
4,800 円
27mm

ルートキャナル
スプレダー 片頭
GP1 BL
RCSGP1X
4,800 円
20mm

ルートキャナル
スプレダー 片頭
D11TS BL
RCSD11TSX
4,800 円
21mm 最細





ルートキャナル
スプレダー 片頭
D11T BL ★
RCSD11TX
4,800 円
22mm 細

ルートキャナル
スプレダー 片頭
D11 BL
RCSD11X
4,800 円
23mm

※作業部の横に記載された数値(例:0.30)は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。

PLUGGERS ルートキャナルプラグー

垂直方向の加圧充填に適用です。



ルートキャナル
プラグー 両頭
1/3 BL
RCP1/3X
5,800 円
21mm



ルートキャナル
プラグー 両頭
5/7 BL ★
RCP5/7X
5,800 円
21mm



ルートキャナル
プラグー 両頭
9/11 BL
RCP9/11X
5,800 円
21mm



ルートキャナル
プラグー 両頭
グリック 1 BL
RCPGL1X
5,800 円
18mm

※作業部の横に記載された数値(例:0.30)は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。


RUBBER DAM CLAMPS

ラバーダムクランプ マット仕上げ




耐腐食性・強度・柔軟性・形状記憶性の良好なバランスを実現したサテンスチール製のラバーダムクランプ50種類全てにブラックラインコーティングを施しました。ブラックライン加工により、光を吸収し、反射を抑制し、明るい治療部位による目の疲れを和らげることができます。

小臼歯用




0 小児対応可
RDCM0X

2,600 円
長い小臼歯用のフラットタイプ




1 小児対応可
RDCM1X

2,600 円
湾曲の小さなタイプ




1A 小児対応可
RDCM1AX

2,600 円
犬歯および小臼歯用で湾曲の大きなタイプ




2 小児対応可
RDCM2X

2,600 円
フラットタイプ



2A ★
RDCM2AX


2,600 円
大型の小臼歯用のフラットタイプ



2AS
RDCM2ASX


2,600 円
大型の小臼歯用でギザ付のフラットタイプ

前歯用



00 ★ 小児対応可
RDCM00X

2,600 円
小型の犬歯および第一小臼歯用のフラットタイプ




6
RDCM6X

2,600 円
汎用タイプ




W2
RDCMW2X

2,600 円
フラットタイプ




27N
RDCM27NX

2,600 円
湾曲の小さなタイプ




29
RDCM29X

2,600 円
フラットタイプ




9
RDCM9X

2,600 円
弾性の少ないタイプ



9S
RDCM9SX

2,600 円
ギザ付




32 ★
RDCM32X

2,600 円
フラットタイプ




209
RDCM209X

2,600 円
弾性の少ない小型フラットタイプ



212
RDCM212X


2,600 円
汎用タイプ



212SA
RDCM212SAX

2,600 円
汎用タイプ


大臼歯用



8A
RDCM8AX

2,600 円


湾曲の大きなタイプ



8AD
RDCM8ADX

2,600 円


遠心部での治療を妨げないように
ボウを伸ばしたタイプ



W8A
RDCMW8AX

2,600 円


湾曲の大きなタイプ



10
RDCM10X

2,600 円


小型の大臼歯のフラットタイプ
11とペア



11
RDCM11X

2,600 円


小型の大臼歯のフラットタイプ
10とペア



14 ★
RDCM14X

2,600 円


部分萌出や形態異常の大臼歯用



14A ★
RDCM14AX

2,600 円


14の大型タイプ



W14A
RDCMW14AX

2,600 円


部分萌出や形態異常の大臼歯用



18
RDCM18X

2,600 円


弾性の少ないフラットタイプ



24
RDCM24X

2,600 円


フラットタイプ
25とペア



25
RDCM25X

2,600 円


フラットタイプ
24とペア



27
RDCM27X

2,600 円


大型の大臼歯用の
フラットタイプ



56
RDCM56X

2,600 円

大型の大臼歯用



56S
RDCM56SX

2,600 円


部分萌出や形態異常の大臼歯用
湾曲の小さなギザ付タイプ



RUBBER DAM CLAMPS


ラバーダムクランプ マット仕上げ

大臼歯用(上顎)




4
RDCM4X

2,600 円
小型の大臼歯用の
フラットタイプ




W4
RDCMW4X

2,600 円
小型の大臼歯用の
フラットタイプ



5
RDCM5X

2,600 円
大型の大臼歯用
湾曲の小さなタイプ



8
RDCM8X

2,600 円
大型の大臼歯用
湾曲の大きなタイプ



26N
RDCM26NX

2,600 円
フラットタイプ




30
RDCM30X

2,600 円
31とペア




31
RDCM31X

2,600 円
30とペア



201
RDCM201X


2,600 円
湾曲の小さなタイプ



205
RDCM205X


2,600 円
大型の大臼歯用で
湾曲の小さなタイプ

大臼歯用(下顎)




3
RDCM3X

2,600 円
小型の大臼歯用の
フラットタイプ




W3
RDCMW3X

2,600 円
小型の大臼歯用の
フラットタイプ




7
RDCM7X

2,600 円
フラットタイプ




7A
RDCM7AX

2,600 円
大型の大臼歯用




W7
RDCMW7X

2,600 円
フラットタイプ




12A ★
RDCM12AX

2,600 円
ギザ付
13Aとペア




13A ★
RDCM13AX

2,600 円
ギザ付
12Aとペア




26 小児対応可
RDCM26X

2,600 円
小型の大臼歯用



28
RDCM28X

2,600 円
フラットタイプ



33 ★
RDCM33X

2,600 円
フラットタイプ

クランプフォーセップ



クランプフォーセップ 4
RDF4
24,000 円
17.5cm



クランプフォーセップ
RDF
18,000 円
17cm

ラバーダムパンチ




ラバーダムパンチ
RDP
40,000 円
16cm




ラバーダムパンチ
アインスワース
RDPA
38,000 円
17.5cm

ラバーダムクランプオーガナイズングボード




ラバーダムクランプ
オーガナイズングボード
RDCOB
8,600 円
117mm x 61mm x 10mm

ラバーダムテンプレート



ラバーダムテンプレート
ユニバーサル
RDTUNIV
1,400 円


上記イメージは成人用のテンプレートです。小児用テンプレートも含まれています。



ラバーダムテンプレート
FDI
RDTFDI
1,400 円

上記イメージは成人用のテンプレートです。小児用テンプレートも含まれています。

ラバーダムフレーム








ラバーダムフレーム
小人用
RDCF5
4,800 円
13cm



ラバーダムフレーム
大人用
RDAF6
4,800 円
15cm

【販売名／一般的名称／医療機器届出番号】■エキスカベーター／歯科用エキスカベーター／13B3X10195G04101 ■エキスプローラー／歯科用探針／13B3X10195G05101 ■ルートキャナルプラグ／歯科用根管プラグ／13B3X10195G17102 ■ルートキャナルスプレッター／歯科用根管スプレッター／13B3X10195G25101 ■ラバーダムクランプ／歯科用ラバーダムクランプ／13B3X10195G18101 ■クランプフォーセップ／歯科用ラバーダムクランプ鉗子／13B3X10195G49101 ■ラバーダムパンチ／歯科用ラバーダムパンチ／13B3X10195G50101 ■ラバーダムフレーム／歯科用ラバーダムフレーム／13B3X10195G51101
●医療機器の分類：一般医療機器（クラスI）



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2023年2月1日現在のものです。
販売および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載
が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行って
いるため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY
©2023 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-656J/2302
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC/its affiliates or related companies, unless
otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change
features of products, images and text at any time without notice.

HuFriedyGroup
The Best In Practice