

歯牙の把持力が**20%UP**※1

Diamond Dusted Forceps

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

ヒューフレディグループ製「抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト」は、把持部内側に**ダイヤモンドダスト加工**を施したことにより滑りにくく、**歯牙を確実に把持**します。※1

また、**薄いテーパ状の先端部**は、**破折や侵襲のリスクを低減**し歯牙への**アクセスと視野が向上**します。

ハンドルに**ホールパターン**を採用したことにより従来品と比較して**約35%軽量**になり※2、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。

また、**マット仕上げ**のため**ライトの乱反射を抑制**し術野をより良くします。

※1: ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウマとの比較

※2: ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較

2023年
7月21日
日本上陸



Diamond Dusted Forceps


抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

Get a Better GRIP

歯牙の把持力が**20%UP**※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較

把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。



薄いテーパー状の先端部

薄いテーパー状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。

従来品と比較して約**35%軽量**※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較


穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。



マット仕上げ

ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。


上顎用




ダイヤモンドダスト
スタンダード1
上顎切歯
F1XS
36,000円




ダイヤモンドダスト
35
上顎犬歯・小白歯
F35XS
36,000円



ダイヤモンドダスト
アピカル 35 ★
上顎犬歯・小白歯
FAF35XS
36,000円



ダイヤモンドダスト
67 ★
上顎大白歯
F67XS
36,000円



ダイヤモンドダスト
44 ★
上顎歯根
FX44XS
36,000円

下顎用



ダイヤモンドダスト
36
下顎切歯
F36XS
36,000円




ダイヤモンドダスト
アピカル 36
下顎切歯・小白歯
FAF36XS
36,000円



ダイヤモンドダスト
13
下顎小白歯
F13XS
36,000円



ダイヤモンドダスト
21 ★
下顎大白歯
F21XS
36,000円



ダイヤモンドダスト
45
下顎歯根
FX45XS
36,000円

ヒューフレディグループ 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 注文書

使用部位		製品名	パートコード	標準価格 (税抜)	数量
上 顎	上顎切歯	スタンダード 1	F1XSD	¥36,000	
	上顎犬歯・小臼歯	35	F35XSD	¥36,000	
	上顎犬歯・小臼歯	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト アピカル 35	FAF35XSD	¥36,000	
	上顎大臼歯	67	F67XSD	¥36,000	
	上顎歯根	44	FX44XSD	¥36,000	
下 顎	下顎切歯	36	F36XSD	¥36,000	
	下顎切歯・小臼歯	アピカル 36	FAF36XSD	¥36,000	
	下顎小臼歯	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 13	F13XSD	¥36,000	
	下顎大臼歯	21	F21XSD	¥36,000	
	下顎歯根	45	FX45XSD	¥36,000	

ヒンジ製品の
 毎日のお手入れに…



鉗子の日々のお手入れに
 IMS潤滑スプレー 236ml
 ILS 3,000円
 IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の
 動きをスムーズにします。



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
 Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格は2023年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。販売名: 抜歯鉗子 (一般的名称: 抜歯用鉗子) 医療機器届出番号: 13B3X10195G08101 ●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております!!



■ 歯科医院名 ■ お名前 ■ ご住所 〒 - TEL - -	【歯科商店名】
---	----------------