

ヒューフレディ 保存製品 キャンペーン!

対象期間: 2023. 10/23(月) ▶ 12/20(水)

現在一部の製品につきましては、ご注文を多く頂いているため、お届けまで時間を要す製品もございますが、この期間中にご注文いただくキャンペーン対象商品は **特別価格**にてご提供いたします。

是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

※上記製品右上からRDCM2A、RDP、IMS-1400、RDF、RDCM14X

掲載製品

- コンポジット練成充填器 XTS™
- ジンジバルコードパッカー
- エキスカベーター
- エキスカベーター ポピュラータイプ(日本限定モデル)
- 咬合紙ホルダー
- クラウンリムーバー

- エキスプローラー エンド用
- エキスカベーター エンド用
- ルートキャナルスプレダー
- ルートキャナルスプレダーNT(ニッケルチタン)
- エンド用 ロック式 ピンセット
- ラバーダム関連製品
・ラバーダムキット

- クランプフォーセップ
- ラバーダムパンチ
- ラバーダムクランプ
- 感染管理関連製品
・IMS シグネチャータブ コンプリートセット
・IMS エンドスタンド
・IMS カセット シグネチャーシリーズv

コンポジット練成充填器 XTS™

窒化アルミニウムチタン (AlTiN) コーティングされた表面は、非常に丈夫で滑らかな仕上げになっており、傷が付きにくく、べたつきません。太くて軽量のハンドルは清掃が簡単で、持ちやすく操作しやすいデザインです。

ブラックコーティングで
レジン離れが良く
充填部位が見やすい!



ゴールドスタインフレキシシン 1
TNCIGFT1 5,800円

細いパドルと小型コンデンサーの組合せ初期充填や形態付与に使用
1~3級窩洞向き



**ゴールドスタイン
フレキシシン 2**

TNCIGFT2 5,800円


フレキシシン1の大型タイプ。
充填と形態修正に使用
1~3級窩洞向き



**ゴールドスタイン
フレキシシン 3 ★**

TNCIGFT3 5,800円

フレアーパドル型。
形態修正に使用
3,4級窩洞向き



**ゴールドスタイン
フレキシシン 4**

TNCIGFT4 5,800円


臼歯部の近心・遠心面での充填・成形用の
柔軟なへら状の作業部。逆向きにすると、
前歯部の接着修復の充填や成形に使用可能



**ゴールドスタイン
フレキシシン ミニ4**

TNCIGFTMI4 5,800円


4のミニタイプ
臼歯部近遠心のようなアクセスしにくい
部位の充填や形態付与に使用



ボゴシアン AB1

TNPFAB1 5,800円

薄型ナイフとブレードの組み合わせ
歯頸部での操作性が容易、3~5級窩洞向き



IPC ★

TNCVIPC 5,800円

極薄型ブレード、隣接歯間部用
3~5級窩洞向き



G4/5

TNPFIG4/5 5,800円

臼歯部近遠心および隣接歯間部用
2,5級窩洞向き



8A

TNPF8A 5,800円

唇側用



A6 ★

TNPFIA6 5,800円


大型で薄型のブレード、ペニア形成や広範囲
の形態修正用、2~5級窩洞向き



BB27/29

TNBB27/29 5,800円

パーニッシャータイプ
小窩裂溝や咬合面形成用



フリースマン ダックヘッド

TNPCCI 5,800円


臼歯部咬合面用



**ゴールドスタイン
マイクロ**

TNGMPI 5,800円

それぞれ90°と110°の角度が付与された
細い先端で、少量のステン材や
オペーク材の塗布に使用



W3

TNPFIW3 5,800円

中型ブレードと小型コンデンサーの組合せ
1~5級窩洞向き



ゴールドスタインマイクロの
使用方法などの詳細は
こちらからご覧いただけます。
(英語)

ジンジバルコードパッカー

組織への侵襲を抑え、確実に圧排子の挿入ができます。




113 ★

#6 (サテンスチール) GCP1136 5,000円


ハンドルの
種類



BL (ブラックライン)



#9 (エーエッジ)



#6 (サテンスチール)



#2 (角柄)

エキスカベーター

軟化象牙質の除去に使用します。

0.8mm  0.8mm

イングリッシュパターン 246 ★
#9 (エバーエッジ) **EXC2469 5,800円**


1.2mm  1.2mm  1.5mm

17 ★ #9 (エバーエッジ) **EXC179 5,800円**
#6 (サテンスチール) **EXC176 4,800円**

18 ★ #9 (エバーエッジ) **EXC189 5,800円**
#6 (サテンスチール) **EXC186 4,800円**

2.0mm  2.0mm

19 #6 (サテンスチール) **EXC196 4,800円**

0.85mm  0.85mm  1.15mm

6 #41 (丸柄) **EXC6 4,800円**

38/39 [11.5-7-14] #6 (サテンスチール) **EXC38/396 4,800円**

極小の曲ブレード!
スクレーラのシャープさをそのままエキスカベーターに! シャープさを求めてエバーエッジ!

エキスカベーター ポピュラータイプ (日本限定モデル)

1.8mm  1.8mm  1.2mm

ポピュラータイプ 1 #2 (角柄) **SPEXC1 4,200円**

ポピュラータイプ 2 ★ #2 (角柄) **SPEXC2 4,200円**

1.2mm  1.2mm  1.7mm

ポピュラータイプ 3 #2 (角柄) **SPEXC3 4,200円**

ポピュラータイプ 4 #2 (角柄) **SPEXC4 4,200円**

1.5mm  1.5mm  1.4mm

ポピュラータイプ 5 #2 (角柄) **SPEXC5 4,200円**

ポピュラータイプ 6 #2 (角柄) **SPEXC6 4,200円**

基本セットにおすすめの日本限定モデル!

咬合紙ホルダー

ミラー ★
APF2 5,200円



毎日の必需品!!!
ギザ同士がしっかり噛み合い
咬合紙がずれにくい!

クラウンリムーバー

クラウンリムーバー
仮歯用 ★
CRGR 28,000円



メタルクラウンにも使える!

作業部にタングステンカーバイドが付与され、しなりのある柄で力がかけやすい! しっかり掴める!

3.0mm  クラウンリムーバー
クリステンセン直 ★
前歯部用 **CRCH1 9,800円**

3.0mm  クラウンリムーバー
クリステンセン90° ★
白歯部用 **CRCH2 9,800円**

小さい力でクラウン除去!!
メタルコアにもおすすめ!!!

オススメの使用法



バーでスリットを入れる
【画像提供】大谷 恭史先生(大阪府開業)



クリステンセンでスリットを広げセメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がったら仮歯用鉗子(CRGR)で撤去する

【メタルコアの場合】



★「直」と「90°」の2種類のクリステンセンを類比的に逆回転でトルクを加えセメントを崩し、コアを除去する

エキスポローラー エンド用

マイクロサージェリー用エキスポローラーは、治療部位の探知や評価の際に必要な柔軟性・強度・触覚感度・弾力性を兼ね備えた合金で作られています。



DG16 ★

BL (ブラックライン) **EXDG16X** 5,000円 #31 (細丸) **EXDG16** 4,000円

エキスカベーター エンド用

随室内へのアクセスが容易、軟化象牙質を効率よく除去できます。

随室内の軟化象牙質除去用。
ブラックコーティングで見やすい!



31L ★

BL (ブラックライン) **EXC31LX** 5,800円



32L

BL (ブラックライン) **EXC32LX** 5,800円

ルートキャナルスプレダー

水平の加圧充填に適用です。*作業部の横に記載された数値(例:0.40mm)は、上段が先端から1mmの部分の直径(mm)、下段が作業部の長さを表します。



D11

BL (ブラックライン) **RCSD11X** 4,800円
#30 (細丸) **RCSD11** 4,000円



D11T ★

BL (ブラックライン) **RCSD11TX** 4,800円
#30 (細丸) **RCSD11T** 4,000円



D11TS ★

BL (ブラックライン) **RCSD11TSX** 4,800円

ルートキャナルスプレダー NT

*作業部の横に記載された数値(例:0.23mm)は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。

作業部がニッケルチタン(NiTi)製のため
柔軟性と形状記憶性に富んでいます!



D11T ★

#7 (サテンスチールカラー) **RCSD11TNT** 5,000円




D11TS

#7 (サテンスチールカラー) **RCSD11TSNT** 5,000円


エンド用ロック式ピンセット

エンド用ロック式
ピンセット ★
EPL1 12,000円



ポイント類を保持しやすいように
縦・横に溝がついています。

ラバーダム関連製品



ラバーダムキット **RDKIT** 72,000円

ラバーダム処置に必要な基本アイテムをまとめた便利なキット

[キット内容]

クランプフォーセップ **RDF** / ラバーダムパンチ **RDP** / ラバーダムフレーム
大人用 **RDAF6** / ラバーダムテンプレートユニバーサル **RDTUNIV** / ラバー
ダムテンプレート FDI **RDTFDI** / ラバーダムクランプオーガナイジングボード
RDCOB / ラバーダムクランプ0 **RDCM0** / ラバーダムクランプ1 **RDCM1**
/ ラバーダムクランプ2 **RDCM2** / ラバーダムクランプ7 **RDCM7** / ラ
バーダムクランプ8 **RDCM8** / ラバーダムクランプ8A **RDCM8A** / ラバー
ダムクランプ14A **RDCM14A** / ラバーダムクランプ212 **RDCM212**



クランプ
フォーセップ4 ★
RDF4 24,000円



クランプ
フォーセップ
RDF 18,000円



ラバーダムパンチ
アインスワース
RDP 38,000円




ラバーダム
パンチ
RDP 40,000円



BL (ブラックライン)



BL (ブラックライン)



#7 (サテンスチールカラー)



#30 (細丸)

ラバーダムクランプ

ブラックライン (黒色) 2,600円 / イミュニティスチール (マットシルバー色) 2,400円

前歯用

00★
(ブラックライン) **RDCM00X**
(イミュニティスチール) **RDCM00**
小型の犬歯および
第一小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可

6
(ブラックライン) **RDCM6X**
(イミュニティスチール) **RDCM6**
汎用タイプ

9
(ブラックライン) **RDCM9X**
(イミュニティスチール) **RDCM9**
弾性の少ないタイプ

9S
(ブラックライン) **RDCM9SX**
(イミュニティスチール) **RDCM9S**
ギザ付

小臼歯用

0
(ブラックライン) **RDCM0X**
(イミュニティスチール) **RDCM0**
長い小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可

1
(ブラックライン) **RDCM1X**
(イミュニティスチール) **RDCM1**
湾曲の小さなタイプ
小児対応可

1A
(ブラックライン) **RDCM1AX**
(イミュニティスチール) **RDCM1A**
犬歯および小臼歯用で
湾曲の大きなタイプ
小児対応可

2
(ブラックライン) **RDCM2X**
(イミュニティスチール) **RDCM2**
フラットタイプ
小児対応可

2A★
(ブラックライン) **RDCM2AX**
(イミュニティスチール) **RDCM2A**
大型の小臼歯用の
フラットタイプ

2AS
(ブラックライン) **RDCM2ASX**
(イミュニティスチール) **RDCM2AS**
大型の小臼歯用で
ギザ付のフラットタイプ

大臼歯用 (上顎)

5
(ブラックライン) **RDCM5X**
(イミュニティスチール) **RDCM5**
大型の大臼歯用
湾曲の小さなタイプ

26N
(ブラックライン) **RDCM26NX**
(イミュニティスチール) **RDCM26N**
フラットタイプ

W2
(ブラックライン) **RDCMW2X**
(イミュニティスチール) **RDCMW2**
フラットタイプ

27N
(ブラックライン) **RDCM27NX**
(イミュニティスチール) **RDCM27N**
湾曲の小さなタイプ

32★
(ブラックライン) **RDCM32X**
(イミュニティスチール) **RDCM32**
フラットタイプ

大臼歯用 (下顎)

201
(ブラックライン) **RDCM201X**
(イミュニティスチール) **RDCM201**
湾曲の小さなタイプ

205
(ブラックライン) **RDCM205X**
(イミュニティスチール) **RDCM205**
大型の大臼歯用で
湾曲の小さなタイプ

7
(ブラックライン) **RDCM7X**
(イミュニティスチール) **RDCM7**
フラットタイプ

7A
(ブラックライン) **RDCM7AX**
(イミュニティスチール) **RDCM7A**
大型の大臼歯用

12A★
(ブラックライン) **RDCM12AX**
(イミュニティスチール) **RDCM12A**
ギザ付
13Aとペア

大臼歯用

8A
(ブラックライン) **RDCM8AX**
(イミュニティスチール) **RDCM8A**
湾曲の大きなタイプ

14★
(ブラックライン) **RDCM14X**
(イミュニティスチール) **RDCM14**
部分齶出や形態異常の大臼歯用
小児対応可

13A★
(ブラックライン) **RDCM13AX**
(イミュニティスチール) **RDCM13A**
ギザ付
12Aとペア

26
(ブラックライン) **RDCM26X**
(イミュニティスチール) **RDCM26**
小型の大臼歯用
小児対応可

33★
(ブラックライン) **RDCM33X**
(イミュニティスチール) **RDCM33**
フラットタイプ

14A★
(ブラックライン) **RDCM14AX**
(イミュニティスチール) **RDCM14A**
14の大型タイプ

18
(ブラックライン) **RDCM18X**
(イミュニティスチール) **RDCM18**
弾性の少ないフラットタイプ

56
(ブラックライン) **RDCM56X**
(イミュニティスチール) **RDCM56**
大型の大臼歯用

56S
(ブラックライン) **RDCM56SX**
(イミュニティスチール) **RDCM56S**
部分齶出や形態異常の大臼歯用
湾曲の小さなギザ付タイプ

処置別のセットアップを
簡単に行えます!

スタンドのまま洗浄・
滅菌ができます!



【使用イメージ】



歯内療法



シーラント



IMS-1275



IMS シグネチャータブ コンプリートセット

外形寸法：324mm×284mm×102mm

タブやタブセットのパーツは、製造工程で抗菌加工されています。

滅菌には対応していません。

構成：シグネチャータブ、ライナーシート[®]、仕切(8入)、フタ付ケースS[®]、フタ付ケースM[®]、スライドレール仕切有[®]、カバーロック付[®](インスツルメント等は含まれません)
※透明部分及びタブライナーには、抗菌加工が施されておりません。

IMS-1400 ■ レッド 8,000円 **IMS-1405** ■ イエロー 8,000円

IMSエンドスタンド 24本用

外形寸法：67mm×57mm×30mm

IMS-1275 10,400円

IMSエンドスタンド 48本用

外形寸法：67mm×57mm×30mm

IMS-1275D 10,400円

**IMSカセット シグネチャー 12本用
シグナスタット**

外形寸法：165mm×267mm×32mm

12本のインスツルメントと付属品が収納可能

IM8123 ■ オレンジ 18,800円

IM8126 ■ ラベンダー 18,800円

IM8129 ■ グリーン 18,800円

ヒューフレディ 保存製品キャンペーン 注文書 掲載製品全て特別価格!!

期間：2023年10月23日(月)～12月20日(水)

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
コンポジット練成充填器 XTS			
ゴールドスタインフレキシシ1	TNCIGFT1	5,800	
ゴールドスタインフレキシシ2	TNCIGFT2	5,800	
ゴールドスタインフレキシシ3	TNCIGFT3	5,800	
ゴールドスタインフレキシシ4	TNCIGFT4	5,800	
ゴールドスタインフレキシシミニ4	TNCIGFTM4	5,800	
ポゴシアン AB1	TNPFIA1	5,800	
IPC	TNCVIPC	5,800	
G4/5	TNPFIG4/5	5,800	
8A	TNPFIA8A	5,800	
A6	TNPFIA6	5,800	
BB27/29	TNBB27/29	5,800	
フリードマンダックヘッド	TNPCCI	5,800	
ゴールドスタインマイクロ	TNGMPI	5,800	
W3	TNPFIW3	5,800	
ジンジバルコードパッカー			
113	#6 GCP1136	5,000	
エキスカベーター			
イングリッシュパターン246	#9 EXC2469	5,800	
17	#9 EXC179	5,800	
	#6 EXC176	4,800	
18	#9 EXC189	5,800	
	#6 EXC186	4,800	
19	#6 EXC196	4,800	
	#41 EXC6	4,800	
38/39	#6 EXC38/396	4,800	
ポピュラータイプ1	#2 SPEXC1	4,200	
ポピュラータイプ2	#2 SPEXC2	4,200	
ポピュラータイプ3	#2 SPEXC3	4,200	
ポピュラータイプ4	#2 SPEXC4	4,200	
ポピュラータイプ5	#2 SPEXC5	4,200	
ポピュラータイプ6	#2 SPEXC6	4,200	
咬合紙ホルダー			
ミラー	APF2	5,200	
クラウンリムーバー			
仮歯用	CRGR	28,000	
クリステンセン 直	CRCH1	9,800	
クリステンセン 90°	CRCH2	9,800	
エキスパローラーエンド用			
DG16	BL EXDG16X	5,000	
	#31 EXDG16	4,000	
エキスカベーターエンド用			
31L	BL EXC31LX	5,800	
32L	BL EXC32LX	5,800	
ルートキャナルスプレダー			
D11	BL RCSD11X	4,800	
	#30 RCSD11	4,000	
D11T	BL RCSD11TX	4,800	
	#30 RCSD11T	4,000	
D11TS	BL RCSD11TSX	4,800	
ルートキャナルスプレダー NT			
D11T	#7 RCSD11TNT	5,000	
D11TS	#7 RCSD11TNT	5,000	

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
エンド用ロック式ピンセット			
エンド用 ロック式ピンセット	EPL1	12,000	
ラバーダム関連製品			
ラバーダムキット	RDKIT	72,000	
クランプフォーセップ 4	RDF4	24,000	
クランプフォーセップ	RDF	18,000	
ラバーダムパンチアインスワース	RDPA	38,000	
ラバーダムパンチ	RDP	40,000	
ラバーダムクランプ			
前歯用 BL	RDCM00X	2,600	
00 イミュニティスチール	RDCM00	2,400	
前歯用 BL	RDCM6X	2,600	
6 イミュニティスチール	RDCM6	2,400	
前歯用 BL	RDCM9X	2,600	
9 イミュニティスチール	RDCM9	2,400	
前歯用 BL	RDCM9SX	2,600	
9S イミュニティスチール	RDCM9S	2,400	
小白歯用 BL	RDCMOX	2,600	
0 イミュニティスチール	RDCM0	2,400	
小白歯用 BL	RDCM1X	2,600	
1 イミュニティスチール	RDCM1	2,400	
小白歯用 BL	RDCM1AX	2,600	
1A イミュニティスチール	RDCM1A	2,400	
小白歯用 BL	RDCM2X	2,600	
2 イミュニティスチール	RDCM2	2,400	
小白歯用 BL	RDCM2AX	2,600	
2A イミュニティスチール	RDCM2A	2,400	
小白歯用 BL	RDCM2ASX	2,600	
2AS イミュニティスチール	RDCM2AS	2,400	
小白歯用 BL	RDCMW2X	2,600	
W2 イミュニティスチール	RDCMW2	2,400	
小白歯用 BL	RDCM27NX	2,600	
27N イミュニティスチール	RDCM27N	2,400	
小白歯用 BL	RDCM32X	2,600	
32 イミュニティスチール	RDCM32	2,400	
大白歯用 BL	RDCM5X	2,600	
(上顎)5 イミュニティスチール	RDCM5	2,400	
大白歯用 BL	RDCM26NX	2,600	
(上顎)26N イミュニティスチール	RDCM26N	2,400	

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
ラバーダムクランプ			
大白歯用 BL	RDCM201X	2,600	
(上顎)201 イミュニティスチール	RDCM201	2,400	
大白歯用 BL	RDCM205X	2,600	
(上顎)205 イミュニティスチール	RDCM205	2,400	
大白歯用 BL	RDCM7X	2,600	
(下顎)7 イミュニティスチール	RDCM7	2,400	
大白歯用 BL	RDCM7AX	2,600	
(下顎)7A イミュニティスチール	RDCM7A	2,400	
大白歯用 BL	RDCM12AX	2,600	
(下顎)12A イミュニティスチール	RDCM12A	2,400	
大白歯用 BL	RDCM13AX	2,600	
(下顎)13A イミュニティスチール	RDCM13A	2,400	
大白歯用 BL	RDCM26X	2,600	
(下顎)26 イミュニティスチール	RDCM26	2,400	
大白歯用 BL	RDCM33X	2,600	
(下顎)33 イミュニティスチール	RDCM33	2,400	
大白歯用 BL	RDCM8AX	2,600	
8A イミュニティスチール	RDCM8A	2,400	
大白歯用 BL	RDCM14X	2,600	
14 イミュニティスチール	RDCM14	2,400	
大白歯用 BL	RDCM14AX	2,600	
14A イミュニティスチール	RDCM14A	2,400	
大白歯用 BL	RDCM18X	2,600	
18 イミュニティスチール	RDCM18	2,400	
大白歯用 BL	RDCM56X	2,600	
56 イミュニティスチール	RDCM56	2,400	
大白歯用 BL	RDCM56SX	2,600	
56S イミュニティスチール	RDCM56S	2,400	
IMS シグネチャータブ			
コンプリートセット	レッド	IMS-1400	8,000
	イエロー	IMS-1405	8,000
IMSエンドスタンド			
24本用		IMS-1275	10,400
48本用		IMS-1275D	10,400
IMSカセット シグネチャー			
12本用 シグナスタット	オレンジ	IM8123	18,800
	ラベンダー	IM8126	18,800
	グリーン	IM8129	18,800

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。

現在一部の製品につきましては、ご注文を多くいただいているため、お届けまで時間を要する製品もございます。

在庫状況は流動的になりますのであらかじめご了承ください。

キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載製品の標準価格は2023年10月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセル対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【販売名/一般的な名称/医療機器届出番号】 ■コンポジット練成充填器/歯科用充填器/13B3X10195G10104 ■エキスカベーター/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04101 ■咬合紙ホルダー/歯科用咬合紙用ピンセット/13B3X10195G53101 ■クラウンリムーバー/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13102 ■ルートキャナルスプレダー/歯科用根管スプレッド/13B3X10195G25101 ■エキスパローラー/歯科用採針/13B3X10195G05101 ■エンド用/ピンセット/13B3X10195G34101 ■クランプフォーセップ/歯科用ラバーダムクランプ鉗子/13B3X10195G49101 ■ジンジバルコードパッカー/歯科用圧入充填器/13B3X10195G31102 ■ラバーダムクランプ/歯科用ラバーダムクランプ/13B3X10195G18101 ■ラバーダムパンチ/歯科用ラバーダムパンチ/13B3X10195G50101 【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：Hu-Friedy, EVEREDGE, XTS

●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

<p>■ 歯科医院名</p> <p>■ お名前</p> <p>■ ご住所 〒</p> <p>TEL</p>	<p>【歯科商店名】</p>
---	----------------