

Palmero Healthcare Product Guide

パルメロ 製品カタログ



掲載製品

- アイプロテクター
- フェイスシールド
- アイウェア
- X線防護衣・エプロンハンガー
- バリアフィルム
- ディスプレイブルミラー
- ミキシングボウル
- ミキシングスパチュラ
- リテナーボックス

大切な目を守るために

ヒューフレディグループのバルメロ (Palmero) 製アイプロテクターシリーズは、ラップアラウンドやゴーグルといった汎用性の高い保護製品から、レーザー保護メガネやボンディング用保護メガネのような特定の処置専用で作られた製品まで多岐にわたっております。アイプロテクターは、目と顔の保護に関する ANSI Z87.1*規格に準拠し、UV-A (紫外線 A 波) や UV-B (紫外線 B 波) から目を保護します。大切な目を守るため、バルメロ製アイプロテクターをぜひご活用ください。

診療室においてできること

診療室においてアイプロテクターシリーズは、紫外線 (UV-A/UV-B) への曝露を防ぎ、飛沫感染を予防し、また、目に大きな損傷を引き起こす恐れのある飛来物から保護するために必要です。さまざまなシーンにあわせたアイプロテクターの装着は、歯科医療従事者のみならず患者様の目も保護します。

アイプロテクターの 4 つの「C」

Certification (認証) + Clarity (鮮明さ) + Comfort (かけ心地)
= Compliance (コンプライアンス)



認証取得済み アイプロテクターは、目を完全に覆うラップアラウンド型にデザインされており、OSHA (Occupational Safety and Health Administration 米国労働安全衛生庁) と CDC (Centers for Disease Control (and Prevention) 米国疾病対策 (予防) センター) の水晶体・角膜・網膜の保護に関する業界規格・ガイドラインに準拠しています。また、破片などの飛来物から保護するため、強い衝撃に耐える素材で作られています。ボンディング用レンズは、網膜損傷の原因となる 400 nm ~ 500 nm 台のブルーライトをカットします。




鮮明さ 防曇加工、防傷加工そして計算されたレンズ設計により、見やすさを追求し、光学的特性を実現しております。



かけ心地 フレーム、テンプル、ノーズブリッジにはさまざまなデザインがあり、お好みのアイウェアを見つけて、かけ心地を是非お試しください。



コンプライアンス 感染予防対策として、歯科医療従事者や患者様を守るために適切なアイプロテクターやフェイスシールドを装着することが大切です。



アイウェア製品ラインナップ一覧

アイプロテクター ANSI Z87.1 規格に準拠				フェイスシールド・アイウェア	
ラップアラウンド コレクション Wraparound	ゴーグルコレクション (メガネ併用タイプ) Goggle	ボンディング コレクション Bonding	レーザー Laser	アイウェア Eyewear	フェイスシールド Face Shields
					
<ul style="list-style-type: none"> 軽量で、人間工学に基づいた設計 大人用と小人用 	<ul style="list-style-type: none"> 度付きメガネの上から装着可能 サイドシールド有 	<ul style="list-style-type: none"> 赤色のボンディング用レンズ 	<ul style="list-style-type: none"> イエローグリーン of フィルターレンズ 	<ul style="list-style-type: none"> スナップ式 フレームは 1 種類、レンズは上端部の色をピンクまたは 4 色アソートから選択可能 	<ul style="list-style-type: none"> 自然に隙間がふさがれるようになっているスナップ式フェイスシールド

レンズ色について

診療中の快適さを高めるために、患者様にはグレーレンズのアイプロテクターを装着してもらおうのも選択肢の一つです。グレーレンズは、患者様の目を強いライトの眩しさから保護します。また、臨床医の皆様には、処置を手際よく行うために、視野をさえぎらず鮮明な視界をもたらすクリアレンズのアイプロテクターはいかがですか？



保護メガネの各部の名称



* ANSI Z87.1: 米国の国家規格協会 (ANSI-American National Standards Institute) が制定する "American National Standard For Occupational And Educational Personal Eye And Face Protection Devices"、就業者や学生など作業者の目や顔面を保護するために用いる器具における国家基準。

ラップアラウンドコレクション

Wraparound Collection



プロビジョンクラリティ ProVision™ Clarity™

- ・レンズ:防曇加工・防傷加工
- ・テンブル:柔らかいゴム素材のチップ
- ・特徴:ぐらつきにくいノーズパッド
- ・左右幅/重量:約 135mm/約 24g
- ・安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは 1色、テンブルは 2色展開



プロビジョンシック ProVision™ Chic™

- ・テンブル:色鮮やかで柔らかいゴム素材のチップが付いたテンブル
- ・特徴:柔らかいノーズパッド
- ・左右幅/重量:約 125mm/約 24g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは 1色、テンブルは 3色展開



プロビジョンコンターラップ ProVision™ Contour Wraps™

- ・テンブル:紐通し穴有
- ・特徴:3段階の調整機能付のため、良好なフィット感
- ・左右幅/重量:約 130mm/約 28g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・患者様向けも有

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3605L	C/C/ LVチップ	クリア	クリア (ラベンダーチップ)	2,900円
3605B	C/C/ NVチップ	クリア	クリア (ネイビーチップ)	2,900円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3760CP	C/C/Pチップ	クリア	クリア (ピンクチップ)	2,700円
3760CW	C/C/Wチップ	クリア	クリア (ホワイトチップ)	2,700円
3760CG	C/C/Gチップ	クリア	クリア (グリーンチップ)	2,700円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3553	C/C/ BKチップ	クリア	クリア (ブラックチップ)	2,200円
3550	IB/IB/BK チップ	アイス ブルー	アイス ブルー (ブラックチップ)	2,200円



プロビジョンエコノラップ ProVision™ Econo Wraps™

- ・レンズ:防曇・防傷加工
- ・テンブル:紐通し穴有
- ・特徴:エコノミーモデル
- ・左右幅/重量:約 130mm/約 24g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・患者様向けも有



プロビジョンミニエコノラップ ProVision™ Mini Econo Wraps™

- ・レンズ:防曇・防傷加工
- ・テンブル:軽量
- ・特徴:エコノラップを 25%小型化した小人用モデル
- ・左右幅/重量:約 115mm/約 18g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・患者様向けも有

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3601C	C/C	クリア	クリア	1,100円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3607C	C/C	クリア	クリア	1,100円

パルメロ (Palmero) とは

- ・米国コネチカット州ストラトフォード市に本社を拠く、感染予防製品のメーカーでヒューフレディグループの一社
- ・米国の歯科におけるアイウェアで高いシェアを誇るリーディングブランド

ゴーグルコレクション (メガネ併用タイプ)

Goggle Collection



プロビジョンアイセイバー ProVision™ Eyesavers™

- テンプル:蝶番式のため、未使用時はコンパクトに収納可能
- 特徴:メガネとの併用が可能
- 左右幅/重量:約 135mm/約 43g
- 安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- 患者様向けも有



調節機能付

プロビジョンアイセイバースリーク ProVision™ Eyesaver Sleeks™

- テンプル:3段階の調整機能付の為より良いフィット感
- 特徴:全周にわたって設けられたサイドシールド
メガネとの併用が可能
- 左右幅/重量:約 138mm/約 31g
- 安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- 2色展開



ゴーグルコレクションの製品はメガネとの併用が可能です

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
17S	C/C	クリア	クリア	1,100円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
17SLK	C/C	クリア	クリア	1,300円

レーザーコレクション

Laser Collection



プロビジョンダイオードレーザー ProVision™ Diode Uni-Fit Wrap Laser Eyewear


- レンズ:イエローグリーン系のポリカーボネート製フィルターレンズ
- テンプル:黒いラップフレーム
- 特徴:ゴム素材のノーズパッドとラップアラウンド型デザインにより目を保護
- 安全性:ANSI Z87.1 および Z136.1 規格に準拠しレーザーから保護
- ファスナー付きハードケース、巾着袋、ストラップ入

パートコード	適合波長	OD値	レンズ色	テンプル色	可視光線透過率	標準価格 (税別)
3590YG	800~830 nm	>5+	イエローグリーン	ブラック	68%	36,000円

※適合波長については、ご使用のレーザー機器の発振波長をご確認ください。

ディスポーザブル (単回使用タイプ)

Disposables



フレーム天面図



フレーム天面図

フェイスシールド ディスポーザブル スナップーズ Dynamic Disposables™ Snapeez™ Face Shields

- レンズ: スナップ式、使い捨てタイプ
- フレーム: 人間工学に基づいて設計された再使用可能タイプ
- 特徴: 発泡ゴム製パッドが無く、度付きメガネやルーペの上から装着可能

パートコード	製品名	内容	高さ	標準価格 (税別)
3920	ディスポーザブル スナップーズ ハーフキット	ハーフシールド× 20 枚、ストラップ× 1 本	約 140mm	6,600円
3921	ディスポーザブル スナップーズ ハーフ 25 枚	ハーフシールド× 25 枚	約 140mm	6,200円

アイウェアストラップ Dynamic Disposables™ Eyewear Cords

- アイウェア用のコード
- 長さ: 約 56cm
- アイウェアの置き忘れや探す手間を削減
- アイウェア未使用時に首から下げられる



パートコード	製品名	内容	長さ	標準価格 (税別)
3904	アイウェアストラップ 5 入アソート	ストラップ× 5 本	約 56cm	1,800円

アイウェア ディスポーザブル Dynamic Disposables™ Safety Eyewear

- レンズ: 軽量で費用対効果の高い使い捨てタイプ
- フレーム: 人間工学に基づいて設計された再使用可能タイプ
- 特徴: レンズとフレームに隙間ができないよう穴が自然に塞がれる仕様のため飛沫による汚染を抑制 (保護メガネの代用品)

パートコード	製品名	内容	サイズ	標準価格 (税別)
ディスポーザブルアイウェアキット				
3900	ディスポーザブルアイウェア C/アソートキット	クリアレンズ× 20 枚 (ブルー、グレー、グリーン、ピンクストライプ各 5 枚)、ストラップ× 1 本	高さ 約 76mm	5,100円
3915	ディスポーザブルアイウェア C/Pキット	クリアレンズ× 20 枚 (全てピンクストライプ)、ストラップ× 1 本	高さ 約 76mm	5,100円

ディスポーザブルアイウェアレンズ

3903	ディスポーザブルアイウェア C/アソート 25 枚	クリアレンズ× 25 枚 (ブルー、グレー、グリーン、ピンクストライプ ※色毎の枚数は梱包により異なります)	高さ 約 76mm	3,600円
3916	ディスポーザブルアイウェア C/P 25 枚	クリアレンズ× 25 枚 (全てピンクストライプ)	高さ 約 76mm	3,600円



ボンディングコレクション

Bonding Collection



プロビジョン ボンディングラップ ProVision™ Bonding Wraps™

- レンズ:防曇・防傷加工
- テンプル:紐通し穴有
- 特徴:450~495nmのブルーライト波長より広い385~500nmのブルーライトから保護
- 左右幅/重量:約130mm/約24g
- 安全性:最大95%のブルーライト、紫外線(UV-A/UV-B)をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- 1種展開



調節機能付

プロビジョン アイセイバー スリーク ボンディング ProVision™ Eyesaver Sleeks™ Bonding

- レンズ:防曇・防傷加工
- テンプル:3段階の調整機能付のためより良いフィット感
- 特徴:450~495nmのブルーライト波長より広い385~500nmのブルーライトから保護
全周にわたって設けられたサイドシールドで保護
メガネとの併用が可能
- 左右幅/重量:約138mm/約31g
- 安全性:最大95%のブルーライト、紫外線(UV-A/UV-B)をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- 1種展開


パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3600	R/R	レッド	レッド	2,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
16SLK	R/R	レッド	レッド	2,400円

ご存知でしたか？

パルメロのアイプロテクターシリーズでは、眼底に害を及ぼすブルーライトをカットし、視神経と網膜を保護する特殊な素材で作られたボンディング用アイウェアをご用意しています。

- ブルーライトは、接着、硬化、ホワイトニングなどの多くの歯科材料を用いた処置に使用されています。
- ブルーライトは、目にいかなる保護具も装着せずに長時間にわたり照射にさらされた場合、中等度から重度の網膜損傷をもたらします。
- 適切なアイウェアを使用することは、380~495nmの波長のブルーライトやUVをブロックします。また、照射器付属のシールドではカバーしきれないライトから歯科医療従事者や患者様の目を保護します。



色	波長
■紫	380-450 nm
■青	450-495 nm
■緑	495-570 nm
■黄	570-590 nm
■橙	590-620 nm
■赤	620-750 nm

アイプロテクター・アイウェアの製品名における色の表記について

- アイプロテクターとアイウェアの製品名には、レンズやフレーム、チップの色がアルファベットで示されています。

例:

3605L アイプロテクター プロビジョンクラリティ C/C/LVチップ

アルファベット① ↑
アルファベット② ↑
アルファベット③ ↑

アルファベット①:レンズ色

アルファベット②:フレーム色

アルファベット③:チップ色 ※チップが無いものは③チップ色の記載はありません。

- アイプロテクターとアイウェアの製品名における色表記 (アルファベット)

表記	色	表記	色	表記	色
BK	ブラック	IB	アイスブルー	R	レッド
C	クリア	LV	ラベンダー	RA	レインボー
G	グリーン	NV	ネイビー	W	ホワイト
GY	グレー	P	ピンク	YG	イエローグリーン



ラップアラウンドコレクション

Wraparound Collection



小さな顔の大人・小人用



小さな顔の大人・小人用

プロビジョンエコノラップ ProVision™ Econo Wraps™

- ・レンズ:防曇・防傷加工
- ・テンプル:紐通し穴有
- ・特徴:エコノミーモデル
- ・左右幅/重量:約 130mm/約 24g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・医療従事者向けも有

プロビジョンミニエコノラップ ProVision™ Mini Econo Wraps

- ・レンズ:防曇・防傷加工
- ・テンプル:軽量
- ・特徴:エコノラップを 25%小型化した小人用モデル
- ・左右幅/重量:約 115mm/約 18g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・医療従事者向けも有

プロビジョンミニエコノラップレインボー ProVision™ Rainbow™ Mini

- ・テンプル:色付き
- ・特徴:エコノラップを 25%小型化した小人用モデル
- ・お得な 12 個入パック (ブルー、オレンジ、グリーン、パープル、イエロー、ピンク 各 2 個)
- ・左右幅/重量:約 115mm/約 18g
- ・安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは 1 色、テンプル色は 6 色展開

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3601G	GY/GY	グレー	グレー	1,100円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3607G	GY/GY	グレー	グレー	1,100円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3607GB	GY/RA	グレー	レインボー	9,800円

ゴーグルコレクション (メガネ併用タイプ)

Goggle Collection



調節機能付



調節機能付

プロビジョンコンターラップ ProVision™ Contour Wraps™

- ・テンプル:紐通し穴有
- ・特徴:3 段階の調整機能付のため、良好なフィット感
- ・左右幅/重量:約 130mm/約 28g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・医療従事者向けも有

プロビジョンアイセイバー ProVision™ Eyesavers™

- ・レンズ:防曇加工・防傷加工
- ・テンプル:蝶番式のため、未使用時はコンパクトに収納可能
- ・特徴:メガネとの併用が可能
- ・左右幅/重量:約 135mm/約 43g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・医療従事者向けも有

プロビジョンアイセイバー スリーク ProVision™ Eyesaver Sleeks™

- ・レンズ:防曇加工
- ・テンプル:3 段階の調整機能付の為より良いフィット感
- ・特徴:全周にわたって設けられたサイドシールド
メガネとの併用が可能
- ・左右幅/重量:約 138mm/約 31g
- ・安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・医療従事者向けも有

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3552	GY/BK	グレー	ブラック	2,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3S-PHC	GY/GY	グレー	グレー	1,100円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3SLK	GY/GY	グレー	グレー	1,300円

X線防護衣・エプロンハンガー

X-Ray Aprons & Hangers

パルメロのX線防護衣

- パルメロのX線防護衣『クリングシールド』シリーズは、患者様を不必要な放射線被爆から保護することを目的として作られています。
- プロテクトオールエプロンネックカラー有は、甲状腺ネックカラーが装備されているため、性腺部や甲状腺も保護します。
- ブルーまたはスレートブルーのビニール素材を0.3mmの鉛で裏打ちした防護衣を、4種類のバリエーションと大人用・小人用サイズでご提供しております。
- 米国内の当社施設ですべて製造しております。



X線防護衣

X-Ray Apron Guide

クリングシールド プロテクトオール
エプロン ネックカラー有 小人用
Cling Shield™ Child Protectall™ Apron with Integrated
Thyroid Collar



エプロンを使用しない時は、エプロン専用のエプロンハンガーまたはラックに適切に保管してください。

ナイロン製のループが付いているため吊り下げが容易で、ズレや落下を防ぎ正しく保管することができます。

プロテクトオール
PROTECTALL™

マジックテープで固定する
甲状腺カラーが付いている
デザインです。

お手入れは、中性洗剤と水で拭くか、
ビニール・プラスチック用クリーナーを
使用してください。消毒はビニール・
プラスチック専用の消毒剤を使用し
てください。

クリングシールド
Cling Shield™

凹凸がある医療グレードの
ビニール製裏地です。
防護衣の滑り落ちを防ぎ、
安定させます。



X線防護衣の カラー バリエーション

本体色

青縁



ブルー

黒縁



スレートブルー

ご存知でしたか？

エプロンは平らに置か、またはエプロンハンガーに掛けて保管してください。折れ目がつくのを防ぐため、**絶対に折り畳まないでください**。また、頻繁にエプロンの目視検査を行い、保護材に亀裂がないか確認してください。

クリングシールド コレクション


Cling Shield™ X-Ray Apron and Collar Collection

この製品ラインナップに含まれるX線防護用エプロンとカラーは、すべて厚さ 0.3 mmの鉛で裏打ちされています。



プロテクトオール エプロン ネックカラー有 Protectall™ Apron with Neck Collar

- 取り外しできないネックカラー付
- 甲状腺から性腺部の下まで保護
- マジックテープで固定するネックカラーはしっかりと快適にフィット
- 吊り下げや保管に便利なループ付
- デンタル用





パートコード	製品名	サイズ	重さ	色	標準価格 (税別)
27SLATEBLUE	クリングシールドプロテクトオールエプロンネックカラー有 小人用	小人用	1.73 kg	スレートブルー	25,300円
24SLATEBLUE	クリングシールドプロテクトオールエプロンネックカラー有 大人用	大人用	2.40 kg	スレートブルー	26,600円



エプロン ネックカラー無 Apron, No Collar

- 肩の上から性腺部の下まで保護
- 吊り下げや保管に便利なループ付
- デンタル用




パートコード	製品名	サイズ	重さ	色	標準価格 (税別)
22SLATEBLUE	クリングシールドエプロンネックカラー無 小人用	小人用	1.48 kg	スレートブルー	22,000円
20SLATEBLUE	クリングシールドエプロンネックカラー無 大人用	大人用	2.10 kg	スレートブルー	24,000円



パノデュアル エプロン ネックカラー無 Pano Dual Apron, No Collar

- 肩から性腺部の下までの身体前面および背面を保護
- 後身頃と前身頃は同じ長さ
- 片肩部分にマジックテープ付
- パノラマ用



パートコード	製品名	サイズ	重さ	色	標準価格 (税別)
26CBLUE	クリングシールドパノデュアルエプロンネックカラー無 小人用	小人用	2.50 kg	ブルー	39,900円
26BLUE	クリングシールドパノデュアルエプロンネックカラー無 大人用	大人用	4.10 kg	ブルー	44,000円



ネックカラー Neck/Thyroid Collar

- 甲状腺部を保護することを目的
- マジックテープで固定するネックカラーはしっかりと快適にフィット
- ネックカラーが付いていないエプロンと併用



パートコード	製品名	サイズ	重さ	色	標準価格 (税別)
25CSLATEBLUE	クリングシールドネックカラー 小人用	小人用	0.25 kg	スレートブルー	10,700円
25SLATEBLUE	クリングシールドネックカラー 大人用	大人用	0.38 kg	スレートブルー	10,700円



エプロンハンガー ホールドイット Hold-It™ X-Ray Apron Hanger Collection

パートコード	製品名	本体色	サイズ	標準価格 (税別)
30	ホールドイット30	クロム	530mm × 235mm	3,200円
33	ホールドイット33	ホワイト	530mm × 260mm	3,600円

バリアフィルム

Barriers



ロールタイプ Films

- ・ 素材: 低粘性接着剤付ポリエチレンフィルム、ラテックスフリー
- ・ 特徴: 治療室の表面に容易に貼付、剥がしても跡が残りにくい
患者様入替え時の清掃・消毒作業が迅速化
消毒が短縮されることにより有害な薬品から機器を保護
スタッフや患者様の交差汚染を抑制
- ・ 仕様: ディスペンサーとして使える段ボール箱入
- ・ サイズ: 3 種展開

パートコード	規格	サイズ	標準価格 (税別)
1803C	ロールタイプ1200枚ディスペンサー入	10.2 cm x 15.2 cm	4,200円
1867C	ロールタイプ514枚	30.5 cm x 35.6 cm	11,000円
1802	キーボード用ロールタイプ800枚	23.0 cm x 48.0 cm	19,800円



タブレット用 Tablet Barrier Sleeves

- ・ 素材: ラテックスフリー
- ・ 特徴: 粘着テープが傷つきやすいタッチスクリーンタブレットをしっかりと保護し消毒が短縮されることにより有害な薬品から機器を保護
貼り付けやすく、剥がしやすいため、交差汚染の防止と患者様入替え時の清掃・消毒作業が迅速化
- ・ サイズ: 1 種展開

パートコード	規格	サイズ	標準価格 (税別)
1804	100枚	20.3 cm x 29.0 cm	3,400円

ディスポーザブルミラー

Disposable Mouth Mirrors



パルメロミラー ディスポーザブル 個装 Disposable Mouth Mirrors Individually Wrapped

- ・ 検査および軟組織退縮治療用の軽量で高反射性の単回使用マウスミラー
- ・ 幅が広がった改良型デザインのハンドルは、握り心地がよく、手が滑りにくい
- ・ クリアで歪曲収差のない直径 22mm のミラー
- ・ 極めて薄い反射面により見えやすさが向上

パートコード	製品名	数量	サイズ	標準価格 (税別)
94	パルメロミラー ディスポーザブル 24入 (個装)	24入 (個装)	φ 22 mm、長さ 15 cm	2,500円

パルメロミラー ディスポーザブル Disposable Mouth Mirrors



幅が広がった
デザインのハンドルは
握り心地がよく手が滑りにくい

INDIVIDUALLY WRAPPED

訪問診療時や
使用毎に滅菌することが
困難な場合のミラーとして

15cm

印象関連

Operatory Essentials



オートクレーブ
滅菌不可

石膏が固まってしまっても
簡単に除去できます。

ミキシングボウル キャンディーズフレキシブル Candeez™ Flexible Mixing Bowls

- 素材:柔軟性に富んだPVC製
ラテックスフリー
- 特徴:楽しく使える香料入りまたは無香の柔軟なミキシングボウル
独自のデザインと素材により、内側から外側に折り曲げることが可能
底部は広く安定し、ボウル表面は非常に滑らかなため、気泡を巻き込まずに容易に練合
ほとんどの自動アルジネートミキサーと併用可能
- サイズ:2種展開

ミディアムサイズ


サイズ:10.2 cm x 6.4 cm 容量:350 cc

パートコード	サイズ	色	香	標準価格 (税別)
1530B	ミディアム	ブルー	無香	1,400円
1530BP	ミディアム	ピンク	パプルガム	1,400円
1530LG	ミディアム	グリーン	ライム	1,400円

ラージサイズ

サイズ:11.4 cm x 7.6 cm 容量:600 cc

パートコード	サイズ	色	香	標準価格 (税別)
1531B	ラージ	ブルー	無香	1,800円
1531BP	ラージ	ピンク	パプルガム	1,800円
1531LG	ラージ	グリーン	ライム	1,800円



エルゴノミックスパチュラ キャンディーズ Candeez™ Ergonomic Spatulas

- 練合の効率を高める、丈夫で高品質のポリプロピレン製
ハンドルと柔軟な先端部の組み合わせ
- 練合や塗布を容易にする設計
- オートクレーブ滅菌が可能
- ラテックスフリー

オートクレーブ
滅菌可能
(132℃まで)

パートコード	サイズ	色	香	標準価格 (税別)
1520B	19 cm	ブルー	無香	980円
1520BP	19 cm	ピンク	パプルガム	980円
1520LG	19 cm	グリーン	ライム	980円



デンチャー／リテーナー用ボックス

Denture/Retainer Boxes

- マウスガード、リテーナー、ブリッジ、または部分入れ歯を収納するためのプラスチック容器
- 識別ラベル入
- 清掃しやすい、角に丸みがあるデザイン
- 4色アソートで12個セット (IDラベル入り)

パートコード	製品名	サイズ	色	数量	標準価格 (税別)
1962	デンチャーボックス 12入	9.5 cm x 6.3 cm x 5.0 cm	アソート (ブルー、イエロー、 ベージュ、モープ ×各3個)	12入	3,500円
1963	リテーナーボックス 12入	7.6 cm x 7.0 cm x 2.5 cm	アソート (イエロー、 ネオングリーン、 ライトブルー、 ネオンピンク ×各3個)	12入	2,700円

製品一覧

Index

アイプロテクター・フェイスシールド・アイウェア

3605L	アイプロテクター プロビジョンクラリティ C/C/LVチップ	2,900円
3605B	アイプロテクター プロビジョンクラリティ C/C/NVチップ	2,900円
3760CP	アイプロテクター プロビジョンシック C/C/Pチップ	2,700円
3760CW	アイプロテクター プロビジョンシック C/C/Wチップ	2,700円
3760CG	アイプロテクター プロビジョンシック C/C/Gチップ	2,700円
3553	アイプロテクター プロビジョンコンターラップ C/C/BKチップ	2,200円
3550	アイプロテクター プロビジョンコンターラップ IB/IB/BKチップ	2,200円
3601C	アイプロテクター プロビジョンエコノラップ C/C	1,100円
3607C	アイプロテクター プロビジョンミニエコノラップ C/C	1,100円
17S	アイプロテクター プロビジョンアイセイバー C/C	1,100円
17SLK	アイプロテクター プロビジョンアイセイバー スリーク C/C	1,300円
3590YG	アイプロテクター プロビジョンダイオードレーザー YG/BK	36,000円
3920	フェイスシールド ディスポーザブル スナッピーズ ハーフ キット	6,600円
3921	フェイスシールド ディスポーザブル スナッピーズ ハーフ 25枚	6,200円
3900	アイウェア ディスポーザブル C/アソート キット	5,100円
3915	アイウェア ディスポーザブル C/P キット	5,100円
3903	アイウェア ディスポーザブル C/アソート 25枚	3,600円
3916	アイウェア ディスポーザブル C/P 25枚	3,600円
3904	アイウェアストラップ 5入 アソート	1,800円
3600	アイプロテクター プロビジョンボンディングラップ R/R	2,200円
16SLK	アイプロテクター プロビジョンアイセイバー スリークボンディング R/R	2,400円
3601G	アイプロテクター プロビジョンエコノラップ GY/GY	1,100円
3607G	アイプロテクター プロビジョンミニエコノラップ GY/GY	1,100円
3607GB	アイプロテクター プロビジョンミニエコノラップレインボー GY/RA	9,800円
3552	アイプロテクター プロビジョンコンターラップ GY/BK	2,200円
3S-PHC	アイプロテクター プロビジョンアイセイバー GY/GY	1,100円
3SLK	アイプロテクター プロビジョンアイセイバー スリーク GY/GY	1,300円

X線防護衣・エプロンハンガー

27SLATEBLUE	X線防護衣 クリングシールドプロテクトオールエプロンネックカラー有 小人用	25,300円
24SLATEBLUE	X線防護衣 クリングシールドプロテクトオールエプロンネックカラー有 大人用	26,600円
22SLATEBLUE	X線防護衣 クリングシールドエプロンネックカラー無 小人用	22,000円
20SLATEBLUE	X線防護衣 クリングシールドエプロンネックカラー無 大人用	24,000円
26CBLUE	X線防護衣 クリングシールドパノデュアルエプロンネックカラー無 小人用	39,900円
26BLUE	X線防護衣 クリングシールドパノデュアルエプロンネックカラー無 大人用	44,000円
25CSLATEBLUE	X線防護用ネックカラー クリングシールド 小人用	10,700円
25SLATEBLUE	X線防護用ネックカラー クリングシールド 大人用	10,700円
30	エプロンハンガー ホールドイット30 クロム	3,200円
33	エプロンハンガー ホールドイット33 ホワイト	3,600円

バリアフィルム

1803C	バリアフィルム クリア ロールタイプ1200枚 ディスペンサー入	4,200円
1867C	バリアフィルム クリア ロールタイプ514枚	11,000円
1802	バリアフィルム キーボード用 ロールタイプ800枚	19,800円
1804	バリアフィルム タブレット用100枚	3,400円

ディスポーザブルミラー

94	パルメロミラー ディスポーザブル 24入 個装	2,500円
----	-------------------------	--------

印象関連

1530B	ミキシングボウル キャンディーズフレキシブルミディアムブルー 無香	1,400円
1530BP	ミキシングボウル キャンディーズフレキシブルミディアムピンクバブルガム	1,400円
1530LG	ミキシングボウル キャンディーズフレキシブルミディアムグリーンライム	1,400円
1531B	ミキシングボウル キャンディーズフレキシブルラージブルー 無香	1,800円
1531BP	ミキシングボウル キャンディーズフレキシブルラージピンクバブルガム	1,800円
1531LG	ミキシングボウル キャンディーズフレキシブルラージグリーンライム	1,800円
1520B	エルゴノミックスパチュラ キャンディーズブルー 無香	980円
1520BP	エルゴノミックスパチュラ キャンディーズピンクバブルガム	980円
1520LG	エルゴノミックスパチュラ キャンディーズグリーンライム	980円
1962	デンチャーボックス 12入 アソート	3,500円
1963	リテーナーボックス 12入 アソート	2,700円

パルメロ製品の発注方法

パルメロ製品は、歯科器材販売店様を通じて購入いただけます。ご注文は、お出入りの歯科器材販売店様へお願いします。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Palmero Healthcare LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年1月22日現在のものです。

【販売名/一般的な名称/医療機器届出番号】 ■パルメロミラー/歯鏡 13B3X10195P01101 ■X線防護衣 クリングシールド/放射線防護用前掛/13B3X10195P01102 ■X線防護用ネックカラー クリングシールド/放射線防護用カラー/13B3X10195P01103 ●医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI) 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Bonding Wraps, Candeez, Chic, Cling Shield, Contour Wraps, Clarity, Dynamic Disposables, Econo Wraps, Eyesavers, Eyesaver Sleeks, Palmero, ProVision, Rainbow, Snapeez ©2023 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-424J/2402 All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co. LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice