

# Akro-Flex™


練成充填器 アクロフレックス



コンポジットレジン修復の仕上げに用いる  
**筆のような機能**を持つ**新感覚**の  
インスツルメントです。

高い弾性を有した作業部のため、  
**しなやかでソフトな筆**のように  
機能します。

- 隣接面を含む窩洞を充填する際、コンタクトの付与が技術的に困難な症例において威力を発揮
- ブラケットライアングルの封鎖などの狭い領域での充填に最適
- 筆のはけ目がつかない



【Ⅱ級窩洞にコンポジットレジンを充填】



人間工学に基づいた太くて軽いスムーズハンドルは  
把持しやすく、繊細な手技のコントロールが可能

### 【超薄型作業部の特徴】

超薄型にデザインされている作業部は、従来の製品ではアクセスしづらい狭い空間にも容易に到達し、形態付与が可能です。隣接面の窩洞(Ⅱ級・Ⅲ級・Ⅳ級)で、より広い視野を確保できます。

### 【新たなる柔軟性への挑戦】

高い弾性が特徴のニッケルチタンが使用されており、しなやかでソフトな筆のようにコンポジットをのぼすことができるインスツルメントです。薄くしなる作業部は、繊細な操作により微細な解剖学的形態の付与に優れています。

※製品の特性上、ご使用の際は45°以上に  
曲げないようにしてください。



アクロフレックスの  
薄さや柔軟性を  
ご確認いただけます！



【前歯部でコンポジットレジンの形態付与】

パートコード	商品名	標準価格
AKRO-FLEX	練成充填器 アクロフレックス #SS	13,300円

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年10月1日現在のものです。  
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■練成充填器/歯科用充填器/13B3X10195G10106 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)  
【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, Akro-Flex  
©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HFL-320/J/2410

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice