

歯牙の把持力が20%UP**

Diamond Dusted Forceps

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

ヒューフレディグループ製『抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト』は、 把持部内側に**ダイヤモンドダスト加工**を施したことにより **滑りにくく、歯牙を確実に把持**します。**1

薄いテーパー状の先端部は、破折や侵襲のリスクを低減し 歯牙へのアクセスと視野が向上します。

ハンドルに**ホールパターン**を採用したことにより従来品と 比較して**約35%軽量**になり*2、使用中の快適さと コントロールの良さを実現します。

また、マット仕上げのためライトの乱反射を抑制し 術野をより良くします。

- ※1: ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較
- ※2: ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量と ダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較



Diamond Dusted

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

Get a Better GRIP

歯牙の把持力が20%UP*

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較

把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施した ことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。





薄いテーパー状の先端部

薄いテーパー状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、 また歯牙へのアクセスと視野が向上します。

上顎用



ダイヤモンドダスト スタンダード 1 上顎切歯 F1XSD

39,600円



ダイヤモンドダスト 35 上顎犬歯・小臼歯 F35XSD 39,600円



ダイヤモンドダスト アピカル 35 ★ 上顎犬歯・小臼歯 FAF35XSD 39,600円



ダイヤモンドダスト 67 ★ 上顎大臼歯 F67XSD

39.600⊞



ダイヤモンドダスト 44 ★ 上顎歯根 FX44XSD 39,600円



ダイヤモンドダスト 51 ★ 上顎歯根 FX51XSD 39,600円

Forceps

従来品と比較して約35%軽量※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な 重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較

穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さと コントロールの良さを実現します。







マット仕上げ

ライトの乱反射を抑制し、 より良い視野にします。

下顎用



ダイヤモンドダスト 36 下顎切歯 F36XSD 39,600円



ダイヤモンドダスト アピカル 36 下顎切歯・小臼歯 FAF36XSD 39,600円



ダイヤモンドダスト 13 下顎小臼歯 F13XSD

39,600円



ダイヤモンドダスト 21 ★ 下顎大臼歯 F21XSD 39,600円



ダイヤモンドダスト 45 下顎歯根 FX45XSD 39,600円



ヒューフレディグループ 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 注文書

使用部位		製品名		パートコード	標準価格	数量
上顎	上顎切歯	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト	スタンダード1	F1XSD	¥39,600	
	上顎犬歯・小臼歯		35	F35XSD	¥39,600	
	上顎犬歯・小臼歯		アピカル 35	FAF35XSD	¥39,600	
	上顎大臼歯		67	F67XSD	¥39,600	
	上顎歯根		44	FX44XSD	¥39,600	
	上顎歯根		51	FX51XSD	¥39,600	
下顎	下顎切歯	抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト	36	F36XSD	¥39,600	
	下顎切歯・小臼歯		アピカル 36	FAF36XSD	¥39,600	
	下顎小臼歯		13	F13XSD	¥39,600	
	下顎大臼歯		21	F21XSD	¥39,600	
	下顎歯根		45	FX45XSD	¥39,600	



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格は2024年11月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご丁承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り仕序観の働命よび経。または全長を示したが輸出になります。ヒューフレライ社製品は異しるサニよって課後上げを行っているため。甚下の選達が生じることがあります。販売名・抜歯拍子(一般的名称・抜歯用組子)医療機器届出番号:383X10195G08101●医療機器の分類・一般医療機器(クラスI)

ヒューフレディオフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております!! LINE Instagram Facebook YouTube

















■歯科医院名	【歯科商店名】
■お名前	
■ご住所 〒 –	
TEL – –	