

NEW

2025年1月21日発売

ヒューフレディグループ 新製品

クリアコレクション **ラインアップ拡張**

クリアコレクション (Clear Collection™) シリーズは、アライナー矯正治療を個々の患者に合わせ、熱処理を必要とすることなく、最適化できるように設計された革新的なインスツルメントです。



クリアコレクション バイトプレーンプライヤー

- クリアアライナーの前歯部舌側/口蓋側に沿ってアウトデント(凸)を付与
- 前歯への圧下力を利用してバイトターボのような効果をもたらし、前歯の過蓋咬合を矯正し臼歯部の開咬を改善

678-809
25,200円



クリアコレクション ブーツストラッププライヤー

- クリアアライナーの辺縁部に切り込みを付与しボタンの正確な装着のためのウィンドウを作成
- ブーツストラップ法により、アライナーに取付けた矯正用エラストック(舌側のボタンから唇側のボタンにかける)により、移動が遅延している歯牙をアライナートレー内に適切に収めるサポート
- 歯肉を圧迫するプラスチックの切取りにも使用

678-810
25,200円



クリアコレクション プレジションアライナーパンチプライヤー

- クリアアライナーの臼歯部の頬側および舌側の辺縁部に三角形のカットアウトを付与
- G2 Metal & Mini Precision Aligner Buttons®やさらに小さなボタンを正確に配置するための対称的なウィンドウを作成
- 歯肉を圧迫するプラスチックの切取りにも使用可能
- スプリング付

678-812 ※2025年2月21日発売予定
25,200円




クリアコレクション マルチパンチプライヤー

- クリアアライナーのアクセスしにくい咬合面にカットアウトを付与
- 咬合面にボンディングされたターボに配慮
- 頬側、舌側、そして咬合面の穴あけが可能

678-813
25,200円


前歯用ラバーダムクランプ



ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 B4

- 先端部が丸く薄いためクランプをかけるのが難しいエリアにかけやすい
- 歯肉縁下のカリエスやクラウン設置の際に使用


ブラックライン	サテンスチール
RDCMB4X	RDCMB4
2,800円	2,600円



ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 106L BL

- クランプの面積がほぼ半分になったためより良い視野とより広い術野を確保

ブラックライン	サテンスチール
RDCM106LX	RDCM106L
2,800円	2,600円



ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 106R BL

- クランプの面積がほぼ半分になったためより良い視野とより広い術野を確保

ブラックライン	サテンスチール
RDCM106RX	RDCM106R
2,800円	2,600円

マイクロサージェリー向け縫合用プライヤー



縫合用プライヤー マイクロサージカル サイナスライン

- GTR(組織再生誘導)法時などでおすすめ
- 先端部にダイヤモンドダスト加工

SP20SLEM
58,800円

パルメロ社製品

パルメロ社とは、米国の歯科におけるアイウェアで高いシェアを誇るリーディングブランドで、ヒューフレディグループの一社です。

空気の通りを良くする
柔らかいノーズパッド付



アイプロテクター プロビジョン アルーア

- レンズ:防曇加工・防傷加工
- テンプル:軽量
- 特徴:柔らかく空気の通りを良くしたノーズパッド
- 左右幅/重量:約125mm/約24g
- 安全性:最大99.9%の紫外線(UV-A/UV-B)をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- レンズは1色、テンプルは2色

C/P(ピンク)	C/LV(ランデナー)
3604PC	3604LC
2,700円	2,700円



ストレスリリーフバンド ケアリング 5入

- 三角形の点で構成されたワイヤー製のリングを指に装着し指を上下に動かすことで指のストレスを緩和
- 指圧のテクニックを応用し血行促進や緊張をほぐすミニマッサージアイテム
- 5個入

3810
900円



クリーニングワイプ プロビジョン クリスタルクリア 160入

- そのまま使えるクリーニング用ウェットワイプ
- アイウェアに付着した油分や汚れをきれいに拭取りくもり止めと静電気を防止する効果があり

3534
1,920円



レンズ曇り止めワイプ プロビジョン 個装 100入

- 手軽な個装タイプの曇り止めウェットワイプ
- ポリカーボネート製・アクリル製・ガラス製のレンズに使用可能

3534S
2,600円

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年1月21日のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的な名称/医療機器届出番号 ■縫合用プライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20102 ■プライヤー/歯科矯正用プライヤー/13B3X10195G12101 ■ラバーダムクランプ/歯科用ラバーダムクランプ/13B3X10195G18101 ■医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 【商標について】Hu-Friedy, Clear Collectionは、ヒューフレディ社またはその関連会社の商標です。Precision Aligner ButtonsはTHINK Innovations, LLCの登録商標です。 ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-445J/2411

HuFriedyGroup
The Best In Practice