

## その1 両面ミラー



### ★ひとことメモ★

**頬粘膜を排除しながら7番の遠心が見れて  
しまう優れたミラーです。**

**ダイレクトミラーなので2重・3重に反射す  
ることなく、鮮明で歪みの鏡像を映します。**

### Let's TRY!!! ①

ミラーの表面に垂直にプローブを当ててみてください。ミラーに明るくぴったりと隙間なく映るのが確認していただけます。



打診も出来ます!

3入  
**MIR4DS/3**  
¥4,000

**MH7**  
¥2,700

## その2 エクスプローラー

ベーシック



**3A**  
**EXS3A6**  
¥2,300

グレーシー  
11/12と同形状の  
シャンク形態



**11/12 ODU**  
**EXD11/127**  
¥3,300



### Duraspond™

ヒューフレディグループのエクスプローラーは『デュラスポンド』と言う特殊な合金で作られているので、診査のために必要な柔軟性や弾力性に富んでいます。(なので、こんなに細いのに、ハート形に曲げても折れないのです!)

### Let's TRY!!! ②

色々な種類の表面をなぞって指先に伝わってくる触感を感じてみましょう。

### ★ひとことメモ★

**強くて繊細な探針で小さな歯石の取り残しも探知!**  
**目が届かない歯肉縁下もこれがあればすっきり歯石除去できます。**

その3  
プローブ

★ひとことメモ★

ヒューフレディ社のプローブは**キューリックス (QULIX™)**と呼ばれる**耐久性に優れた黒色のマーキング**が施されているので、**通常の使用で剥がれてしまったり薄くなったりすることはありません。**



PCP127  
¥4,600



通常のプローブ



ノバテックプローブ

★ひとことメモ★

**90°の屈曲が**  
**臼歯部の検査の際に**  
**開口度が小さい患者さんに**  
**特に使いやすいです。**



PCPNT26  
¥4,800

Let's TRY!!! ③

様々な形状のプローブを試して、  
違いを感じ取ってみてください!

カラービュー



★ひとことメモ★

先端部は弾力のあるウルテン樹脂製なので、**インプラントや補綴物を傷つけにくくなっています。**

【セット内容】

・ハンドル×1本入 ・チップ×7入(3-6-9-12)



PCV12KIT6  
¥8,900

ネイバース



★ひとことメモ★

**目盛りがついているのでCEJからの**  
**距離を記録しておくことで、**  
**より正確に細かく診査できます♪**



PQ2N7  
¥6,600

Let's TRY!!! ④

同じ形状のファイルスケーラー  
「ダイヤモンドテック・ネイバース」  
と併用してみてください!

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年12月1日現在のものです。  
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■エキスプローラー/歯科用探針/13B3X10195G05101 ■カラーコードプローブ/歯周ポケットプローブ/13B3X10195G07101 ■カラービュープローブ/歯周ポケットプローブ/13B3X10195G07103 ■ノバテックプローブ/歯周ポケットプローブ/13B3X10195G07104 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, Duraspond, Quix ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-090/J/2412