

ヒューフレディ サージカルキャンペーン!

対象期間: 2025. 7/22(火) ▶ 9/19(金)

キャンペーン対象商品は**特別価格**にて
ご提供いたします。是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。
ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。

再入荷!

**抜歯鉗子
ダイヤモンド
ダスト**

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 HuFriedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 HuFriedy Mfg. Co., LLC

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

掲載製品

※上記製品左からFAF35XSD、F1XSD

- | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|
| ● 抜歯鉗子 | ● ルクセーティングエレベーター スリム | ● はさみ | ● ボーンブラガー | ● ペリオドンタルナイフ |
| ● 止血鉗子 | ● ルクセーティングエレベーター | ● 縫合用プライヤー | ● ボーンキュレット | ● トンネリングナイフ |
| ● 骨鉗子 | ● ルクセーティングハイブリッド | ● ティッシュプライヤー | ● ファイル | ● シリンジ |
| ● エレベーター (ヘーベル) | ● エレベーターバーナード | ● ペリオサージカルキュレット | ● リトラクター | ● スカルペルハンドル |
| ● アーカンサスストーン バイツ5 | ● 持針器 | ● ペリオドンタルチゼル (のみ) | ● ペリオスチール | |
| ● ルートチップエレベーター | ● IMSカセット | ● サイナスリフトインスツルメント | ● ペリオトーム | |

【販売名/一般名称/医療機器届出番号】 エレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03101、ルートチップエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03102、ルクセーティングエレベーター/歯科用エレベーター/13B3X10195G03103、ルクセーティングハイブリッド/歯科用エレベーター/13B3X10195G03104、ペリオドンタルチゼル/歯科用エキスカベーター/13B3X10195G04102、ボーンキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06101、ペリオサージカルキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06102、抜歯鉗子/抜歯用鉗子/13B3X10195G08101、サイナスリフトインスツルメント/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09102、ボーングラフトシリンジ/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09103、ボーンブラガー/歯科用インプラント手術器具/13B3X10195G09108、ペリオスチール/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13101、トンネリングナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15101、ペリオドンタルナイフ/歯肉切除メス/13B3X10195G15102、持針器/持針器/13B3X10195G16101、はさみ/歯肉用/歯科用歯肉はさみ/13B3X10195G19101、ティッシュプライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20101、縫合用プライヤー/歯科治療用ピンセット/13B3X10195G20102、ペリオドンタルファイル/やすり/13B3X10195G24101、骨鉗子/手術用骨鉗子/13B3X10195G28102、サージカルリトラクター/歯科用開口器/13B3X10195G30101、チークリトラクター/歯科用開口器/13B3X10195G30102、スカルペルハンドル/ナイフハンドル/13B3X10195G32101、ペリオトーム/歯槽切開刀/13B3X10195G36101、はさみ/はさみ/13B3X10195G41101、止血鉗子/鉗子/13B3X10195G43103

【商標について】 以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY ●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

再入荷

Diamond Duste

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト Get a Better GRIP


ご好評の抜歯鉗子 ダイヤモンドダストが再入荷!!

潤沢に在庫を揃えておりますが、世界的大ヒット商品のため、お早目にお買い求めください。

歯牙の把持力が**20%UP**※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較

把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。



薄いテーパ状の先端部

薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。



臨床動画

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト『アピカル 35』を用いた上顎右側4番の低侵襲な抜歯



①歯軸と鉗子の軸を一致させ
頬舌的にゆっくりと倒して
歯槽骨を揺るがす。
少し動きが大きくなったら
捻りを加える。(単根歯の場合)



②力を入れすぎると患者さんが
怖がってしまうため
力をかけずにゆっくり動かす。



③ほとんど歯肉が傷んでおらず
出血していない状態で抜去。


この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます

YouTube




画像・動画提供：
公立学校共済組合九州中央病院
顧問
堀之内 康文先生
歯科口腔外科部長・インプラントセンター長
佐々木 匡理先生


上顎用




ダイヤモンドダスト
スタンダード1
上顎切歯用
ギザ付
F1XSD
39,600円




ダイヤモンドダスト
35
上顎犬歯・小臼歯用
ギザ付
F35XSD
39,600円




ダイヤモンドダスト
アピカル 35 ★
上顎犬歯・小臼歯用
FAF35XSD
39,600円



ダイヤモンドダスト
67 ★
上顎大臼歯用
F67XSD
39,600円



ダイヤモンドダスト
44 ★
上顎歯根用
FX44XSD
39,600円




ダイヤモンドダスト
51
上顎歯根用
ギザ付
FX51XSD
39,600円

d Forceps

従来品と比較して約35%軽量※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較

穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。



マット仕上げ


ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。

※ヒンジインストルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。

下顎用




ダイヤモンドダスト
36
下顎切歯用
ギザ付
F36XSD
39,600円




ダイヤモンドダスト
アピカル 36
下顎切歯・小白歯用
FAF36XSD
39,600円



ダイヤモンドダスト
13
下顎小白歯用
ギザ付
F13XSD
39,600円




ダイヤモンドダスト
21 ★
下顎大白歯用
ギザ付
F21XSD
39,600円



ダイヤモンドダスト
45
下顎歯根用
ギザ付
FX45XSD
39,600円

抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用します。ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。





**クライヤー
ユニバーサル 150**
上顎前歯・小臼歯用
F150 26,100円



**クライヤー
ユニバーサル 151**
下顎前歯・小臼歯用
F151 26,100円



10S
上顎大白歯用
F10S 26,100円



ハリス 17
下顎大白歯用
F17 26,100円

一般成人の方であれば、この4本で全顎対応



210S
上顎第3大白歯用
F210S 26,100円



222
下顎第3大白歯用
F222 26,100円

8番用 抜歯鉗子



**スリムタイプの
残根鉗子**
ヒューフレディ 300 ★
上顎残根用 ギザ付
F300 31,500円



ヒューフレディ 301 ★
下顎残根用 ギザ付
F301 31,500円

ヒンジ製品の
毎日のお手入れに...




鉗子の日々のお手入れに
IMS潤滑スプレー 236ml
ILS 3,200円
IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の動きをスムーズにします。



止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能です。



**ホルステッド・
モスキート
曲 3**
全長: 12cm
H3 10,300円



**ホルステッド・
モスキート
直 4**
全長: 12cm
H4 10,300円

骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。



ミニフリードマン ★
全長: 14.5cm
RMF
44,100円



ミニフリードマン 90°
全長: 14.5cm
RMF90
59,900円



クレイマー・ネビンズ
全長: 14.5cm
RKN
57,800円



ダブルジョイントにより、
軽い力で大きな切除力が
得られます

バイヤー
ダブルアクション
全長: 18cm
RBEY
68,200円

エレベーター (ヘーベル)



基本のヘーベル



スペシャル
タイプ 1S ★
4.3mm 直
EL4032
9,500円



スペシャル
タイプ 3S
2.8mm 直
EL3024
9,500円



スペシャル
タイプ 4S ★
2.5mm 直
EL4031
9,500円



スペシャル
タイプ 1C ★
4.2mm 曲
EL3042
9,500円



スペシャル
タイプ 3C
3.0mm 曲
EL4014
9,500円



スペシャル
タイプ 4C ★
2.5mm 曲
EL3092
9,500円

ヘーベル、ボーンキュレット、
エキスカベーターの
シャープニングにおすすめ
ストーンの溝に沿わせて
ボーンキュレットや
エレベーターが研げます

アーカンサス
ストーン ベイツ 5 ★
中目(10×3.8×1.3cm)
SS5 15,400円

ヘーベルはストーンの溝に
エッジがぴったり沿うよう
少し傾けて、やさしく
プッシュストロークします。
※シャープニングオイルを
ご使用ください。



ルートチップエレベーター



ハイドブリンク 1
#502 (角柄) EHB1 8,000円



ハイドブリンク 2
#502 (角柄) EHB2 8,000円



ハイドブリンク 3
#502 (角柄) EHB3 8,000円

ルクセーティングエレベーター スリム



2mm幅
..... **13%スリム***

3mm幅
..... **20%スリム***

特 徴

- 13～20%スリム*な先端!
- 歯槽骨に沿わせながら歯周靱帯を切断することにより低侵襲なエクストを実現
- 視認性の良いブラックラインコーティング

※通常のルクセーティングエレベーターとの比較



先端の厚みがスリムなため、
歯根膜腔に沿わせるような角度で
容易に挿入可能

スリム2S 2mm 直
BL (ブラックライン)
ELSLIM2SSX 10,800円

スリム3S 3mm 直
BL (ブラックライン)
ELSLIM3SSX 10,800円

スリム2C 2mm 曲
BL (ブラックライン)
ELSLIM2CSX 10,800円

スリム3C 3mm 曲
BL (ブラックライン)
ELSLIM3CSX 10,800円

臨床動画

ルクセーティングエレベーター『スリム』を用いて臨在歯・骨への負担が低減された「6」の抜歯



この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます



画像・動画提供：中山雪詩先生

①バーで歯根分割を行い、
ルクセーティングエレベーター
『スリム』を回転させながら
歯周靱帯を切断し歯根に沿って
垂直方面に進める

②楔作用を利用し、ある程度進んだら
再度回転させながら歯周靱帯の
切断を繰り返し歯牙を脱臼

③鉗子を用いて愛護的に抜去

ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靱帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。
エレベーターのように「てこの原理」で使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

ブラックライン仕様!!
術野がより見やすく、
さらに切れ味が長持ちする
高性能のブラックコーティングを施しています!



クサビ効果で
侵襲の少ない
抜歯が可能

2S 2mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL2SX 10,800円

3S 3mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL3SX 10,800円

4S 4mm 直
BL (ブラックライン)
EL4SX 10,800円

5S 5mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL5SX 10,800円

2C 2mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL2CX 10,800円

3C 3mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL3CX 10,800円

4C 4mm 曲
BL (ブラックライン)
EL4CX 10,800円

5C 5mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL5CX 10,800円

ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靱帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインもご用意がございます。




残根や破折した
歯牙の抜去におすすめ

残根の除去には曲、遠心用S、
近心用Sがあれば全顎対応可能です

曲 ★ 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMCX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSMC 13,200円

遠心用 S ★ 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMDX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 13,200円

近心用 S ★ 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 13,200円



ブラックライン

サテンスチール

キット

BL (ブラックライン) EPTKITX 115,500円
#6 (サテンスチール) EPTKIT 107,800円

直 スピード 4.0mm 直
BL (ブラックライン)
EPTSSPX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSSP 13,200円

直 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 13,200円

遠心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGDX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTLGD 13,200円

近心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGMX 14,300円
#6 (サテンスチール)
EPTLGM 13,200円

ルクセーティングハイブリッドはキットも
ご用意しております。

ブラックラインキット(EPTKITX):左記7本
(BL)、IMSカセット インフィニティ(単品
定価20,000円)を含む
※ブラックラインキットには製品の特性上
ストーンは含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):左記7本
(#6)、IMSカセット(単品定価16,600円)、
セラミックストーン円筒型(単品定価
5,500円)を含む

エレベーター バーナード

薄いスパイ型の先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入可能なシンデモトームです。ペリオトームとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。


3.5mm
ライト 6
BL (ブラックライン)
BER6X 12,100円

3.5mm
レフト 7
BL (ブラックライン)
BER7X 12,100円

3.5mm
11
BL (ブラックライン)
BER11X 12,100円

歯周靱帯を
切断しながら残根除去!!

持針器



①
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
全長: 18cm
SPNHDPVN
86,100円
ヨーロッパハンドルより
更に凸凹の少ない
スムーズハンドル

6-0
7-0
8-0



②
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPV
全長: 18cm
NHDPV
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0



③
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPV
全長: 18cm
NHDCPV
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0



④
先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPVN
全長: 18cm
NHDPVN
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

4-0
5-0
6-0

6-0～8-0の細い
縫合針を確実に把持し、
力を加えなくても
僅かな力でロックが
かかり、手指の動きがより
確実に伝達! 僅かな力で
ロックをかけられるため、
縫合針を把持する手の
ブレを抑制!!



⑤
先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPVN
全長: 18cm
NHDCPVN
86,100円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

4-0
5-0
6-0

軽量で
高強度!


マイクロ
カストロビージョ
直 チタン TMBH
全長: 18cm
NHTMBH
152,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0
7-0
8-0
9-0
10-0



カストロビージョ
直 5024R
全長: 18cm
NH5024R
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

6-0
7-0
8-0



カストロビージョ
曲 5024RC
全長: 18cm
NH5024RC
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0

4-0, 5-0対応の
マイクロ
カストロビージョ

カストロビージョ
コーテリニ直
全長: 18cm
NH5024CORT
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
先端が細くなっています

5-0
6-0
7-0
8-0



カストロビージョ
シミオン直
全長: 18cm
NH5024SIM
80,900円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
大きめの先端

3-0
4-0

【先端の形状】



【ハンドルの形状】



上段: ①、下段: ②～⑤

持針器

コンパクトな形状なので
手が小さなドクターに
おすすめです

先端幅
約1.8mm

基本のカストロ!

カストロビージョ 直
5020 ★
全長: 14cm
NH5020 78,800円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅
約1.8mm

基本のカストロ!

カストロビージョ 曲
5021 ★
全長: 14cm
NH5021 78,800円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅
約1.8mm

ダーフ
5032
全長: 11.5cm
NH5032 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅
約1.9mm

ホルセイ
5037
全長: 13cm
NH5037 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅
約1.8mm

クライルウッド
5038 ★
全長: 15cm
NH5038 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅
約2.6mm

メイヨー・ヘガー
5042
全長: 16cm
NH5042 31,500円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)

先端幅
約2.2mm

マッシュコーチャー
5074
全長: 14cm
NH5074 42,000円
パーマシャープ
(超硬付)

先端幅
約2.6mm

マッシュ
全長: 14cm
NHM 31,500円
タングステンカーバイドなし

ヒューフレディグループで
最も売れている持針器!

感染管理 関連商品

IMS カセット シグネチャー シリーズ (インスツルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。
丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。


カストロビージョの収納におすすめ!
洗浄・滅菌時、破損を防止!



外科器具の
管理におすすめ



16本用カセットの空きスペースに
マット&シリコンストッパーセットを入れて
カストロビージョを収納できます!



US/HP用 L ★

外形寸法: 76mm × 203mm × 32mm
ハンドピース2~3本または
超音波インサート5本が収納可能

IM60H8 ■ ブルー 12,600円

16本用

外形寸法: 203mm × 280mm × 32mm
16本のインスツルメントと付属品が収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です

IM4160 ■ レッド 20,800円
IM4165 ■ イエロー 20,800円
IM4168 ■ ブルー 20,800円
IM4169 ■ グリーン 20,800円

20本用

外形寸法: 203mm × 280mm × 32mm
20本のインスツルメントが収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です

IM4206 ■ ラベンダー 20,800円
IM4208 ■ ブルー 20,800円

交換用S US/HP用 L

マット&シリコンストッパーセット
IMSカセット 16本用の空きスペースに
おすすめです ※ケースは含まれません

IM60H8RAIL ■ ブルー 2,100円

はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



歯肉のトリミングに...

軟組織の細かい切除や、術野マージンや移植用粘膜のトリミングに使用！やや屈曲した鋭利な作業端をもつ
微細な組織用
マイクロはさみ！！

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ

全長：18cm
SPSPV
77,500円



45°に傾いたはさみで
臼歯部遠心面でも
ピンポイント！

大臼歯遠心部の
難しい部分にも
容易にアクセスでき、
縫合糸カットの際など
アシスタントにも
やさしい！


マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ 45°

全長：18cm
SPSPV45
86,300円



マイクロ
カストロビージョ
曲 PV ★

ブラックライン
全長：18cm
SPVX
86,300円
スタンダード
全長：18cm
SPV
77,500円



マイクロ
カストロビージョ
曲 チタン

全長：18cm
STMBH
136,500円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



アシスタントの方にも人気者！
臼歯部に届きやすい
複屈曲型！



ラグランジュ 曲 14 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S14SCX 27,300円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S14 16,800円



ゴールドマン
フォックス 曲 16

全長：13.5cm
隣接面での使用に適用
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S16SCX 27,300円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S16 16,800円



アイリス 直 17

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S17SCX 27,300円
スタンダード(ギザなし)
S17 14,700円



アイリス 曲 18 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S18SCX 27,300円
スタンダード(ギザなし)
S18 14,700円



パーマシャープ
ゴールドマン
フォックス 曲
5081

全長：13cm
ギザ付ブレード1枚
隣接面での使用に適用
S5081 44,100円



パーマシャープ
アイリス 直
5082

全長：11.5cm
ギザなし
S5082
44,100円




パーマシャープ
アイリス 曲
5083

全長：11.5cm
ギザなし
S5083
44,100円

コーテリーニ 曲 ★

全長：12cm
ギザ付ブレード1枚
「スーパーカット」シリーズのはさみのブレードは、一方は細やかなギザ付き、もう一方はかみそりの刃のような鋭い仕上げとなっており、すべりを防止しながら組織を切除できます。

スーパーカット
SCORTSC
18,900円



細かな部位への
アクセスに最適な
小さな作業部

ケリー 1

全長：16cm
ギザ付ブレード1枚
S1 16,800円



抜糸はさみ

ヒューフレディ

13S
全長：12cm
先端が鉤状になっているので、ピンセットで引っ張らなくても、縫合糸がそのままカットできます。

S13S 16,800円



縫合用プライヤー



マイクロサージカル サイナスライン

SP20SLEM 58,800円

GTR(組織再生誘導)法時などでおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【マイクロサージカルサイナスライン使用中】
組織に対して直角に刺入できる
画像提供: 矢野 孝星先生



マイクロサージカルコーン

全長: 15cm

SPM20 56,700円

GTR(組織再生誘導)法時などでおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【縫合用プライヤー コーン使用中】

縫合したい部位を把持したまま縫合できるので、
縫合の際に生じるズレを防止できます。

コーン 全長: 15cm

SP20 13,500円

ティッシュプライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。パーマシャープ(TP5041, TP5042)は
先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくなっています。



先端幅: 約0.5mm

先端幅: 約0.6mm

先端幅: 約0.6mm

先端幅: 約0.7mm

先端幅: 約0.7mm

細い先端部で
縫合糸や軟組織の
把持に...

縫合/結紮用だが、
軟組織の把持にも適用!
精細な作業端は
縫合糸をしっかり把持し
外科処置中の組織損傷
リスクを低減!

マイクロ用で有鉤タイプ!
細い先端がピッタリと
合うので、しっかり握める!

マイクロ用で有鉤タイプ!!
フラップやグラフトマージンを
不必要に傷つけることなく
口腔粘膜を確実に把持!!

ティッシュプライヤー
マイクロスイスベリオ

全長: 18cm

SPTPDAPV

58,800円

無鉤

組織損傷を最小限に抑える
先端デザイン

ティッシュプライヤー
マイクロスイスベリオ
アナトミカル

全長: 18cm

SPTPDSPV

58,800円

有鉤

マイクロ
ダイヤモンドダスト
DAV 直 無鉤 ★

全長: 18cm

TPDAV

58,800円

マイクロ
LCOSM
直 マルチ ★

全長: 18cm

TPSLCOSM

58,800円

マイクロ
LCOCMN
曲 マルチ

全長: 18cm

TPSLCOCMN

58,800円



マイクロ
チタン
ASTMBH

直 無鉤

全長: 約18cm

TPASTMBH

115,500円




マイクロ
チタン
ダイヤモンドダスト
STMBH

直 有鉤

全長: 約18cm

TPSSTMBH

115,500円



ジェラルド 1

無鉤

全長: 18cm

TPG1

13,700円



アドソン 無鉤 全長: 12cm

5041 パーマシャープ

先端幅: 約1.4mm

TP5041

26,300円

41 スタンダード

先端幅: 約1.3mm

TP41

10,800円



アドソン 有鉤 全長: 12cm

5042 パーマシャープ

先端幅: 約1.4mm

TP5042

29,400円

42 スタンダード

先端幅: 約1.3mm

TP42

10,800円

ペリオサージカルキュレット

従来のグレーシー・ユニバーサルキュレットより、シャンク及びブレードが太くてしなりにくいで、強固に付着した沈着物が手早く除去できます。両刃タイプなので、1本で全顎対応です。シャープニングは歯周用のキュレットと同様に行えます。



プリチャード 1/2

#9 (エバーエッジ)

SPR1/29 6,600円

クレイマー・ネビンズ 3 ★

#9 (エバーエッジ)

SKRA39 6,600円

ペリオドンタルチゼル (のみ)

4.0mm



ブーザー 1/3 BL (ブラックライン) PPBUSER13X 12,400円
#6 (サテンスチール) PPBUSE1/36 11,000円

6.0mm



ロードス バック・アクション 36/37 ★

プルストロークで使用。歯牙に隣接した骨を外傷を引き起こすことなく除去できます。特に最後臼歯の遠心面での使用に有効です。

#9 (エバーエッジ) C36/379 10,700円

#6 (サテンスチール) C36/376 9,400円




TG-O

プッシュストロークで使用。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。

#6 (サテンスチール) CTG-O6 9,600円

#2 (角柄) CTG-O 9,600円




オッセンバイン 1 CO1 9,600円

オッセンバインは骨の形態修正に適しています。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。



【オッセンバイン2使用例】



オッセンバイン 2 CO2 9,600円

サイナスリフトインスツルメント



クレイマー・ネビンズ 6577
IMP6577SCX 14,300円




クレイマー・ネビンズ 6578
IMP6578SX 14,300円

ボーンプラガー



ボーンプラガー グリスデイル
BL (ブラックライン) PLGGR1X 7,700円



グリスデイルを使用して充填中

ボーンキュレット (鋭匙)


多量の軟組織を容易に除去できるようにデザインされています。

ルーカスタイプ


ブレードタイプで不良肉芽をしっかりと、素早く掻き取れる鋭匙



ルーカス 86 ★
BL (ブラックライン) CL86X 9,900円
#6 (サテンスチール) CL866 8,800円




ルーカス 84
BL (ブラックライン) CL84X 9,900円
#6 (サテンスチール) CL846 8,800円




ルーカス 87
BL (ブラックライン) CL87X 9,900円
#6 (サテンスチール) CL876 8,800円


ミラータイプ




ミラー 9
#6 (サテンスチール) CM96 8,800円



ミラー 10 ★
#6 (サテンスチール) CM106 8,800円



ミラー 11
#6 (サテンスチール) CM116 8,800円



ミラー 12
#6 (サテンスチール) CM126 8,800円

ファイル (やすり)



ペリオドンタルファイル シュガーマン 1S/2S
近遠心用(刃:2面)

#6 (サテンスチール) FS1/2S6 10,800円



ペリオドンタルファイル シュガーマン 3S/4S
頬舌用(刃:3面)
骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。

#6 (サテンスチール) FS3/4S6 10,800円



シュガーマン 3S/4S 使用中

リトラクター

ブラックラインは乱反射を抑制し、より良好な術野を確保します!



サージカルリトラクター インプラント用
全長: 23cm
IR 33,000円




ミネソタ大学型 ★
BL (ブラックライン) CRMX 5,800円
(従来品) CRM 5,800円



コロンビア
CRC 5,800円


ペリオスチール (骨膜剥離子)

組織の把持・保護・排除する際に使用します。
一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。




ステイグマン スプリッター

粘膜骨膜の剥離や挙上に使用します。
スぺード型の先端は、穿孔が生じにくいように丸くなっています。
#SS (スムースハンドル) **PPSTEIG** 14,400円




ブーザー ★

BL (ブラックライン) **PPBUSERX** 10,800円
#6 (サテンスチール) **PPBUSER6** 9,600円



アレン 前歯用 ★


BL (ブラックライン) **PPAELAX** 14,400円
#6 (サテンスチール) **PPAELA** 13,700円



アレン 臼歯用


BL (ブラックライン) **PPAELPX** 14,400円
#6 (サテンスチール) **PPAELP** 13,700円

歯間乳頭など
繊細な剥離に
おすすめ



ゴールドマンフォックス 14

BL (ブラックライン) **P14X** 10,800円
#6 (サテンスチール) **P146** 9,600円
#2 (角柄) **P14** 9,600円



モルト 9 ★


BL (ブラックライン) **P9X** 10,800円
#6 (サテンスチール) **P96** 9,600円
#522 (角柄) **P9** 9,600円

ヒューフレディグループで
最も売れている
剥離子!




プリチャード PR3

BL (ブラックライン) **PPR3X** 10,800円
#6 (サテンスチール) **PPR36** 9,600円



ハーシュフェルト 20

#6 (サテンスチール) **P206** 9,600円
#2 (角柄) **P20** 9,600円



画像提供: Prof. Mauro Labanca



ラバンカ 改良型3 ★


#6 (サテンスチール) **PPLABANC36** 14,400円

使いやすい小さめの剥離子と、
滑りにくいギザ付きトラクターが
対になっています。

1本で歯肉の剥離と排除が可能
ブラックラインは歯肉排除時に乱反射を抑制し、
より良好な術野を確保!!


ペリオトーム (歯周靱帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靱帯を切断することで、
周囲の歯槽骨への損傷を抑えながら抜歯を容易にします。



1 臼歯用

BL (ブラックライン) **PT1X** 7,500円
#6 (サテンスチール) **PT1** 7,000円



2 前歯用

BL (ブラックライン) **PT2X** 7,500円
#6 (サテンスチール) **PT2** 7,000円

ペリオドンタルナイフ・トンネリングナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部歯肉組織の切除に使用されます。




オルバン(型)ナイフ

オーバン1/2 ★ 角度のついたブレードと複屈曲のシャングで臼歯部に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。

BL (ブラックライン) KO1/2X 15,900円
#9 (エバーエッジ) KO1/29 13,800円


#6 (サテンスチール) KO1/26 12,300円



オーバン アレン改良型 1/2

KO1/2に比べ30%薄いデザイン。垂直的および水平的方向への骨膜上粘膜を切除。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減。

BL (ブラックライン) KO12KPO3AX 15,900円
#9 (エバーエッジ) KO12KPO3A9 13,800円
#6 (サテンスチール) KO12KPO3A6 12,300円




カークランドメス

カークランド 15/16

歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用。

BL (ブラックライン) KK15/16X 15,900円
#6 (サテンスチール) KK15/166 12,300円




キドニーナイフ

ゴールドマンフォックス 7

ヘビーシャングタイプ - 長斜切開に適したブレード角度。楕円形のブレードなので臼歯部に適用。

#6 (サテンスチール) KGF76 12,300円




スピアーナイフ

ゴールドマンフォックス 11

槍型(スピア)ポイント
臼歯部に適合しやすいブレード角度。


#6 (サテンスチール) KGF116 12,300円



トンネリングナイフ 1

1.8mm/2.4mm


BL (ブラックライン) TKN1X 12,800円
#6 (サテンスチール) TKN1 11,700円



トンネリングナイフ 2


1.8mm/2.4mm

BL (ブラックライン) TKN2X 12,800円
#6 (サテンスチール) TKN2 11,700円



トンネリングインスツルメント クインシー 1

BL (ブラックライン) FQUINCEY1X 13,200円



トンネリングインスツルメント クインシー 2

BL (ブラックライン) FQUINCEY2X 13,200円

シリンジ



サイナスリフト時の
骨補填におすすめ!!



ボーングラフト
シリンジ 7mm

内径 5.8mm。
目詰まりを防ぐため、
先端から充填します。

SYBG 26,400円

スカルペルハンドル (メスハンドル)

歯頸部に沿った切開がしやすい
ペンタイプのメスハンドル




ヨーロッパスタイル 5E ★ バランスのとれた丸柄のハンドルで、
ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。
また、シンプルなデザインのグリップで、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。

10-130-05E 11,700円



5 バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、
届きにくい部位などでの操作が容易です。

10-130-05 11,700円



5A 10-130-05A 11,700円



ミニブレード用 ★ SHDPV 28,600円



ミニブレード用 チタン SHTMBH 35,200円
ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル

マイクロブレード用

ハンドルの
種類

BL (ブラックライン)
#9 (エバーエッジ)



#6 (サテンスチール)
#2 (角柄)



掲載製品全て特別価格!!

期間：2025年7月22日(火)～9月19日(金)

製品名			パートコード	標準価格(円)	数量
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト	スタンダード1		F1XSD	39,600	
	35		F35XSD	39,600	
	アビカル35		FAF35XSD	39,600	
	67		F67XSD	39,600	
	44		FX44XSD	39,600	
	51		FX51XSD	39,600	
	36		F36XSD	39,600	
	アビカル36		FAF36XSD	39,600	
	13		F13XSD	39,600	
	21		F21XSD	39,600	
45		FX45XSD	39,600		
ブ レ ジ デ ン シ ャ ル	クライヤーユニバーサル	150	F150	26,100	
		151	F151	26,100	
	10S		F10S	26,100	
	ハリス17		F17	26,100	
	210S		F210S	26,100	
	222		F222	26,100	
	ヒューフレディ	300	F300	31,500	
	301	F301	31,500		
IMS潤滑スプレー	236ml		ILS	3,200	
止血鉗子	ホルステッド・モスキート	曲3	H3	10,300	
		直4	H4	10,300	
骨鉗子	ミニフリードマン		RMF	44,100	
		90°	RMF90	59,900	
	クレイマー・ネピンズ		RKN	57,800	
	ペイヤーダブルアクション		RBXY	68,200	
エレベーター スペシャルタイプ	1S		EL4032	9,500	
	1C		EL3042	9,500	
	3S		EL3024	9,500	
	3C		EL4014	9,500	
	4S		EL4031	9,500	
	4C		EL3092	9,500	
アーカンサスストーンベイツ5			SS5	15,400	
ルートチップエレベーター	ハイドブリंक1	#502	EHB1	8,000	
	ハイドブリंक2	#502	EHB2	8,000	
	ハイドブリंक3	#502	EHB3	8,000	
ルクセーティング エレベーター スリム	2S	BL	ELSLIM2SSX	10,800	
	2C	BL	ELSLIM2CSX	10,800	
	3S	BL	ELSLIM3SSX	10,800	
	3C	BL	ELSLIM3CSX	10,800	
ルクセーティング エレベーター	2S	BL	EL2SX	10,800	
	2C	BL	EL2CX	10,800	
	3S	BL	EL3SX	10,800	
	3C	BL	EL3CX	10,800	
	4S	BL	EL4SX	10,800	
	4C	BL	EL4CX	10,800	
	5S	BL	EL5SX	10,800	
	5C	BL	EL5CX	10,800	
ルクセーティング ハイブリッド	曲	BL	EPTSMCX	14,300	
	#6	BL	EPTSMC	13,200	
	遠心用S	BL	EPTSMDX	14,300	
	#6	BL	EPTSM	13,200	
	近心用S	BL	EPTSMX	14,300	
	#6	BL	EPTSM	13,200	
	直 スペード	BL	EPTSSPX	14,300	
	#6	BL	EPTSSP	13,200	
	直	BL	EPTSMX	14,300	
	#6	BL	EPTSMS	13,200	
	遠心用L	BL	EPTLGD	14,300	
	#6	BL	EPTLGD	13,200	
	近心用L	BL	EPTLGMX	14,300	
	#6	BL	EPTLGM	13,200	
キット	BL	EPTKITX	115,500		
	#6	EPTKIT	107,800		
エレベーター バーナード	ライト6	BL	BER6X	12,100	
	レフト7	BL	BER7X	12,100	
	11	BL	BER11X	12,100	
持 針 器	マイクロ カストロビージョ	スイスベリオ	SPNHDPVN	86,100	
		直DPV	NHDPV	86,100	
		曲DCPV	NHDCPV	86,100	
		直DPVN	NHDPVN	86,100	
		曲DCPVN	NHDCPVN	86,100	
		直チタンTMBH	NHTMBH	152,300	
	カストロビージョ	直5024R RH	NH5024R	80,900	
		曲5024RC RH	NH5024RC	80,900	
		コーテリーニ直RH	NH5024CORT	80,900	
		シミオン直RH	NH5024SIM	80,900	
		直5020	NH5020	78,800	
		曲5021	NH5021	78,800	
	ダーフ	5032	NH5032	31,500	
	ホルセイ	5037	NH5037	31,500	
	クライルウッド	5038	NH5038	31,500	
	メイヨー・ヘガー	5042	NH5042	31,500	
	マシューコーチャー	5074	NH5074	42,000	
マシュー		NHM	31,500		
関 連 商 品 管 理	IMSカセット シグネチャー	US/HP用L ブルー	IM60H8	12,600	
		16本用 レッド	IM4160	20,800	
		16本用 イエロー	IM4165	20,800	
		16本用 ブルー	IM4168	20,800	
		16本用 グリーン	IM4169	20,800	
		20本用 ラベンダー	IM4206	20,800	
	20本用 ブルー	IM4208	20,800		
	交換用SUS/HP用Lマット&シリコンストッパーセットブルー		IM60H8RAIL	2,100	
	や ち ち	マイクロカストロビージョ		SPSPV	77,500
スイスベリオ		45°	SPSPV45	86,300	
マイクロカストロ ビージョ 曲PV		BL	SPVX	86,300	
スタンダード			SPV	77,500	
マイクロカストロビージョ 曲 チタン			STMBH	136,500	
BL		S14SCX	27,300		
ラグランジュ 曲14	スタンダード		S14	16,800	

製品名				パートコード	標準価格(円)	数量	
はさみ	ゴールドマン フォックス 曲 16	BL		S16SCX	27,300		
		スタンダード		S16	16,800		
	アイリス 直 17	BL		S17SCX	27,300		
		スタンダード		S17	14,700		
	アイリス 曲 18	BL		S18SCX	27,300		
		スタンダード		S18	14,700		
	パーマシャープ	ゴールドマンフォックス 曲 5081		S5081	44,100		
		アイリス 直 5082		S5082	44,100		
		アイリス 曲 5083		S5083	44,100		
	コーテリニー 曲 スーパーカット			SCORTSC	18,900		
縫合用 ヒューフレディ 13S			S13S	16,800			
縫合用 プライヤー	マイクロサージカル サイナスライン			SP20SLEM	58,800		
	マイクロサージカル コーン			SPM20	56,700		
	コーン			SP20	13,500		
ティッシュ プライヤー	マイクロスイスベリオ			SPTPDAPV	58,800		
	マイクロスイスベリオ アナトミカル			SPTPDSSPV	58,800		
	マイクロダイヤモンドダスト DAPV 直 無鈎			TPDAPV	58,800		
	マイクロLCOSM 直 マルチ			TPSLCOSM	58,800		
	マイクロLCOCMN 曲 マルチ			TPSLCOCMN	58,800		
	マイクロチタンASTMBH 直 無鈎			TPASTMBH	115,500		
	マイクロチタンダイヤモンドダストSTMBH 直 有鈎			TPSSTMBH	115,500		
	ジェラルド1 無鈎			TPG1	13,700		
	アドソン 無鈎	5041 パーマシャープ			TP5041	26,300	
		41 スタンダード			TP41	10,800	
アドソン 有鈎	5042 パーマシャープ			TP5042	29,400		
	42 スタンダード			TP42	10,800		
ペリオサージカルキュレット		ブリチャード 1/2	#9	SPR1/29	6,600		
		クレイマー・ネビンス 3	#9	SKRA39	6,600		
ペリオドンタル	ブーザー 1/3	BL		PPBUSER13X	12,400		
		#6		PPBUSE1/36	11,000		
	ロードス バック・アクション 36/37	#9		C36/379	10,700		
		#6		C36/376	9,400		
	TG-O	#6		CTG-O6	9,600		
		#2		CTG-O	9,600		
	オッセンバイン 1	#524		CO1	9,600		
	オッセンバイン 2	#524		CO2	9,600		
サイナスリフト インスツルメント	クレイマー・ ネビンス	6577 6578	BL	IMP6577SCX IMP6578SX	14,300 14,300		
ホーンブラガー グリスディル			BL	PLGGRIX	7,700		
ボーン キュレット	ルーカス	86	BL	CL86X	9,900		
			#6	CL866	8,800		
		84	BL	CL84X	9,900		
			#6	CL846	8,800		
	ミラー	87	BL	CL87X	9,900		
			#6	CL876	8,800		
		9	#6	CM96	8,800		
		10	#6	CM106	8,800		
	11	#6	CM116	8,800			
		12	#6	CM126	8,800		
ファイル	ペリオドンタルファイル シュガーマン	1S/2S 3S/4S	#6	FS1/2S6 FS3/4S6	10,800 10,800		
	インプラント用		IR		33,000		
サージカルリトラクター		BL	CRMX	5,800			
チークリトラクター		ミネソタ大	CRM		5,800		
		コロムビア	CRC		5,800		
ペリオスチール	ステイグマンスブリッター	#SS	PPSTEIG	14,400			
	ブーザー	BL	PPBUSERX	10,800			
		#6	PPBUSER6	9,600			
	アレン 前歯用	BL	PPAELAX	14,400			
		#6	PPAELA	13,700			
	アレン 臼歯用	BL	PPAELPX	14,400			
		#6	PPAELP	13,700			
	ゴールドマンフォックス 14	BL	P14X	10,800			
		#6	P146	9,600			
	モルト 9	#2	P14	9,600			
		BL	P9X	10,800			
	#6	P96	9,600				
		#522	P9	9,600			
	プリチャード PR3	BL	PPR3X	10,800			
		#6	PPR36	9,600			
ハーシュフェルト 20	#6	P206	9,600				
	#2	P20	9,600				
ラバンカ 改良型 3		#6	PPLABANC36	14,400			
ペリオトーム	1 臼歯用	BL	PT1X	7,500			
		#6	PT1	7,000			
	2 前歯用	BL	PT2X	7,500			
		#6	PT2	7,000			
ペリオドンタルナイフ・ トンネリングナイフ	オーバン 1/2	BL	KO1/2X	15,900			
		#9	KO1/29	13,800			
	オーバン アレン改良型 1/2	#6	KO1/26	12,300			
		BL	KO12KPO3AX	15,900			
	カークランド 15/16	#9	KO12KPO3A9	13,800			
		#6	KO12KPO3A6	12,300			
	ゴールドマンフォックス 7	BL	KK15/16X	15,900			
		#6	KK15/166	12,300			
	ゴールドマンフォックス 11	#6	KGF76	12,300			
		#6	KGF116	12,300			
	トンネリングナイフ 1	BL	TKN1X	12,800			
	トンネリングナイフ 2	#6	TKN1	11,700			
BL		TKN2X	12,800				
トンネリンググインズツルメントクインシー 1	#6	TKN2	11,700				
	BL	FQUINCEY1X	13,200				
トンネリンググインズツルメントクインシー 2	BL	FQUINCEY2X	13,200				
シリンジ	ボングラフトシリンジ	7mm	SYBG	26,400			
ハスカル ベル	ヨーロッパスタイル 5E			10-130-05E	11,700		
	5			10-130-05	11,700		
	5A			10-130-05A	11,700		
	ミニブレード用			SHDPV	28,600		
	ミニブレード用チタン			SHTMBH	35,200		

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。

■ 歯科医院名 ■ お名前 ■ ご住所 〒 - TEL - -	【歯科商店名】
--	----------------