

ヒューフレディ クロステックス製品 ご紹介キャンペーン!

対象期間: 2026.1/21(水) ▶ 3/19(木)

キャンペーン対象商品は**特別価格**にて
ご提供いたします。是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。
ご購入の際はお出りの歯科商店に注文してください。

クロステックス (Crosstex™)とは…

ヒューフレディグループの
クロステックスは、
1953年の創立以来約70年以上に
わたり感染予防製品を考案し、
製造することにより医療分野に
貢献してきました。



クロステックス製品のパートコード・製品名表記について

- クロステックス製品をご購入いただく際のパートコード(製品コード)には、末尾に『-HF』と言う文字が付いてある製品がございます。しかし外装には『-HF』は記載されておりません。(一部のパートコードには『-HF』が付いてない製品もあり)尚、『-HF』の記載の有無で製品の違いはございません。ご注文の際には、本カタログ等をご確認の上、『-HF』の有無をご確認いただけますようお願いいたします。
- 製品名にはあたまたにクロステックスを意味する『CTX』が付いています。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Crosstex International, Inc.**

掲載製品

- サージカルマスク
- 患者用エプロン

- エプロンディスペンサー
- ヘッドレストカバー

- 快適クッション
- ブラケットトレイカバー

- バリアフィルム
- シリンジスリーブ

- 滅菌ラップ
- 滅菌パウチ

※上記製品上段左からL3LV、BWEEB-HF、GCFCXUSF-HF

マスクはどれを選べばいいか迷っていませんか？

マスクはどれも同じに見えますが、実は品質や性能(微粒子・細菌の捕集レベル等)に大きな違いがあるんです。

選び方の目安！ パッケージの「レベル」をチェック！

- ・迷った時はパッケージに「レベル」表示があるマスクを選びましょう。これは主に医療現場で使われるサージカル マスク(医療用マスク)の性能基準です。
- ・アメリカでは、ASTM(米国試験材料協会)が性能を定めており(ASTM-F2100)、性能によって「レベル1」「レベル2」「レベル3」に分類されています。
- ・ASTM規格は、アメリカで認められている「国家規格」。この表示があるマスクは、一定の性能があることを認められています。

処置に適したレベルのマスクを選ぼう！

ASTMレベル	レベル 3	レベル 2	レベル 1
治療環境の飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物の量	通常より多い	中程度	少ない
処置例	<ul style="list-style-type: none">・口腔外科(中-重)・支台歯形成・インプラント埋入・歯周外科手術・超音波スケーラーによる処置(マグネット式・ピエゾ式)・レーザー治療	<ul style="list-style-type: none">・口腔外科(軽-中)・歯内療法・予防処置・コンポジットレジン修復・シーラント処置・SRP	<ul style="list-style-type: none">・検査・クリーニング/メンテナンス・印象採取・技工物取扱・矯正

処置に合った「レベル」のマスクを選んで、自分自身でしっかり保護しましょう！

クロスステックスといえば“セキュアフィット”マスク！

セキュアフィットは ここがすごい！

アルミニウム製のストリップ

ノーズピース(鼻上部)と
チンピース(顎部)で
マスクをカスタムメイドのように、
あらゆるフェイスライン/サイズに
ぴったりフィットさせます。



セキュアフィットマスクは
アメリカ DENTAL ADVISOR※
トップアワードを複数年受賞!!



マスク上部・下部・両サイドの
隙間を封鎖し、感染リスクを
低減させます。

- ※米国特許番号: US-20240359041-A01
- ※マスクの製品ごとに入数が異なりますので
ご注意ください。
尚、一枚からの販売は致しかねますので、
ご了承ください。
- ※DENTAL ADVISOR(米国): 歯科医療従事者に
製品や機器に関する知識向上のため、客観的な
臨床評価、製品比較、包括的な避及的な臨床
性能研究、公平なラポ試験結果を報告する機関

セキュアフィットマスクの装着方法



1. 長いストリップ(ノーズピース)を
上にしてマスクを装着し、鼻の上で
ワイヤーを挿して固定



2. 鼻のストリップ(ノーズピース)を
軽くおさえながらマスクをアゴ下
までのばす



3. 短いストリップ(チンピース)を
アゴの下で 隙間がないように
折りたたむ

ASTM レベル 3 サージカルマスク

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、通常より多い治療環境下でお使いください

- 口腔外科 (中-重)
- インプラント埋入
- 超音波スケーラーによる処置 (マグネット式・ピエゾ式)
- 支台歯形成
- 歯周外科手術
- レーザー治療

あらゆるフェイスライン/サイズに
ぴったりフィットしてしっかり保護する
セキュアフィット



ウルトラ セキュアフィット

・アルミニウム製チンピース内蔵 (米国特許取得済: セキュアフィット)

CTX マスク LV3 ウルトラ SF			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXUSF-HF	■ ブルー	50入	3,400円 ★



皮膚過敏症対応
セキュアフィット



ウルトラ センシティブ セキュアフィット

- ・アルミニウム製チンピース内蔵 (米国特許取得済)
- ・内側素材: 白色低刺激性、セルロール被膜
- ・内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし

CTX マスク LV3 ウルトラ センシティブ SF			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXSSF-HF	□ ホワイト	50入	3,400円 ★



皮膚過敏症対応
メガネ曇り止め機能付
セキュアフィット



ウルトラ センシティブ フォグフリー セキュアフィット

- ・アルミニウム製チンピース内蔵 (米国特許取得済)
- ・内側素材: 白色低刺激性、セルロール被膜
- ・内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし
- ・内側上部: メガネ曇り止めストリップ

CTX マスク LV3 ウルトラ センシティブ フォグフリー SF			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXSFSF-HF	□ ホワイト	40入	3,400円



皮膚過敏症対応



ウルトラ センシティブ

- ・内側素材: 白色低刺激性、セルロール被膜
- ・内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし

CTX マスク LV3 ウルトラ センシティブ			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXS-HF	□ ホワイト	50入	3,400円 ★



メガネ曇り止め機能付



ウルトラ フォグフリー

- ・内側上部: メガネ曇り止めストリップ

CTX マスク LV3 ウルトラ フォグフリー			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCX-HF	■ ブルー	40入	3,000円 ★



ASTM レベル 2 サージカルマスク

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、**中程度の治療環境下**でお使いください

- 口腔外科（軽-中）
- 予防処置
- シーラント処置
- 歯内療法
- コンポジットレジン修復
- SRP



プロシーデラル セキュアフィット

・アルミニウム製チンピース内蔵
(米国特許取得済：セキュアフィット)

CTX マスク LV2 プロシーデラル SF			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCPBLSF-HF	ブルー	50入	1,800 円



あらゆるフェイスライン/サイズに
ぴったりフィットしてしっかり保護する
セキュアフィット



プロシーデラル

・2色のカラーバリエーション

CTX マスク LV2 プロシーデラル			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCPBL-HF	ブルー	50入	1,800 円
GCPPK-HF	ピンク	50入	1,800 円



ASTM レベル 1 サージカルマスク

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、**少ない治療環境下**でお使いください

- 検査
- 印象採取
- 矯正
- クリーニング/メインテナンス
- 技工物取扱



アイソフルード セキュアフィット

・アルミニウム製チンピース内蔵
(米国特許取得済：セキュアフィット)
・2色のカラーバリエーション

CTX マスク LV1 アイソフルード SF			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCIBLSF-HF	ブルー	50入	1,800 円
GCIPKSF-HF	ピンク	50入	1,800 円



あらゆるフェイスライン/サイズに
ぴったりフィットしてしっかり保護する
セキュアフィット



アイソフルード プラス

・内側素材：白色低刺激性、セルロース被膜
・2色のカラーバリエーション

CTX マスク LV1 アイソフルード プラス			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GPLUSBL-HF	ブルー	50入	1,800 円
GPLUSPK-HF	ピンク	50入	1,800 円

皮膚過敏症対応



アイソフルード フォグフリー

・内側上部：メガネ曇り止めストリップ

CTX マスク LV1 アイソフルード フォグフリー			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCICXB-HF	ブルー	40入	1,700 円

メガネ曇り止め機能付



アイソフルード

・3色のカラーバリエーション


CTX マスク LV1 アイソフルード			
パートコード	カラー	入数	標準価格
GCIBL-HF	ブルー	50入	1,800 円
GCIGR-HF	グリーン	50入	1,800 円
GCIPK-HF	ピンク	50入	1,800 円



患者用エプロン

クロステックスは患者用エプロンを製造・販売した初めての会社です!

世界中の
患者用エプロン品質の
基準



エプロン プロフェッショナル

- ・押し型(エンボス)加工により、水溶液がまっすぐ落ちにくい設計。患者さんの衣服が濡れるリスクを抑えやすくなります。
- ・エプロン上部は密度の高い特殊エンボスで補強! 強度が増し、クリップの装着がしやすい構造です。
- ・ペーパー+ポリ素材の高密着仕様で、剥がれにくい構成です。
- ・下部も密度の高い特殊エンボスで補強し、強度の向上と水溶液の流れ落ちを抑える役割を持たせています。

CTX エプロン プロフェッショナル 3層 500入

パートコード	内容	カラー	標準価格
WTX AQ	3層	■ アクア	6,600 円
WTX DR	3層	■ ローズ	6,600 円

患者用チェーンフリーエプロン サニタブ



粘着タブで
チェーンやクリップ不要!!

エプロンクリップやチェーンには、皮膚由来の微生物や唾液、プラーク等が付着しやすく、治療中の感染源となる可能性があります。

- ・サニタブは、米国特許取得の粘着タブ付きディスポエプロンのため、クリップ/チェーンを使用しません。
- ・粘着タブは、親指で軽く押すだけで患者さんの衣服に固定しやすい仕様です。
- ・クリップ式と異なり、衣服の任意の位置に固定できます。
- ・クリップ併用がないため、クリップの消毒や滅菌工程を省けます。

CTX チェーンフリーエプロン サニタブ 400入

パートコード	内容	カラー	標準価格
WEX BLT	2層	■ ブルー	8,800 円
WEX LVT	2層	■ ラベンダー	8,800 円
WPX BLT	3層	■ ブルー	8,800 円

エプロンディスペンサー



- ・色: 透明
- ・サイズ: 13 × 15 × 18cm
- ・収納可能エプロンサイズ: 48 × 33cm

CTX エプロンディスペンサー

パートコード	標準価格
PTC	7,000 円

ヘッドレストカバー

ヘッドレストカバーは交差汚染を防ぎ、患者さんの快適性を高めます。
不織布、ポリコートのオプションを揃え、サイズやカラーのバリエーションをご用意しています。

不織布ヘッドレストカバー

- ・通気性のいい、やわらか不織布素材です。
- ・装脱着時に不快なガサガサ音はありません。
- ・患者さんに快適感を与えます。

CTX ヘッドレストカバー 不織布 500入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
L0C	S 25 × 25cm	□ ホワイト	8,800 円
L3C	L 25 × 33cm	□ ホワイト	9,900 円

ポリコート ヘッドレストカバー


- ・外面フェイシャルティッシュ、内面ポリコートの防水ヘッドレストカバーです。
- ・吸水性が高く、破れにくいヘッドレストカバーです。

CTX ヘッドレストカバー ポリコート L 500入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
L3BL	25 × 33cm	■ ブルー	9,900 円
L3DR	25 × 33cm	■ ローズ	9,900 円
L3GR	25 × 33cm	■ グリーン	9,900 円
L3LV	25 × 33cm	■ ラベンダー	9,900 円
L3WH	25 × 33cm	□ ホワイト	9,900 円

快適クッション

フィルム／デジタル・レントゲン撮影作業中に発生する感染を予防し、患者さんの不快感を和らげるイメージング・クッションシリーズです。



バイトウィング・イーズ


- ・継ぎ目なし透明バリアスリーブとクッションが一体になっています。
 - ・センサーがぴったり入り、バイトタブを作るホルダー付きです。
 - ・センサーのポジショニングが簡単で、精密な映像が得られます。
 - ・RinnタイプXCPフィルムホルダーにも使用が可能です。
- ※センサーは含まれません。

CTX バイトウィングイーズ 50入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
BWEL-HF	L (Size 2センサー対応)	■ ブルー	8,500円



1 イメージ面を上にしてセンサーをスリーブ内に挿入



2 “Peel & Wrap” ライナーを剥がし、バイトタブを作るために中心で折る



3 口腔内に使用後は破棄する



エッジイーズ

- ・X線フィルムやセンサーのエッジからの患者さんの不快感を和らげます。
 - ・患者さんが強く噛まれても、精密なX線投影結果が得られます。
 - ・デンタルポケット、イメージングプレート、デンタルセンサー用バリアスリーブに簡単に取り付けられます。
- ※フィルムは含まれません。

CTX エッジイーズ 300入

パートコード	サイズ	適用	カラー	標準価格
BWEEW-HF	S (ショートエッジSize 1-2フィルム／0-1センサー対応)	小人～大人	□ ホワイト	8,500円
BWEEB-HF	L (ロングエッジSize 2フィルム／センサー対応)	大人	■ ブルー	11,000円



1 エッジイーズ快適クッションを台紙から剥がす



2 快適クッションをフィルムの中央またはバリアのセンサーの周りに置きます。



3 角を内側に折りたたみ撮影します。

ブラケットトレーカバー




- ・特殊なヘビーウェイト・ペーパーで作られています。
- ・水分が流れにくく、浸透しにくい仕様です。
- ・処置内容やスタッフ毎に識別しやすいカラーバリエーションがあります。

CTX ブラケットトレーカバー 1000入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
FBAQ-HF	22×31cm	■ アクア	7,600円
FBBL-HF	22×31cm	■ ブルー	7,600円★
FBDR-HF	22×31cm	■ ローズ	7,600円
FBGR-HF	22×31cm	■ グリーン	7,600円
FBVL-HF	22×31cm	■ ラベンダー	7,600円
FBPE-HF	22×31cm	■ ピーチ	7,600円
FBWH-HF	22×31cm	□ ホワイト	7,600円
FBYE-HF	22×31cm	■ イエロー	7,600円

バリアフィルム



- ・ロールの両サイド約5mmは不粘着（フィンガーリフトエッジ）で、取り付け・取り外しがしやすい構造です。
- ・軽度の粘着力でカバーしたい箇所に貼り付けやすく、はがす時も跡が残りにくい仕様です。
- ・清掃・消毒・滅菌が行いにくい箇所や手が届きにくい場所の表面保護に適しています。
- ・グローブ装着時でも作業が行いやすいです。

CTX バリアフィルム 1200入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
BFBL-HF	10×15cm／シート	■ ブルー	5,800円★
BFCL-HF	10×15cm／シート	□ クリア	5,800円

シリンジスリーブ



- ・スリーウェイシリンジ/ハンドピースを簡単にカバーできる透明プラスチックスリーブです。
- ・エアロゾルや体液飛散による交差汚染リスクを軽減する目的で使用されます。
- ・先端部にカット(穴)を設け、挿入しやすい形状です。

CTX シリンジスリーブ カット有 500入

パートコード	サイズ	カット	カラー	標準価格
BCSSO-HF	6×25cm	カット有	□ クリア	2,800円

滅菌ラップ

滅菌器のフィルターに
繊維が目詰まりしにくい!

非石油製品※



※木製パルプから作られた人体に優しいセルロース製品です。
皮膚過敏症の方が触れられても大丈夫です。

- ・風呂敷タイプ(正方形)の滅菌用ラップです。
- ・セルロース(木材パルプ)素材を採用しています。
- ・空中・水中の飛散物質からの感染を防御します。
- ・防水性・アルコール・ヨードに対して耐性のある仕様です。
- ・オートクレーブ、ガス、ガンマー、E-beamなどの滅菌工程に使用できます。
- ・ピンホールや破れの確認がしやすい視認性があります。
- ・湿気や乾燥による伸縮が起こりにくい素材の特性があります。

CTX CSRステリラップ

パートコード	サイズ	入数	標準価格	パートコード	サイズ	入数	標準価格
SW12-HF	300×300mm	100入	2,400円 ★	SW20-HF	510×510mm	100入	5,500円
SW15-HF	380×380mm	100入	3,200円	SW24-HF	610×610mm	100入	7,000円
SW18-HF	460×460mm	100入	3,900円	SW30	760×760mm	250入	24,000円

滅菌パウチ

クロステックス製滅菌パウチの特徴

- ・PVA(ポリビニルアルコール)不使用です。
- ・ISO11607の要求を満たしています。
- ・パウチの内側と外側にインジケータ内蔵されています。
- ・メディカルグレード紙を使用しています。
- ・山型の開封口で器具の突き破りを抑制、開封しやすいサムノッチです。
- ・6箇所の補強で開封時のめくれを抑制し、ホコリなどの異物の混入リスクを低減します。
- ・ミシン目の折れ線付で気密空間を作りやすいです。
- ・オートクレーブ滅菌/ガス滅菌対応!

シュア・チェック 滅菌パウチ

PVA
不使用



- ・ISO11140 Type4*インジケータの要求事項を満たしています。
(マルチバリアブルインジケータ)
- ・時間・温度・蒸気の有無でしっかり確認!
- 3条件が満たされると*インジケータの色が変化!!
→デュオチェックより、細かく滅菌の可否を判断!

CTX シュア・チェック 滅菌パウチ

パートコード	サイズ	入数	標準価格
SCXX2-HF	60×100mm	200入	1,700円
SCX2-HF	70×230mm	200入	2,100円
SCXS2-HF	90×130mm	200入	2,300円
SCS2-HF	90×230mm	200入	2,600円
SCM2-HF	130×250mm	200入	3,400円
SCL2-HF	190×330mm	200入	6,400円
SCL12182-HF	300×460mm	100入	7,800円

デュオ・チェック 滅菌パウチ

PVA
不使用



- ・ISO11140 Type1*インジケータの要求事項を満たしています。
(プロセスインジケータ)
- ・滅菌時間と温度が満たされると*インジケータの色が変化!

CTX シュア・チェック 滅菌パウチ

パートコード	サイズ	入数	標準価格
SCZ-HF	50×200mm	200入	2,400円
SCXX-HF	60×100mm	200入	1,700円
SCX-HF	70×230mm	200入	2,100円 ★
SCXS-HF	90×130mm	200入	2,300円
SCS-HF	90×230mm	200入	2,600円
SCM-HF	130×250mm	200入	3,400円
SCL-HF	190×330mm	200入	6,400円
SCL1015-HF	250×380mm	100入	5,900円
SCL1218-HF	300×460mm	100入	7,800円

※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

商品名				パートコード	標準価格 (円)	数量
CTX マスク	LV3	ウルトラ SF ブルー	50入	GCFCXUSF-HF	3,400	
		ウルトラセンシティブ SF ホワイト	50入	GCFCXSSF-HF	3,400	
		ウルトラセンシティブ フォグフリー SF ホワイト	40入	GCFCXSFSF-HF	3,400	
		ウルトラセンシティブ ホワイト	50入	GCFCXS-HF	3,400	
		ウルトラフォグフリー ブルー	40入	GCFCX-HF	3,000	
	LV2	プロシーデュラル SF ブルー	50入	GCPBLSF-HF	1,800	
		プロシーデュラル	ブルー 50入	GCPBL-HF	1,800	
			ピンク 50入	GCPPK-HF	1,800	
	LV1	アイソフルード SF	ブルー 50入	GCIBLSF-HF	1,800	
			ピンク 50入	GCIPKSF-HF	1,800	
		アイソフルード プラス	ブルー 50入	GPLUSBL-HF	1,800	
			ピンク 50入	GPLUSPK-HF	1,800	
		アイソフルードフォグフリー ブルー	40入	GCICXB-HF	1,700	
			ブルー 50入	GCIBL-HF	1,800	
			アイソフルード	グリーン 50入	GCIGR-HF	1,800
		ピンク 50入		GCIPK-HF	1,800	
CTX エブロン プロフェッショナル	3層	アクア	500入	WTXAQ	6,600	
		ローズ	500入	WTXDR	6,600	
CTX チェーン フリーエブロン	サニタブ 2層	ブルー	400入	WEXBLT	8,800	
		ラベンダー	400入	WEXLVT	8,800	
	サニタブ 3層	ブルー	400入	WPXBLT	8,800	
CTX エブロンディスプレイ				PTC	7,000	
CTX ヘッド レスト カバー	不織布	S ホワイト	500入	LOC	8,800	
		L ホワイト	500入	L3C	9,900	
	ポリコート	L ブルー	500入	L3BL	9,900	
		L ローズ	500入	L3DR	9,900	
		L グリーン	500入	L3GR	9,900	
		L ラベンダー	500入	L3LV	9,900	
		L ホワイト	500入	L3WH	9,900	
		CTX バイトウィングイーズ		L ブルー	50入	BWEL-HF
CTX エッジイーズ	S ホワイト	300入	BWEEW-HF	8,500		
	L ブルー	300入	BWEEB-HF	11,000		
CTX ブラケット トレーカバー	アクア	1000入	FBAQ-HF	7,600		
	ブルー	1000入	FBBL-HF	7,600		
	ローズ	1000入	FBDR-HF	7,600		

商品名			パートコード	標準価格 (円)	数量	
CTX ブラケット トレーカバー	グリーン	1000入	FBGR-HF	7,600		
	ラベンダー	1000入	FBLV-HF	7,600		
	ピーチ	1000入	FBPE-HF	7,600		
	ホワイト	1000入	FBWH-HF	7,600		
	イエロー	1000入	FBYE-HF	7,600		
CTX バリアフィルム	ブルー	1200入	BFBL-HF	5,800		
	クリア	1200入	BFCL-HF	5,800		
CTX シリンジスリーブ		カット有 クリア	500入	BCSSO-HF	2,800	
CTX CSRステリ ラップ	300×300mm	100入	SW12-HF	2,400		
	380×380mm	100入	SW15-HF	3,200		
	460×460mm	100入	SW18-HF	3,900		
	510×510mm	100入	SW20-HF	5,500		
	610×610mm	100入	SW24-HF	7,000		
	760×760mm	250入	SW30	24,000		
CTX シュア・チェック 滅菌パウチ	60×100mm	200入	SCXX2-HF	1,700		
	70×230mm	200入	SCX2-HF	2,100		
	90×130mm	200入	SCXS2-HF	2,300		
	90×230mm	200入	SCS2-HF	2,600		
	130×250mm	200入	SCM2-HF	3,400		
	190×330mm	200入	SCL2-HF	6,400		
CTX デュオ・チェック 滅菌パウチ	300×460mm	100入	SCL12182-HF	7,800		
	50×200mm	200入	SCZ-HF	2,400		
	60×100mm	200入	SCXX-HF	1,700		
	70×230mm	200入	SCX-HF	2,100		
	90×130mm	200入	SCXS-HF	2,300		
	90×230mm	200入	SCS-HF	2,600		
	130×250mm	200入	SCM-HF	3,400		
	190×330mm	200入	SCL-HF	6,400		
250×380mm	100入	SCL1015-HF	5,900			
300×460mm	100入	SCL1218-HF	7,800			

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。
在庫状況は流動的になりますのであらかじめご了承ください。
キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。
こちらの注文書に記載のない製品・規格はセール対象外となります。
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2026年1月21日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り
作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co, LLC its affiliates or related companies, unless
otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of
products, images and text at any time without notice.
【商標について】以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です：Hu-Friedy, Crosstex

■ 歯科医院名	【歯科商店名】
■ お名前	
■ ご住所 〒 -	
TEL - -	