


**2024年4月1日より労働安全衛生法が改正され  
保護手袋の着用が義務化されました!**



**ネビィさんまちがい探し!!**

このネビィさんと、  
「スケーラー・検査キャンペーン」  
チラシの表紙のネビィさんに  
3つの違いがあるよ!  
探してみてね!



ヒューフレディキャラクター  
Nevi(ネビィ)

# ヒューフレディ&パルメロ PPE (個人防護具) キャンペーン!

対象期間: 2026.4/21(火) ▶ 6/19(金)

現在一部の製品につきましては、  
ご注文を多くいただいているため、  
お届けまで時間を要する製品がございます。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。  
ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。

## 器材処理用グローブ ニトリルユーティリティグローブ

Sサイズ (3組入)	40-060	3,000円
Mサイズ (3組入)	40-062	3,000円
Lサイズ (3組入)	40-064	3,000円



**手袋に求められる安全性の基準となる  
ヨーロッパ規格に適合!**

- 裏地付でラテックスフリー
- ラテックス製のグローブと比較して薬品への耐性が強い
- 針刺しに強い\*
- 手指への感覚が伝わりやすい形状で  
スリップ防止グリップ付
- 最大5回までオートクレーブ可能! ※耐熱温度121℃  
メンテナンスとして週1回のオートクレーブを推奨

\*ニトリル ユーティリティグローブは、保護用品に関するEuropean Directive 89/686/EECの要求事項、さらに保護用グローブに関するEuropean standards EN420、EN374、EN388に適合しています。詳細はグローブに同封の説明書をご覧ください。

### 【サイズの確認方法】



**右手をのせて  
サイズを確認しましょう!**

S	M	L
Size 7	Size 8	Size 9



ヒューフレディグループ製ニトリルユーティリティグローブは、アメリカ疾病対策予防センター(CDC)が推奨するグローブに適合しています。

器具の洗浄や血液・その他の感染の可能性がある物質または化学物質との接触を伴う器材処理を実行する場合は、耐穿孔・耐薬品のユーティリティグローブの使用が、安全性の向上につながります!

## パルメロ (Palmero) 製 アイプロテクター

### パルメロ (Palmero) とは

- ・米国コネチカット州ストラトフォード市に本社を拠く、感染予防製品のメーカーでヒューフレディグループの一社
- ・米国の歯科におけるアイウェアで高いシェアを誇るリーディングブランド

### 大切な目を守るために

ヒューフレディグループのパルメロ (Palmero) 製アイプロテクターは、目と顔の保護に関するANSI Z87.1\*規格に準拠し、UV-A (紫外線A波) やUV-B (紫外線B波) から目を保護します。大切な目を守るため、パルメロ製アイプロテクターをぜひご活用ください。

### 診療室においてできること

診療室においてアイプロテクターシリーズは、紫外線 (UV-A/UV-B) への曝露を防ぎ、飛沫感染を予防し、また、目に大きな損傷を引き起こす恐れのある飛来物から保護するために必要です。さまざまなシーンにあわせたアイプロテクターの装着は、歯科医療従事者のみならず患者様の目も保護します。

#### 超防曇 防傷加工

#### プロビジョン クラリティ

- ・レンズ:超防曇加工・防傷加工
- ・テンプル:柔らかいゴム素材のチップ
- ・特徴:ぐらつきにくいノーズパッド
- ・左右幅/重量:約135mm/約24g
- ・安全性:最大99.9%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは1色、テンプルは2色展開

**3605L 2,900円**  
規格:C/C/LVチップ、レンズ色:クリア  
テンプル色:クリア(ラベンダーチップ)

**3605B 2,900円**  
規格:C/C/NVチップ、レンズ色:クリア  
テンプル色:クリア(ネイビーチップ)

#### ノーズ パッド付

#### プロビジョン アルルーア

- ・レンズ:防曇加工・防傷加工
- ・テンプル:軽量
- ・特徴:柔らかく空気の通りを良くしたノーズパッド
- ・左右幅/重量:約125mm/約24g
- ・安全性:最大99.9%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは1色、テンプルは2色展開

空気の通りを良くする  
柔らかいノーズパッド付

**3604PC 2,700円**  
規格:C/P、レンズ色:クリア  
テンプル色:ピンク

**3604LC 2,700円**  
規格:C/LV、レンズ色:クリア  
テンプル色:ラベンダー

#### ノーズ パッド付

#### プロビジョン シック

- ・テンプル:柔らかいゴム素材のチップが付いたテンプル
- ・特徴:柔らかいノーズパッド
- ・左右幅/重量:約125mm/約24g
- ・安全性:最大95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは1色、テンプルは3色展開

**3760CP 2,700円**  
規格:C/C/Pチップ、レンズ色:クリア  
テンプル色:クリア(ピンクチップ)

**3760CW 2,700円**  
規格:C/C/Wチップ、レンズ色:クリア  
テンプル色:クリア(ホワイトチップ)

**3760CG 2,700円**  
規格:C/C/Gチップ、レンズ色:クリア  
テンプル色:クリア(グリーンチップ)

#### 3段階の 調整機能付

#### プロビジョン コンターラップ

- ・テンプル:紐通し穴有
- ・特徴:3段階の調整機能付のため、良好なフィット感
- ・左右幅/重量:約130mm/約28g
- ・安全性:最大95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは2色、テンプルは1色展開

**3553 2,200円**  
規格:C/C/BKチップ、レンズ色:クリア  
テンプル色:クリア(ブラックチップ)

**3550 2,200円**  
規格:IB/IB/BKチップ、レンズ色:アイスブルー  
テンプル色:アイスブルー(ブラックチップ)

## ヒューフレディ&パルメロ 個人防護具キャンペーン 注文書

### 掲載製品全て特別価格!!

期間：2026年4月21日(火)～6月19日(金)

製品名	パートコード	標準価格(円)	数量	
ニトリル ユーティリティ グローブ	S 3組入	40-060	3,000	
	M 3組入	40-062	3,000	
	L 3組入	40-064	3,000	
アイプロテクター プロビジョン	クラリティ	C/C/LVチップ	3605L	2,900
		C/C/NVチップ	3605B	2,900
	アルルーア	C/P	3604PC	2,700
		C/LV	3604LC	2,700
	シック	C/C/Pチップ	3760CP	2,700
		C/C/Wチップ	3760CW	2,700
		C/C/Gチップ	3760CG	2,700
	コンターラップ	C/C/BKチップ	3553	2,200
IB/IB/BKチップ		3550	2,200	

\*ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。

在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。

キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2026年4月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格はセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【商標について】以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です:HU-FRIEDY, Palmero, Pro Vision, Clarity, Allure, Contour Wraps


【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC  
Palmero Healthcare LLC



■ 歯科医院名

■ お名前

■ ご住所 〒

TEL - -

【歯科商店名】