

グレイシーキュレット イージーオーダーシート

Gracey Curette Easy Order Sheet Ver. 04



グレイシーキュレットの選択方法

① ハンドルの種類

【作業部の材質】

エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)

ヒューフレディグループ独自の合金と最適化された熱処理・表面処理により、優れた切れ味が長期間持続。



#XE2 ハーモニー (Harmony™)

人間工学に基づく技術「トゥルーフィット (TrueFit™) テクノロジー」で設計されたハンドル。(パープルのハーモニーハンドル専用グリップを標準装着)



#9E2 エバーエッジ (EverEdge™)

人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)



#C8E2 レジン8カラー (Resin 8 Colors)

レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スクレーパーの識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着)

【作業部の材質】

イムニティスチール (ImmunitySteel™)

独自配合のステンレス鋼。優れた耐腐食性で安定した切れ味を維持。



#7 サテンスチールカラー (SatinSteel™ Colours™)

シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)



#6 サテンスチール (SatinSteel™)


力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブのすべり止め。



#2 角柄 (Octagonal)

8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

② ブレードとシャンクの形状



オリジナル (Original)

現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。

アフターファイブ (After Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。


ミニファイブ (Mini Five™)

5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。

マイクロミニファイブ (Micro Mini Five™)


シャンクが細くて硬いリジッドタイプ。5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルと比較し30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。

③ シャンクの硬さ




スタンダード (Standard)

細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スクレーリング後の仕上げとして細かなスクレーリングやルートプレーニングに使用。



リジッド (Rigid)

スタンダードシャンクに比べ太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。



エクストラリジッド (Extra Rigid)

エクストラリジッドシャンクのグレイシーキュレットは殆どしながないので、全体の初期スクレーリングや強固な歯石除去に使用。


④ 使用部位

部 位	適用規格		
前歯部 (及び小臼歯部)	1	3	5
前歯部 (及び小臼歯部)	2	4	6
臼歯部の頬舌面	7	9	根分岐部にも適用
臼歯部の頬舌面	8	10	
臼歯部の近心面	11	15	
臼歯部の近心面	12	16	
臼歯部の遠心面	13	17	
臼歯部の遠心面	14	18	

規格9/10について

9/10はシャンクの屈曲度が大きく、通常では届きにくい根面や根分岐部への使用に適しています。

*15/16はFIT 11/12相当
*17/18はFIT 13/14に相当





HARMONY™

【ハンドル名】 **ハーモニー**
 【ハンドル番号】 **#XE2**
 【作業部の材質】 **エバーエッジ 2.0**
 【標準価格】 **7,000円**

人間工学に基づく技術「トゥルーフィット(TrueFit™)テクノロジー」で設計されたハンドル。
 (パープルのハーモニーハンドル専用グリップを標準装着)

オリジナル

ORIGINAL

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/2XE2	
		3/4	前歯部	SG3/4XE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8XE2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14XE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16XE2	
レジジ	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2RXE2	
		3/4	前歯部	SG3/4RXE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6RXE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8RXE2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10RXE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12RXE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14RXE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16RXE2	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18XE2	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/2XE2	
		3/4	前歯部	SRPG3/4XE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/14XE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/16XE2	
レジジ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRP1/2RXE2	
		3/4	前歯部	SRP3/4RXE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6RXE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8RXE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12RXE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14RXE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16RXE2	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2XE2	
		3/4	前歯部	SAS3/4XE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14XE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16XE2	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SAS17/18XE2	
レジジ	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2RXE2	
		3/4	前歯部	SAS3/4RXE2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6RXE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8RXE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12RXE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14RXE2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16RXE2	

マイクロミニファイブ

MICRO MINI FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
レジジ	グレーシーキュレット マイクロミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SMS1/2XE2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SMS7/8XE2	
		11/12	臼歯部の近心面	SMS11/12XE2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SMS13/14XE2	

【グレーシーキュレットオリジナルスタンダードの先端形状】





人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるようなダイヤモンドパターン。
(パープルのグリップを標準装着)

オリジナル

ORIGINAL

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/29E2	
		3/4	前歯部	SG3/49E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/69E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/89E2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/109E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/149E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/169E2	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/189E2	

エッジ	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2R9E2	
		3/4	前歯部	SG3/4R9E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6R9E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8R9E2	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10R9E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12R9E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14R9E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16R9E2	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18R9E2	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/29E2	
		3/4	前歯部	SRPG3/49E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/69E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/89E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/149E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/169E2	

エッジ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRP1/2R9E2	
		3/4	前歯部	SRP3/4R9E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6R9E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8R9E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12R9E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14R9E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16R9E2	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/29E2	
		3/4	前歯部	SAS3/49E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/69E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/89E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/149E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/169E2	

エッジ	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R9E2	
		3/4	前歯部	SAS3/4R9E2	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R9E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R9E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R9E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R9E2	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R9E2	

マイクロミニファイブ

MICRO MINI FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
エッジ	グレーシーキュレット マイクロミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SMS1/29E2	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SMS7/89E2	
		11/12	臼歯部の近心面	SMS11/129E2	
		13/14	臼歯部の遠心面	SMS13/149E2	



レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。
(ハンドルと同色のグリップを標準装着)

RESIN 8 COLORS

【ハンドル名】 レジン8カラー

【ハンドル番号】 #C8E2

【作業部の材質】 エバーエッジ 2.0

【標準価格】 6,300円

オリジナル

ORIGINAL

	製 品 名	(番手)	(ハンドルの色)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	■ グレー	前歯部	SG1/2C8E2	
		3/4	■ グレー	前歯部	SG3/4C8E2	
		5/6	■ イエロー	前歯部及び小臼歯部	SG5/6C8E2	
		7/8	■ グリーン	臼歯部の頬舌側面	SG7/8C8E2	
		9/10	■ グリーン	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10C8E2	
		11/12	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SG11/12C8E2	
		13/14	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SG13/14C8E2	
		15/16 (FIT11/12)	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SG15/16C8E2	
		17/18 (FIT13/14)	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SG17/18C8E2	

リジッド	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	■ グレー	前歯部	SG1/2RC8E2	
		3/4	■ グレー	前歯部	SG3/4RC8E2	
		5/6	■ イエロー	前歯部及び小臼歯部	SG5/6RC8E2	
		7/8	■ グリーン	臼歯部の頬舌側面	SG7/8RC8E2	
		11/12	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SG11/12RC8E2	
		13/14	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SG13/14RC8E2	
		15/16 (FIT11/12)	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SG15/16RC8E2	
		17/18 (FIT13/14)	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SG17/18RC8E2	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製 品 名	(番手)	(ハンドルの色)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	■ グレー	前歯部	SRPG1/2C8E2	
		3/4	■ グレー	前歯部	SRPG3/4C8E2	
		5/6	■ イエロー	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6C8E2	
		7/8	■ グリーン	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8C8E2	
		11/12	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SRP11/12C8E2	
		13/14	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SRP13/14C8E2	
		15/16 (FIT11/12)	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SRP15/16C8E2	

リジッド	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	■ グレー	前歯部	SRP1/2RC8E2	
		3/4	■ グレー	前歯部	SRP3/4RC8E2	
		5/6	■ イエロー	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6RC8E2	
		7/8	■ グリーン	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8RC8E2	
		11/12	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SRP11/12RC8E2	
		13/14	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SRP13/14RC8E2	
		15/16 (FIT11/12)	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SRP15/16RC8E2	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製 品 名	(番手)	(ハンドルの色)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	■ グレー	前歯部	SAS1/2C8E2	
		3/4	■ グレー	前歯部	SAS3/4C8E2	
		5/6	■ イエロー	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6C8E2	
		7/8	■ グリーン	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8C8E2	
		11/12	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SAS11/12C8E2	
		13/14	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SAS13/14C8E2	
		15/16 (FIT11/12)	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SAS15/16C8E2	

リジッド	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	■ グレー	前歯部	SAS1/2RC8E2	
		3/4	■ グレー	前歯部	SAS3/4RC8E2	
		5/6	■ イエロー	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6RC8E2	
		7/8	■ グリーン	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8RC8E2	
		11/12	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SAS11/12RC8E2	
		13/14	■ ブルー	臼歯部の遠心面	SAS13/14RC8E2	
		15/16 (FIT11/12)	■ オレンジ	臼歯部の近心面	SAS15/16RC8E2	



■ グレー : 1/2、3/4



■ イエロー : 5/6



■ グリーン : 7/8、9/10



■ オレンジ : 11/12、15/16



■ ブルー : 13/14、17/18

SATIN STEEL™ COLOURS™

【ハンドル名】 サテンスチールカラー

【ハンドル番号】 #7

【作業部の材質】 イミュニティスチール

【標準価格】 5,900円



シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。
ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)

オリジナル

ORIGINAL

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/27	
		3/4	前歯部	SG3/47	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/67	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/87	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/107	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/127	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/147	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/167	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/187	

リジッド	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2R7	
		3/4	前歯部	SG3/4R7	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6R7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8R7	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10R7	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12R7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14R7	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16R7	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18R7	

エクストラ	グレーシーキュレット オリジナル エクストラリジッド 両頭	5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6ER7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8ER7	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12ER7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14ER7	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/27	
		3/4	前歯部	SRPG3/47	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/67	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/87	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/127	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/147	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/167	

リジッド	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRP1/2R7	
		3/4	前歯部	SRP3/4R7	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6R7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8R7	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12R7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14R7	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16R7	

エクストラ	グレーシーキュレット アフターファイブ エクストラリジッド 両頭	5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6E7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8E7	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12E7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14E7	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製品名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/27	
		3/4	前歯部	SAS3/47	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/67	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/87	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/127	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/147	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/167	

リジッド	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R7	
		3/4	前歯部	SAS3/4R7	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R7	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R7	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R7	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R7	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R7	



SATIN STEEL™

【ハンドル名】 サテンスチール
 【ハンドル番号】 #6
 【作業部の材質】 イミュニティスチール
 【標準価格】 5,700円

力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。
 ウォーターウェーブデザインのすべり止め。

オリジナル

ORIGINAL

	製 品 名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/26	
		3/4	前歯部	SG3/46	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/66	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/86	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/106	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/126	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/146	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/166	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/186	

エッジ	グレーシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SG1/2R6	
		3/4	前歯部	SG3/4R6	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6R6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8R6	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10R6	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12R6	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14R6	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16R6	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18R6	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製 品 名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/26	
		3/4	前歯部	SRPG3/46	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/66	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/86	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/126	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/146	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/166	

エッジ	グレーシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRP1/2R6	
		3/4	前歯部	SRP3/4R6	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRP5/6R6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRP7/8R6	
		11/12	臼歯部の近心面	SRP11/12R6	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRP13/14R6	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRP15/16R6	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製 品 名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレーシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/26	
		3/4	前歯部	SAS3/46	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/66	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/86	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/126	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/146	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/166	

エッジ	グレーシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R6	
		3/4	前歯部	SAS3/4R6	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R6	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R6	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R6	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R6	

OCTAGONAL

【ハンドル名】 角 柄
【ハンドル番号】 #2
【作業部の材質】 イミューティスチール
【標準価格】 5,300円



8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

オリジナル

ORIGINAL

	製 品 名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレイシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SG1/2	
		3/4	前歯部	SG3/4	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SG5/6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SG7/8	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SG9/10	
		11/12	臼歯部の近心面	SG11/12	
		13/14	臼歯部の遠心面	SG13/14	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SG15/16	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SG17/18	
ドッジリ	グレイシーキュレット オリジナル リジッド 両頭	1/2	前歯部	SGR1/2R	
		3/4	前歯部	SGR3/4R	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SGR5/6R	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SGR7/8R	
		9/10	臼歯部の頬舌側面・根分岐部	SGR9/10R	
		11/12	臼歯部の近心面	SGR11/12R	
		13/14	臼歯部の遠心面	SGR13/14R	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SGR15/16R	
		17/18 (FIT13/14)	臼歯部の遠心面	SGR17/18R	

アフターファイブ

AFTER FIVE™

	製 品 名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレイシーキュレット アフターファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/2	
		3/4	前歯部	SRPG3/4	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/12	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/14	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/16	
ドッジリ	グレイシーキュレット アフターファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SRPG1/2R	
		3/4	前歯部	SRPG3/4R	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SRPG5/6R	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SRPG7/8R	
		11/12	臼歯部の近心面	SRPG11/12R	
		13/14	臼歯部の遠心面	SRPG13/14R	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SRPG15/16R	

ミニファイブ

MINI FIVE™

	製 品 名	(番手)	(使用部位)	パートコード	数量
スタンダード	グレイシーキュレット ミニファイブ スタンダード 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2	
		3/4	前歯部	SAS3/4	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16	
ドッジリ	グレイシーキュレット ミニファイブ リジッド 両頭	1/2	前歯部	SAS1/2R	
		3/4	前歯部	SAS3/4R	
		5/6	前歯部及び小臼歯部	SAS5/6R	
		7/8	臼歯部の頬舌側面	SAS7/8R	
		11/12	臼歯部の近心面	SAS11/12R	
		13/14	臼歯部の遠心面	SAS13/14R	
		15/16 (FIT11/12)	臼歯部の近心面	SAS15/16R	

【製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)


【製造販売元】 株式会社アルファメッド 〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2026年7月21日現在のものです。
販売名:グレイシーキュレット(一般的名称:歯周用キュレット) 医療機器届出番号:13B1X10238G0101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。ご使用に際しましては、製品の取扱説明書を必ずお読みください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値となります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY, EVEREDGE, HARMONY, IMMUNITY STEEL, SATIN STEEL, SATIN STEEL COLOURS

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- 歯周治療の世界的名医 コーテリーニ先生ご考案!

【作業部の材質】 **エパーエッジ 2.0**
 【標準価格】 **6,600円**



【オリジナルとの比較】
 ブレードの幅 **-20%**
 シャンクの硬さ **リジッド**
 【オリジナルとの比較】
 ブレードの長さ **-25%**

	製品名	(番手)	(ハンドルの色)	(使用部位)	パートコード	数量
ドット	グレイシーキュレット バイオジェント 両頭	1/2	グレー	前歯部	SG1/29LCE2	
		7/8	グリーン	臼歯部の頬舌側面	SG7/8LCE2	
		11/12	オレンジ	臼歯部の近心面	SG11/12LCE2	
		13/14	ブルー	臼歯部の遠心面	SG13/14LCE2	

※グレイシーキュレット バイオジェントのハンドルはエパーエッジ (#9E2) のみにになります。

IMSカセット シグネチャー シリーズ (インスツルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。下記のバリエーションからシリコン製レールの色をご選択いただけます。

キュレット・スケーラーの管理におすすめ!



5本用 イグザム
 外形寸法：76mm x 203mm x 32mm
 5本のインスツルメントが収納可能
IM6050 ■ レッド **13,200円**
IM6058 ■ ブルー **13,200円**



7本用 スペースセーバー
 外形寸法：114mm x 203mm x 25mm
 7本のインスツルメントが収納可能
 省スペース設計の薄型サイズ
IMSS70 ■ レッド **16,400円**
IMSS78 ■ ブルー **16,400円**



10本用 ★
 外形寸法：140mm x 203mm x 32mm
 10本のインスツルメントが収納可能
IM5100 ■ レッド **17,400円**
IM5108 ■ ブルー **17,400円**



14本用 ダブルデッカー
 外形寸法：114mm x 203mm x 38mm
 14本のインスツルメントが収納可能
IM9140 ■ レッド **23,200円**
IM9148 ■ ブルー **23,200円**

【ハンドルのグリップをカスタマイズ】

IMSシグネチャーグリップ 16入 アソート (8色入) パートコード: SSG0
 標準価格: 1,500円



#7ハンドルには黒色、#9E2ハンドルにはパープル、#C8E2ハンドルには各ハンドルと同色の「IMS シグネチャーグリップ」と呼ばれるハンドルの先端に装着するカラーリングがついています。別売のIMSシグネチャーグリップをご購入いただきお好きな色に変更することで、使用部位や使用者毎のカスタマイズが可能になります。
 ※ハーモニーハンドルにはサイズが異なるため対応しておりません。

5つの質問でグレイシーキュレットが簡単に選べます!

LINE グレイシーキュレットかんたんセレクト



ヒューフレディオフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております。



Instagram



Facebook



YouTube



LINE



■ 歯科医院名

■ お名前

■ ご住所 〒

TEL

【歯科商店名】