

ヒューフレディ 新規ご開業・ご改築向け インスツルメントカタログ

Product Catalog

For Newly Opened & Renovated Clinics




新規ご開業・ご改築お祝い申し上げます。 Congratulations on the New Opening and Renovation.

ご開業・ご改築に際しご多用の先生方に、新規開業／改築時に必要なインスツルメントを少しでも簡単に短時間でご選択いただけるよう、このカタログを作成いたしました。

新しいクリニックで共に歴史を刻むインスツルメントとして、また、より良い臨床結果をもたらす先生方と患者さんの信頼関係を築く一助となるようなインスツルメントとして、高い品質と耐久性を誇るヒューフレディ社製品をご選択いただければ幸いです。

今後のご繁栄と、先生方・スタッフの皆様方のご健勝を祈念いたします。

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
代表 ロバート・バウマン




ヒューフレディグループについて

ヒューフレディグループとは、ステリス社の歯科部門であり、最良の診療に必要な製品・サービス・ソリューションを提供するためのグループ企業です。

ヒューフレディグループの一員である、ヒューフレディ社は1908年に米国シカゴに設立され、110年以上の歴史を誇る老舗歯科インスツルメントメーカーで、創業以来常に高品質で革新的な歯科用インスツルメントを製造し続け、世界中の歯科医療に携わる方々に発信し続けてまいりました。

現在、弊社製品群は感染予防・外科・歯周治療・検査・保存・矯正・歯内療法・など多岐にわたります。長年培ってきた製品の品質はもちろんのこと、サービス・サポート・教育などの面においても、世界中のお客様へより高い価値をご提供すべく精進しております。



ヒューフレディ社製品の特徴

開発力:


ヒューフレディ社製品の多くは、さまざまな国のキーオピニオンリーダー、教育者および教育関連施設のプロフェッショナルチームと共に開発されており、高水準の精度と性能を備えています。

高品質:

ヒューフレディ社製品は、よりシャープでより長持ちする独自のスケーラー鋼『エバーエッジ 2.0』をはじめとした耐久性と操作性を兼ね備えた材料を用い、長年蓄積された製造技術を持って、近代的な設備で製造されています。同時に、作業品質に誇りと責任を持った300名を超える職人が細心の注意を払いつつ手作業で製品を製造しているため、精密さ・耐久性・信頼性の高い製品が生み出されています。

ワールドスタンダード:

スケーラーだけでなく、検査、外科、保存、矯正など歯科の殆どの分野で幅広いラインナップを揃えているため、世界中の多くの臨床家に愛されています。



目次

Table of Contents



インスツルメント Instrumentation & Procedural Products

検査 Diagnostic

プローブ Probes	4
エキスプローラー (探針) Explorers	5
ミラー Mirrors	6
ピンセット Dressing Pliers	7
カセット (基本セット向け) Cassettes	7

保存 Restorative

咬合紙ホルダー Articulating Paper Forceps	8
エキスカベーター Excavators	8
コードパッカー Cord Packers	9
コンポジットレジン充填器 Composite/Plastic Filling Instruments	10
クラウンリムーバー Crown Removers	11

歯内療法 Endodontic

エンド用ピンセット Endodontic Dressing Pliers	12
ルートキャナルスプレダー Spreaders	12
ルートキャナルプラグ Pluggers	13
ファイルスタンド File Stand	13
ラバーダムクランプ Rubber Dam Clamps	14
ラバーダム関連製品 Rubber Dam Clamp Accessories & Kits	15

外科 Surgical

抜歯鉗子 Extraction Forceps	16
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト Extraction Forceps, Diamond Dusted	17
抜歯鉗子 小児用 Extraction Forceps, Pediatric	18
骨鉗子 Rongeurs	18
エレベーター (ヘーベル) Elevators	19
ルクセーティングエレベータースリム Luxating Elevators, Slim	20
ルートチップエレベーター Root Tip Picks	21
ルクセーティングハイブリッド Luxating Hybrids	22
剥離子 Periosteals	23
鋭匙 Surgical Curettes	24
メスハンドル Scalpel Handles	25
ペリオナイフ Periodontal Knives	25
チゼル Periodontal Chisels	26
骨やすり Periodontal Files & Bone Files	26
持針器 Needle Holders	27
はさみ Scissors	29
外科ピンセット Tissue Pliers	30
止血鉗子 Hemostats	31
開口器 Mouth Gags	31
カセット (外科器具向け) Cassettes	31

ハンドスケール Hand Scaling

シックルスケラー Sickle Scalars	32
グレイシーキュレット Gracey Curettes	33

シャープニング Instrument Maintenance

シャープニング Sharpening	34
カセット (スケラー向け) Cassettes	35

矯正 Orthodontics

カッター/プライヤー/プッシャー Cutters, Pliers, Pusher	36
---	----



感染予防・ インスツルメントマネージメント Infection Prevention & Instrument Management

洗浄・ケア製品 Cleaning & Care Products	38
個人防護具 (PPE) Personal Protective Equipment	39

商品名・パートコードなどの読み方

How to Read the Product Description and Part Codes

■ スケラー 製品名

ネビィ 3 臼歯用 製品名および規格

#9E2	(エバーエッジ)	SCNEVI39E2	6,600円
#C8E2	(レジン8カラー)	SCNEVI3C8E2	6,300円
製品の ハンドル番号	ハンドルの 名称	掲載商品の パートコード	標準価格







ヒューフレディ社製
カラーコードプローブは、
キューリックス
(Qulix™) と呼ばれる
正確な黒色マーキングが
施されています

プローブ Probes

■ カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、マーキングが消えにくい。





エクスプローラー Explorers

■ エクスプローラー

『デュラスポンド』と呼ばれるスチール合金を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します

この形状に曲げても
折れないほどの
弾力性!!
(写真は3A)

Duraspond™

Instrumentation & Procedural Products

3A

#30 (細 丸)

EXS3A

2,400円

基本の
探針!

3A

#6 (サテンスチール)

EXS3A6

2,400円

ポピュラータイプ 25

#30 (細 丸)

SPEXS25

2,800円

3Aより
も太く
しなりが
少ないタイプ

ポピュラータイプ 5

#31 (細 丸)

SPEXD5

3,800円

ポピュラータイプ 8

#31 (細 丸)

SPEXD8

3,800円

グレーシーキュレット11/12と同型の探針で
歯肉縁下の探知におすすめ

11/12 ODU

#6 (サテンスチール)

EXD11/126

3,300円

11/12 ODUエクスプローラーの
作業部を正しくあてするには、
第一シャンクが歯面と平行に
なるようにしながら、作業部を
隣接歯間に挿入します。

アフターファイブ 11/12

#6 (サテンスチール)

EXD11/12A6

3,300円

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いので、
より深いポケットの探知におすすめ



ミラー Mirrors

■ ミラートップ

ダイレクトミラー（鏡面反射）のため、2重3重に反射することなく、鮮明で歪みのない鏡像を映します。ロジウムコーティング加工を施しているため傷がつきにくく、耐久性に優れています。直視できない部分を映したり、唇、頬、舌を抑えたり、暗い部位に光を反射させるために使用します。



片面 4
直径22mm

MIR4/3

3入

3,000円

MIR4/12

12入

11,300円



片面 5
直径24mm

MIR5/3

3入

3,000円

MIR5/12

12入

11,300円



両面 4
直径22mm

MIR4DS/3

3入

4,200円

MIR4DS/6

6入

8,100円



両面 5
直径24mm

MIR5DS/3

3入

4,200円

MIR5DS/6

6入

8,100円



両面ミラーは、
頬粘膜を排除しな
がら、ミラーを返さず
そのまま鏡視できます。

■ HD ブラックラインミラー



片面 5
直径24mm

MIR5HDB

1入

3,600円

ブラックコーティングで
乱反射を抑制！
拡大視野下での
治療におすすめ！

乱反射を80%まで低減※

私は患者さんに処置を行う際にはLEDライト付きのルーペを用いますが、その視野において乱反射が著明に低減され、より細部にわたり視認できることに驚きました。1日の治療が終わった時に、HDブラックラインミラーを使用することで眼精疲労が少ないことに気がつきました。

歯科衛生士 教育学修士 タミ・ワンレス

※ヒューフレディグループ製のDLCコーティングされたミラートップ・ミラーハンドルを弊社ステンレス製のミラートップ・ミラーハンドルと比較した場合。



■ ミラーハンドル コーンソケット



#6

MH6

3,000円



#24

MH24

2,400円



#1

MH1

2,400円



#6

MH6

2,800円

HDブラックラインミラーとの
併用がおすすめです。



ピンセット Mirrors & Dressing Pliers

■ ピンセット

熱処理を施した重厚なステンレス鋼を使用しているため、先端部の曲がりやズレが生じにくいです。



汎用

DPU17 4,400円



コーク型18JSII

DP18JS-II 3,700円

カセット(基本セット向け) Cassettes

■ IMS カセットシグネチャー

5本用 イグザム

外形寸法:76mm x 203mm x 32mm
5本のインスツルメントが収納可能

レッド ● **IM6050**

ブルー ● **IM6058**

13,200円



7本用 スペースセーバー

外形寸法:114mm x 203mm x 25mm
7本のインスツルメントが収納可能
省スペース設計の薄型サイズ

レッド ● **IMSS70**

ブルー ● **IMSS78**

16,400円





咬合紙ホルダー Articulating Paper Forceps

■ 咬合紙ホルダー

ギザ同士が
しっかり噛み合い、
咬合紙が
ずれにくい。

ミラー
APF2


5,800円



エキスカベーター Excavators

■ エキスカベーター ポピュラータイプ (基本セット)

仮封材、う窩内の食片、う窩の軟化象牙質の除去に使用、いわゆる『雑用エキスカ』。





■ エキスカベーター（スプーン型）



イングリッシュパターン 246

#9 (エバーエッジ) **EXC2469** 6,400円



17

#9 (エバーエッジ) **EXC179** 6,400円
 #6 (サテンスチール) **EXC176** 5,400円
 #41 (丸柄) **EXC17** 5,400円



18

#9 (エバーエッジ) **EXC189** 6,400円
 #6 (サテンスチール) **EXC186** 5,400円
 #41 (丸柄) **EXC18** 5,400円



19

#6 (サテンスチール) **EXC196** 5,400円
 #41 (丸柄) **EXC19** 5,400円

コードパッカー Cord Packer

■ ジンジバルコードパッカー

歯肉への外傷が少なく、正確にリトラクションコードの装着ができます。



113

GCP1136 5,600円 ギザ付

ハンドルの種類

#9
エバーエッジ



作業部はシャープさが長く持続する「エバーエッジ」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

#6
サテンスチール




作業部はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

#41
丸柄



作業部はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミュニティスチール」製。従来からの細ハンドル。



コンポジット練成充填器 Composite/Plastic Filling Instruments

■ コンポジット練成充填器 XTS

窒化アルミニウムチタン (AlTiN) コーティングされた表面、XTSコーティングは、非常に丈夫で滑らかな仕上げになっており、傷がつきにくく、べたつきません。太くて軽量のハンドルは清掃が簡単で、持ちやすく操作しやすいデザインです。

摩擦の少ないブラックコーティングでレジン離れが良く、充填作業も見やすい。



A6

TNPFIA6 6,700円

大型で薄型のブレード
ベニア形成や広範囲の形態修正用
2～5級窩洞向き



ゴールドスタイン フレキシシン 3

TNCIGFT3 6,700円

フレアーパドル型。形態修正に使用
3、4級窩洞向き



**ゴールドスタイン
フレキシシン 4**

TNCIGFT4

6,700円

臼歯部の近心および遠心面に充填したり
成形したりするための柔軟なへら状の
作業部が両端に付与されています。
逆向きにすると、前歯部の接着修復の
充填や成形に使えます。



IPC

TNCVIPC

6,700円

極薄型ブレード
隣接歯間部用
3～5級窩洞向き



27/29

TNBB27/29

6,700円

パーニッシャータイプ
小窩裂溝や咬合面形成用



ダックヘッド

TNPCCI

6,700円

臼歯部咬合面用

クラウンリムーバー Crown Removers

■ クラウンリムーバー

ホープライヤーなどを使用してメタルクラウンやテックを外す際、滑ってしまって時間がかかったり、外せても口腔内で撤去冠を落としてしまいそうなことはありませんか？

CRGRは把持部にタングステンが貼られているので、滑らずにしっかり掴め、力を入れた時に柄がしなるので、十分な把持力があります。

通常のプライヤー型と違いハサミ型なので、微妙な力加減が調節でき、支台歯の破折リスクも少ないです。クリステンセンと合わせてご使用ください。

メタルクラウン
にも使える！

仮歯用

CRGR
30,900円
15.7cm

作業部にタングステン
カーバイドが付与され、
しなりのある柄で
力がかけやすい！
しっかり掴める！

クリステンセン 直

CRCH1
10,800円
前歯部用

小さい力で
クラウン除去！！
メタルコアにも
おすすめ！！

クリステンセン 90°

CRCH2
10,800円
臼歯部用

■ オススメの使用方法



バーでスリットを入れる



クリステンセンでスリットを
広げセメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がったら
仮歯用鉗子(CRGR)で
除去する



★『直』と『90°』の2種類の
クリステンセンを頬舌的に
逆回転でトルクを加えセメントを
崩し、コアを除去する



エンド用ロック式ピンセット Endodontic Pliers

■ エンド用 ロック式ピンセット

ポイント類を保持しやすいように縦・横に溝がついたロック式のピンセットです。



エンド用ロック式 ピンセット

16.5cm


EPL1 15,800円

ルートキャナルスプレダー Root Canal Spreaders

■ ルートキャナルスプレダー

垂直方向の加圧に使用。

※作業部の横に記載された数値(例:0.30)は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



D11 23mm

#30 (細丸)


RCSD11

4,400円

BL (ブラックライン)

RCSD11X

5,400円



D11T 22mm

#30 (細丸)

RCSD11T

4,400円

BL (ブラックライン)

RCSD11TX

5,400円



加熱式 MA57 27mm

#30 (細丸)


RCSMA57

4,400円

BL (ブラックライン)

RCSMA57X

5,400円



■ ルートキャナルスプレダー NT



D11T

RCSD11TNT

5,600円



D11TS

RCSD11TSNT

5,600円

作業部がニッケルチタン (NiTi) 製のため柔軟性と形状記憶性に富んでいます。






ルートキャナルプラグー Root Canal Pluggers

■ ルートキャナルプラグー

水平方向の加圧に使用。

※作業部の横に記載された数値(例:0.30)は、先端から1mmの部分の直径(mm)を表します。



ファイルスタンド File Stands

■ IMS エンドスタンド

ヒンジのある2つのカバーがついており、カバーにはラバーストッパーの位置を測定できる目盛付き。

スタンドのまま
洗浄・滅菌が
できます。

IMS エンドスタンド 24本用

IMS-1275 11,600円

外形寸法:67mm x 57mm x 30mm

IMS エンドスタンド 48本用

IMS-1275D 11,600円

外形寸法:67mm x 57mm x 30mm





ラバーダムクランプ Rubber Dam Clamps

■ ラバーダムクランプ マット仕上げ


マット仕上げなので、光の反射を軽減し、明るい診療室などで目の疲れを和らげることができます



前歯用 B4
RDCMB4

2,700円

先端部が丸く薄いためクランプをかけるのが難しいエリアにかけやすい
歯肉縁下のカリエスやクラウン設置の際に使用



前歯用 6
RDCM6

2,700円

汎用タイプ



小臼歯用 0
RDCM0

2,700円


長い小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可



小臼歯用 0
RDCM0

2,700円

長い小臼歯用のフラットタイプ
小児対応可



小臼歯用 2A
RDCM2A

2,700円


大型の小臼歯用のフラットタイプ



大臼歯用 14
RDCM14

2,700円


部分萌出や形態異常の大臼歯用
小児対応可



大臼歯用
14A
RDCM14A

2,700円


14の大型タイプ



大臼歯用
56
RDCM56

2,700円


大型の大臼歯用



大臼歯用
(上顎) 201
RDCM201

2,700円


湾曲の小さなタイプ



大臼歯用
(下顎) 12A
RDCM12A

2,700円


ギザ付
13Aとペア



大臼歯用
(下顎) 13A
RDCM13A

2,700円

ギザ付
12Aとペア



大臼歯用
(下顎) 26
RDCM26

2,700円

小型の大臼歯用
小児対応可




ラバーダムクランプ関連製品 Rubber Dam Clamp Accessories

ラバーダムクランプ オーガナイズングボード

RDCOB 9,600円

寸法:117mm x 61mm x 10mm

※写真のラバーダムクランプは付属しません。



クランプ フォーセップ 4

RDF4

26,500円




ラバーダムテンプレートFDI

RDTFDI

1,600円

上記イメージは成人用のテンプレートです。
小児用テンプレートも含まれています。



ラバーダムパンチ アインスワース


RDPA

41,900円



ラバーダムフレーム 小人用

RDCF5 5,400円



ラバーダムフレーム 大人用

RDAF6 5,400円

※一般成人の方であれば、小人用がおすすめです。

抜歯鉗子 Extraction Forceps

■ 抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用。



クライヤー ユニバーサル150

F150 27,400円

上顎前歯・小臼歯・歯根
左右共用




クライヤー ユニバーサル151

F151 27,400円

下顎前歯・小臼歯・歯根
左右共用

成人は
この4本で
全顎対応
可能です！



10S

F10S 27,400円

上顎大臼歯用




ハリス 17

F17 27,400円

下顎第1・第2大臼歯用

スリムタイプの残根鉗子



ヒューフレディ 300


F300 33,100円

上顎歯根用、ギザ付

ヒューフレディ 301

F301 33,100円

下顎歯根用、ギザ付



抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト Extraction Forceps, Diamond Dusted

■ 抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

歯牙の把持力が20%UP※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウマとの比較
把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施したことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。

従来品と比較して約35%軽量※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較
穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。

薄いテーパ状の先端部

薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、また歯牙へのアクセスと視野が向上します。



マット仕上げ

ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。

※ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。




ダイヤモンドダスト
アピカル 35

FAF35XSD

44,400円

上顎犬歯・小臼歯用



ダイヤモンドダスト
67

F67XSD

44,400円

上顎大白歯用




ダイヤモンドダスト
21

F21XSD

44,400円

下顎大白歯用



ダイヤモンドダスト
44

FX44XSD

44,400円

上顎歯根用

この4本で
残根含めて全顎
対応可能です！

臨床動画

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト『アピカル 35』を用いた上顎右側4番の低侵襲な抜歯



①歯軸と鉗子の軸を一致させ
頬舌的にゆっくりと倒して
歯槽骨を揺る。
少し動きが大きくなったら
捻りを加える。(単根歯の場合)



②力を入れすぎると患者さんが
怖がってしまうため
力をかけずにゆっくり動かす。



③ほとんど歯肉が傷んでおらず
出血していない状態で抜去。

この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます

YouTube



画像・動画提供：
公立学校共済組合九州中央病院
顧問
堀之内 康文先生
歯科口腔外科部長・インプラントセンター長
佐々木 匡理先生

抜歯鉗子 小児用 Extraction Forceps, Pediatric

■ 抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用

小児のデリケートな組織と骨を保護し、患児に対しより負担の少ない抜歯が可能となるようにデザインされています。



150S レインボー
F150SR 28,700円
上顎乳歯



151S レインボー
F151SR 28,700円
下顎乳歯

お子様の
恐怖心を和らげる
レインボー仕様

ヒューフレディ社の抜歯鉗子
プレジデンシャル レインボーは、
虹色カラーを採用し、患児の抜歯
体験が暗いイメージにならないように
という思いが込められています。

レインボーカラーを施していない
通常版もご用意しています。

150S
F150S 27,400円
上顎乳歯


151S
F151S 27,400円
下顎乳歯

骨鉗子 Rongeurs

■ 骨鉗子

線維性組織または小骨片の整形用骨鉗子。

ミニフリードマン
RMF 46,300円
14.5cm





エレベーター(ヘーベル) Elevators

■ エレベーター スペシャルタイプ

ハンドルが小さめで握りやすいスペシャルタイプのエレベーターです。

基本のヘーベル



1S
EL4032 9,800円
4.3mm 直



1C
EL3042 9,800円
4.2mm 曲



3S
EL3024 9,800円
2.8mm 直



3C
EL4014 9,800円
3.0mm 曲



4S
EL4031 9,800円
2.5mm 直



4C
EL3092 9,800円
2.5mm 曲

ルクセーティングエレベーター スリム Slim Luxating Elevators

■ ルクセーティングエレベーター スリム

従来品と比較して13~20%スリム*な先端のため、歯根膜腔に沿わせるような角度で容易に挿入可能。視認性の良いブラックラインコーティングが施された作業部を歯槽骨に沿わせながら歯周靱帯を切断することにより低侵襲なエキストを実現。
※通常のルクセーティングエレベーターとの比較



2mm幅

..... 13%スリム*

3mm幅

..... 20%スリム*



先端の厚みがスリムなため、
歯根膜腔に沿わせるような角度で
容易に挿入可能

スリム 2S

ELSLIM2SSX

13,500円

#BL (ブラックライン)

2mm 直

スリム 3S

ELSLIM3SSX

13,500円

#BL (ブラックライン)

3mm 直

スリム 2C

ELSLIM2CSX

13,500円

#BL (ブラックライン)

2mm 曲

スリム 3C

ELSLIM3CSX

13,500円

#BL (ブラックライン)

3mm 曲

臨床動画

ルクセーティングエレベーター『スリム』を用いて臨在歯・骨への負担が低減された「6」の抜歯



この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます



画像・動画提供：中山雪詩先生

①バーで歯根分割を行い、
ルクセーティングエレベーター
『スリム』を回転させながら
歯周靱帯を切断し歯根に沿って
垂直方面に進める

②楔作用を利用し、ある程度進んだら
再度回転させながら歯周靱帯の
切断を繰り返し歯牙を脱臼

③鉗子を用いて愛護的に抜去



ルートチップエレベーター Root Tip Picks

■ ルートチップエレベーター

残根を除去する際に使用するインスツルメント。

ペアで使用

ハイド
ブリンク 1
EHB1
8,600円
#502 (角 柄)
1.7mm



ハイド
ブリンク 2
EHB2
8,600円
#502 (角 柄)
1.7mm



ハイド
ブリンク 3
EHB3
8,600円
#502 (角 柄)
1.7mm





ルクセーティングハイブリッド Luxating Hybrids

■ ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部とペングリップ用ハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは、根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに抜歯時に歯周靱帯を切断することで、頬側歯槽骨の保存を可能にします。

残根や破折した歯牙の抜去におすすめ！



直 スペード

EPTSSP 15,200円

#6 (サテンスチール)

残根の除去には曲、遠心用S、近心用Sの
3本があれば全額対応可能です。

2.5mm



直

EPTSMS

15,200円

#6 (サテンスチール)

2.5mm



曲

EPTSMC

15,200円

#6 (サテンスチール)

2.3mm



遠心用 S

EPTSMD

15,200円

#6 (サテンスチール)

2.3mm



近心用 S

EPTSMM

15,200円

#6 (サテンスチール)

4.0mm



遠心用 L

EPTLGD

15,200円

#6 (サテンスチール)

4.0mm



近心用 L

EPTLGM

15,200円

#6 (サテンスチール)

ルクセーティング ハイブリッド キット

EPTKIT 124,000円

【セット内容】

直 スペード

直

曲

遠心用 S

近心用 S

遠心用 L

近心用 L

IMSカセットシグネチャー 8本用レッド

セラミックストーン 円筒型

EPTSSP

EPTSMS

EPTSMC

EPTSMD

EPTSMM

EPTLGD

EPTLGM

IM5080

SSKC

カセット (単品定価17,400円) と
専用ストーン (単品定価5,600円) が
セットになったフルラインのキットです！



剥離子 Periosteals

■ ペリオスチール

組織の把持・保護・排除する際に使用します。



モルト 9

#6 (サテンスチール)	P96	10,700円
#522 (角柄)	P9	10,700円
BL (ブラックライン)	P9X	12,000円



クレイマー・ネビンス 1

#6 (サテンスチール)	PKN16	10,700円
--------------	--------------	---------



プリチャード PR3

#6 (サテンスチール)	PPR36	10,700円
#522 (角柄)	PPR3	10,700円
BL (ブラックライン)	PPR3X	12,000円



ブーザー

#6 (サテンスチール)	PPBUSER6	10,700円
BL (ブラックライン)	PPBUSERX	12,000円



アレン 前歯用

#6 (サテンスチール)	PPAELA	15,200円
BL (ブラックライン)	PPAELAX	16,000円

ハンドルの種類

#6
サテンスチール



作業部はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。軽い力で把持することができるためのハンドル。

BL
ブラックライン



作業部の術野がより見やすく、さらに切れ味が長持ちするようブラックコーティングが施された「ブラックライン」製。太くマット加工が施されたハンドルはライトの乱反射を抑制し疲れにくい仕様。

#522/#2
角柄



作業部の材質はシャープニングしやすく耐腐食性に優れた「イミニティスチール」製。従来からの角ハンドル。



ゴールドマンフォックス 14

#6 (サテンスチール)	P146	10,700円
#2 (角柄)	P14	10,700円



ハーシュフェルト 20

#6 (サテンスチール)	P206	10,700円
#2 (角柄)	P20	10,700円

ヒューフレディ社
剥離子人気
No.1!

鋭匙 Surgical Curettes

■ ボーンキュレット

キュレタージュや嚢胞除去、抜歯窩のディブライドメントに使用します。

**ブレードタイプで不良肉芽が
しっかり、素早く掻き取れる鋭匙！**



84

#6 (サテンスチール)	CL846	9,800円
#522 (角柄)	CL84	9,800円
BL (ブラックライン)	CL84X	11,000円



86

#6 (サテンスチール)	CL866	9,800円
#522 (角柄)	CL86	9,800円
BL (ブラックライン)	CL86X	11,000円



87

#6 (サテンスチール)	CL876	9,800円
#522 (角柄)	CL87	9,800円
BL (ブラックライン)	CL87X	11,000円



メスハンドル Scalpel Handles

■ スカルペルハンドル

バランスのとれたデザインが特徴で操作性が高く耐久性に優れています。



3

10-130-03

4,500円

ミリ単位の目盛がついたバードパーカースタイルです。

歯頸部に沿った
切開が容易です。



ヨーロッパスタイル 5E

10-130-05E

12,500円

バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。またシンプルなデザインのグリップは、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。

ペリオナイフ Periodontal Knives

■ ペリオドンタル ナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部組織の切除に使用。



オーバン 1/2

#9

(エバーエッジ)

KK01/29

14,500円

#6

(サテンスチール)

KK01/26

12,900円

BL

(ブラックライン)

KK01/2X

16,700円

臼歯部や隣接歯間部に適用



カーブランド 15/16

#9

(エバーエッジ)

KK15/169

14,500円

#6

(サテンスチール)

KK15/166

12,900円

BL

(ブラックライン)

KK15/16X

16,700円

歯肉除去や歯肉成形時の第一次斜切間用



ゴールドマンフォックス 7

#6

(サテンスチール)

KGF76

12,900円

キドニー
型の
ナイフ



ゴールドマンフォックス 11

#6

(サテンスチール)

KGF116

12,900円

BL

(ブラックライン)

KGF11X

16,700円

スピ
ア
型の
ナイフ



チゼル Periodontal Chisels

■ ペリオドンタルチゼル



TG-O

#6

(サテンスチール)

CTG-O6

10,100円

#2

(角 柄)

CTG-O

10,100円

3.3mm

TGにオッセンバインのカットアウトを付与した変形版です。



ロードス バック・アクション 36/37

#9

(エバーエッジ)

C36/379

11,200円

#6

(サテンスチール)

C36/376

9,900円

3.8mm

プルストロークで使えます！
歯牙に隣接した骨に過剰な損傷を
与えずに除去することができます。
特に最後臼歯の遠心面での使用に
適しています。

骨やすり Periodontal Files & Bone Files

■ ボーンファイル

4.8x8.2mm

8.2x13.2mm



ミラーコルバーン 1X

#6

(サテンスチール)

BF1X6

17,300円

#522


(角 柄)

BF1X

17,300円

小型/パドルは大型/パドルの
半分の大きさです。

クロスカットで
縦・横・ナナメの
全方向にストローク
できる！



■ ペリオドンタルファイル



シュガーマン 1S/2S

#6

(サテンスチール)

FS1/2S6

11,300円

#2

(角 柄)

FS1/2S

11,300円

近遠心用 (刃:2面)



シュガーマン 3S/4S

#6

(サテンスチール)

FS3/4S6

11,300円

#2

(角 柄)

FS3/4S

11,300円

頬舌用 (刃:3面)

骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。



持針器 Needle Holders

持針器

微細なピラミッド状の突起を付けたタングステンカーバイド（パーマシャープ）が貼り付けられており、縫合針をしっかりと把持します。縫合針が回転したり滑ったりしにくい設計になっています。



コンパクトな
形状なので
手が小さなドクターに
おすすめです！

ダーフ 5032
NH5032 34,000円
パーマシャープ（超硬付）
11.5cm ※3-0, 4-0, 5-0



ホルセイ 5037
NH5037 34,000円
パーマシャープ（超硬付）
13cm ※3-0, 4-0, 5-0, 6-0



ヒューフレディ社
持針器人気
No.1!

クライルウッド 5038
NH5038 34,000円
パーマシャープ（超硬付）
15cm ※3-0, 4-0, 5-0, 6-0



マシューコーチャー 5074
NH5074 45,400円
パーマシャープ（超硬付）
14cm ※1-0, 2-0, 3-0, 4-0



カストロビージョ
直 5020

NH5020 82,700円


パーマシャープ(超硬付)
14cm ※5-0, 6-0, 7-0



カストロビージョ
曲 5021

NH5021 82,700円


パーマシャープ(超硬付)
14cm ※5-0, 6-0, 7-0



マイクロ
カストロビージョ
直 DPVN

NHDPVN 97,300円

ダイヤモンドダスト
18cm ※4-0, 5-0, 6-0



マイクロ
カストロビージョ
直 DCPVN

NHDCPVN 97,300円

ダイヤモンドダスト
18cm ※4-0, 5-0, 6-0



はさみ Scissors

■ はさみ

高品質のステンレススチール(イムニティスチール)製で、シャープさを長く維持。
数種類はギザ付きになっており、歯肉・粘膜を把持しやすいデザインになっています。



対合歯や
頬粘膜が邪魔に
ならず、臼歯部に届き
やすい複屈曲型!
アシスタントさんにも
人気者!



ラグランジュ 曲 14

S14 (スタンダード)

17,600円

11.5cm

ギザ付ブレード1枚

ラグランジュ 側面図



アイリス 直 17

S17 (スタンダード)

15,400円

11.5cm

ギザなし



アイリス 曲 18

S18 (スタンダード)

15,400円

11.5cm

ギザなし




ゴールドマン フォックス 曲 16

S16

17,600円

12.5cm



■ はさみ縫合用

ヒューフレディ 13S

S13S

17,600円

12cm



先端が鉤状になって
いるので、ピンセットで
引っ張らなくても、
縫合糸がそのまま
カットできます。

外科用ピンセット Tissue Pliers

■ ティッシュプ라이어

歯肉弁挙上時や縫合時、また歯肉切除時に歯肉を把持したり、微小な組織を取り除く際に使用します。



セムキン
テイラー 31
直 無鉤
TP31
11,300円
12.5cm



セムキン
テイラー
32 曲 無鉤
TP32
11,300円
12.5cm



セムキン
テイラー
33 直 有鉤
TP33
11,300円
12.5cm



セムキン
テイラー
34 曲 有鉤
TP34
11,300円
12.5cm



アドソン
41 無鉤
TP41
11,300円
12cm



アドソン
42 有鉤
TP42
11,300円
12cm



ジェラルド
1 無鉤
TPG1
14,400円
18cm



止血鉗子 Hemostats

止血鉗子

縫合時の歯肉や
切開歯肉の保持・固定に
使用します。



ホルステッド・
モスキート 曲 3

H3

10,800円
12cm



ホルステッド・
モスキート 直 4

H4

10,800円

開口器 Mouth Gags

マウスギャグ

滑らずにしっかりと保持できる
ラチェット付きです。



モルト

小人用 **MGC** 41,600円

幼児用 **MGI** 41,600円

※欧米サイズのため日本人には
一般成人の方でも“小人用”が適用です。

一人でも容易に着脱可能！

アシスタントさんがつかない時や訪問診療時など、一人で処置しなければならぬ時、容易に開閉・ロック解除ができる形状！
スタッフ不足でも安心！

しっかり・安定のホールド！

噛む部分が広くしっかりホールドできるため、顎に不随意運動がある患者さんなどに特に有効！
柄に適度な長さがあるため、一度開口すれば安定した開口状態をキープ！

「落ちない」「取れない」「壊れにくい」

作業部にしっかりと装着されたシリコン製チップは、口腔内で落下してしまったり、着脱時に取れてしまう可能性が低く、患者さんが強い力で噛んでも壊れにくい頑丈設計！



マウスギャグの装着方法は
こちらからご覧いただけます



カセット(外科器具向け) Cassettes

IMS カセット シグネチャー

US/HP用 L ブルー

外形寸法: 76mm x 203mm x 32mm

ハンドピース2〜3本または超音波インサート5本が収納可能。

ブルー ● **IM60H8**

13,200円



カストロビージョの
収納におすすめ！
洗浄・滅菌時、
破損を防止！

20本用

外形寸法: 203mm x 280mm x 32mm

20本のインストルメントが収納可能

※ヒンジインストルメント用クリップは別売です。

レッド ● **IM4200**


ブルー ● **IM4208**

21,800円

IMSカセット専用クリップ

ヒンジインストルメント用 2入

IM1000 2,900円





シックスケーラー Sickle Scalars

■ スケーラー

歯肉縁上の歯石除去に使用します。

エバーエッジ
2.0*仕様で
切れ味長持ち



衛生士用 H5/33
#9E2 (エバーエッジ)

SH5/339E2

6,600円

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。
前歯の歯頸部や歯間部のスケーリングに適しています。



衛生士用 H5/33
#C8E2 (レジン8カラー)

SH5/33C8E2

6,300円



衛生士用 H6/H7
#9E2 (エバーエッジ)
#C8E2 (レジン8カラー)

SH6/79E2

6,600円

SH6/7C8E2

6,300円

超薄型コントラアングルのデザイン。
隣接歯間部に適しています。
シャンクのアングルにより前歯および小臼歯に対応できます。



ネビィ 1 前歯用

#9E2 (エバーエッジ)
#C8E2 (レジン8カラー)

SCNEVI19E2
SCNEVI1C8E2

6,600円

6,300円

コンパクトな鎌型と
スプーン型の2種の
ブレードで前歯のステ
インや歯石を効率良く除去
します。



ネビィ1:左側切歯の舌側面

医院に1本は
必需品!喫煙される
患者さんや色素が
沈着し易い患者さん
等に...



ネビィ 3 臼歯用

#9E2 (エバーエッジ)
#C8E2 (レジン8カラー)

SCNEVI39E2
SCNEVI3C8E2

6,600円

6,300円

細くスレンダーな両面カッティングエッジ(両
刃)。狭小なコンタクトや隣接歯間部に適して
います。コントラアングルのシャンクデザイン
により臼歯へ適合させやすいデザインです。



ネビィ3:左側第一大臼歯の近心面

*エバーエッジ 2.0とは...

ヒューフレディ社がキュレット・スケラーのエッジのシャープさを持続するために開発した優れた合金。
ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、
3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、バリの発生を抑制する合金です。



グレイシーキュレット Gracey Curettes

■ グレイシーキュレット オリジナル スタンダード

1940年代後半にグレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅は現在も世界のグレイシーキュレットの基準となっており、特定の部位に適合するようにデザインされています。歯肉縁下の歯石除去に使用します。

グレイシーキュレット 基本の4種!!

※他のバリエーションは「グレイシー
キュレット イージーオーダーシート」を
ご参照ください。



5/6

#9E2

(エバーエッジ)

#C8E2

(レジン8カラー)

SG5/69E2

SG5/6C8E2

6,600円

6,300円

前歯部及び小臼歯部に使用します。



7/8

#9E2

(エバーエッジ)

#C8E2

(レジン8カラー)

SG7/89E2

SG7/8C8E2

6,600円

6,300円

臼歯部の頬舌側面に使用します。



11/12

#9E2

(エバーエッジ)

#C8E2

(レジン8カラー)

SG11/129E2

SG11/12C8E2

6,600円

6,300円

臼歯部の近心面に使用します。



13/14

#9E2

(エバーエッジ)

#C8E2

(レジン8カラー)

SG13/149E2

SG13/14C8E2

6,600円

6,300円

臼歯部の遠心面に使用します。

使用部位が
カラーコード化された
レジン8カラーも
おすすめです!





シャープニング Instrument Maintenance



アーカンサスストーン フラット 4

SS4 4,500円
細目 (10 x 2.5 x 0.6cm)
オイル



アーカンサスストーン ウェッジ 6A

SS6A 4,500円
細目 (11.4 x 4.8 x 0.9 ~ 0.3cm)
オイル



シャープニングオイル

SSO 2,900円
あらかじめシャープニングストーンに
滴下しておくことで金属粉が滞るのを防ぎます。
また摩擦熱を軽減します。



セラミックストーン 3C

SS3C 4,500円
中目 (7.6 x 3.2 x 0.6cm)
水またはドライ



デュアルストーン

SSDGRIT 5,300円
(12 x 2.5 x 1.6cm) ドライ
極度に純化したスクレーパーの研磨や修正用の粗目の
青色面と、日常のメンテナンス用の細目の白色面を
ひとつに組み合わせたセラミックストーンです。



プラスチックテスト
スティック 6入

PTS 2,700円
(7.6 x φ0.6cm)
オートクレープ可
6本入



ダイヤモンドシャープニングカード

超細目	DSCXFINE	7,400円
細目	DSCFINE	7,400円
中目	DSCMED	7,400円



サイドキック シャープニングキット

SDKKIT 79,860円

付属品: セラミックストーン1個、プラスチックテストスティック1本、
拡大レンズ1個、単3形アルカリ乾電池2本、
取扱説明CD-ROM1枚、取扱説明書1冊




サイドキックの
使い方を動画で
CHECK!!



サイドキック (SIDEKICK™) とは?

※**SIDEKICK**: 口語的表現で、「親友」「仲間」「パートナー」を意味します

- **難しい技術を必要としない、簡単なシャープニング**
インスツルメントの第一シャークを第一シャークガイドに沿わせるだけの簡単操作で、シャープニングが可能です。
- **短時間でシャープニング完了、メンテナンス効率をアップ**
わずかな時間でシャープニングが行えるので、日常的な器具のメンテナンスの効率化を図ります。
- **ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応**
持ち運びに便利なハンディサイズで、診察室のわずかなスペースでシャープニングすることができます。また、チェアサイドで即シャープニングすることができるなど場所を選びません。
AC電源不要のコードレス仕様、単3電池2個で動きます。
- **オートクレーブ滅菌が可能なパーツを採用**
シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。



カセット(スケーラー向け) Cassettes

■ IMS カセット シグネチャー

キュレット・スケーラーの管理におすすめ!

14本用 ダブルデッカー

外形寸法: 114mm x 203mm x 38mm
14本のインスツルメントが収納可能

レッド ● **IM9140**

ブルー ● **IM9148**

23,200円





矯正 Orthodontics

ハンドルから先端まで100%高品質のステンレスを使用して製造

- ・30段階以上の製造工程でカッターやプライヤー類を職人が1つ1つ丁寧にハンドメイドで仕上げ
- ・コンパクトで強度のあるデザイン、精密な仕上げ、優れたホールド感と操作性
- ・厳しい品質検査に合格した製品のみを取扱い

義歯の
調整にも
おすすめ!



ホーププライヤー 直

678-203

23,600円

ワイヤーやピン等の着脱に
適した多目的プライヤー

【ワイヤー使用許容径】
～.030"



モジュール セパレーティング プライヤー

678-210

31,500円

歯間分離用モジュール装着用



リガチャータイング プライヤー コーン

678-211

31,500円

コーンタイプ、リガチャーワイヤー結紮用
【ワイヤー使用許容径】
～.015"



スリムバンドリムービング プライヤー

678-503

23,600円

従来品よりヘッドが21%スリムになり
先端によりテーパーがついたことで
より大白歯へ到達し易く
歯肉を傷つけにくく
患者さんに与える不快感を軽減。




アドヒーズリムービング プライヤー

678-206

23,600円

ブラケットディボンディング後の
歯面に残った接着剤除去用



ブラケットリムーバー アングル

678-220L

23,600円

前歯・臼歯部用ブラケット
ディボンディングに適用



**マイクロミニピン&
リガチャーカッター**

678-107

27,000円

【切断許容径】
～.012"



**スリムマイクロ
カッター**

678-500

27,000円

くりぬかれた形状のヘッドは
従来品と比べ13%スリムになり、
より容易にエラスティック除去が
可能。

【切断許容径】
.008" ～ .012"



**ユニバーサル
ディスタルエンド
カッター ホールド**

678-101

27,000円

【切断許容径】
.012" ～ .021" x .025"



**スリムハンマーヘッド
NiTiプライヤー**

678-502

23,600円

熱処理せずにNiTiワイヤーを
曲げる事が可能。
従来品と比べヘッドが10%
スリムになり、更に広い視野を保ち、
患者さんの不快感を軽減。

【屈曲許容径】～.025"



**アーチベンディング
プライヤー ツイード**

678-307

23,600円

ブレード幅.050"
ファースト、セカンド、
サードオーダーバンド用

【屈曲許容径】
～.022" x .025"



スリージョープライヤー

678-302

23,600円

カンタリング、オーダーバンド用

【屈曲許容径】
～.030"



ループフォーミングプライヤー

678-324

23,600円

3段階のラウンドチップでループフォーミング、
ループクロージングに適用

【屈曲許容径】
～.022" x .025"



**バンド&
ワイヤー
プッシャー
300**

BP300

10,000円

※その他の製品は矯正カタログをご参照ください。

洗浄・ケア製品 Cleaning & Care Products

酵素系
洗浄剤



エンザイマックス 液

合計で485リットルの希釈された洗浄液が作れます。

液3800ml ボトルタイプ **IMS-1226** 17,200円

1プッシュで3.8リットルの希釈液が作れます。

ボトルポンプ 3800ml用 **IMS-1226P** 900円

ボトルポンプ(別売)を使用して1プッシュで3.8リットルの希釈液が作れます。

※ボトルポンプを初回購入時に同時購入することをお奨めします。

- **蛋白質分解酵素と澱粉質分解酵素の配合**で、器具、白衣に付着した血液・唾液・澱粉を効果的に落とせます
- キレート剤が水に溶けている金属イオンを取り込み、器具の金属表面をマスキングして**表面腐蝕やヒンジの動作不良を防ぐ**ため、器具表面が新品同様の輝きを持続します
- 超音波洗浄器、浸漬両方に使用可能です
- **pH値は6.5-8.5と中性**、ステンレス製器具に優しい洗浄剤です

ニトリルユーティリティグローブ

インスツルメントの洗浄や手入れに使用します。(3組入)
耐穿刺性および耐薬品性の高い製品。
滑り止め付。オートクレーブ滅菌可(耐熱温度121℃)。


Sサイズ (3組入) **40-060** 3,200円

Mサイズ (3組入) **40-062** 3,200円

- ニトリルフロックライナー付で**ラテックスフリー**
- ラテックス製のグローブと比較して**薬品への耐性が強い**
- **針刺しに強い**※
- **手指への感覚が伝わりやすい形状**でスリップ防止グリップ付
- オートクレーブ可能(耐熱温度121℃)

※ニトリル ユーティリティグローブは、保護用品に関するEuropean Directive 89/686/EECの要求事項、さらに保護用グローブに関するEuropean standards EN420, EN374, EN388に適合しています。

【サイズの確認】



グローブサイズの目安

右にある手のひら図の親指部分にご自分の右手の親指が合うように、手のひらを置いてください。手のひらがどの線で収まるかでサイズが決まります。⑦であればSサイズ、⑧であればMサイズです。

7 9.8cm
8 10.5cm
SMALL MEDIUM

2024年4月1日より労働安全衛生法
が改正され、保護手袋の着用が
義務化されました!

針刺しの
リスクを低減
させる厚手の
器材処理用
グローブ!



正しいサイズのグローブを着用
→手の疲れを軽減できます!

1) CDC - https://safety.fsu.edu/safety_manual/supporting_docs/Glove%20selection%20chart%20CDC.pdf

2) Please refer to product technical specification for the penetration times of chemicals tested (available upon request).



個人防護具(PPE) Personal Protective Equipment

■ アイプロテクター

目を完全に覆うラップアラウンド型にデザインされており、OSHA (Occupational Safety and Health Administration 米国労働安全衛生庁)とCDC (Centers for Disease Control (and Prevention) 米国疾病対策(予防)センター)の水晶体・角膜・網膜の保護に関する業界規格・ガイドラインに準拠しています。また、破片などの飛来物から保護するため、強い衝撃に耐える素材で作られています。



プロビジョン クラリティ

- レンズ:防曇加工・防傷加工
- テンプル:柔らかいゴム素材のチップ
- 特徴:ぐらつきにくいノーズパッド
- 左右幅/重量:約135mm/約24g
- 安全性:最大99.9%の紫外線(UV-A/UV-B)をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- レンズは1色、テンプルは2色展開

ラベンダー ● **3605L**

ネイビー ● **3605B**

3,000円



プロビジョン シック

- テンプル:柔らかいゴム素材のチップが付いたテンプル
- 特徴:柔らかいノーズパッド
- 左右幅/重量:約125mm/約24g
- 安全性:最大95%の紫外線(UV-A/UV-B)をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- レンズは1色、テンプルは3色展開

ピンク ● **3760CP**

ホワイト ○ **3760CW**

グリーン ● **3760CG**

2,800円



製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格 (税別)	注文数
検査 Diagnostic				
プローブ				
カラーコードプローブ片頭 CP11	#30(細丸)	PCP11	¥4,300	
カラーコードプローブ片頭 CP11	#6(サテンスチール)	PCP116	¥4,700	
カラーコードプローブ片頭 CP12	#6(サテンスチール)	PCP126	¥4,700	
カラーコードプローブ片頭 CP12	#30(細丸)	PCP12	¥4,300	
カラーコードプローブ片頭 CPUNC15	#6(サテンスチール)	PCPUNC156	¥4,700	
カラーコードプローブ片頭 CPUNC15	#30(細丸)	PCPUNC15	¥4,300	
カラーコードプローブ片頭 CP11.5B	#6(サテンスチール)	PCP11.5B6	¥4,700	
カラーコードプローブ片頭 CP11.5B	#30(細丸)	PCP11.5B	¥4,300	
カラーコードプローブ ネイバース両頭 Q2N	#6(サテンスチール)	PQ2N6	¥6,700	
エキスポローラー (探針)				
エキスポローラー片頭 3A	#30(細丸)	EXS3A	¥2,400	
エキスポローラー片頭 3A	#6(サテンスチール)	EXS3A6	¥2,400	
エキスポローラー ポピュラータイプ片頭 25	#30(細丸)	SPEXS25	¥2,800	
エキスポローラー ポピュラータイプ両頭 5	#31(細丸)	SPEXD5	¥3,800	
エキスポローラー ポピュラータイプ両頭 8	#31(細丸)	SPEXD8	¥3,800	
エキスポローラー両頭 11/12	#6(サテンスチール)	EXD11/126	¥3,300	
エキスポローラーアフターファイブ両頭 11/12	#6(サテンスチール)	EXD11/12A6	¥3,300	
ミラー				
ミラートップ片面 4 3入		MIR4/3	¥3,000	
ミラートップ片面 4 12入		MIR4/12	¥11,300	
ミラートップ片面 5 3入		MIR5/3	¥3,000	
ミラートップ片面 5 12入		MIR5/12	¥11,300	
ミラートップ両面 4 3入		MIR4DS/3	¥4,200	
ミラートップ両面 4 6入		MIR4DS/6	¥8,100	
ミラートップ両面 5 3入		MIR5DS/3	¥4,200	
ミラートップ両面 5 6入		MIR5DS/6	¥8,100	
ミラートップ HD BL 片面 5 1入		MIR5HDB	¥3,600	
ミラーハンドル コーンソケット	BL (ブラックライン)	MH6B	¥3,000	
ミラーハンドル コーンソケット	#24	MH24	¥2,400	
ミラーハンドル コーンソケット	#1	MH1	¥2,400	
ミラーハンドル コーンソケット	#6(サテンスチール)	MH6	¥2,800	
ピンセット				
ピンセット汎用		DPU17	¥4,400	
ピンセットコーク型 18JSII		DP18JS-II	¥3,700	
カセット (基本セット向け)				
IMSカセットシグネチャー 5本用 イグザム レッド		IM6050	¥13,200	
IMSカセットシグネチャー 5本用 イグザム ブルー		IM6058	¥13,200	
IMSカセットシグネチャー 7本用 スペースセーバー レッド		IMSS70	¥16,400	
IMSカセットシグネチャー 7本用 スペースセーバー ブルー		IMSS78	¥16,400	
保存 Restorative				
咬合紙ホルダー				
咬合紙ホルダーミラー		APF2	¥5,800	
エキスカベーター				
エキスカベーター ポピュラータイプ両頭 1	#2(角柄)	SPEXC1	¥5,000	
エキスカベーター ポピュラータイプ両頭 2	#2(角柄)	SPEXC2	¥5,000	
エキスカベーター ポピュラータイプ両頭 3	#2(角柄)	SPEXC3	¥5,000	
エキスカベーター ポピュラータイプ両頭 4	#2(角柄)	SPEXC4	¥5,000	
エキスカベーター ポピュラータイプ両頭 5	#2(角柄)	SPEXC5	¥5,000	
エキスカベーター ポピュラータイプ両頭 6	#2(角柄)	SPEXC6	¥5,000	
エキスカベーター イングリッシュパターン両頭 246	#9(エバーエッジ)	EXC2469	¥6,400	
エキスカベーター両頭 17	#9(エバーエッジ)	EXC179	¥6,400	
エキスカベーター両頭 17	#6(サテンスチール)	EXC176	¥5,400	
エキスカベーター両頭 17	#41(丸柄)	EXC17	¥5,400	
エキスカベーター両頭 18	#9(エバーエッジ)	EXC189	¥6,400	
エキスカベーター両頭 18	#6(サテンスチール)	EXC186	¥5,400	
エキスカベーター両頭 18	#41(丸柄)	EXC18	¥5,400	
エキスカベーター両頭 19	#6(サテンスチール)	EXC196	¥5,400	
エキスカベーター両頭 19	#41(丸柄)	EXC19	¥5,400	
コードパッカー				
ジンジバルコードパッカー両頭 113	#6(サテンスチール)	GCP1136	¥5,600	
コンボジットレジン充填器				
コンボジット練成充填器 XTS A6		TNPFIA6	¥6,700	
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシ3		TNCIGFT3	¥6,700	
コンボジット練成充填器 XTS ゴールドスタイン フレキシシ4		TNCIGFT4	¥6,700	
コンボジット練成充填器 XTS IPC		TNCVIPC	¥6,700	
コンボジット練成充填器 XTS BB27/29		TNBB27/29	¥6,700	
コンボジット練成充填器 XTS フリードマンダックヘッド		TNPCCI	¥6,700	
クラウンリムーバー				
クラウンリムーバー 仮歯用		CRGR	¥30,900	
クラウンリムーバー クリステンセン 直		CRCH1	¥10,800	
クラウンリムーバー クリステンセン 90°		CRCH2	¥10,800	
歯内療法 Endodontic				
エンド用ピンセット				
エンド用ロック式ピンセット		EPL1	¥15,800	
ルートキャナルスプレダー				
ルートキャナルスプレダー片頭 D11	#30(細丸)	RCSD11	¥4,400	
ルートキャナルスプレダー片頭 D11	BL (ブラックライン)	RCSD11X	¥5,400	
ルートキャナルスプレダー片頭 D11T	#30(細丸)	RCSD11T	¥4,400	

製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格(税別)	注文数
ルートキャナルスプレダー 片頭 D11T	BL (ブラックライン)	RCSD11TX	¥5,400	
ルートキャナルスプレダー 加熱式 片頭 MA57	#30 (細丸)	RCSMA57	¥4,400	
ルートキャナルスプレダー 片頭 MA57	BL (ブラックライン)	RCSMA57X	¥5,400	
ルートキャナルスプレダー NT 片頭 D11T	#7 (サテンスチールカラー)	RCSD11TNT	¥5,600	
ルートキャナルスプレダー NT 片頭 D11TS	#7 (サテンスチールカラー)	RCSD11TSNT	¥5,600	
ルートキャナルブラガー				
ルートキャナルブラガー 両頭 1/3	#41 (丸柄)	RCP1/3	¥5,400	
ルートキャナルブラガー 両頭 1/3	BL (ブラックライン)	RCP1/3X	¥6,400	
ルートキャナルブラガー 両頭 5/7	#41 (丸柄)	RCP5/7	¥5,400	
ルートキャナルブラガー 両頭 5/7	BL (ブラックライン)	RCP5/7X	¥6,400	
ルートキャナルブラガー 両頭 9/11	#41 (丸柄)	RCP9/11	¥5,400	
ルートキャナルブラガー 両頭 9/11	BL (ブラックライン)	RCP9/11X	¥6,400	
ファイルスタンド				
IMSエンドスタンド 24本用		IMS-1275	¥11,600	
IMSエンドスタンド 48本用		IMS-1275D	¥11,600	
ラバーダムクランプ				
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 B4		RDCMB4	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 00		RDCM00	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 前歯用 6		RDCM6	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 0		RDCM0	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 小臼歯用 2A		RDCM2A	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 14		RDCM14	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 14A		RDCM14A	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 14A		RDCM14A	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 (上顎) 201		RDCM201	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 (下顎) 12A		RDCM12A	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 (下顎) 13A		RDCM13A	¥2,700	
ラバーダムクランプ マット仕上げ 大臼歯用 (下顎) 26		RDCM26	¥2,700	
ラバーダムクランプ関連製品				
ラバーダムクランプ オーガナイジングボード		RDCOB	¥9,600	
ラバーダムテンプレート FDI		RDTFDI	¥1,600	
ラバーダムフレーム 小人用		RDCF5	¥5,400	
ラバーダムフレーム 大人用		RDAF6	¥5,400	
クランプフォーセップ 4		RDF4	¥26,500	
ラバーダム/パンチ アインスワース		RDPA	¥41,900	

外科 Surgical

抜歯鉗子

抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル150	F150	¥27,400
抜歯鉗子 プレジデンシャル クライヤー ユニバーサル151	F151	¥27,400
抜歯鉗子 プレジデンシャル 10S	F10S	¥27,400
抜歯鉗子 プレジデンシャル ハリス 17	F17	¥27,400
抜歯鉗子 プレジデンシャル ヒューフレディ 300	F300	¥33,100
抜歯鉗子 ヒューフレディ 301	F301	¥33,100

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト アピカル 35	FAF35XSD	¥44,400
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 67	F67XSD	¥44,400
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 21	F21XSD	¥44,400
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト 44	FX44XSD	¥44,400

抜歯鉗子 小児用

抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S レインボー	F150SR	¥28,700
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S レインボー	F151SR	¥28,700
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 150S	F150S	¥27,400
抜歯鉗子 プレジデンシャル 小児用 151S	F151S	¥27,400

骨鉗子

骨鉗子 ミニフリードマン	RMF	¥46,300
--------------	-----	---------

エレベーター (ヘーベル)

エレベーター スペシャルタイプ 1S	EL4032	¥9,800
エレベーター スペシャルタイプ 1C	EL3042	¥9,800
エレベーター スペシャルタイプ 3S	EL3024	¥9,800
エレベーター スペシャルタイプ 3C	EL4014	¥9,800
エレベーター スペシャルタイプ 4S	EL4031	¥9,800
エレベーター スペシャルタイプ 4C	EL3092	¥9,800

ルクセーティングエレベーター スリム

ルクセーティングエレベーター スリム 2S ショート BL	BL (ブラックライン)	ELSLIM2SSX	¥13,500
ルクセーティングエレベーター スリム 2C ショート BL	BL (ブラックライン)	ELSLIM2CSX	¥13,500
ルクセーティングエレベーター スリム 3S ショート BL	BL (ブラックライン)	ELSLIM3SSX	¥13,500
ルクセーティングエレベーター スリム 3C ショート BL	BL (ブラックライン)	ELSLIM3CSX	¥13,500

ルートチップエレベーター

ルートチップエレベーター ハイドブリック 片頭 1	#502 (角柄)	EHB1	¥8,600
ルートチップエレベーター ハイドブリック 片頭 2	#502 (角柄)	EHB2	¥8,600
ルートチップエレベーター ハイドブリック 片頭 3	#502 (角柄)	EHB3	¥8,600

ルクセーティングハイブリッド

ルクセーティングハイブリッド 直 スペード	#6 (サテンスチール)	EPTSSP	¥15,200
ルクセーティングハイブリッド 直	#6 (サテンスチール)	EPTSMS	¥15,200
ルクセーティングハイブリッド 曲	#6 (サテンスチール)	EPTSMC	¥15,200
ルクセーティングハイブリッド 遠心用 S	#6 (サテンスチール)	EPTSMD	¥15,200
ルクセーティングハイブリッド 近心用 S	#6 (サテンスチール)	EPTSMM	¥15,200
ルクセーティングハイブリッド 遠心用 L	#6 (サテンスチール)	EPTLGD	¥15,200
ルクセーティングハイブリッド 近心用 L	#6 (サテンスチール)	EPTLGM	¥15,200
ルクセーティングハイブリッド キット		EPTKIT	¥124,000

製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格(税別)	注文数
剥離子				
ペリオスチール モルト 両頭 9	#6(サテンスチール)	P96	¥10,700	
ペリオスチール モルト 両頭 9	#522(角柄)	P9	¥10,700	
ペリオスチール モルト 両頭 9	BL(ブラックライン)	P9X	¥12,000	
ペリオスチール クレイマー・ネビンズ 両頭 1	#6(サテンスチール)	PKN16	¥10,700	
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#6(サテンスチール)	PPR36	¥10,700	
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	#522(角柄)	PPR3	¥10,700	
ペリオスチール プリチャード 両頭 PR3	BL(ブラックライン)	PPR3X	¥12,000	
ペリオスチール ブーザー 両頭	#6(サテンスチール)	PPBUSER6	¥10,700	
ペリオスチール ブーザー 両頭	BL(ブラックライン)	PPBUSERX	¥12,000	
ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	#6(サテンスチール)	PPAELA	¥15,200	
ペリオスチール アレン 両頭 前歯用	BL(ブラックライン)	PPAELAX	¥16,000	
ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#6(サテンスチール)	P146	¥10,700	
ペリオスチール ゴールドマンフォックス 両頭 14	#2(角柄)	P14	¥10,700	
ペリオスチール ハーシュフェルト 両頭 20	#6(サテンスチール)	P206	¥10,700	
ペリオスチール ハーシュフェルト 両頭 20	#2(角柄)	P20	¥10,700	
鋭匙				
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	#6(サテンスチール)	CL846	¥9,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	#522(角柄)	CL84	¥9,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 84	BL(ブラックライン)	CL84X	¥11,000	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	#6(サテンスチール)	CL866	¥9,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	#522(角柄)	CL86	¥9,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 86	BL(ブラックライン)	CL86X	¥11,000	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	#6(サテンスチール)	CL876	¥9,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	#522(角柄)	CL87	¥9,800	
ボーンキュレット ルーカス 両頭 87	BL(ブラックライン)	CL87X	¥11,000	
メスハンドル				
スカルペルハンドル 3		10-130-03	¥4,500	
スカルペルハンドル 5E		10-130-05E	¥12,500	
ペリオナイフ				
ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	#9(エバーエッジ)	KO1/29	¥14,500	
ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	#6(サテンスチール)	KO1/26	¥12,900	
ペリオドンタルナイフ オーパン 両頭 1/2	BL(ブラックライン)	KO1/2X	¥16,700	
ペリオドンタルナイフ カークランド 両頭 15/16	#9(エバーエッジ)	KK15/169	¥14,500	
ペリオドンタルナイフ カークランド 両頭 15/16	#6(サテンスチール)	KK15/166	¥12,900	
ペリオドンタルナイフ カークランド 両頭 15/16	BL(ブラックライン)	KK15/16X	¥16,700	
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 7	#6(サテンスチール)	KGF76	¥12,900	
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	#6(サテンスチール)	KGF116	¥12,900	
ペリオドンタルナイフ ゴールドマンフォックス 両頭 11	BL(ブラックライン)	KGF11X	¥16,700	
チゼル				
ペリオドンタルチゼル 両頭 TG-O	#6(サテンスチール)	CTG-O6	¥10,100	
ペリオドンタルチゼル 両頭 TG-O	#2(角柄)	CTG-O	¥10,100	
ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション 36/37	#9(エバーエッジ)	C36/379	¥11,200	
ペリオドンタルチゼル ロードス バック・アクション 36/37	#6(サテンスチール)	C36/376	¥9,900	
骨やすり				
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#6(サテンスチール)	BF1X6	¥17,300	
ボーンファイル ミラーコルバーン 両頭 1X	#522(角柄)	BF1X	¥17,300	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#6(サテンスチール)	FS1/2S6	¥11,300	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 1S/2S	#2(角柄)	FS1/2S	¥11,300	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#6(サテンスチール)	FS3/4S6	¥11,300	
ペリオドンタルファイル シュガーマン 両頭 3S/4S	#2(角柄)	FS3/4S	¥11,300	
持針器				
持針器 ダーフ 5032		NH5032	¥34,000	
持針器 ホルセイ 5037		NH5037	¥34,000	
持針器 クライルウッド 5038		NH5038	¥34,000	
持針器 マシューコーチャー 5074		NH5074	¥45,400	
持針器 カストロビージョ 直 5020		NH5020	¥82,700	
持針器 カストロビージョ 曲 5021		NH5021	¥82,700	
持針器 マイクロカストロビージョ 直 DPVN		NHDPVN	¥97,300	
持針器 マイクロカストロビージョ 曲 DCPVN		NHDCPVN	¥97,300	
はさみ				
はさみ ラグランジュ 曲 14		S14	¥17,600	
はさみ アイリス 直 17		S17	¥15,400	
はさみ アイリス 曲 18		S18	¥15,400	
はさみ ゴールドマンフォックス 曲 16		S16	¥17,600	
はさみ 縫合用 ヒューフレディ 13S		S13S	¥17,600	
外科ピンセット				
ティッシュブライヤー セムキンティラー 31 直 無鉤		TP31	¥11,300	
ティッシュブライヤー セムキンティラー 32 曲 無鉤		TP32	¥11,300	
ティッシュブライヤー セムキンティラー 33 直 有鉤		TP33	¥11,300	
ティッシュブライヤー セムキンティラー 34 曲 有鉤		TP34	¥11,300	
ティッシュブライヤー アドソン 41 無鉤		TP41	¥11,300	
ティッシュブライヤー アドソン 42 有鉤		TP42	¥11,300	
ティッシュブライヤー ジェラルド 1 無鉤		TPG1	¥14,400	
止血鉗子				
止血鉗子 ホルステッド・モスキート 曲 3		H3	¥10,800	
止血鉗子 ホルステッド・モスキート 直 4		H4	¥10,800	
開口器				
マウスギャグ モルト 小人用		MGC	¥41,600	
マウスギャグ モルト 幼児用		MGI	¥41,600	

製品名	ハンドル名	パートコード	標準価格(税別)	注文数
カセット(外科器具向け)				
IIMSカセットシグネチャー US/HP用 L ブルー		IM60H8	¥13,200	
IMSカセット シグネチャー 20本用 レッド		IM4200	¥21,800	
IMSカセット シグネチャー 20本用 ブルー		IM4208	¥21,800	
IMSカセット専用クリップヒンジインスツルメント用 2入		IM1000	¥2,900	

Hand Scaling

シックルスケラー				
スケラー 衛生土用 両頭 H5/33	#9E2(エパーエッジ)	SH5/339E2	¥6,600	
スケラー 衛生土用 両頭 H5/33	#C8E2(レジン8カラー)	SH5/33C8E2	¥6,300	
スケラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#9E2(エパーエッジ)	SH6/79E2	¥6,600	
スケラー 衛生土用 両頭 H6/H7	#C8E2(レジン8カラー)	SH6/7C8E2	¥6,300	
スケラー ネビィ 両頭 1前歯用	#9E2(エパーエッジ)	SCNEVI19E2	¥6,600	
スケラー ネビィ 両頭 1前歯用	#C8E2(レジン8カラー)	SCNEVI1C8E2	¥6,300	
スケラー ネビィ 両頭 3臼歯用	#9E2(エパーエッジ)	SCNEVI39E2	¥6,600	
スケラー ネビィ 両頭 3臼歯用	#C8E2(レジン8カラー)	SCNEVI3C8E2	¥6,300	

グレーシーキュレット				
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#9E2(エパーエッジ)	SG5/69E2	¥6,600	
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 5/6	#C8E2(レジン8カラー)	SG5/6C8E2	¥6,300	
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#9E2(エパーエッジ)	SG7/89E2	¥6,600	
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 7/8	#C8E2(レジン8カラー)	SG7/8C8E2	¥6,300	
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#9E2(エパーエッジ)	SG11/129E2	¥6,600	
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 11/12	#C8E2(レジン8カラー)	SG11/12C8E2	¥6,300	
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#9E2(エパーエッジ)	SG13/149E2	¥6,600	
グレーシーキュレット オリジナル スタンダード 両頭 13/14	#C8E2(レジン8カラー)	SG13/14C8E2	¥6,300	

シャープニング				
アーカンサスストーン フラット 4		SS4	¥4,500	
アーカンサスストーン ウェッジ 6A		SS6A	¥4,500	
シャープニングオイル		SSO	¥2,900	
セラミックストーン 3C		SS3C	¥4,500	
デュアルストーン		SSDGRIT	¥5,300	
プラスチックテストスティック 6入		PTS	¥2,700	
ダイヤモンドシャープニングカード 超細目		DSCXFINE	¥7,400	
ダイヤモンドシャープニングカード 細目		DSCFINE	¥7,400	
ダイヤモンドシャープニングカード 中目		DSCMED	¥7,400	
サイドキック シャープニングキット		SDKKIT	¥79,860	

カセット(スケラー向け)				
IMSカセット シグネチャー 14本用 ダブルデッカー レッド		IM9140	¥23,200	
IMSカセット シグネチャー 14本用 ダブルデッカー ブルー		IM9148	¥23,200	

Orthodontics

カッター/ブライヤー/ブッシャー				
ホープライヤー 直		678-203	¥23,600	
モジュールセパレーティングブライヤー		678-210	¥31,500	
リガチャータイピングブライヤー コーン		678-211	¥31,500	
スリムバンドリムービングブライヤー		678-503	¥23,600	
アドヒージブリンムービングブライヤー		678-206	¥23,600	
ブラケットリムーバー アングル		678-220L	¥23,600	
マイクロミニピン&リガチャーカッター		678-107	¥27,000	
スリムマイクロカッター		678-500	¥27,000	
ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド		678-101	¥27,000	
スリムハンマーヘッドNiTiブライヤー		678-502	¥23,600	
アーチベンディングブライヤー ツイード		678-307	¥23,600	
スリージョブブライヤー		678-302	¥23,600	
ループフォーミングブライヤー		678-324	¥23,600	
バンド&ワイヤーブッシャー 300		BP300	¥10,000	

Infection Prevention & Instrument Management

洗浄・ケア製品				
エンザイマックス 液 ボトルタイプ 3800ml 1入		IMS-1226	¥17,200	
エンザイマックス ボトル用ポンプ 3800ml用		IMS-1226P	¥900	
ニトリルユーティリティグローブ S 3組入		40-060	¥3,200	
ニトリルユーティリティグローブ M 3組入		40-062	¥3,200	




個人防護具(PPE)				
アイプロテクター プロビジョンクラリティ C/C/LVチップ		3605L	¥3,000	
アイプロテクター プロビジョンクラリティ C/C/NVチップ		3605B	¥3,000	
アイプロテクター プロビジョンシック C/C/Gチップ		3760CG	¥2,800	
アイプロテクター プロビジョンシック C/C/Pチップ		3760CP	¥2,800	
アイプロテクター プロビジョンシック C/C/Wチップ		3760CW	¥2,800	

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2026 年 7 月 21 日現在のものです。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。

ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【販売名／一般的な名称／医療機器届出番号】 ■アスピレーティングシリジ／歯科麻酔用注射筒／ 13B1X10238G47101 ■エクスカベーター／ 歯科用エクスカベーター／ 13B1X10238G04101 ■エクスプローラー／ 歯科用
探針／ 13B1X10238G05101 ■エレベーター／ 歯科用エレベーター／ 13B1X10238G03101 ■エンド用／ピンセット／ 13B1X10238G34101 ■カラーコードプローブ／ 歯周ポケットプローブ／ 13B1X10238G07101
■クラウンリムーバー／ 歯科用起子及び剥離子／ 13B1X10238G13102 ■クランプフォーセップ／ 歯科用ラバーダムクランプ鉗子／ 13B1X10238G49101 ■グレーシーキュレット／ 歯周用キュレット／ 13B1X10238G01101
■咬合紙ホルダー／ 歯科咬合紙用ピンセット／ 13B1X10238G53101 ■骨鉗子／手術用骨鉗子／ 13B1X10238G28102 ■コンボジット練成充填器／ 歯科用充填器／ 13B1X10238G10104 ■止血鉗子／ 鉗子／
13B1X10238G43103 ■持針器／持針器／ 13B1X10238G16101 ■シンジバルコードパッカー／ 歯科用圧入充填器／ 13B1X10238G31102 ■スカルペルハンドル／ ナイフハンドル／ 13B1X10238G32101 ■スケ
ラー／ 歯科用スケラー／ 13B1X10238G02101 ■セメントスパチュラ／ 歯科用練成へら／ 13B1X10238G40101 ■チークリトラクター／ 歯科用開口器／ 13B1X10238G30102 ■ディッシュブライヤー／ 歯科治療用
ピンセット／ 13B1X10238G20101 ■はさみ／はさみ／ 13B1X10238G41101 ■はさみ歯肉用／ 歯科用歯肉はさみ／ 13B1X10238G19101 ■抜歯鉗子／ 抜歯用鉗子／ 13B1X10238G08101 ■バンドアッシャー／
歯科矯正用バンドアッシャー／ 13B1X10238G29101 ■ピンセット／ピンセット／ 13B1X10238G34102 ■ブライヤー／ 歯科矯正用ブライヤー／ 13B1X10238G12101 ■ブライヤー (緩衝材付)／ 歯科矯正用ブライヤー／
13B1X10238G12102 ■ペリオスチール／ 歯科用起子及び剥離子／ 13B1X10238G13101 ■ペリオダタルナイフ／ 歯肉切除メス／ 13B1X10238G15102 ■ボンキュレット／ 歯科用キュレット／ 13B1X10238G06101
■バスキャップ／ 歯科用開口器／ 13B1X10238G30103 ■ミラー／ 歯鏡／ 13B1X10238G22101 ■ラバーダムクランプ／ 歯科用ラバーダムクランプ／ 13B1X10238G18101 ■ラバーダムベンチ／ 歯科用ラバーダムベン
チ／ 13B1X10238G50101 ■ラバーダムフレーム／ 歯科用ラバーダムフレーム／ 13B1X10238G51101 ■ルートキャナルスプレダー／ 歯科用根管スプレダー／ 13B1X10238G25101 ■ルートキャナルプラグー／ 歯科用根
管プラグー／ 13B1X10238G17102 ■ルートチップエレベーター／ 歯科用エレベーター／ 13B1X10238G03102 ■ルクセーティングエレベーター／ 歯科用エレベーター／ 13B1X10238G03103 ■ルクセーティングハイブリッド
／ 歯科用エレベーター／ 13B1X10238G03104 ■ワックスパチュラ／ 歯科技工用形成器具／ 13B1X10238G33104 ●医療機器の分類：一般医療機器 (クラスI)
【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY, Colorvue, Colours, Duraspond, Double-Decker, Enzymax, EverEdge, Immunity Steel, IMS, Nevi, Perma Sharp, Presidential, Quilix,
ResinEight, Satin Steel, Sidekick, Signature Series, XTS



【製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造販売元】株式会社アルファメッド 〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

©2026 Hu-Friedy Japan, LLC. All rights reserved. HF-163J/2607

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co, LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.