


ヒューフレディ サージカルキャンペーン!

対象期間：2026. 7/21(火) ▶ 9/18(金)



**キャンペーン対象商品は特別価格にて
ご提供いたします。是非ご活用ください。**

**※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。
ご購入の際はお出入りの歯科商店に注文してください。**

【製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

【製造販売元】 株式会社アルファメッド 東京都渋谷区西麻布3-6-4

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの
歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承
ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。
ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

掲載製品

※上記製品上段左からSPSPV、FX44XSD、NH5021、EPTSMC、KO1/29、SPNHDPVN


- | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|
| ● 抜歯鉗子 | ● ルクセーティングエレベーター スリム | ● はさみ | ● ボーンブラガー | ● ペリオドンタルナイフ |
| ● 止血鉗子 | ● ルクセーティングエレベーター | ● 縫合用プライヤー | ● ボーンキュレット | ● トンネリングナイフ |
| ● 骨鉗子 | ● ルクセーティングハイブリッド | ● ティッシュプライヤー | ● ファイル | ● シリンジ |
| ● エレベーター (ヘーベル) | ● エレベーターバーナード | ● ペリオサージカルキュレット | ● リトラクター | ● スカルペルハンドル |
| ● アーカンサスストーン ペイツ5 | ● 持針器 | ● ペリオドンタルチゼル (のみ) | ● ペリオスチール | |
| ● ルートチップエレベーター | ● IMSカセット | ● サイナスリフトインスツルメント | ● ペリオトーム | |

Diamond Dusted

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト Get a Better GRIP

歯牙の把持力が20%UP※

※ヒューフレディグループ製抜歯鉗子アトラウメアとの比較
把持部内側にダイヤモンドダスト加工を施した
ことにより滑りにくく、歯牙を確実に把持します。



薄いテーパ状の先端部

薄いテーパ状の先端部は、破折や侵襲のリスク低減、
また歯牙へのアクセスと視野が向上します。



臨床動画

抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト『アピカル 35』を用いた上顎右側4番の低侵襲な抜歯



①歯軸と鉗子の軸を一致させ
頬舌的にゆっくりと倒して
歯槽骨を揺るがす。
少し動きが大きくなったら
捻りを加える。(単根歯の場合)



②力を入れすぎると患者さんが
怖がってしまうため
力をかけずにゆっくり動かす。



③ほとんど歯肉が傷んでおらず
出血していない状態で抜去。


この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます

YouTube




画像・動画提供：
公立学校共済組合九州中央病院
顧問
堀之内 康文先生
歯科口腔外科部長・インプラントセンター長
佐々木 匡理先生


上顎用




ダイヤモンドダスト
スタンダード1
上顎切歯用
ギザ付
F1XSD
44,400円




ダイヤモンドダスト
35
上顎犬歯・小臼歯用
ギザ付
F35XSD
44,400円




ダイヤモンドダスト
アピカル 35 ★
上顎犬歯・小臼歯用
FAF35XSD
44,400円



ダイヤモンドダスト
67 ★
上顎大臼歯用
F67XSD
44,400円



ダイヤモンドダスト
44 ★
上顎歯根用
FX44XSD
44,400円



ダイヤモンドダスト
51
上顎歯根用
ギザ付
FX51XSD
44,400円

Forceps

従来品と比較して約35%軽量※

※ヒューフレディグループ製プレジデンシャルシリーズ抜歯鉗子の平均的な重量とダイヤモンドダストシリーズの平均的な重量との比較
穴隙を作り軽量化されたハンドルを用いることで、使用中の快適さとコントロールの良さを実現します。




マット仕上げ


ライトの乱反射を抑制し、より良い視野にします。

※ヒンジインストルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。

下顎用



**ダイヤモンドダスト
36**
下顎切歯用
ギザ付
F36XSD
44,400円




**ダイヤモンドダスト
アピカル 36**
下顎切歯・小白歯用
FAF36XSD
44,400円



**ダイヤモンドダスト
13**
下顎小白歯用
ギザ付
F13XSD
44,400円



**ダイヤモンドダスト
21 ★**
下顎大白歯用
ギザ付
F21XSD
44,400円



**ダイヤモンドダスト
45**
下顎歯根用
ギザ付
FX45XSD
44,400円

抜歯鉗子 プレジデンシャル

歯牙を抜去するために使用します。ヒューフレディグループ製の抜歯鉗子プレジデンシャルシリーズは鍛造されたステンレス鋼を使用しているため耐久性が高く、インスツルメントに均等に圧力が加わるようにヒンジ部は精巧に製作され仕上げられています。ヒンジインスツルメントは開いた状態で洗浄、滅菌してください。



**クライヤー
ユニバーサル 150**
上顎前歯・小臼歯用
F150 27,400円

**クライヤー
ユニバーサル 151**
下顎前歯・小臼歯用
F151 27,400円

10S
上顎大白歯用
F10S 27,400円

ハリス 17
下顎大白歯用
F17 27,400円

一般成人の方であれば、この4本で全顎対応

210S
上顎第3大白歯用
F210S 27,400円

222
下顎第3大白歯用
F222 27,400円

8番用 抜歯鉗子

ヒューフレディ 300 ★
上顎残根用 ギザ付
F300 33,100円

スリムタイプの
残根鉗子

ヒューフレディ 301 ★
下顎残根用 ギザ付
F301 33,100円

ヒンジ製品の
毎日のお手入れに...



鉗子の日々のお手入れに
IMS潤滑スプレー 236ml
ILS 3,400円
IMS潤滑スプレー (ILS) はヒンジ部の動きをスムーズにします。



止血鉗子

止血、小さな歯根の除去、不安定な器材の固定等様々な用途に対応可能です。



**ホルステッド・
モスキート
曲 3**
全長: 12cm
H3 10,800円



**ホルステッド・
モスキート
直 4**
全長: 12cm
H4 10,800円

骨鉗子

歯槽骨のトリミング・骨整形・軟組織の除去に使用します。

 1.5mm	 2.0mm	 2.8mm	 3.5mm ダブルジョイントにより、 軽い力で大きな切除力が 得られます
ミニフリードマン ★ 全長: 14.5cm RMF 46,300円	ミニフリードマン 90° 全長: 14.5cm RMF90 62,900円	クレイマー・ネビンス 全長: 14.5cm RKN 60,700円	バイヤー ダブルアクション 全長: 18cm RBEY 71,600円

エレベーター (ヘーベル)



基本のヘーベル

	スペシャル タイプ 1S ★ 4.3mm 直 EL4032 9,800円		スペシャル タイプ 3S 2.8mm 直 EL3024 9,800円		スペシャル タイプ 4S ★ 2.5mm 直 EL4031 9,800円
	スペシャル タイプ 1C ★ 4.2mm 曲 EL3042 9,800円		スペシャル タイプ 3C 3.0mm 曲 EL4014 9,800円		スペシャル タイプ 4C ★ 2.5mm 曲 EL3092 9,800円

ヘーベル、ボーンキュレット、
エクスカベーターの
シャープニングにおすすめ
ストーンの溝に沿わせて
ボーンキュレットや
エレベーターが研げます

**アーカンサス
ストーン ベイツ 5 ★**
中目(10×3.8×1.3cm)
SS5 15,700円

ヘーベルはストーンの溝に
エッジがぴったり沿うよう
少し傾けて、やさしく
プッシュストロークします。
※シャープニングオイルを
ご使用ください。



ルートチップエレベーター

 1.7mm	 1.7mm
ハイドブリンク 1 #502 (角柄) EHB1 8,600円	ハイドブリンク 2 #502 (角柄) EHB2 8,600円
 1.7mm	
ハイドブリンク 3 #502 (角柄) EHB3 8,600円	

ルクセーティングエレベーター スリム



..... 2mm幅
13%スリム*

..... 3mm幅
20%スリム*

特 徴

- 13~20%スリム*な先端!
- 歯槽骨に沿わせながら歯周靱帯を切断することにより低侵襲なエクストを実現
- 視認性の良いブラックラインコーティング

※通常のルクセーティングエレベーターとの比較



先端の厚みがスリムなため、
歯根膜腔に沿わせるような角度で
容易に挿入可能

スリム2S 2mm 直
BL (ブラックライン)
ELSLIM2SSX 13,500円

スリム3S 3mm 直
BL (ブラックライン)
ELSLIM3SSX 13,500円

スリム2C 2mm 曲
BL (ブラックライン)
ELSLIM2CSX 13,500円

スリム3C 3mm 曲
BL (ブラックライン)
ELSLIM3CSX 13,500円

臨床動画 ルクセーティングエレベーター『スリム』を用いて臨在歯・骨への負担が低減された「6」の抜歯



この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます



画像・動画提供：中山雪詩先生

①バーで歯根分割を行い、
ルクセーティングエレベーター
『スリム』を回転させながら
歯周靱帯を切断し歯根に沿って
垂直方面に進める

②楔作用を利用し、ある程度進んだら
再度回転させながら歯周靱帯の
切断を繰り返し歯牙を脱臼

③鉗子を用いて愛護的に抜去

ルクセーティングエレベーター

ルクセーティングエレベーターは、歯周靱帯を切断するための薄くて鋭いブレードがついています。
エレベーターのように「てこの原理」で使用するのではなく、揺らして歯根膜を切断しながら使用することで、隣接歯にかかる圧力を軽減します。

ブラックライン仕様!!
術野がより見やすく、
さらに切れ味が長持ちする
高性能のブラックコーティングを施しています!



クサビ効果で
侵襲の少ない
抜歯が可能

2S 2mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL2SX 13,500円

3S 3mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL3SX 13,500円

4S 4mm 直
BL (ブラックライン)
EL4SX 13,500円

5S 5mm 直 ★
BL (ブラックライン)
EL5SX 13,500円

2C 2mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL2CX 13,500円

3C 3mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL3CX 13,500円

4C 4mm 曲
BL (ブラックライン)
EL4CX 13,500円

5C 5mm 曲 ★
BL (ブラックライン)
EL5CX 13,500円

ルクセーティングハイブリッド

薄く適正な角度に屈曲した先端部と太いハンドルでデザインされたルクセーティングハイブリッドは根尖方向および隣接歯間部へのアクセスを改善するとともに、抜歯時に歯周靱帯の切断ができ、頬側歯槽骨の保存を可能にします。ブラックラインもご用意がございます。



残根の除去には曲、遠心用S、
近心用Sがあれば全顎対応可能です

曲 ★ 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMCX 16,400円
#6 (サテンスチール)
EPTSMC 15,200円

遠心用 S ★ 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMDX 16,400円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 15,200円

近心用 S ★ 2.3mm
BL (ブラックライン)
EPTSMMX 16,400円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 15,200円



キット

BL (ブラックライン) EPTKITX 132,800円
#6 (サテンスチール) EPTKIT 124,000円

直 スピード 4.0mm 直
BL (ブラックライン)
EPTSSPX 16,400円
#6 (サテンスチール)
EPTSSP 15,200円

直 2.5mm
BL (ブラックライン)
EPTSMX 16,400円
#6 (サテンスチール)
EPTSM 15,200円

遠心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGDX 16,400円
#6 (サテンスチール)
EPTLGD 15,200円

近心用 L 4.0mm
BL (ブラックライン)
EPTLGMX 16,400円
#6 (サテンスチール)
EPTLGM 15,200円

ルクセーティングハイブリッドはキットも
ご用意しております。

ブラックラインキット(EPTKITX):左記7本
(BL)、IMSカセット インフィニティ(単品
定価21,000円)を含む
※ブラックラインキットには製品の特性上
ストーンは含まれません。

サテンスチールキット(EPTKIT):左記7本
(#6)、IMSカセット(単品定価17,400円)、
セラミックストーン円筒型(単品定価
5,600円)を含む

エレベーター バーナード

薄いスパイア型の先端で、狭い歯根膜空隙にも挿入可能なシンデモトームです。ペリオトームとしても、ルートチップエレベーターとしても使用できます。



ライト 6
BL (ブラックライン)
BER6X 15,700円




レフト 7
BL (ブラックライン)
BER7X 15,700円



11
BL (ブラックライン)
BER11X 15,700円

歯周靱帯を
切断しながら残根除去!!

持針器



①
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ
全長: 18cm
SPNHDPVN
97,300円
ヨーロッパハンドルより
更に凸凹の少ない
スムーズハンドル



②
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPV
全長: 18cm
NHDPV
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



③
先端幅
約1.0mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPV
全長: 18cm
NHDCPV
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



④
先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
直 DPVN
全長: 18cm
NHDPVN
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

6-0～8-0の細い
縫合針を確実に把持し、
力を加えなくても
僅かな力でロックが
かかり、手指の動きがより
確実に伝達! 僅かな力で
ロックをかけられるため、
縫合針を把持する手の
ブレを抑制!!



⑤
先端幅
約1.7mm

マイクロ
カストロビージョ
曲 DCPVN
全長: 18cm
NHDCPVN
97,300円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル

軽量で
高強度!

マイクロ
カストロビージョ
直 チタン TMBH
全長: 18cm
NHTMBH
164,500円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



カストロビージョ
直 5024R
全長: 18cm
NH5024R
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル



6-0
7-0
8-0



カストロビージョ
曲 5024RC
全長: 18cm
NH5024RC
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル

4-0, 5-0対応の
マイクロ
カストロビージョ

カストロビージョ
コーテリニ直
全長: 18cm
NH5024CORT
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
先端が細くなっています




5-0
6-0
7-0
8-0



カストロビージョ
シミオン直
全長: 18cm
NH5024SIM
87,400円
パーマシャープ
(タングステンカーバイド付)
ラウンドハンドル
NH5024Rより
大きめの先端

【先端の形状】





【ハンドルの形状】



上段: ①、下段: ②~⑤

持針器

コンパクトな形状なので
手が小さなドクターに
おすすめです




感染管理 関連商品

IMS カセット シグネチャー シリーズ (インスツルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。
丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインスツルメントをしっかりと固定します。


カストロビージョの収納におすすめ!
洗浄・滅菌時、破損を防止!



外科器具の
管理におすすめ



16本用カセットの空きスペースに
マット&シリコンストッパーセットを入れて
カストロビージョを収納できます!



US/HP用 L ★
外形寸法：76mm × 203mm × 32mm
ハンドピース2～3本または
超音波インサート5本が収納可能
IM60H8 ■ ブルー 13,200円

16本用
外形寸法：203mm × 280mm × 32mm
16本のインスツルメントと付属品が収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です
IM4160 ■ レッド 21,800円
IM4165 ■ イエロー 21,800円
IM4168 ■ ブルー 21,800円
IM4169 ■ グリーン 21,800円

20本用
外形寸法：203mm × 280mm × 32mm
20本のインスツルメントが収納可能
※ヒンジ用クリップは別売です
IM4206 ■ ラベンダー 21,800円
IM4208 ■ ブルー 21,800円

交換用S US/HP用 L
マット&シリコンストッパーセット
IMSカセット 16本用の空きスペースに
おすすめです ※ケースは含まれません
IM60H8RAIL ■ ブルー 2,200円

はさみ

タングステンカーバイドが貼付されたパーマシャープ、ブラックライン、スタンダードなど、様々なラインナップがあります。



歯肉のトリミングに...

軟組織の細かい切除や、術野マージンや移植用粘膜のトリミングに使用！やや屈曲した鋭利な作業端をもつ
微細な組織用
マイクロはさみ！！

マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ

全長：18cm
SPSPV
93,000円



45°
45°に傾いたはさみで
臼歯部遠心面でも
ピンポイント！

大臼歯遠心部の
難しい部分にも
容易にアクセスでき、
縫合糸カットの際など
アシスタントにも
やさしい！


マイクロ
カストロビージョ
スイスペリオ 45°

全長：18cm
SPSPV45
112,200円



マイクロ
カストロビージョ
曲 PV ★

ブラックライン
全長：18cm
SPVX
112,200円
スタンダード
全長：18cm
SPV
93,000円



マイクロ
カストロビージョ
曲 チタン

全長：18cm
STMBH
150,200円
ダイヤモンドダスト
ヨーロッパハンドル



アシスタントの方にも人気者！
臼歯部に届きやすい
複屈曲型！

ラグランジュ 曲 14 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S14SCX 28,700円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S14 17,600円



ゴールドマン
フォックス 曲 16

全長：13.5cm
隣接面での使用に適用
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S16SCX 28,700円
スタンダード(ギザ付ブレード1枚)
S16 17,600円



アイリス 直 17

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S17SCX 28,700円
スタンダード(ギザなし)
S17 15,400円



アイリス 曲 18 ★

全長：11.5cm
ブラックライン(ギザ付ブレード1枚)
S18SCX 28,700円
スタンダード(ギザなし)
S18 15,400円



パーマシャープ
ゴールドマン
フォックス 曲
5081

全長：13cm
ギザ付ブレード1枚
隣接面での使用に適用
S5081 46,300円



パーマシャープ
アイリス 直
5082

全長：11.5cm
ギザなし
S5082
46,300円




パーマシャープ
アイリス 曲
5083

全長：11.5cm
ギザなし
S5083
46,300円

コーテリーニ 曲 ★

全長：12cm
ギザ付ブレード1枚
「スーパーカット」シリーズの
はさみのブレードは、
一方は細やかなギザ付き、
もう一方はかみそりの刃のような
鋭い仕上げとなっており、
すべりを防止しながら
組織を切除できます。

スーパーカット
SCORTSC
19,800円



細かな部位への
アクセスに最適な
小さな作業部

ケリー 1

全長：16cm
ギザ付ブレード1枚
S1 17,600円



抜糸はさみ

ヒューフレディ

13S
全長：12cm
先端が鉤状になっているので、
ピンセットで引っ張らなくても、
縫合糸がそのままカットできます。

S13S 17,600円



縫合用プライヤー



マイクロサージカル サイナスライン

SP20SLEM 76,400円

GTR(組織再生誘導)法時などおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【マイクロサージカルサイナスライン使用中】
組織に対して直角に刺入できる
画像提供: 矢野 孝星先生



マイクロサージカルコーン

全長: 15cm

SPM20 73,700円

GTR(組織再生誘導)法時などおすすめ
先端部にダイヤモンドダスト加工



【縫合用プライヤー コーン使用中】

縫合したい部位を把持したまま縫合できるので、
縫合の際に生じるズレを防止できます。

コーン 全長: 15cm

SP20 14,200円

ティッシュプライヤー

縫合時の歯肉や切開歯肉の保持・固定に使用します。パーマシャープ(TP5041, TP5042)は
先端に超硬(タングステンカーバイド)が付与されており、より滑りにくなっています。



細い先端部で
縫合糸や軟組織の
把持に...

縫合/結紮用だが、
軟組織の把持にも適用!
精細な作業端は
縫合糸をしっかり把持し
外科処置中の組織損傷
リスクを低減!

ティッシュプライヤー
マイクロスイスベリオ

全長: 18cm

SPTPDAPV

69,400円

無鉤

組織損傷を最小限に抑える
先端デザイン

マイクロ用で有鉤タイプ!
細い先端がピッタリと
合うので、しっかり握める!

マイクロ用で有鉤タイプ!!
フラップやグラフトマージンを
不必要に傷つけることなく
口腔粘膜を確実に把持!!

ティッシュプライヤー
マイクロスイスベリオ
アナトミカル

全長: 18cm

SPTPDSPV

69,400円

有鉤

マイクロ
ダイヤモンドダスト
DAPV 直 無鉤 ★

全長: 18cm

TPDAV

69,400円

マイクロ
LCOSM
直 マルチ ★

全長: 18cm

TPSLCOSM


69,400円

マイクロ
LCOCMN
曲 マルチ

全長: 18cm

TPSLCOCMN

69,400円



マイクロ
チタン
ASTMBH

直 無鉤

全長: 約18cm

TPASTMBH

136,300円




マイクロ
ダイヤモンドダスト
STMBH

直 有鉤

全長: 約18cm

TPSSTMBH

136,300円



ジェラルド 1

無鉤

全長: 18cm

TPG1

14,400円



アドソン 無鉤 全長: 12cm

5041 パーマシャープ

先端幅: 約1.4mm

TP5041

27,600円

41 スタンダード

先端幅: 約1.3mm

TP41

11,300円



アドソン 有鉤 全長: 12cm

5042 パーマシャープ

先端幅: 約1.4mm

TP5042

30,900円

42 スタンダード

先端幅: 約1.3mm

TP42

11,300円

ペリオサージカルキュレット

従来のグレーシー・ユニバーサルキュレットより、シャンク及びブレードが太くてしなりにくいので、強固に付着した沈着物が手早く除去できます。両刃タイプなので、1本で全顎対応です。シャープニングは歯周用のキュレットと同様に行えます。



プリチャード 1/2

#9 (エバーエッジ)

SPR1/29 7,300円

クレイマー・ネビンズ 3 ★

#9 (エバーエッジ)

SKRA39 8,600円

ペリオドンタルチゼル (のみ)

4.0mm



ブーザー 1/3

BL (ブラックライン)

PPBUSER13X 13,000円

#6 (サテンスチール)

PPBUSE1/36 11,600円



ロードス バック・アクション 36/37 ★

プルストロークで使用。歯牙に隣接した骨を外傷を引き起こすことなく除去できます。特に最後臼歯の遠心面での使用に有効です。

#9 (エバーエッジ)

C36/379 11,200円

#6 (サテンスチール)

C36/376 9,900円



TG-O


プッシュストロークで使用。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。

#6 (サテンスチール)

CTG-O6 10,100円

#2 (角柄)


CTG-O 10,100円



オッセンバイン 1 CO1

10,100円

オッセンバインは骨の形態修正に適しています。半円状の斜めの切り込みが両側に入られています。フラップの引き起こしや二次口蓋フラップの除去にも使用できます。



オッセンバイン 2 CO2

10,100円



ペリオドンタルチゼル ブーザーは先端部背面がカーブしており、骨造成時の自家骨採取に適しています。



【オッセンバイン2使用例】

サイナスリフトインスツルメント



クレイマー・ネビンズ 6577

IMP6577SCX 18,600円



クレイマー・ネビンズ 6578

IMP6578SX 18,600円

ボーンプラガー



ボーンプラガー グリスデイル

BL (ブラックライン)

PLGGR1X 8,100円



グリスデイルを使用して充填中



ボーンキュレット (鋭匙)


多量の軟組織を容易に除去できるようにデザインされています。

ルーカスタイプ


ブレードタイプで不良肉芽をしっかりと、素早く掻き取る鋭匙



ルーカス 86 ★
BL (ブラックライン) CL86X 11,000円
#6 (サテンスチール) CL866 9,800円




ルーカス 84
BL (ブラックライン) CL84X 11,000円
#6 (サテンスチール) CL846 9,800円




ルーカス 87
BL (ブラックライン) CL87X 11,000円
#6 (サテンスチール) CL876 9,800円


ミラータイプ




ミラー 9
#6 (サテンスチール) CM96 9,800円



ミラー 10 ★
#6 (サテンスチール) CM106 9,800円



ミラー 11
#6 (サテンスチール) CM116 9,800円



ミラー 12
#6 (サテンスチール) CM126 9,800円

ファイル (やすり)



ペリオドンタルファイル シュガーマン 1S/2S
近遠心用(刃:2面)
#6 (サテンスチール) FS1/2S6 11,300円



ペリオドンタルファイル シュガーマン 3S/4S
頬舌用(刃:3面)
骨縁上および骨縁下ポケット内の肉芽組織の除去に適しています。
#6 (サテンスチール) FS3/4S6 11,300円



シュガーマン 3S/4S 使用中

リトラクター

ブラックラインは乱反射を抑制し、より良好な術野を確保します!



サージカルリトラクター インプラント用
全長: 23cm
IR 42,900円




ミネソタ大学型 ★
BL (ブラックライン) CRMX 6,100円
(従来品) CRM 6,100円



コロンビア
CRC 6,100円


ペリオスチール (骨膜剥離子)

組織の把持・保護・排除する際に使用します。
一般的な外科処置に際し、術中に生じる偶発的な損傷を軽減するため、また組織を保護するために使用します。



ステイグマン スプリッター

粘膜骨膜の剥離や挙上に使用します。
スぺード型の先端は、穿孔が生じにくいようになっています。
#SS (スムースハンドル) **PPSTEIG** 16,000円




ブーザー ★

BL (ブラックライン) **PPBUSERX** 12,000円
#6 (サテンスチール) **PPBUSER6** 10,700円



アレン 前歯用 ★


BL (ブラックライン) **PPAELAX** 16,000円
#6 (サテンスチール) **PPAELA** 15,200円



アレン 臼歯用


BL (ブラックライン) **PPAELPX** 16,000円
#6 (サテンスチール) **PPAELP** 15,200円

歯間乳頭など
繊細な剥離に
おすすめ



ゴールドマンフォックス 14

BL (ブラックライン) **P14X** 12,000円
#6 (サテンスチール) **P146** 10,700円
#2 (角柄) **P14** 10,700円



モルト 9 ★


BL (ブラックライン) **P9X** 12,000円
#6 (サテンスチール) **P96** 10,700円
#522 (角柄) **P9** 10,700円

ヒューフレディグループで
最も売れている
剥離子!




プリチャード PR3

BL (ブラックライン) **PPR3X** 12,000円
#6 (サテンスチール) **PPR36** 10,700円



ハーシュフェルト 20

#6 (サテンスチール) **P206** 10,700円
#2 (角柄) **P20** 10,700円



使いやすい小さめの剥離子と、
滑りにくいギザ付きトラクターが
対になっています。

1本で歯肉の剥離と排除が可能
ブラックラインは歯肉排除時に乱反射を抑制し、
より良好な術野を確保!!


ラバンカ 改良型3 ★

#6 (サテンスチール) **PPLABANC36** 16,000円

画像提供: Prof. Mauro Labanca


ペリオトーム (歯周靱帯刀)

薄く鋭利な刃で歯周靱帯を切断することで、
周囲の歯槽骨への損傷を抑えながら抜歯を容易にします。



1 臼歯用

BL (ブラックライン) **PT1X** 8,300円
#6 (サテンスチール) **PT1** 7,800円



2 前歯用

BL (ブラックライン) **PT2X** 8,300円
#6 (サテンスチール) **PT2** 7,800円

ペリオドンタルナイフ・トンネリングナイフ

切開や歯肉の豊隆形成や歯間部歯肉組織の切除に使用されます。




オルバン(型)ナイフ

オーバン1/2 ★ 角度のついたブレードと複屈曲のシャングで臼歯部に適用。隣接歯間部歯肉の切除にも使用。

BL (ブラックライン) KO1/2X 16,700円
#9 (エバーエッジ) KO1/29 14,500円


#6 (サテンスチール) KO1/26 12,900円



オーバン アレン改良型 1/2

KO1/2に比べ30%薄いデザイン。垂直的および水平的方向への骨膜上粘膜を切除。丸みを帯びた先端部により穿孔のリスクが低減。

BL (ブラックライン) KO12KPO3AX 16,700円
#9 (エバーエッジ) KO12KPO3A9 14,500円
#6 (サテンスチール) KO12KPO3A6 12,900円




カークランドメス

カークランド 15/16

歯肉除去や歯肉整形時の第一次斜切開用。特に臼歯部に適用。

BL (ブラックライン) KK15/16X 16,700円
#6 (サテンスチール) KK15/166 12,900円




キドニーナイフ

ゴールドマンフォックス 7

ヘビーシャングタイプー長斜切開に適したブレード角度。楕円形のブレードなので臼歯部に適用。

#6 (サテンスチール) KGF76 12,900円




スピアーナイフ

ゴールドマンフォックス 11

槍型(スピア)ポイント
臼歯部に適合しやすいブレード角度。


#6 (サテンスチール) KGF116 12,900円



トンネリングナイフ 1

1.8mm/2.4mm


BL (ブラックライン) TKN1X 13,400円
#6 (サテンスチール) TKN1 12,300円



トンネリングナイフ 2


1.8mm/2.4mm

BL (ブラックライン) TKN2X 13,400円
#6 (サテンスチール) TKN2 12,300円



トンネリングインスツルメント クインシー 1


BL (ブラックライン) FQUINCEY1X 13,900円



トンネリングインスツルメント クインシー 2

BL (ブラックライン) FQUINCEY2X 13,900円

シリンジ



サイナスリフト時の
骨補填におすすめ!!

ボーングラフト
シリンジ 7mm

内径 5.8mm。
目詰まりを防ぐため、
先端から充填します。

SYBG 29,000円




スカルペルハンドル (メスハンドル)

歯頸部に沿った切開がしやすい
ペンタイプのメスハンドル



ヨーロッパスタイル 5E ★ バランスのとれた丸柄のハンドルで、
ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、届きにくい部位などでの操作が容易です。
また、シンプルなデザインのグリップで、グリップ部分に付着した汚染物の洗浄が容易です。

10-130-05E 12,500円



5 バランスのとれた丸柄のハンドルで、ペンのようにハンドルを回転させながら使用することもでき、
届きにくい部位などでの操作が容易です。

10-130-05 12,500円



5A 10-130-05A 12,500円



ミニブレード用 ★ SHDPV 30,000円



マイクロブレード用

ミニブレード用 チタン SHTMBH 37,000円
ダイヤモンドダスト ヨーロッパハンドル

ハンドルの
種類

BL (ブラックライン)
#9 (エバーエッジ)



#6 (サテンスチール)
#2 (角柄)



掲載製品全て特別価格!!

期間：2026年7月21日(火)～9月18日(金)

製品名			パートコード	標準価格(円)	数量
抜歯鉗子 ダイヤモンドダスト	スタンダード1		FIXSD	44,400	
	35		F35XSD	44,400	
	アピカル35		FAF35XSD	44,400	
	67		F67XSD	44,400	
	44		FX44XSD	44,400	
	51		FX51XSD	44,400	
	36		F36XSD	44,400	
	アピカル36		FAF36XSD	44,400	
	13		F13XSD	44,400	
	21		F21XSD	44,400	
45		FX45XSD	44,400		
ブ レ ン ジ ン グ シ ャ ル	クライヤー ユニバーサル	150	F150	27,400	
		151	F151	27,400	
	10S		F10S	27,400	
	ハリス17		F17	27,400	
	210S		F210S	27,400	
	222		F222	27,400	
	ヒューフレディ	300	F300	33,100	
		301	F301	33,100	
IMS潤滑スプレー		236ml	ILS	3,400	
止血鉗子	ホルステッド・モスキート		曲3	H3	10,800
			直4	H4	10,800
骨鉗子	ミニフリードマン		90°	RMF	46,300
	クレイマー・ネビンズ			RMF90	62,900
	ペイヤーダブルアクション			RKN	60,700
			RBEY	71,600	
エレベーター スペシャルタイプ	1S		EL4032	9,800	
	1C		EL3042	9,800	
	3S		EL3024	9,800	
	3C		EL4014	9,800	
	4S		EL4031	9,800	
	4C		EL3092	9,800	
アーカンスサストーンベイツ5			SS5	15,700	
ルートチップエレベーター	ハイドブリック1	#502	EHB1	8,600	
	ハイドブリック2	#502	EHB2	8,600	
	ハイドブリック3	#502	EHB3	8,600	
ルクセーティング エレベーター スリム	2S	BL	ELSLIM2SSX	13,500	
	2C	BL	ELSLIM2CSX	13,500	
	3S	BL	ELSLIM3SSX	13,500	
	3C	BL	ELSLIM3CSX	13,500	
ルクセーティング エレベーター	2S	BL	EL2SX	13,500	
	2C	BL	EL2CX	13,500	
	3S	BL	EL3SX	13,500	
	3C	BL	EL3CX	13,500	
	4S	BL	EL4SX	13,500	
	4C	BL	EL4CX	13,500	
	5S	BL	EL5SX	13,500	
	5C	BL	EL5CX	13,500	
ルクセーティング ハイブリッド	曲	BL	EPTSMCX	16,400	
	#6	EPTSMC	15,200		
	遠心用S	BL	EPTSMDX	16,400	
	#6	EPTSM	15,200		
	近心用S	BL	EPTSMX	16,400	
	#6	EPTSM	15,200		
	直 スペード	BL	EPTSSPX	16,400	
	#6	EPTSSP	15,200		
	直	BL	EPTSMSX	16,400	
	#6	EPTSMS	15,200		
	遠心用L	BL	EPTLGD	16,400	
	#6	EPTLGD	15,200		
	近心用L	BL	EPTLGMX	16,400	
	#6	EPTLGM	15,200		
エレベーター バーナード	キット	BL	EPTKITX	132,800	
		#6	EPTKIT	124,000	
	ライト6	BL	BER6X	15,700	
	レフト7	BL	BER7X	15,700	
持針器	11	BL	BER11X	15,700	
	マイクロ カストロビージョ	スイスベリオ		SPNHDPVN	97,300
		直DPV		NHDPV	97,300
		曲DCPV		NHDCPV	97,300
		直DPVN		NHDPVN	97,300
		曲DCPVN		NHDCPVN	97,300
		直チタンTMBH		NHTMBH	164,500
	カストロビージョ	直5024R RH		NH5024R	87,400
		曲5024RC RH		NH5024RC	87,400
		コーテリニ直 RH		NH5024CORT	87,400
		シミオン直 RH		NH5024SIM	87,400
		直5020		NH5020	82,700
		曲5021		NH5021	82,700
	ダーフ	5032		NH5032	34,000
	ホルセイ	5037		NH5037	34,000
	グライルウッド	5038		NH5038	34,000
	メイヨー・ヘガー	5042		NH5042	34,000
	マシューコーチャー	5074		NH5074	45,400
マシュー		NHM	34,000		
関連商品 感染管理	IMSカセット シグネチャー	US/HP用L ブルー	IM60H8	13,200	
		16本用 レッド	IM4160	21,800	
		16本用 イエロー	IM4165	21,800	
		16本用 ブルー	IM4168	21,800	
		16本用 グリーン	IM4169	21,800	
		20本用 ラベンダー	IM4206	21,800	
		20本用 ブルー	IM4208	21,800	
	交換用SUS/HP用L マット&シリコンスッパースセットブルー		IM60H8RAIL	2,200	
	はさみ	マイクロカストロビージョ		SPSPV	93,000
スイスベリオ		45°	SPSPV45	112,200	
マイクロカストロ ビージョ 曲PV		スタンダード	SPVX	112,200	
マイクロカストロビージョ 曲チタン			SPV	93,000	
ラグランジュ 曲14		スタンダード	STMBH	150,200	
		BL	S14SCX	28,700	
			S14	17,600	

製品名				パートコード	標準価(円)	数量	
はさみ	ゴールドマン フォックス 曲 16	BL		S16SCX	28,700		
		スタンダード		S16	17,600		
	アイリス 直 17	BL		S17SCX	28,700		
		スタンダード		S17	15,400		
	アイリス 曲 18	BL		S18SCX	28,700		
		スタンダード		S18	15,400		
	パーマシャープ	ゴールドマンフォックス 曲 5081		S5081	46,300		
		アイリス 直 5082		S5082	46,300		
	アイリス 曲 5083		S5083	46,300			
	コートリーニ 曲 スーパーカット			SCORTSC	19,800		
縫合用 プライヤー	ケリー1			S1	17,600		
	縫合用 ヒューフレディ 13S			S13S	17,600		
	マイクロサージカル サイナスライン			SP20SLEM	76,400		
	マイクロサージカル コーン			SPM20	73,700		
	コーン			SP20	14,200		
ティッシュ プライヤー	マイクロスイスペリオ			SPTPDAPV	69,400		
	マイクロスイスペリオ アナトミカル			SPTPDSSPV	69,400		
	マイクロダイヤモンド DAPV 直 無鉤			TPDAPV	69,400		
	マイクロ LCOSM 直 マルチ			TPSLCOSM	69,400		
	マイクロ LCOCMN 曲 マルチ			TPSLCOCMN	69,400		
	マイクロ チタン ASTMBH 直 無鉤			TPASTMBH	136,300		
	マイクロ チタンダイヤモンドダスト STMBH 直 有鉤			TPSSTMBH	136,300		
	ジェラルド1 無鉤			TPG1	14,400		
	アドソン 無鉤	5041 パーマシャープ			TP5041	27,600	
		41 スタンダード			TP41	11,300	
アドソン 有鉤	5042 パーマシャープ			TP5042	30,900		
	42 スタンダード			TP42	11,300		
ペリオサージカルキュレット		ブリチャード1/2 #9		SPR1/29	7,300		
		クレイマー・ネビンス3	#9	SKRA39	8,600		
ペリオドンタル	ブーザー 1/3	BL		PPBUSER13X	13,000		
	ロードスバック・アクション 36/37	#6		PPBUSE1/36	11,600		
		#9		C36/379	11,200		
		#6		C36/376	9,900		
	TG-O	#6		CTG-O6	10,100		
	#2		CTG-O	10,100			
オッセンバイン1		#524		CO1	10,100		
オッセンバイン2		#524		CO2	10,100		
サイナスリフト インスツルメント		クレイマー・ ネビンス	6577 6578	BL IMP6577SCX	18,600		
ボーンブラガーグリスティル				BL	IMP6578SX	18,600	
ボーン キュレット	ルーカス	86		BL	PLGGR1X	8,100	
				BL	CL86X	11,000	
			#6		CL866	9,800	
		84		BL	CL84X	11,000	
	ミラー	87		#6	CL846	9,800	
				BL	CL87X	11,000	
		9		#6	CL876	9,800	
		10		#6	CM96	9,800	
	ミラー	11		#6	CM106	9,800	
		12		#6	CM116	9,800	
ファイル	ペリオドンタルファイル シュカマン	1S/2S 3S/4S	#6	FS1/2S6 FS3/4S6	11,300 11,300		
サージカルリトラクター		インプラント用		IR	42,900		
チークリトラクター		ミネソタ大小学 コロンビア	BL	CRM CRM CRC	6,100 6,100 6,100		
ペリオスチール	ステイグマンスプリッター		#SS	PPSTEIG	16,000		
	ブーザー		BL	PPBUSERX	12,000		
			#6	PPBUSER6	10,700		
			BL	PPAELAX	16,000		
	アレン 前歯用		#6	PPAELA	15,200		
	アレン 臼歯用		BL	PPAELPX	16,000		
	ゴールドマンフォックス 14		#6	PPAELP	15,200		
			BL	P14X	12,000		
			#6	P146	10,700		
			#2	P14	10,700		
	モルト 9		BL	P9X	12,000		
			#6	P96	10,700		
			#522	P9	10,700		
		BL	PPR3X	12,000			
ブリチャード PR3		#6	PPR36	10,700			
ハーシュフェルト 20		#6	P206	10,700			
		#2	P20	10,700			
		#6	PPLABANC36	16,000			
ペリオトーム	1 臼歯用	BL		PT1X	8,300		
		#6		PT1	7,800		
	2 前歯用	BL		PT2X	8,300		
		#6		PT2	7,800		
トンネリング ナイフ	オーバン 1/2	BL		KO1/2X	16,700		
		#9		KO1/29	14,500		
		#6		KO1/26	12,900		
	オーバンアレン改良型 1/2	BL		KO12KPO3AX	16,700		
		#9		KO12KPO3A9	14,500		
		#6		KO12KPO3A6	12,900		
	カークランド 15/16		BL	KK15/16X	16,700		
	ゴールドマンフォックス 7		#6	KK15/166	12,900		
	ゴールドマンフォックス 11		#6	KGF76	12,900		
	トンネリングナイフ 1		#6	KGF116	12,900		
トンネリングナイフ 2		BL	TKN1X	13,400			
		#6	TKN1	12,300			
		BL	TKN2X	13,400			
		#6	TKN2	12,300			
トンネリンググインズツルメントクインシー 1			BL	FQUINCEY1X	13,900		
トンネリンググインズツルメントクインシー 2			BL	FQUINCEY2X	13,900		
シリンジ	ボーングラフトシリンジ ヨーロッパスタイル 5E	7mm		SYBG	29,000		
ハスカル ベル	5			10-130-05E	12,500		
	5A			10-130-05	12,500		
	ミニブレード用			10-130-05A	12,500		
	ミニブレード用 チタン			SHDPV	30,000		
				SHTMBH	37,000		

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。
キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2026年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

■ 歯科医院名 ■ お名前 ■ ご住所 〒 - TEL - -	【歯科商店名】
--	----------------