

Palmero Healthcare Product Guide

パルメロ 製品カタログ



掲載製品

- アイプロテクター
- フェイスシールド
- アイウェア
- X線防護衣・エプロンハンガー
- パーソナルケア
- バリアフィルム
- ディスプレイミラー
- ミキシングボウル
- ミキシングスパチュラ
- リテーナーボックス

大切な目を守るために

ヒューフレディグループのバルメロ (Palmero) 製アイプロテクターシリーズは、ラップアラウンドやゴーグルといった汎用性の高い保護製品から、レーザー保護メガネやボンディング用保護メガネのような特定の処置専用に使われた製品まで多岐にわたっております。アイプロテクターは、目と顔の保護に関する ANSI Z87.1*規格に準拠し、UV-A (紫外線 A 波) や UV-B (紫外線 B 波) から目を保護します。大切な目を守るため、バルメロ製アイプロテクターをぜひご活用ください。

診療室においてできること

診療室においてアイプロテクターシリーズは、紫外線 (UV-A/UV-B) への曝露を防ぎ、飛沫感染を予防し、また、目に大きな損傷を引き起こす恐れのある飛来物から保護するために必要です。さまざまなシーンにあわせたアイプロテクターの装着は、歯科医療従事者のみならず患者様の目も保護します。

アイプロテクターの 4 つの「C」

Certification (認証) + Clarity (鮮明さ) + Comfort (かけ心地)
= Compliance (コンプライアンス)



認証取得済み アイプロテクターは、目を完全に覆うラップアラウンド型にデザインされており、OSHA (Occupational Safety and Health Administration 米国労働安全衛生庁) と CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 米国疾病対策 (予防) センター) の水晶体・角膜・網膜の保護に関する業界規格・ガイドラインに準拠しています。また、破片などの飛来物から保護するため、強い衝撃に耐える素材で作られています。ボンディング用レンズは、網膜損傷の原因となる 400 nm ~ 500 nm 台のブルーライトをカットします。



鮮明さ 防曇加工、防傷加工そして計算されたレンズ設計により、見やすさを追求し、光学的特性を実現しております。



かけ心地 フレーム、テンプル、ノーズブリッジにはさまざまなデザインがあり、お好みのアイウェアを見つけて、かけ心地を是非お試しください。



コンプライアンス 感染予防対策として、歯科医療従事者や患者様を守るために適切なアイプロテクターやフェイスシールドを装着することが大切です。



アイウェア製品ラインナップ一覧

アイプロテクター ANSI Z87.1 規格に準拠				フェイスシールド・アイウェア	
ラップアラウンド コレクション Wraparound	ゴーグルコレクション (メガネ併用タイプ) Goggle	ボンディング コレクション Bonding	レーザー Laser	アイウェア Eyewear	フェイスシールド Face Shields
					
- 軽量で、人間工学に基づいた設計 - 大人用と小人用	- 度付きメガネの上から装着可能 - サイドシールド有	赤色のボンディング用レンズ	イエローグリーンのフィルターレンズ	- スナップ式 - フレームは 1 種類、レンズは上端部の色をピンクまたは 4 色アソートから選択可能	自然に隙間がふさがれるようになっているスナップ式フェイスシールド

レンズ色について

診療中の快適さを高めるために、患者様にはグレーレンズのアイプロテクターを装着してもらうのも選択肢の一つです。グレーレンズは、患者様の目を強いライトの眩しさから保護します。また、臨床医の皆様には、処置を手際よく行うために、視野をさえず鮮明な視界をもたらすクリアレンズのアイプロテクターはいかがですか？



保護メガネの各部の名称



* ANSI Z87.1: 米国の国家規格協会 (ANSI-American National Standards Institute) が制定する "American National Standard For Occupational And Educational Personal Eye And Face Protection Devices"、就業者や学生など作業者の目や顔面を保護するために用いる器具における国家基準。

ラップアラウンドコレクション

Wraparound Collection



超防曇
防傷加工

プロビジョンクラリティ ProVision™ Clarity™

- ・レンズ:防曇加工・防傷加工
- ・テンブル:柔らかいゴム素材のチップ
- ・特徴:ぐらつきにくいノーズパッド
- ・左右幅/重量:約 135mm/約 24g
- ・安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは 1 色、テンブルは 2 色展開



ノーズ
パッド付

プロビジョンシック ProVision™ Chic™

- ・テンブル:柔らかいゴム素材のチップが付いたテンブル
- ・特徴:柔らかいノーズパッド
- ・左右幅/重量:約 125mm/約 24g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは 1 色、テンブルは 3 色展開



空気の通りを良くする
柔らかいノーズパッド付

ノーズ
パッド付

プロビジョンアルーア ProVision™ Allure™

- ・レンズ:防曇加工・防傷加工
- ・テンブル:軽量
- ・特徴:柔らかく空気の通りを良くしたノーズパッド
- ・左右幅/重量:約 125mm/約 24g
- ・安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは 1 色、テンブルは 2 色展開

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3605L	C/C/ LVチップ	クリア	クリア (ラベンダーチップ)	3,000円
3605B	C/C/ NVチップ	クリア	クリア (ネイビーチップ)	3,000円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3760CP	C/C/Pチップ	クリア	クリア (ピンクチップ)	2,800円
3760CW	C/C/Wチップ	クリア	クリア (ホワイトチップ)	2,800円
3760CG	C/C/Gチップ	クリア	クリア (グリーンチップ)	2,800円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3604PC	C/P	クリア	ピンク	2,800円
3604LC	C/LV	クリア	ラベンダー	2,800円



プロビジョンエコノラップ ProVision™ Econo Wraps™

- ・レンズ:防曇・防傷加工
- ・テンブル:紐通し穴有
- ・特徴:エコノミーモデル
- ・左右幅/重量:約 130mm/約 24g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・患者様向けも有



小さな
顔の大人・
小人用

プロビジョンミニエコノラップ ProVision™ Mini Econo Wraps

- ・レンズ:防曇・防傷加工
- ・テンブル:軽量
- ・特徴:エコノラップを 25%小型化した小人用モデル
- ・左右幅/重量:約 115mm/約 18g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・患者様向けも有



プロビジョンコンターラップ ProVision™ Contour Wraps™

- ・テンブル:紐通し穴有
- ・特徴:3段階の調整機能付のため、良好なフィット感
- ・左右幅/重量:約 130mm/約 28g
- ・安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・規格:ANSI Z87.1
- ・レンズは 2 色、テンブルは 1 色展開
- ・患者様向けも有

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3601C	C/C	クリア	クリア	1,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3607C	C/C	クリア	クリア	1,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3553	C/C/ BKチップ	クリア	クリア (ブラックチップ)	2,300円
3550	IB/IB/BK チップ	アイス ブルー	アイス ブルー (ブラックチップ)	2,300円

パルメロ (Palmero) とは

- ・米国コネチカット州ストラットフォード市に本社を拠く、感染予防製品のメーカーで
ヒューフレディグループの一社
- ・米国の歯科におけるアイウェアで高いシェアを誇るリーディングブランド

ゴーグルコレクション (メガネ併用タイプ)

Goggle Collection

プロビジョンアイセイバー
ProVision™ Eyesavers™

- ・ テンプル:蝶番式のため、未使用時はコンパクトに収納可能
- ・ 特徴:メガネとの併用が可能
- ・ 左右幅/重量:約 135mm/約 43g
- ・ 安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ 患者様向けも有



調節機能付

プロビジョンアイセイバー スリーク
ProVision™ Eyesaver Sleeks™

- ・ テンプル:3 段階の調整機能付の為より良いフィット感
- ・ 特徴:全周にわたって設けられたサイドシールド
メガネとの併用が可能
- ・ 左右幅/重量:約 138mm/約 31g
- ・ 安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A/UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ 2 色展開

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
17S	C/C	クリア	クリア	1,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
17SLK	C/C	クリア	クリア	1,400円



レーザーコレクション

Laser Collection

プロビジョンダイオード レーザー

ProVision™ Diode Uni-Fit Wrap Laser Eyewear

- ・ レンズ:イエローグリーンのポリカーボネート製フィルターレンズ
- ・ テンプル:黒いラップフレーム
- ・ 特徴:ゴム素材のノーズパッドとラップアラウンド型デザインにより目を保護
- ・ 安全性:ANSI Z87.1 および Z136.1 規格に準拠しレーザーから保護
- ・ ファスナー付きハードケース、巾着袋、ストラップ入

パートコード	適合波長	OD 値	レンズ色	テンブル色	可視光線透過率	標準価格 (税別)
3590YG	800~830 nm	>5+	イエローグリーン	ブラック	68%	37,800円



※適合波長については、ご使用のレーザー機器の発振波長をご確認ください。

アイプロテクター・アイウェアの製品名における色の表記について

- アイプロテクターとアイウェアの製品名には、レンズやフレーム、チップの色がアルファベットで示されています。

例: 3605L アイプロテクター プロビジョンクラリティ C/C/LV チップ

アルファベット①: レンズ色

アルファベット②: フレーム色

アルファベット③: チップ色

アルファベット①

アルファベット②

アルファベット③


※チップが無いものは③チップ色の記載はありません。

- アイプロテクターとアイウェアの製品名における色表記 (アルファベット)


表記	色	表記	色	表記	色
BK	ブラック	IB	アイスブルー	R	レッド
C	クリア	LV	ラベンダー	RA	レインボー
G	グリーン	NV	ネイビー	W	ホワイト
GY	グレー	P	ピンク	YG	イエローグリーン

ディスポーザブル (単回使用タイプ)

Disposables



フレーム天面図



フレーム天面図

フェイスシールド ディスポーザブル スナップーズ Dynamic Disposables™ Snapeez™ Face Shields

- レンズ: スナップ式、使い捨てタイプ
- フレーム: 人間工学に基づいて設計された再使用可能タイプ
- 特徴: 発泡ゴム製パッドが無く、度付きメガネやルーペの上から装着可能

パートコード	製品名	内容	高さ	標準価格 (税別)
3920	ディスポーザブル スナップーズ ハーフキット	ハーフシールド× 20 枚、 ストラップ× 1 本	約 140mm	6,900円
3921	ディスポーザブル スナップーズ ハーフ 25 枚	ハーフシールド× 25 枚	約 140mm	6,600円

アイウェアストラップ Dynamic Disposables™ Eyewear Cords

- アイウェア用のコード
- 長さ: 約 56cm
- アイウェアの置き忘れや探す手間を削減
- アイウェア未使用時に首から下げられる



パートコード	製品名	内容	長さ	標準価格 (税別)
3904	アイウェアストラップ 5 入 アソート	ストラップ× 5 本	約 56cm	1,900円

アイウェア ディスポーザブル Dynamic Disposables™ Safety Eyewear

- レンズ: 軽量で費用対効果の高い使い捨てタイプ
- フレーム: 人間工学に基づいて設計された再使用可能タイプ
- 特徴: レンズとフレームに隙間ができないよう穴が自然に塞がれる仕様のため飛沫による汚染を抑制 (保護メガネの代用品)

パートコード	製品名	内容	サイズ	標準価格 (税別)
ディスポーザブルアイウェアキット				
3900	ディスポーザブル アイウェア C/アソート キット	クリアレンズ× 20 枚 (ブルー、グレー、グリーン、 ピンクストライプ各 5 枚)、 ストラップ× 1 本	高さ 約 76mm	5,400円
3915	ディスポーザブル アイウェア C/P キット	クリアレンズ× 20 枚 (全てピンクストライプ)、 ストラップ× 1 本	高さ 約 76mm	5,400円
ディスポーザブルアイウェアレンズ				
3903	ディスポーザブル アイウェア C/アソート 25 枚	クリアレンズ× 25 枚 (ブルー、グレー、グリーン、 ピンクストライプ ※色毎の枚数は梱包により異なります)	高さ 約 76mm	3,800円
3916	ディスポーザブル アイウェア C/P 25 枚	クリアレンズ× 25 枚 (全てピンクストライプ)	高さ 約 76mm	3,800円



ボンディングコレクション

Bonding Collection



プロビジョン ボンディングラップ

ProVision™ Bonding Wraps™

- レンズ:防曇・防傷加工
- テンプル:紐通し穴有
- 特徴:450~495nmのブルーライト波長より広い385~500nmのブルーライトから保護
- 左右幅/重量:約130mm/約24g
- 安全性:最大95%のブルーライト、紫外線(UV-A/UV-B)をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- 1種展開

プロビジョン アイセイバー スリーク ボンディング

ProVision™ Eyesaver Sleeks™ Bonding

- レンズ:防曇・防傷加工
- テンプル:3段階の調整機能付のためより良いフィット感
- 特徴:450~495nmのブルーライト波長より広い385~500nmのブルーライトから保護
全周にわたって設けられたサイドシールドで保護
メガネとの併用が可能
- 左右幅/重量:約138mm/約31g
- 安全性:最大95%のブルーライト、紫外線(UV-A/UV-B)をカット
- 規格:ANSI Z87.1
- 1種展開


パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
3600	R/R	レッド	レッド	2,300円

パートコード	規格	レンズ色	テンブル色	標準価格 (税別)
16SLK	R/R	レッド	レッド	2,500円

ご存知でしたか？

パルメロのアイプロテクターシリーズでは、眼底に害を及ぼすブルーライトをカットし、視神経と網膜を保護する特殊な素材で作られたボンディング用アイウェアもご用意しています。

- ブルーライトは、接着、硬化、ホワイトニングなどの多くの歯科材料を用いた処置に使用されています。
- ブルーライトは、目にいかなる保護具も装着せずに長時間にわたり照射にさらされた場合、中等度から重度の網膜損傷をもたらします。
- 適切なアイウェアを使用することは、380~495nmの波長のブルーライトやUVをブロックします。また、照射器付属のシールドではカバーしきれないライトから歯科医療従事者や患者様の目を保護します。



色	波長
紫	380-450 nm
青	450-495 nm
緑	495-570 nm
黄	570-590 nm
橙	590-620 nm
赤	620-750 nm

アイウェア用ケア製品 Eyewear Maintenance



クリーニングワイプ プロビジョン クリスタルクリア

ProVision™ Crystal Clear Anti Fog Solo Wipes

そのまま使えるクリーニング用ウェットワイプです。アイウェアに付着した油分や汚れをきれいに拭き取ると同時に、くもり止めと静電気を防止する効果があります。容器にラテックスを含みません。

- 使用方法:容器から取り出したワイプで軽く汚れを払います。汚れを払った部分以外のワイプで、表面を円を描くような動きで綺麗になるまで優しく拭きます。(水洗い不要)

パートコード	規格	サイズ	標準価格 (税別)
3534	160入	15 × 17cm	2,000円



レンズ曇り止めワイプ プロビジョン

ProVision™ Crystal Clear Anti Fog Solo Wipes

手軽な個装タイプの曇り止めウェットワイプです。ポリカーボネート製・アクリル製・ガラス製のレンズに使用できます。

- 使用方法:ワイプが折られた状態で軽く汚れを払います。ワイプを広げてレンズの表面を円を描くような動きで綺麗になるまで優しく拭きます。(水洗い不要)

パートコード	規格	サイズ	標準価格 (税別)
3534S	個装 100 入	13 × 20cm	2,700円

ラップアラウンドコレクション

Wraparound Collection



小さな
顔の大人・
小人用



小さな
顔の大人・
小人用

プロビジョン エコノラップ ProVision™ Econo Wraps™

- ・ レンズ:防曇・防傷加工
- ・ テンプル:紐通し穴有
- ・ 特徴:エコノミーモデル
- ・ 左右幅/重量:約 130mm/約 24 g
- ・ 安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ 医療従事者向けも有

プロビジョン ミニエコノラップ ProVision™ Mini Econo Wraps

- ・ レンズ:防曇・防傷加工
- ・ テンプル:軽量
- ・ 特徴:エコノラップを 25%小型化した小人用モデル
- ・ 左右幅/重量:約 115mm/約 18 g
- ・ 安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ 医療従事者向けも有

プロビジョン ミニエコノラップ レインボー ProVision™ Rainbow™ Mini

- ・ テンプル:色付き
- ・ 特徴:エコノラップを 25%小型化した小人用モデル
- ・ お得な 12 個入パック (ブルー、オレンジ、グリーン、パープル、イエロー、ピンク 各 2 個)
- ・ 左右幅/重量:約 115mm/約 18 g
- ・ 安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ レンズは 1 色、テンプル色は 6 色展開

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3601G	GY/GY	グレー	グレー	1,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3607G	GY/GY	グレー	グレー	1,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3607GB	GY/RA	グレー	レインボー	10,300円

ゴーグルコレクション (メガネ併用タイプ)

Goggle Collection



調節
機能付



調節
機能付

プロビジョン コンターラップ ProVision™ Contour Wraps™

- ・ テンプル:紐通し穴有
- ・ 特徴:3 段階の調整機能付のため、良好なフィット感
- ・ 左右幅/重量:約 130mm/約 28g
- ・ 安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ 医療従事者向けも有

プロビジョン アイセイバー ProVision™ Eyesavers™

- ・ レンズ:防曇加工・防傷加工
- ・ テンプル:蝶番式のため、未使用時はコンパクトに収納可能
- ・ 特徴:メガネとの併用が可能
- ・ 左右幅/重量:約 135mm/約 43 g
- ・ 安全性:最大 95%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ 医療従事者向けも有

プロビジョン アイセイバー スリーク ProVision™ Eyesaver Sleeks™

- ・ レンズ:防曇加工
- ・ テンプル:3 段階の調整機能付の為より良いフィット感
- ・ 特徴:全周にわたって設けられたサイドシールド
メガネとの併用が可能
- ・ 左右幅/重量:約 138mm/約 31 g
- ・ 安全性:最大 99.9%の紫外線 (UV-A / UV-B) をカット
- ・ 規格:ANSI Z87.1
- ・ 医療従事者向けも有

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3552	GY/BK	グレー	ブラック	2,300円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3S-PHC	GY/GY	グレー	グレー	1,200円

パートコード	規格	レンズ色	テンプル色	標準価格 (税別)
3SLK	GY/GY	グレー	グレー	1,400円

X線防護衣・エプロンハンガー

X-Ray Aprons & Hangers

パルメロのX線防護衣

- パルメロのX線防護衣『クリングシールド』シリーズは、患者様を不必要な放射線被爆から保護することを目的として作られています。
- プロテクトオール エプロン ネックカラー有は、甲状腺ネックカラーが装備されているため、性腺部や甲状腺も保護します。
- ブルーまたはスレートブルーのビニール素材を 0.3 mm の鉛で裏打ちした防護衣を、4 種類のバリエーションと大人用・小人用サイズでご提供しております。
- 米国内の当社施設ですべて製造しております。



X線防護衣

X-Ray Apron Guide

クリングシールド プロテクトオール
エプロン ネックカラー有 小人用

Cling Shield™ Child Protectall™ Apron with Integrated
Thyroid Collar

プロテクトオール
PROTECTALL™

マジックテープで固定する
甲状腺カラーが付いている
デザインです。

クリングシールド
Cling Shield™

凹凸がある医療グレードの
ビニール製裏地です。
防護衣の滑り落ちを防ぎ、
安定させます。



エプロンを使用しない時は、エプロン
専用のエプロンハンガーまたはラックに
適切に保管してください。

ナイロン製のループが付いているため
吊り下げが容易で、ズレや落下を防ぎ
正しく保管することができます。

お手入れは、中性洗剤と水で拭くか、
ビニール・プラスチック用クリーナーを
使用してください。消毒はビニール・
プラスチック専用の消毒剤を使用し
てください。



X線防護衣の カラー バリエーション

本体色

青縁



ブルー

黒縁



スレートブルー

ご存知でしたか？

エプロンは平らに置くか、またはエプロンハンガーに掛けて保管してください。折り目がつくのを防ぐため、**絶対に折り畳まないでください**。また、頻繁にエプロンの目視検査を行い、保護材に亀裂がないか確認してください。

クリングシールド コレクション


Cling Shield™ X-Ray Apron and Collar Collection

この製品ラインナップに含まれるX線防護用エプロンとカラーは、すべて厚さ 0.3 mm の鉛で裏打ちされています。



プロテクトオール エプロン ネックカラー有 Protectall™ Apron with Neck Collar

- 取り外しできないネックカラー付
- 甲状腺から性腺部の下まで保護
- マジックテープで固定するネックカラーはしっかりと快適にフィット
- 吊り下げや保管に便利なループ付
- デンタル用




パートコード	製品名	サイズ	重さ	色	標準価格 (税別)
27SLATEBLUE	クリングシールドプロテクトオールエプロンネックカラー有 小人用	小人用	1.73 kg	スレートブルー	26,600円
24SLATEBLUE	クリングシールドプロテクトオールエプロンネックカラー有 大人用	大人用	2.40 kg	スレートブルー	27,900円



パノデュアル エプロン ネックカラー無 Pano Dual Apron, No Collar

- 肩から性腺部の下までの身体前面および背面を保護
- 後身頃と前身頃は同じ長さ
- 片肩部分にマジックテープ付
- パノラマ用




パートコード	製品名	サイズ	重さ	色	標準価格 (税別)
26CBLUE	クリングシールドパノデュアルエプロンネックカラー無 小人用	小人用	2.50 kg	ブルー	41,900円
26BLUE	クリングシールドパノデュアルエプロンネックカラー無 大人用	大人用	4.10 kg	ブルー	46,200円



ネックカラー Neck/Thyroid Collar

- 甲状腺部を保護することを目的
- マジックテープで固定するネックカラーはしっかりと快適にフィット
- ネックカラーが付いていないエプロンと併用



パートコード	製品名	サイズ	重さ	色	標準価格 (税別)
25CSLATEBLUE	クリングシールドネックカラー 小人用	小人用	0.25 kg	スレートブルー	11,200円
25SLATEBLUE	クリングシールドネックカラー 大人用	大人用	0.38 kg	スレートブルー	11,200円



30

エプロンハンガー ホールドイット Hold-It™ X-Ray Apron Hanger Collection

パートコード	製品名	本体色	サイズ	用途	標準価格 (税別)
30	ホールドイット 30	クロム	530mm × 235mm	パノデュアル エプロン (パノラマ用) 向き	3,400円
33	ホールドイット 33	ホワイト	530mm × 260mm	プロテクトオール エプロン (デンタル用) 向き	3,800円



33

パーソナルケア

Care

ストレスリリーフバンド ケアリング

CaRing Tension Relief Band

- ・ 三角形の点で構成されたワイヤー製のリングを指に装着し、指の上下に動かすことで指のストレスを緩和。
(指圧テクニックを応用したアイテム)
- ・ 血行促進や緊張をほぐすミニマッサージアイテム。
- ・ 5 個入



パートコード	規格	サイズ	標準価格 (税別)
3810	5 入	φ 28 mm x 10 mm	900 円


バリアフィルム

Barriers

ロールタイプ

Films

- ・ 素材:低粘性接着剤付ポリエチレンフィルム、ラテックスフリー
- ・ 特徴:治療室の表面に容易に貼付、剥がしても跡が残りにくい
患者様入替え時の清掃・消毒作業が迅速化
消毒が短縮されることにより有害な薬品から機器を保護
スタッフや患者様の交差汚染を抑制
- ・ 仕様:ディスペンサーとして使える段ボール箱入
- ・ サイズ:3 種展開



パートコード	規格	サイズ	標準価格 (税別)
1803C	ロールタイプ 1200 枚 ディスペンサー入	10.2 cm x 15.2 cm	4,400 円
1867C	ロールタイプ 514 枚	30.5 cm x 35.6 cm	11,600 円
1802	キーボード用 ロールタイプ 800 枚	23.0 cm x 48.0 cm	20,800 円

タブレット用

Tablet Barrier Sleeves

- ・ 素材:ラテックスフリー
- ・ 特徴:粘着テープが傷つきやすいタッチスクリーンタブレットをしっかりと保護し消毒が短縮される
ことにより有害な薬品から機器を保護
貼り付けやすく、剥がしやすいため、交差汚染の防止と患者様入替え時の清掃・消毒作業が迅速化
- ・ サイズ:1 種展開

パートコード	規格	サイズ	標準価格 (税別)
1804	100 枚	20.3 cm x 29.0 cm	3,600 円



ディスポーザブルミラー


Disposable Mouth Mirrors

パルメロミラー ディスポーザブル 個装

Disposable Mouth Mirrors Individually Wrapped

- ・ 検査および軟組織退縮治療用の軽量で高反射性の単回使用マウスミラー
- ・ 幅が広がった改良型デザインのハンドルは、握り心地がよく、手が滑りにくい
- ・ クリアで歪曲収差のない直径 22mm のミラー
- ・ 極めて薄い反射面により見えやすさが向上


パート コード	製品名	数量	サイズ	標準価格 (税別)
94	パルメロミラー ディスポーザブル 24 入 (個装)	24 入 (個装)	φ 22 mm、長さ 15 cm	2,600 円



幅が広がった
デザインのハンドルは
握り心地がよく手が滑りにくい

INDIVIDUALLY WRAPPED

訪問診療時や
使用毎に滅菌することが
困難な場合のミラーとして





ミキシングボウル キャンディーズ フレキシブル
Candeez™ Flexible Mixing Bowls

- 素材:柔軟性に富んだPVC製
ラテックスフリー
- 特徴:楽しく使える香料入りまたは無香の柔軟なミキシングボウル
独自のデザインと素材により、内側から外側に折り曲げることが可能
底部は広く安定し、ボウル表面は非常に滑らかなため、気泡を巻き込まずに容易に練合
ほとんどの自動アルジネートミキサーと併用可能
- サイズ:2 種展開

ミディアムサイズ

サイズ:10.2 cm x 6.4 cm 容量:350 cc

パートコード	サイズ	色	香	標準価格 (税別)
1530B	ミディアム	ブルー	無香	1,500円
1530BP	ミディアム	ピンク	パプルガム	1,500円
1530LG	ミディアム	グリーン	ライム	1,500円

ラージサイズ

サイズ:11.4 cm x 7.6 cm 容量:600 cc

パートコード	サイズ	色	香	標準価格 (税別)
1531B	ラージ	ブルー	無香	1,900円
1531BP	ラージ	ピンク	パプルガム	1,900円
1531LG	ラージ	グリーン	ライム	1,900円



オートクレープ
滅菌不可

石膏が固まってしまっても
簡単に除去できます。



エルゴノミックスパチュラ キャンディーズ
Candeez™ Ergonomic Spatulas

- 練合の効率を高める、丈夫で高品質のポリプロピレン製
ハンドルと柔軟な先端部の組み合わせ
- 練合や塗布を容易にする設計
- オートクレープ滅菌が可能
- ラテックスフリー

オートクレープ
滅菌可能
(132℃まで)

パートコード	サイズ	色	香	標準価格 (税別)
1520B	19 cm	ブルー	無香	1,000円
1520BP	19 cm	ピンク	パプルガム	1,000円
1520LG	19 cm	グリーン	ライム	1,000円



デンチャー／リテーナー用ボックス
Denture/Retainer Boxes

- マウスガード、リテーナー、ブリッジ、または部分入れ歯を収納するためのプラスチック容器
- 識別ラベル入
- 清掃しやすい、角に丸みがあるデザイン
- 4色アソートで12 個セット (IDラベル入り)

パートコード	製品名	サイズ	色	数量	標準価格 (税別)
1962	デンチャーボックス 12 入	9.5 cm × 6.3 cm × 5.0 cm	アソート (ブルー、イエロー、 ベージュ、モープ ×各3 個)	12 入	3,700円
1963	リテーナーボックス 12 入	7.6 cm × 7.0 cm × 2.5 cm	アソート (イエロー、 ネオングリーン、 ライトブルー、 ネオンピンク ×各3 個)	12 入	2,800円

製品一覧

Index

アイプロテクター・フェイスシールド・アイウェア・ケア製品

【医療従事者向け】

3605L	アイプロテクター プロビジョン クラリティ C/C/LVチップ	3,000 円
3605B	アイプロテクター プロビジョン クラリティ C/C/NVチップ	3,000 円
3760CP	アイプロテクター プロビジョン シック C/C/Pチップ	2,800 円
3760CW	アイプロテクター プロビジョン シック C/C/Wチップ	2,800 円
3760CG	アイプロテクター プロビジョン シック C/C/Gチップ	2,800 円
3604PC	アイプロテクター プロビジョン アルーア C/P	2,800 円
3604LC	アイプロテクター プロビジョン アルーア C/LV	2,800 円
3601C	アイプロテクター プロビジョン エコノラップ C/C	1,200 円
3607C	アイプロテクター プロビジョン ミニエコノラップ C/C	1,200 円
3553	アイプロテクター プロビジョン コンターラップ C/C/BKチップ	2,300 円
3550	アイプロテクター プロビジョン コンターラップ IB/IB/BKチップ	2,300 円
17S	アイプロテクター プロビジョン アイセイバー C/C	1,200 円
17SLK	アイプロテクター プロビジョン アイセイバー スリーク C/C	1,400 円
3590YG	アイプロテクター プロビジョン ダイオードレーザー YG/BK	37,800 円
3920	フェイスシールド ディスポーザブル スナッピーズ ハーフ キット	6,900 円
3921	フェイスシールド ディスポーザブル スナッピーズ ハーフ 25枚	6,600 円
3900	アイウェア ディスポーザブル C/アソート キット	5,400 円
3915	アイウェア ディスポーザブル C/P キット	5,400 円
3903	アイウェア ディスポーザブル C/アソート 25枚	3,800 円
3916	アイウェア ディスポーザブル C/P 25枚	3,800 円
3904	アイウェアストラップ 5入 アソート	1,900 円

【医療従事者および患者様向け】

3600	アイプロテクター プロビジョン ボンディングラップ R/R	2,300 円
16SLK	アイプロテクター プロビジョン アイセイバー スリーク ボンディング R/R	2,500 円

【アイウェア用ケア製品】

3534	クリーニングワイプ プロビジョン クリスタルクリア 160入	2,000 円
3534S	レンズ曇り止めワイプ プロビジョン 個別包装 100入	2,700 円

【患者様向け】

3601G	アイプロテクター プロビジョン エコノラップ GY/GY	1,200 円
3607G	アイプロテクター プロビジョン ミニエコノラップ GY/GY	1,200 円
3607GB	アイプロテクター プロビジョン ミニエコノラップ レインボー GY/RA	10,300 円
3552	アイプロテクター プロビジョン コンターラップ GY/BK	2,300 円
3S-PHC	アイプロテクター プロビジョン アイセイバー GY/GY	1,200 円
3SLK	アイプロテクター プロビジョン アイセイバー スリーク GY/GY	1,400 円

X線防護衣・エプロンハンガー

27SLATEBLUE	X線防護衣 クリングシールド プロテクトオール エプロン ネックカラー有 小人用	26,600 円
24SLATEBLUE	X線防護衣 クリングシールド プロテクトオール エプロン ネックカラー有 大人用	27,900 円
26CBLUE	X線防護衣 クリングシールド パノデュアル エプロン ネックカラー無 小人用	41,900 円
26BLUE	X線防護衣 クリングシールド パノデュアル エプロン ネックカラー無 大人用	46,200 円
25CSLATEBLUE	X線防護用 ネックカラー クリングシールド 小人用	11,200 円
25SLATEBLUE	X線防護用 ネックカラー クリングシールド 大人用	11,200 円
30	エプロンハンガー ホールドイット 30 クロム	3,400 円
33	エプロンハンガー ホールドイット 33 ホワイト	3,800 円

パーソナルケア

3810	ストレスリリーフバンド ケアリング 5入	900 円
------	----------------------	-------

バリアフィルム

1803C	バリアフィルム クリア ロールタイプ 1200枚 ディスペンサー入	4,400 円
1867C	バリアフィルム クリア ロールタイプ 514枚	11,600 円
1802	バリアフィルム キーボード用 ロールタイプ 800枚	20,800 円
1804	バリアフィルム タブレット用 100枚	3,600 円

ディスポーザブルミラー

94	パルメロミラー ディスポーザブル 24入 個装	2,600 円
----	-------------------------	---------

印象関連

1530B	ミキシングボウル キャンディーズ フレキシブル ミディアム ブルー 無香	1,500 円
1530BP	ミキシングボウル キャンディーズ フレキシブル ミディアム ピンク バブルガム	1,500 円
1530LG	ミキシングボウル キャンディーズ フレキシブル ミディアム グリーンライム	1,500 円
1531B	ミキシングボウル キャンディーズ フレキシブル ラージ ブルー 無香	1,900 円
1531BP	ミキシングボウル キャンディーズ フレキシブル ラージ ピンク バブルガム	1,900 円
1531LG	ミキシングボウル キャンディーズ フレキシブル ラージ グリーンライム	1,900 円
1520B	エルゴノミックスパチュラ キャンディーズ ブルー 無香	1,000 円
1520BP	エルゴノミックスパチュラ キャンディーズ ピンク バブルガム	1,000 円
1520LG	エルゴノミックスパチュラ キャンディーズ グリーンライム	1,000 円
1962	デンチャーボックス 12入 アソート	3,700 円
1963	リテーナーボックス 12入 アソート	2,800 円

パルメロ製品の発注方法

パルメロ製品は、歯科器材販売店様を通じて購入いただけます。ご注文は、お出入りの歯科器材販売店様へお願いします。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Palmero Healthcare LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2026年8月10日現在のものです。
【販売名/一般的な名称/医療機器届出番号】■パルメロミラー/歯鏡/13B3X10195P01101 ■X線防護衣 クリングシールド/放射線防護用
前掛/13B3X10195P01102 ■X線防護用ネックカラー クリングシールド/放射線防護用カラー/13B3X10195P01103 ●医療機器の分類:
一般医療機器(クラスI) 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法
は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連
会社の商標です: Bonding Wraps, Candeez, Chic, Cling Shield, Contour Wraps, Clarity, Dynamic Disposables, Econo Wraps, Eyesavers,
Eyesaver Slekis, Palmero, ProVision, Rainbow, Snapeez. ©2025 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-424/J/2502
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless
otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC reserves the right to change features of
products, images and text at any time without notice.

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice